

DIE WEFORYOU FFP2-MASKEN

ANLEITUNG ZUR OPTIMALEN ANPASSUNG

KLASSISCHE PROBLEME VS. UNSERE LÖSUNGEN:




VERRUTSCHEN UNTER DIE NASE

Bei den weforyou Masken wird ein Verrutschen unter die Nase durch einen extra verlängerten Nasenbereich bestmöglich verhindert.



PASSFORM FÜR VERSCHIEDENE GESICHTSFORMEN

Durch die verschiedenen Tragemöglichkeiten der Bänder ist eine bessere Anpassung an verschiedene Gesichtsförmungen möglich.



OHRENSCHMERZEN

Unsere Bänder bestehen größtenteils aus Polyamid-Fasern, welche besonders elastisch und weich sind. Dadurch kommt es nicht zu Segelohren und somit auch nicht zu Ohrenscherzen. Zugleich lässt sich über die mitgelieferte Halteklammer, der Komfort bei zugleich erhöhtem Schutzgrad verbessern.



POSITION DER MASKE

Durch die Verwendung von Masken, die im asiatischen Raum primär auf die lokale Bevölkerung zugeschnitten sind, hat man sich in der westlichen Welt daran gewöhnt, Masken gerade aufzusetzen. Unsere Masken bedürfen jedoch einer schrägeren Trageposition, da sie mit einem längeren Nasenteil versehen sind (siehe rechtes Bild).

FALSCHES UND RICHTIGES ANWENDEN:



Falsche Anwendung

- ✓ Die neuen adaptierten Formen bedürfen einer schrägeren Trageposition.
- ✓ Eine Korrektur der Trageposition muss vorgenommen werden.

Korrekte Anwendung für den tägl. Bedarf (bei durchschnittlicher Gesichtsförmung)

- ✓ Durch den längeren Nasenbereich sind unsere Masken auf den europäischen Raum ausgerichtet.
- ✓ Vorteil: beim Sprechen rutscht einem die Maske nicht unter die Nase.
- ✓ Positionieren Sie die Maske zuerst am Kinn entlang und entsprechend schräg.
- ✓ Bartträger sollten den Bart so kurz wie möglich tragen.

Korrekte Anwendung für den täglichen Bedarf (bei zierlichen Gesichtsförmungen)

- ✓ Bei zierlichen oder länglichen Gesichtsförmungen ist es notwendig einen größeren Anpressdruck zu generieren.
- ✓ Dafür ist der Maske eine Halteklammer beigegeben.
- ✓ Dadurch wird die Maske straffer an das Gesicht gedrückt. Durch das hochwertige Material lassen sich die Bänder weiter dehnen als bei herkömmlichen Masken.

Anwendung für die maximale Schutzwirkung (bzw. sehr kleine Gesichtsförmungen)

- ✓ Bei besonders kleinen Gesichtern oder bei einem erhöhten Schutzbedarf kann man zeitweise die Maske mit der Halteklammer über die Ohren straffen.
- ✓ Durch den hohen Anpressdruck nach oben wird die Maske besonders stark an das Gesicht angepasst.