

Silk'n®

Beautiful Technology

LED NECK MASK

ND-FM03



EN USER MANUAL

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

FR MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZING

ES MANUAL DE USUARIO


EN

DE

FR

NL

ES

Package contents / Lieferumfang / Contenu de la livraison / Leveringspakket / Volumen de suministro

Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Device parts

1. LED Neck Mask
2. Elastic straps (2x)
3. Remote control
4. Power button
5. Auto/Manual button
6. USB cable

General information

These operating instructions accompany this LED Neck Mask ND-FM03 (referred to below only as the “product”). It contains important information about start-up and handling. Before using the product, please read through the operating instructions carefully. This particularly applies to the safety instructions. You can also find these operating instructions in PDF format on our website www.silkn.eu.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



This symbol identifies voltage and the current rating for direct current.



The word “GS” stands for tested safety. Products marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG).

Intended use

This product is intended to recover your skin's glow and elasticity. It also enhances skin metabolism, promotes anti-ageing effects, reduces inflammation and battles inflammation, acne, age spots and wrinkles. The product can be used on oily, dull and inflamed skin, but is also suitable for skin with pigmentation. This device is intended for household use only, not for commercial applications.

Safety

Only use the product as described in these operating instructions. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer or vendor cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use. Before first use, please check if the product is complete. If there is any omission or if the product is not working properly, please contact customer service.

Safety instructions

- This device, including all its parts, must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, those lacking experience or knowledge in how to use the device in a safe way, or those who do not understand the hazards involved.
- Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.
- Before treating an area for the first time, perform a skin sensitivity test by placing the

product on one of your arms. If you have no adverse reaction, start your treatment.

- Only use the included USB cable to charge the remote control. It cannot be used for other purposes. Connect the USB cable to a compatible USB power source that is easily accessible so that you can quickly disconnect it if something goes wrong.
- If the product is damaged in any way, stop using it. Contact our customer service for replacement or repair to avoid risk. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Do not use the product while charging.
- Keep the product and USB cable away from water or any other liquids. They are not waterproof.
- Never touch the product or USB cable with wet or damp hands.
- Stop using the product immediately if you feel any discomfort, develop any abnormal reactions (such as itching or uncomfortable inflammation) or in case your skin becomes warm to the point of discomfort.
- This product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, thyroid patients, people using thyroid medications, people who are photoallergic or use

light allergy medication.

- This product cannot be used on skin diseases, wound ulceration, trauma and post-operative wounds.
- Don't use the product for more than 15 minutes per treatment.
- **Consult your physician if you are uncertain whether or not you can use the product.**

Charging



When the battery is low, the indicator light on the remote control will flash and the product will automatically shut down after flashing 10 times.

1. Connect the remote control **3** to the mask **1**.
2. Plug the USB cable **6** into the charging port of the remote control.
3. Plug the other end of the USB cable **6** into a compatible USB power source. One to three indicator light(s) on the remote control **3** will light up. When charging is complete, all four indicator lights are lit.

Assembling

1. Connect the remote control **3** to the mask **1**.
2. Fasten the elastic straps **2** to the mask **1**.

Operation

1. Assemble the product as described in Chapter "Assembling".
2. Thoroughly clean and dry the neck and hands. Make sure they are free from any dirt.
3. Sit or lie down and place the mask **1** on your neck. Adjust the elastic straps **2** to ensure the mask fits comfortably.
4. Turn on the device and select the desired mode. The product has two modes. In the Manual Mode a preferred treatment can be selected: Red, Blue, Yellow or Purple LED light therapy. One treatment takes 10 minutes. In the Automatic Mode a preferred treatment cannot be selected. The product is activated in the following order: Red (5 min.), Blue (3 min.), Yellow (4 min.) and Purple (3 min.) LED light therapy.

Manual Mode:

- Take the remote control **3** and long press the power button **4** to turn on the device. It will enter into the Manual Mode with Red LED light therapy by default.
- Short press the power button **4** again to switch to the Blue LED light therapy.
- Short press the power button **4** a third time to switch to the Yellow LED light therapy.
- Short press the power button **4** a fourth time to switch to the Purple LED light therapy.
- Short press the power button **4** a fifth time to turn off the product. In addition, if you want to turn off the product during your treatment, you can also long press the power button **4**.
- Please note, when selecting a treatment the indicator light below the "M" flashes 5 times. This means that the product will automatically start a timer of 10 minutes. After 10 minutes the product will automatically shut down, or long press the power button **4** to shut the product off during use.

Automatic Mode:

- Take the remote control **3** and long press the power button **4** to turn on the device. It will enter into the Manual Mode with Red LED light therapy by default.
- Short press the Auto/Manual button **5** to switch to the Automatic Mode.
- Please note, when selecting the Automatic Mode the indicator light below the "A" flashes 5 times. This means that the product will automatically start a timer of 15 minutes. After 15 minutes the product will automatically shut down, or long press the power button **4** to shut the product off during use.



Don't use the product for more than 15 minutes per treatment.

5. Apply a serum and/or day/night cream after treatment.

Treatment programme

If you are using the product for the first time, please stick to the following schedule:

- First week: use once every 3 days, max. 10 minutes at a time.

- Second week: use once every 2 days, max. 10 minutes at a time.
- Third week: use once every 2 days, max. 10-15 minutes at a time.
- Fourth week: use once every day, max. 10-15 minutes at a time.

Treat your skin once or twice per week as soon as the results show.

Cleaning

Make sure to unplug the product before you clean it. Then, clean the silicone side of the mask with a water based wipe or damp clean cloth. Make sure to dry it afterwards with a dry cloth.

Storage

After cleaning, we recommend you to store the product in its original box. Store the product in a cool dry place.

Technical data

Model number:	ND-FM03
Material:	Food grade silicon & ABS
Rated voltage:	3.7V
Battery capacity:	1500mAh
Unit weight:	169 g
Number of LED lights:	57
Dimension (L × W × H):	237.5 × 108 × 8.1mm

Disposal

Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled in

a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service centre. Our customer service is always pleased to help you!

Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service centre. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009

Email: customer-careuk@silkn.eu / info@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silk'n Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silk'n Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Geräteteile

1. LED Neck Mask
2. Gummibänder (2x)
3. Fernbedienung
4. Ein/Aus-Taste
5. Wahltaste Automatischer/ Manueller Modus
6. USB-Kabel

Allgemeine Informationen

Dies ist die Betriebsanleitung für die LED Neck Mask ND-FM03 (im Weiteren als „Produkt“ bezeichnet). Sie enthält wichtige Anweisungen für die Inbetriebnahme und Bedienung. Bitte lesen Sie sich diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Das bezieht sich besonders auf die Sicherheitsanweisungen. Sie finden die Betriebsanleitung auch im PDF-Format auf unserer Website www.silkn.eu.

Erläuterung der Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesem Benutzerhandbuch, auf dem Produkt oder der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachbeschädigungen.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Bedienungsanleitung lesen.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Dieses Symbol kennzeichnet die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom für Gleichstrom.



Die Kennzeichnung „GS“ steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Vorgaben des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Verwendungszweck

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Glanz und die Elastizität der Haut wiederherzustellen. Es verbessert auch den Stoffwechsel der Haut, hat eine Anti-Aging-Wirkung und reduziert Entzündungen, Akne, Altersflecken und Falten. Das Produkt kann für fettige, fahle und entzündete Haut verwendet werden, eignet sich aber auch für Haut mit Pigmentflecken. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch und nicht für die kommerzielle Anwendung vorgesehen.

Sicherheit

Bitte benutzen Sie das Produkt nur so, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Jegliche andere Verwendungsart gilt als unsachgemäßer Gebrauch und kann Sach- oder Personenschäden verursachen. Der Hersteller oder Verkäufer kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen. Bitte überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Vollständigkeit des Produkts. Wenn etwas fehlen sollte oder das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Sicherheitsanweisungen

- Dieses Gerät sowie die einzelnen Komponenten dürfen nicht von folgenden Personengruppen benutzt werden: Kinder, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, Personen mit fehlenden Erfahrungen oder Kenntnissen über den sicheren Gebrauch des Geräts oder Personen, die sich der

damit zusammenhängenden Gefahren nicht bewusst sind.

- Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen reinigen oder warten.
- Vor der ersten Behandlung testen Sie das Gerät bitte an einem Arm, um die Hautempfindlichkeit zu überprüfen. Wenn keine unerwünschte Reaktion auftritt, können Sie mit der Behandlung beginnen.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel nur zum Aufladen der Fernbedienung. Es kann nicht für andere Zwecke verwendet werden. Schließen Sie das USB-Kabel an eine kompatible und leicht zugängliche USB-Energiequelle an, damit Sie es schnell vom Strom trennen können, falls etwas schiefgehen sollte.
- Benutzen Sie das Produkt auf keinen Fall, wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist. Um Risiken zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, damit das Gerät ausgetauscht oder repariert wird. Produkthaftung und Garantieansprüche entfallen, wenn der Benutzer das Gerät selbst repariert, falsch angeschlossen oder nicht korrekt benutzt hat.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

- Halten Sie das Produkt und das USB-Kabel fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten. Sie sind nicht wasserdicht.
- Berühren Sie das Produkt oder das USB-Kabel niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Wenn Sie Unbehagen empfinden, wenn anormale Reaktionen (wie Juckreiz oder unangenehme Inflammationen) auftreten oder die Haut sich so stark erwärmt, dass es nicht mehr angenehm ist, unterbrechen Sie die Behandlung bitte sofort.
- Dieses Produkt darf nicht benutzt werden von schwangeren Frauen, Kindern, Personen, die an Epilepsie oder Schilddrüsen-erkrankungen leiden, Personen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, photoallergischen Personen oder Personen, die Medikamente gegen Lichtallergie einnehmen.
- Dieses Produkt darf nicht bei Hautkrankheiten, eiternden Wunden, Trauma und postoperativen Wunden verwendet werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten pro Behandlung.
- **Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden dürfen.**

Laden



Bei niedriger Batteriespannung blinkt die Kontrollleuchte an der Fernbedienung. Das Produkt schaltet sich nach 10 Blinkzeiten automatisch aus.

1. Schließen Sie die Fernbedienung **3** an die Maske **1** an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel **6** an den Ladeanschluss der Fernbedienung an.
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels **6** an eine kompatible USB-Energiequelle an. An der Fernbedienung **3** leuchten eine bis drei Kontrollleuchten auf. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchten alle vier Kontrollleuchten.

Zusammenbau

1. Schließen Sie die Fernbedienung **3** an die Maske **1** an.
2. Befestigen Sie die Gummibänder **2** an der Maske **1**.

Bedienung

1. Bauen Sie das Produkt so zusammen, wie unter Punkt „Zusammenbau“ beschrieben.
2. Reinigen und trocknen Sie Hals und Hände sorgfältig. Vergewissern Sie sich, dass die Haut frei von Verunreinigungen ist.
3. Setzen oder legen Sie sich hin und legen Sie die Maske **1** auf den Hals. Stellen Sie die Gummibänder **2** richtig ein, sodass die Maske bequem sitzt.
4. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den gewünschten Modus. Das Produkt hat zwei Modi. Im Manuellen Modus können Sie eine Behandlung auswählen: Lichttherapie mit rotem, blauem, gelbem oder violetter LED-Licht. Eine Behandlung dauert jeweils 10 Minuten. Im Automatischen Modus können Sie keine Behandlung auswählen. Das Produkt führt die Behandlung in folgender Reihenfolge aus: Rote (5 Min.), blaue (3 Min.), gelbe (4 Min.) und violette (3 Min.) LED-Lichttherapie.

Manueller Modus:

- Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste **4** der Fernbedienung **3**, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig beginnt der Manuelle Modus mit der roten LED-Lichttherapie.

- Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste **4**, um zur blauen LED-Lichttherapie zu wechseln.
- Drücken Sie ein zweites Mal kurz auf die Ein/Aus-Taste **4**, um zur gelben LED-Lichttherapie zu wechseln.
- Drücken Sie ein drittes Mal kurz auf die Ein/Aus-Taste **4**, um zur violetten LED-Lichttherapie zu wechseln.
- Drücken Sie ein viertes Mal kurz auf die Ein/Aus-Taste **4**, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie das Gerät während der Behandlung ausschalten möchten, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste **4**.
- Wenn Sie eine Behandlung ausgewählt haben, blinkt die Kontrollleuchte unter dem „M“ 5 Mal auf. Dadurch wird angezeigt, dass die Timer-Funktion für 10 Minuten aktiviert wurde. Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn Sie es während der Behandlung ausschalten möchten, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste **4**.

Automatischer Modus:

- Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste **4** der Fernbedienung **3**, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig beginnt der Manuelle Modus **5** mit der roten LED-Lichttherapie.
- Drücken Sie kurz auf die Wahltaste Automatischer/Manueller Modus **5**, um in den Automatischen Modus umzuschalten.
- Wenn Sie den Automatischen Modus ausgewählt haben, blinkt die Kontrollleuchte unter dem „A“ 5 Mal auf. Dadurch wird angezeigt, dass die Timer-Funktion für 15 Minuten aktiviert wurde. Nach 15 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn Sie es während der Behandlung ausschalten möchten, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste **4**.



Benutzen Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten pro Behandlung.

5. Tragen Sie nach der Behandlung ein Serum und/oder eine Tages- oder Nachtcreme auf.

Behandlungsprogramm

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, halten Sie sich bitte an folgende Vorgaben:

- Erste Woche: alle 3 Tage für jeweils höchstens 10 Minuten benutzen.

- Zweite Woche: alle 2 Tage für jeweils höchstens 10 Minuten benutzen.
- Dritte Woche: alle 2 Tage für jeweils höchstens 10-15 Minuten benutzen.
- Vierte Woche: täglich für jeweils höchstens 10-15 Minuten benutzen.

Wenn Ergebnisse sichtbar werden, sollten Sie Ihre Haut ein- oder zweimal die Woche behandeln.

Reinigung

Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie dann die Silikonseite der Maske mit einem Feuchttuch oder einem sauberen feuchten Lappen. Trocknen Sie die Maske anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

Aufbewahrung

Wir empfehlen, das Produkt nach der Reinigung im Originalkarton aufzubewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Technical data

Modellnummer:	ND-FM03
Material:	Silikon in Lebensmittelqualität & ABS
Nennspannung:	3.7V
Akkuleistung:	1.500 mAh
Gewicht:	169 g
Anzahl LED-Lichter:	57
Maße (L x B x H):	237.5 x 108 x 8.1 mm

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Sortieren Sie die Verpackungen, bevor Sie sie entsorgen. Entsorgen Sie Pappe und Kartonagen im Altpapier und Verpackungsmaterialien über die Müllabfuhr.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen für wiederverwertbare Materialien)
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll !

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so sind Sie als Endverbraucher verpflichtet, das Gerät entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde geltenden Bestimmungen, fachgerecht zu entsorgen.

Weiterführende Auskünfte hierzu erteilen Ihnen die zuständigen kommunalen Verwaltungsbehörden oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen. Sie können Kleinelektro-Altgeräte in geringer Menge auch kostenlos wieder zurück zu Ihrem Händler zur Entsorgung bringen. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Jeder Verbraucher muss eigenverantwortlich die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten vornehmen, insofern für Ihr Gerät zutreffend.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können. Bringen Sie das gesamte Produkt (einsch-

ließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle und vergewissern Sie sich, dass es sich in einem ungeladenen Zustand befindet!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Entnahme der Akkus/ der wiederaufladbaren Batterie vor der Entsorgung

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor Verletzungen geschützt sind. Die Entnahme der Akkus/ der wiederaufladbaren Batterien ist nicht mehr umkehrbar.

1. Bitte verwenden Sie eine Pinzette oder ein flaches Werkzeug, um die Fernbedienung I4 zu öffnen.
2. Nehmen Sie die gesamte Platine und die Batterie heraus.
3. Verwenden Sie eine Schere, um die beiden Drähte durchzuschneiden

Garantie

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite unter: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das nächste Silk'n-Servicezentrum. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservicede@silkn.eu / info@silkn.eu

Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Pièces de l'appareil

1. LED Neck Mask
2. Sangles élastiques (2x)
3. Télécommande
4. Bouton Marche
5. Bouton Auto/Manuel
6. Câble USB

Généralités

Le présent mode d'emploi accompagne LED Neck Mask ND-FM03 (ci-après dénommé le « produit »). Il contient des informations importantes sur le démarrage et la manipulation. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Cela vaut en particulier pour les consignes de sécurité. Vous trouverez également ce mode d'emploi au format PDF sur notre site Web www.silkn.eu.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement figurant ci-dessous sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur le produit ou sur son emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole / cette mention signale un danger à risque modéré, pouvant entraîner la mort ou une blessure grave s'il n'est pas évité.

ATTENTION !

Cette mention indique un risque de dommage matériel.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).



Ce symbole indique la tension nominale et le courant nominal pour le courant continu.



Le symbole « GS » signifie « sécurité vérifiée ». Les produits portant ce symbole satisfont aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Utilisation prévue

Ce produit est destiné à redonner à votre peau son éclat et son élasticité. Il améliore également le métabolisme de la peau, favorise les effets anti-âge, réduit l'inflammation et aide à lutter contre l'inflammation, l'acné, les taches de vieillesse et les rides. Ce produit peut être utilisé sur les peaux grasses, ternes et enflammées, mais il convient également aux peaux pigmentées. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à des applications commerciales.

Sécurité

Utilisez le produit exclusivement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages aux biens ou aux personnes. Le fabricant ou le vendeur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou des blessures causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée. Avant la première utilisation, veuillez vérifier si le produit est complet. En cas d'omission ou si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service après-vente.

Consignes de sécurité

- Ce dispositif, y compris toutes ses parties, ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes: les enfants, les adultes ayant des capacités physiques, sensorielles ou psychologiques limitées, ceux qui manquent d'expérience ou de connaissances sur la manière d'utiliser le dispositif en toute sécurité ou ceux qui ne comprennent pas les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuez un test de sensibilité cutanée en plaçant le produit sur un de vos bras. Si vous ne ressentez pas d'effet indésirable, vous pouvez commencer à l'appliquer sur le visage.
- Utilisez le câble USB fourni uniquement pour charger la télécommande. Il ne peut être utilisé à d'autres fins. Raccordez le câble USB à une source d'alimentation USB compatible et facilement accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement si quelque chose se passe mal.
- Si le produit est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez de l'utiliser. Pour un remplacement ou une réparation, contactez notre service après-vente afin d'éviter tout risque. Toute responsabilité et tout droit à la garantie sont annulés en cas de réparations effectuées par l'utilisateur, de raccordement inadéquat ou de fonctionnement incorrect.
- N'utilisez pas le produit pendant le chargement.
- Gardez le produit et le câble USB à l'écart de l'eau ou de tout autre liquide. Ils ne sont pas étanches.

- Ne touchez jamais le produit ou le câble USB avec des mains mouillées ou humides.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne, développez toute réaction anormale (comme des démangeaisons ou une inflammation inconfortable) ou si votre peau devient chaude au point de vous gêner.
- Ce produit ne peut pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les patients atteints de troubles de la thyroïde, les personnes prenant des médicaments pour la thyroïde, les personnes photoallergiques ou utilisant des médicaments contre les allergies légères.
- Ce produit ne peut pas être utilisé en cas de maladies de la peau, ainsi que sur des plaies ulcérées, traumatiques et postopératoires.
- N'utilisez pas le produit pendant plus de 15 minutes par traitement.
- **Consultez votre médecin si vous n'êtes pas certain(e) de pouvoir utiliser le produit.**

Recharge



Lorsque la batterie est faible, le voyant de la télécommande clignote et le produit s'éteint automatiquement après avoir clignoté 10 fois.

1. Raccordez la télécommande  au masque .
2. Branchez le câble USB  sur le port de chargement de la télécommande.

3. Branchez l'autre extrémité du câble USB 6 sur une source d'alimentation USB compatible. Un à trois voyant(s) s'allume(nt) sur la télécommande 3. Lorsque la recharge est terminée, les quatre voyants sont allumés.

Assemblage


1. Raccordez la télécommande 3 au masque 1.
2. Fixez les sangles élastiques 2 au masque 1.

Fonctionnement





1. Assemblez le produit comme décrit au Chapitre « Assemblage ».
2. Nettoyez et séchez soigneusement votre cou et vos mains. Assurez-vous qu'ils sont exempts de toute saleté.
3. Asseyez-vous ou allongez-vous et placez le masque 1 sur votre cou. Réglez les sangles élastiques 2 pour que le masque soit confortablement ajusté.
4. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode souhaité. Le produit a deux modes. En Mode Manuel, il est possible de choisir un mode préférentiel : luminothérapie LED rouge, bleue, jaune ou violette. Une séance dure 10 minutes. En Mode Automatique, il n'est pas possible de sélectionner un mode préférentiel. Le produit s'active dans l'ordre suivant : luminothérapie LED rouge (5 min), bleue (3 min), jaune (4 min) et violette (3 min).

Mode Manuel :

- Prenez la télécommande 3 et appuyez longuement sur le bouton Marche 4 pour allumer l'appareil. Par défaut, il passe en Mode Manuel avec la luminothérapie LED rouge.
- Appuyez brièvement sur le bouton Marche 4 pour passer à la luminothérapie LED bleue.
- Appuyez brièvement sur le bouton Marche 4 une deuxième fois pour passer à la luminothérapie LED jaune.
- Appuyez brièvement sur le bouton Marche 4 une troisième fois pour passer à la luminothérapie LED violette.
- Appuyez brièvement sur le bouton Marche 4 une quatrième fois pour éteindre le produit. En outre, si vous souhaitez éteindre le produit pendant votre séance, vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton Marche 4.
- Veuillez noter que, lors de la sélection d'une séance, le voyant situé sous le « M » clignote 5 fois. Cela signifie que l'appareil démarrera automati-

quement une minuterie de 10 minutes. Le produit s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes, ou vous pouvez appuyer longuement sur le bouton Marche  pour l'éteindre pendant l'utilisation.

Mode Automatique :

- Prenez la télécommande  et appuyez longuement sur le bouton Marche  pour allumer l'appareil. Par défaut, il passe en Mode Manuel avec la luminothérapie LED rouge.
- Appuyez brièvement sur le bouton Auto/Manuel  pour passer en Mode Automatique.
- Veuillez noter que lors de la sélection du mode automatique, le voyant situé sous le « A » clignote 5 fois. Cela signifie que le produit démarra automatiquement une minuterie de 15 minutes. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes, ou vous pouvez appuyer longuement sur le bouton Marche  pour l'éteindre pendant l'utilisation.



N'utilisez pas le produit pendant plus de 15 minutes par séance.

5. Appliquez un sérum et/ou une crème de jour/nuit après la séance.

Programme de séance

Si vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez vous en tenir au programme suivant :

- Première semaine : Utiliser une fois tous les 3 jours, 10 minutes maximum par séance.
- Deuxième semaine : Utiliser une fois tous les 2 jours, 10 minutes maximum par séance.
- Troisième semaine : Utiliser une fois tous les 2 jours, 10-15 minutes maximum par séance.
- Quatrième semaine : Utiliser une fois par jour, 10-15 minutes maximum par séance.

Faites une ou deux séances par semaine dès que les résultats sont visibles.

Nettoyage

Veillez à débrancher le produit avant de le nettoyer. Ensuite, nettoyez le côté en silicone (côté visage) du masque avec une lingette à base d'eau ou un chiffon propre et humide. Veillez à le sécher ensuite avec un chiffon sec.

Stockage

Après le nettoyage, nous vous recommandons de conserver le produit dans sa boîte d'origine. Conservez le produit dans un endroit frais et sec.

Données techniques

Numéro du modèle :	ND-FM03
Matériau :	Silicium et ABS
Tension nominale :	3.7V
Capacité de la batterie :	1 500 mAh
Poids de l'appareil :	169 g
Nombre de LED :	57
Dimension (L × l × H) :	237.5 × 108 × 8.1 mm

Mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage



Effectuez le tri sélectif de l'emballage avant sa mise au rebut. Jetez le papier et le carton afin qu'ils soient collectés par le service de recyclage papier et le reste de l'emballage afin qu'il soit collecté par le service de déchets approprié.

Mise au rebut du produit

(Applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens ayant des systèmes de collecte sélective des déchets pour les matériaux recyclables.)



Les appareils usagers ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers !

Si le produit venait à ne plus fonctionner, **mettez le au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre ville/pays.** Cela permet le

recyclage des anciens appareils par des professionnels et dans le respect de l'environnement. Pour cette raison, les équipements électriques sont marqués du symbole suivant.

Les batteries et piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers !



En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de confier toutes les piles et batteries (y compris les piles rechargeables), que celles-ci contiennent ou non des substances nuisibles*, à un point de collecte géré par

vos produits au fabricant ou à votre autorité communale ou de les rendre au détaillant afin qu'elles soient mises au rebut dans le respect de l'environnement. Apportez le produit complet (pile rechargeable incluse) à votre point de collecte. Assurez-vous qu'il n'est pas chargé !

* mentions : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Garantie

Conformément aux règles et lois européennes, ce produit a une garantie de 2 ans. L'étendue de la garantie pour ce produit est limitée aux défauts techniques suite à des processus de fabrication erronés. Si vous souhaitez faire usage de la garantie, veuillez vous adresser à notre service après-vente pour obtenir des instructions. Celui-ci sera peut-être à même de résoudre votre problème, sans que le produit ne doive être renvoyé au magasin ou à notre centre de services. Notre service après-vente est à votre entière disposition !

Service après-vente

Pour tout complément d'information sur les produits Silk'n, allez sur votre site Web Silk'n régional sur : www.silkn.eu. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, doit être réparé ou si vous avez besoin de notre aide, veuillez vous adresser au centre de services Silk'n proche de chez vous. Vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi sous forme de PDF depuis www.silkn.eu.

France

Numéro de service : 0891-655557

E-mail: serviceconsommateurfr@silkn.eu / info@silkn.eu

Belgique

Numéro de service : 0800-29316

E-mail: serviceconsommateurbe@silkn.eu / info@silkn.eu

Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden veelevoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Onderdelen van het apparaat

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. LED Neck Mask | 4. Aan-/uitknop |
| 2. Elastische banden (2x) | 5. Knop Automatisch/Handmatig |
| 3. Afstandsbediening | 6. USB-kabel |

Algemene informatie

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit LED Neck Mask ND-FM03 (hierna 'product' genoemd). De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het opstarten en hanteren van het product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Deze gebruiksaanwijzing is ook in pdf-formaat te vinden op onze website www.silkn.eu.

Uitleg van de symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product zelf of op de verpakking.



WAARSCHUWING!

Het signaalsymbool/-woord geeft een gevaar met gematigd risico aan dat kan leiden tot de dood of ernstig letsel, indien niet vermeden.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Gebruiksaanwijzing lezen.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangegeleid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Dit symbool duidt de nominale spanning en de ingangsstroom voor gelijkstroom aan.



De aanduiding "GS" staat voor gecontroleerde veiligheid. Producten die worden aangeduid met dit symbool voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld om de glans en elasticiteit van uw huid te herstellen. Het verbetert ook de stofwisseling van de huid, bevordert anti-verouderingseffecten, vermindert ontstekingen en bestrijdt ontstekingen, acne, ouderdomsvlekken en rimpels. Het product kan worden gebruikt op een vette, doffe en ontstoken huid, maar is ook geschikt voor een huid met pigmentvlekken. Dit apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en niet voor commerciële toepassingen.

Veiligheid

Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt als onjuist beschouwd en kan leiden tot schade aan eigendommen of personen. De fabrikant of verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel opgelopen door onjuist of incorrect gebruik. Controleer voor het eerste gebruik of het product compleet is. Neem contact op met de klantenservice als iets ontbreekt of als het product niet goed werkt.

Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat, en de bijbehorende onderdelen, mogen niet worden gebruikt door de volgende personen: kinderen en volwassenen met beperkte fysieke, sensorische of psychologische capaciteiten, personen die niet over de ervaring of kennis beschikken om het apparaat op een veilige manier te gebruiken, en personen die de aanwezige gevaren niet begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.

- Voer voordat u een gebied voor de eerste keer behandelt een gevoeligheidstest van de huid uit, door het product op een van uw armen te plaatsen. Start uw behandeling als er geen bijwerkingen optreden.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel om de afstandsbediening op te laden. Het product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Sluit de USB-kabel aan op een compatibele USB-voedings-bron die gemakkelijk toegankelijk is, zodat u deze snel kunt loskoppelen als er iets misgaat.
- Stop met gebruik van het product als het is beschadigd. Neem contact op met onze klantenservice voor vervanging of reparatie om risico's te vermijden. Aansprakelijkheids- en garantieclaims zijn niet geldig in geval van reparaties door de gebruiker, ondeskundige aansluiting of verkeerde bediening.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- Houd het product en de USB-kabel uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Het product en de kabel zijn niet waterdicht.
- Raak het product of de USB-kabel nooit met natte of vochtige handen aan.
- Stop onmiddellijk met gebruik van het product als u enig ongemak voelt, een abnormale reactie ontwikkelt (bijvoorbeeld jeuk of een onaangenaam aanvoelende

ontsteking), of als uw huid zo warm wordt dat het onprettig wordt.

- Dit product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, personen met epilepsie, schildklierpatiënten, mensen die schildkliermedicijnen gebruiken en personen die een lichtallergie hebben of medicatie gebruiken tegen een lichtallergie.
- Dit product mag niet worden gebruikt bij huidaandoeningen, ontstoken wonden, verwondingen en postoperatieve wonden.
- Gebruik het product niet langer dan 15 minuten per behandeling.
- **Raadpleeg uw arts als u niet zeker weet of u het product wel of niet kunt gebruiken.**

Laden



Als de batterij bijna leeg is, knippert het indicatielampje op de afstandsbediening. Na 10 keer knipperen wordt het product automatisch uitgeschakeld.

1. Verbind de afstandsbediening **3** met het masker **1**.
2. Sluit de USB-kabel **6** aan op de oplaadpoort van de afstandsbediening.
3. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel **6** aan op een compatibele USB-voedingsbron. Er gaan dan één tot drie indicatielampje(s) op de afstandsbediening **3** branden. Als het opladen is voltooid, branden alle vier de indicatielampjes.

Montage

1. Verbind de afstandsbediening **3** met het masker **1**.
2. Maak de elastische banden **2** vast aan het masker **1**.

Bediening

1. Monteer het product zoals beschreven in hoofdstuk 'Montage'.

2. Reinig en droog de hals en de handen grondig. Zorg ervoor dat de handen en de hals schoon zijn.
3. Ga zitten of liggen en plaats het masker ❶ op uw hals. Pas de elastische banden ❷ aan om ervoor te zorgen dat het masker comfortabel zit.
4. Schakel het apparaat in en selecteer de gewenste stand. Het product heeft twee standen. In de Handmatige Stand kan een gewenste behandeling worden geselecteerd: rode, blauwe, gele of paarse LED-lichttherapie. Een behandeling duurt 10 minuten. In de automatische stand kan geen gewenste behandeling worden geselecteerd. Het product wordt geactiveerd in de volgende volgorde: rood (5 min.), blauw (3 min.), geel (4 min.) en paars (3 min.) LED-lichttherapie.


Handmatige Stand:

- Neem de afstandsbediening ❸ en druk lang op de aan-/uitknop ❹ om het apparaat in te schakelen. Het apparaat gaat standaard aan in de Handmatige Stand met rode LED-lichttherapie.
- Druk kort op de aan-/uitknop ❹ om over te schakelen naar de blauwe LED-lichttherapie.
- Druk een tweede keer kort op de aan-/uitknop ❹ om over te schakelen naar de gele LED-lichttherapie.
- Druk een derde keer kort op de aan-/uitknop ❹ om over te schakelen naar de paarse LED-lichttherapie.
- Druk een vierde keer kort op de aan-/uitknop ❹ om het product uit te schakelen. Als u het product tijdens uw behandeling wilt uitschakelen, kunt u ook lang op de aan-/uitknop ❹ drukken.
- Let op: bij het selecteren van een behandeling knippert het indicatielampje onder de 'M' 5 keer. Dit betekent dat er automatisch een timer van 10 minuten wordt gestart. Na 10 minuten wordt het product automatisch uitgeschakeld. Om het product tijdens gebruik uit te schakelen, kunt u ook de aan-/uitknop ❹ lang ingedrukt houden.

Automatische Stand:

- Neem de afstandsbediening ❸ en druk lang op de aan-/uitknop ❹ om het apparaat in te schakelen. Het apparaat gaat standaard aan in de Handmatige Stand met rode LED-lichttherapie.
- Druk kort op de knop Automatisch/Handmatig ❺ om over te schakelen naar de Automatische Stand.
- Let op: bij het selecteren van de Automatische Stand knippert het

indicatielampje onder de 'A' 5 keer. Dit betekent dat er automatisch een timer van 15 minuten wordt gestart. Na 15 minuten wordt het product automatisch uitgeschakeld. Om het product tijdens gebruik uit te schakelen, kunt u ook de aan-/uitknop lang  ingedrukt houden.

 **Gebruik het product niet langer dan 15 minuten per behandeling.**

5. Breng na de behandeling een serum en/of een dag- of nachtcrème aan.

NL

Behandelschema

Als u het product voor de eerste keer gebruikt, houd u zich dan aan het volgende schema.

- Eerste week: eenmaal per 3 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer.
- Tweede week: eenmaal per 2 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer.
- Derde week: eenmaal per 2 dagen gebruiken, max. 10-15 minuten per keer.
- Vierde week: eenmaal per dag gebruiken, max. 10-15 minuten per keer.

Behandel uw huid één of twee keer per week zodra de resultaten zichtbaar zijn.

Reiniging

Zorg ervoor dat u het product loskoppelt voordat u het schoonmaakt. Reinig vervolgens de siliconenzijde (voorkant) van het masker met een reinigingsdoekje op waterbasis of een vochtige schone doek. Droog het daarna zorgvuldig af met een droge doek.

Bewaring

We raden u aan om het product na reiniging in de originele doos te bewaren. Bewaar het product op een koele, droge plaats.

Technische gegevens

Modelnummer:	ND-FM03
Materiaal:	Goedgekeurde siliconen (voedselveilig) en ABS
Nominale spanning:	3.7V
Batterijvermogen:	1500 mAh
Gewicht:	169 g
Aantal LED-lichten:	57
Afmetingen (L x B x H):	237.5 x 108 x 8.1 mm

Verwijdering

De verpakking afvoeren



Sorteer de verpakking voordat u die afvoert. Voer het karton af via de ophaaldienst voor oud papier en het verpakkingsmateriaal via de daarvoor bestemde ophaaldienst.

Het product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met systemen voor het gescheiden inzamelen van recycleerbare materialen)



Oude apparaten mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval!

Als het product op enig moment niet meer kan worden gebruikt, **voer dit dan af overeenkomstig de geldende verordeningen in uw stad of**

provincie. Zo zorgt u ervoor dat oude apparaten op een professionele manier worden gerecycled, zonder

negatieve gevolgen voor het milieu. Daarom is elektrische en elektronische apparatuur voorzien van het hier weergegeven symbool.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval.



Als de eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen gescheiden in te zamelen, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten of niet, en in te leveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij een verkoper, zodat de batterijen op milieuvriendelijke

wijze kunnen worden afgevoerd.

Breng het gehele product (inclusief de oplaadbare batterij) naar uw inzamelpunt en zorg dat het product niet opgeladen is!

* gelabeld met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Garantie

Dit product wordt gedekt door een garantie van 2 jaar volgens de Europese regels en wetten. De omvang van de garantie op dit product wordt beperkt tot technische fouten die werden veroorzaakt door foutieve productieprocessen. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u contact op te nemen met onze klantenservice voor instructies. Zij kunnen uw probleem misschien oplossen zonder dat het product naar

de winkel of ons servicecentrum moet worden teruggestuurd. Onze klantenservice helpt u graag verder!

Klantenservice

Meer informatie over de producten van Silk'n vindt u op uw regionale Silk'n-website: www.silkn.eu. Wanneer het apparaat beschadigd of defect is, een reparatie nodig heeft of als u onze hulp wenst, richt u dan tot het Silk'n-servicecentrum in uw buurt. U kunt deze gebruiksaanwijzing ook als pdf downloaden op www.silkn.eu.

NL

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

E-mail: klantenservicenl@silkn.eu / info@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

E-mail: serviceconsommateurbe@silkn.eu / info@silkn.eu

Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Partes del equipo

1. LED Neck Mask
2. Tiras elásticas (2x)
3. Control remoto
4. Botón de encendido/apagado
5. Botón de funcionamiento Automático/Manual
6. Cable USB

Información general

Estas instrucciones de funcionamiento acompañan a esta LED Neck Mask ND-FM03 (a la que se hace referencia en adelante únicamente como el «producto»). Contienen información importante sobre la puesta en marcha y el funcionamiento. Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento, sobre todo en lo referente a las instrucciones de seguridad. También podrá encontrar estas instrucciones de funcionamiento en formato PDF en nuestro sitio web www.silkn.eu.

Explicación de los símbolos

En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia, que también aparecen en el producto o en el embalaje.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo o término indica un peligro de riesgo moderado, que puede provocar el fallecimiento o lesiones graves si no se evita.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual de usuario.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Este símbolo indica la tensión nominal y la corriente nominal para corriente continua (CC).



La marca «GS» significa «seguridad comprobada». Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Ley de Seguridad de Productos (ProdSG) alemana.

Uso previsto

Este producto tiene como objetivo recuperar el brillo y la elasticidad de la piel. También mejora el metabolismo de la piel, promueve los efectos antienvjecimiento, reduce y combate la inflamación, el acné, las manchas de la edad y las arrugas. El producto se puede usar en pieles grasas, apagadas e inflamadas, pero también es adecuado para pieles con manchas de pigmentación. Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico, y no para aplicaciones comerciales.

ES

Seguridad

Utilice el producto únicamente tal como se describe en estas instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o las personas. El fabricante o vendedor no se hace responsable de los daños o lesiones ocasionados por el uso inadecuado o incorrecto. Antes del primer uso, compruebe si el producto está completo. Si hay alguna omisión o si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Indicaciones de seguridad

- Este dispositivo, incluidos todos sus elementos, no debe ser utilizado por las siguientes personas: niños, adultos con capacidades físicas, sensoriales o psicológicas limitadas, personas sin experiencia o sin conocimientos sobre cómo utilizar el dispositivo de forma segura o personas que no

comprenden el peligros involucrados.

- Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin vigilancia.
- Antes de tratar un área por primera vez, realice una prueba de sensibilidad cutánea colocando el producto en uno de sus brazos. Si no se produce ninguna reacción adversa, comience su tratamiento.
- Para cargar el control remoto, utilice únicamente el cable USB que se incluye. No se puede utilizar para otros fines. Conecte el cable USB a una fuente de alimentación USB compatible que sea de fácil acceso para poder desconectarlo rápidamente si hay algún problema.
- Si el producto está dañado de alguna manera, deje de usarlo. Para evitar riesgos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para la sustitución del producto o para su reparación. Rechazaremos todas las reclamaciones de responsabilidad y garantía en caso de reparaciones realizadas por el usuario, conexión inadecuada o funcionamiento incorrecto.
- No utilice el producto mientras se está cargando.
- Mantenga el producto y el cable USB alejados del agua o de cualquier otro líquido.

- No son impermeables.
- No toque nunca el producto o el cable USB con las manos mojadas o húmedas.
 - Deje de usar el producto inmediatamente si siente alguna molestia, desarrolla cualquier reacción anormal (como picazón o inflamación molesta) o en caso de que su piel se caliente hasta el punto de sentir incomodidad.
 - Este producto no debe ser utilizado por mujeres embarazadas, niños, personas con epilepsia, pacientes con problemas tiroideos, personas que utilicen medicamentos para la tiroides, personas fotoalérgicas o personas que utilicen medicamentos para alergias leves.
 - Este producto no se puede utilizar en caso de enfermedades de la piel, ulceración de heridas, traumatismos y heridas posoperatorias.
 - No utilice el producto durante más de 15 minutos por tratamiento.
 - **Consulte a su médico si no está seguro de si puede utilizar el producto o no.**

Carga



Cuando la batería está baja, la luz indicadora del control remoto parpadeará y el producto se apagará automáticamente después de parpadear 10 veces.

1. Conecte el control remoto **3** a la mascarilla **1**.
2. Conecte el cable USB **6** al puerto de carga del control remoto.
3. Conecte el otro extremo del cable USB **6** a una fuente de alimentación USB compatible. En el control remoto **3** se encenderán de una a tres luces indicadoras. Cuando se completa la carga, se encenderán las cuatro luces indicadoras.

Montaje

1. Conecte el control remoto ③ a la mascarilla ①.
2. Sujete las correas elásticas ② a la mascarilla ①.

Manejo

1. Monte el producto según se describe en el Capítulo «Montaje».
2. Limpie y seque a fondo el cuello y las manos. Asegúrese de que estén libres de suciedad.
3. Siéntese o recuéstese y coloque la mascarilla ① en su cuello. Ajuste las correas elásticas ② para asegurarse de que la mascarilla se encaja cómodamente.
4. Encienda el dispositivo y seleccione el modo deseado. El producto tiene dos modos. En el Modo Manual se puede seleccionar el tratamiento preferido: terapia de luz LED roja, azul, amarilla o morada. Un tratamiento dura 10 minutos.
En el Modo Automático no se puede seleccionar el tratamiento preferido. El producto se activa en el siguiente orden: rojo (5 min.), azul (3 min.), amarillo (4 min.) y morado (3 min.). Terapia de luz LED

Modo Manual:

- Tome el control remoto ③ y mantenga presionado el botón de encendido ④ para encender el dispositivo. Entrará en modo Manual con terapia de luz LED roja por defecto.
- Presione brevemente el botón de encendido ④ para cambiar a la terapia de luz LED azul.
- Presione brevemente el botón de encendido ④ por segunda vez para cambiar a la terapia de luz LED amarilla.
- Presione brevemente el botón de encendido ④ por tercera vez para cambiar a la terapia de luz LED morada.
- Presione brevemente el botón de encendido ④ por cuarta vez para apagar el producto. Además, si desea apagar el producto durante el tratamiento, también puede mantener presionado el botón de encendido ④.
- Tenga en cuenta que, al seleccionar un tratamiento, la luz indicadora bajo la «M» parpadea 5 veces. Esto significa que el producto iniciará automáticamente un temporizador de 10 minutos. Después de 10 minutos, el producto se apagará automáticamente, o mantenga presionado el botón de encendido ④ para apagar el producto durante su uso.

Modo Automático:

- Tome el control remoto **3** y mantenga presionado el botón de encendido **4** para encender el dispositivo. Entrará en modo Manual con terapia de luz LED roja por defecto.
- Presione brevemente el botón Automático/Manual **5** para cambiar al modo Automático.
- Tenga en cuenta que, al seleccionar el modo Automático, la luz indicadora bajo la «A» parpadea 5 veces. Esto significa que el producto iniciará automáticamente un temporizador de 15 minutos. Después de 15 minutos, el producto se apagará automáticamente, o mantenga presionado el botón de encendido **4** para apagar el producto durante su uso.



No utilice el producto durante más de 15 minutos por tratamiento.

5. Después del tratamiento, aplique un sérum y/o una crema de día o de noche.

Programa de tratamiento

Si utiliza el producto por primera vez, siga el siguiente programa:

- Primera semana: usar una vez cada 3 días, máx. 10 minutos cada vez.
- Segunda semana: usar una vez cada 2 días, máx. 10 minutos cada vez.
- Tercera semana: usar una vez cada 2 días, máx. 10-15 minutos cada vez.
- Cuarta semana: usar una vez cada día, máx. 10-15 minutos cada vez.

Tan pronto como se comiencen a ver los resultados, realice el tratamiento de la piel una o dos veces por semana.

Limpieza

Asegúrese de desenchufar el producto antes de limpiarlo. Luego, limpie el lado de silicona (lado de la cara) de la mascarilla con una toallita limpiadora a base de agua o un paño limpio húmedo. Asegúrese de secarlo después con un paño seco.

Almacenamiento

Después de la limpieza, le recomendamos que guarde el producto en su caja original. Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

Datos técnicos

Número de modelo:	ND-FM03
Material:	Silicona y ABS
Voltaje nominal:	3.7V
Capacidad de la batería:	1500 mAh
Peso de la unidad:	169 g
Número de luces LED:	57
Dimensiones (L × A × A):	237.5 × 108 × 8.1 mm

Desechado

Desechado del embalaje



Clasifique el embalaje antes de desecharlo. Deseche el papel y cartón con el servicio de papel reciclado y el envoltorio con el servicio de recogida adecuado.

Desechado del producto

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos para los materiales reciclables)



¡Los electrodomésticos viejos no pueden desecharse en los residuos domésticos!

En caso de que el producto Ya no pueda usarse en algún momento, **deséchelo de acuerdo con las regulaciones vigentes en su ciudad o condado.**

Esto garantiza que los electrodomésticos antiguos se reciclen de forma profesional y también elimina las consecuencias negativas para el medio ambiente. Por esta razón, el equipo eléctrico está marcado con el símbolo que se muestra aquí.

¡Las baterías y baterías recargables no pueden desecharse con residuos domésticos!



Como usuario final está obligado por ley a llevar todas las baterías y baterías recargables, independientemente de que contengan sustancias nocivas* o no, a un punto de recogida gestionado por la autoridad municipal o a un minorista, para que puedan eliminarse de forma

respetuosa con el medio ambiente.

Lleve todo el producto (incluyendo la batería recargable) a su punto de recogida y asegúrese de que está descargado.

* etiquetados con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y la legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto se limita a defectos técnicos causados por fallos en los procesos de producción. Si quiere hacer servir la garantía, infórmese a través de nuestro servicio de atención al cliente. Quizá puedan solucionar su problema sin que tenga que enviar el producto a la tienda o a nuestro centro de servicio técnico. ¡Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle!

Servicio de atención al cliente

Tiene más información sobre los productos de Silk'n en el sitio web regional de Silk'n en www.silkn.eu. Si el equipo está dañado o defectuoso, si necesita una reparación o nuestra ayuda, diríjase al centro de servicio técnico de Silk'n más cercano. También puede descargar el manual de usuario como PDF en www.silkn.eu.

Número de servicio técnico: 900 823 302

Correo electrónico: servicioalcliente@silkn.eu / info@silkn.eu

2210_019_MULT1



Silk'n[®]
Beautiful Technology

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam
The Netherlands

2nd Floor, De Burgh House,
Market Road, Wickford,
Essex, SS12 0FD,
United Kingdom

www.silkn.eu • info@silkn.eu



© 2022 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.