



PB115789A

HomeSkinovations™

www.silk'n.eu • info@silk'n.eu
InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands

Silk'n™
Beautiful Technology

Jewel


H3210

H3211

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN USER MANUAL
- FR MODE D'EMPLOI
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
- TR KULLANIM KILAVUZU



Silk'n Jewel



Hautfarbe / Skin Colour / Couleur de peau**

	Energie* 1-5	Energie 1-5	Energie 1-4	Energie 1-3	Energie 1-2	×
	Energie 1-5	Energie 1-5	Energie 1-4	Energie 1-3	Energie 1-2	Energie 1-2

* Energy / Énergie / Energie / Energia / Energia / Energia / Enerji

** Barva kůže / Bőrszín / Kolor skóry / Farba pokožky / Ten rengi

*** Barva vlasů / Hajszín / Kolor włosów / Farba włosów / Saç rengi

Inhaltsverzeichnis

1. Gegenanzeigen und Warnungen	2
2. Sicherheit mit Silk'n Jewel	5
3. Verwenden Sie Silk'n Jewel nicht, wenn:	6
4. Nehmen Sie bei Vorliegen der folgenden Fälle vor der Verwendung Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf:.....	6
5. Lernen Sie Ihr Silk'n Jewel kennen	7
6. Sicherheitshinweise.....	8
7. Mögliche Nebenwirkungen.....	9
8. Langfristige Haarentfernung nach Silk'n.....	10
9. Legen Sie los.....	14
10. Nach der Behandlung	17
11. Wartung	17
12. Fehlerbehebung	17
13. Kundenservice.....	18
14. Garantie	19
15. Entsorgung	19
16. Technische Daten	20
17. Zeichenerklärung	21

1. Gegenanzeigen und Warnungen

Silk'n Jewel ist nicht zur Anwendung durch alle Personengruppen geeignet.

DE

Die Haarentfernung durch Laser oder intensive Impulslichtquellen kann bei manchen Personen zu verstärktem Haarwuchs führen. Den momentan zur Verfügung stehenden Daten zufolge stellen Frauen aus dem Mittelmeerraum und aus Ost- und Südasiens die Gruppe mit dem höchsten Risiko für eine solche Reaktion dar, wenn sie Behandlungen im Gesicht und am Hals durchführen. Auf www.silkn.com, www.silkn.eu oder Ihrer lokalen Silk'n-Homepage finden Sie weitere Informationen.

- Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät nicht verwenden: Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus und verwenden Sie die Energiestufen 2-5 nicht auf gebräunter Haut oder direkt nach dem Sonnenbad (auch bei Sonnenbänken).

und Sonnenstudios). Bitte sehen Sie sich Abschnitt 6.1. Sonnenbestrahlung an.

- Mögliche gefährliche optische Strahlung wird von diesem Gerät emittiert. Schauen sie nicht auf die Betriebslampe. Augenverletzungen können auftreten.
- Nur unterhalb der Wangenknochen und nicht im Augenbereich verwenden. Verwenden Sie es nicht auf Bereichen mit Injektionsfüllungen oder Injektionsstoffen.
- Tätowierungen oder ein permanentes Make-Up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Leberflecken oder Warzen), Brustwarzen, Genitalien, um den Anus oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.
- Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen) und krankhafte Hautzustände durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden.
- Krankhafte Hautzustände durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer Vorgeschichte von Herpesausbrüchen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Bereiche, in denen Sie das Haar wachsen lassen möchten, dürfen nicht behandelt werden. Die Ergebnisse sind dauerhaft.
- Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut sehr rot ist, Bläschen bildet oder brennt.
- Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.
- Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung nie mit entflammenden Flüssigkeiten wie Aceton oder Alkohol (einschließlich Parfüms, Reinigungsmittel oder andere, alkoholhaltige Substanzen).
- Halten Sie Ihr Gerät fern von Wasser oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Stellen bzw. bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es ins Wasser fallen, gestoßen werden

oder in Wassernähe gelangen kann. An diesen Stellen besteht Stromschlagrisiko. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung kommt und kontaktieren Sie den Kundenservice.

- Vor der Anwendung jeglichen Schmuck entfernen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Der Netzadapter muss jederzeit zugänglich sein, so dass er im Notfall schnell und einfach aus der Steckdose gezogen werden kann.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Hierdurch können elektrische Bauteile oder gepulste Lichtquellen freigelegt werden, die eine Gefahr darstellen, und Sie schwer verletzen können. Dadurch erlischt Ihre Garantie.

2. Sicherheit mit Silk'n Jewel

Bei Silk'n Jewel steht die Sicherheit an erster Stelle

Die Home Pulsed Light™ (HPL)-Technologie von Silk'n Jewel sorgt für optimale Sicherheit bei niedrigeren Energiestufen. HPL erzielt langfristige Ergebnisse bei der Haarentfernung bei einem Bruchteil der Energiestufe, die bei anderer auf Licht basierender Ausrüstung zur Haarentfernung zum Einsatz kommt. Die niedrige Energie senkt das Risiko von Schäden und Komplikationen und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

3. Verwenden Sie Silk'n Jewel nicht, wenn:

- ein Kabel oder Stecker beschädigt ist. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- es im Gebrauch zu Rauchentwicklung kommt oder falls Sie Rauch riechen.
- der **Hautfarben-Sensor**, der **Applikator** oder das Außengehäuse rissig sind oder auseinanderfallen.
- das Gerät nicht funktioniert oder auf andere Art beschädigt zu sein scheint.
- andere Stecker, Anschlüsse oder Zubehörteile als die im Lieferumfang enthaltenen genutzt werden, wenn diese nicht von Home Skinovations empfohlen werden.

Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Kundenservice auf.

4. Nehmen Sie bei Vorliegen der folgenden Fälle vor der Verwendung Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf:

- Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren.
- Epilepsie.
- Erkrankung, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.
- Vorgeschichte von Hautkrebs oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.
- Durchführung einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten drei Monaten.
- Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes unsicher machen würde.

5. Lernen Sie Ihr Silk'n Jewel kennen

Silk'n Jewel ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langfristige Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anwendung **alle** Warnungen, Gegenanzeigen und Sicherheitsvorkehrungen lesen und sich streng danach richten. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen.

5.1. Packungsinhalt

Ihre Silk'n Jewel-Packung enthält:

- Haarentfernungsgerät
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter mit Kabel
- Garantiekarte

5.2. Gerätebeschreibung

Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile Ihres Silk'n Jewel zu sehen.

1. Netzadaptersockel
2. Anzeige der Energiestufe (1-5)
3. Kontrolltaste
4. Bereitschaftsanzeige
5. Hautfarben-Sensorlicht
6. Behandlungsoberfläche
7. Hautfarben-Sensor

5.3. Anwendungszweck

Silk'n Jewel dient der Entfernung unerwünschter Haare und sorgt für eine langfristige oder dauerhafte Haarreduktion. Dauerhafte Haarreduktion ist als langfristige, stabile Reduktion der nach einem Behandlungsregime nachwachsenden Anzahl an Haaren definiert. Sie können Silk'n Jewel zur Entfernung unerwünschter Körperbehaarung verwenden. Für die Verwendung stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar.

Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

6. Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Ihnen eine sichere Verwendung Ihres Geräts ermöglichen sollen.

6.1. Sonnenbestrahlung

- Die niedrigste Energiestufe (1) wurde für eine sichere Verwendung selbst nach einem Sonnenbad entwickelt.
- Falls Sie die Energiestufen 2-5 verwenden, sollten Sie über einen Zeitraum von **4 Wochen vor und 2 Wochen nach** Ihrer Behandlung auf weitere Sonnenbäder verzichten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass größere Menge an Melanin die Haut einem höheren Risiko aussetzen, wenn Sie eine auf Licht basierende Haarentfernungsmethode verwenden. Dies gilt für sämtliche Hauttypen, auch für diejenigen, die anscheinend nicht schnell braun werden.
- Wir empfehlen nach der Anwendung kein Sonnenbad. Sollten Sie nach der Anwendung dennoch in die Sonne gehen, sollten Sie einen Sonnenschutz SPF30 oder höher auf den behandelten Bereich auftragen. Schützen Sie den behandelten Bereich 2 Wochen lang durch einen hohen Sonnenschutz.

6.2. Bestrahlung der Augen mit Impulslicht

- Auch wenn das Gerät zur Behandlung von Gesichtshaar verwendet werden kann, sollten Sie besonders vorsichtig vorgehen, um Augenkontakt zu vermeiden und das Gerät nur unterhalb der Wangenknochen verwenden.
-  Das Gerät gibt nur wiederholte Impulse aus, wenn es engen Hautkontakt hat und Sie das Gerät über die Haut bewegen.

6.3. Wunden oder Infektionen

- Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

7. Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen verstehen und akzeptieren, die bei Haarentfernungssystemen auf Impulslichtbasis, die für den häuslichen Gebrauch entwickelt wurden, auftreten können.

Leichte Hautbeschwerden

Die Haarentfernung durch Impulslicht ist allgemein gut verträglich. Dennoch können bei manchen Nutzern während der Verwendung leichtere Beschwerden auftreten. Diese lassen sich am ehesten als leicht brennendes Gefühl auf den behandelten Hautstellen beschreiben. Das brennende Gefühl kann während oder nach der Behandlung auftreten.

Das heißt, Sie sollten Silk'n Jewel auf einer niedrigeren Energiestufe verwenden. Wenn auch das nicht hilft, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein.

Rötung der Haut

Direkt nach Verwendung des Geräts oder innerhalb von 24 Stunden können Hautrötungen auftreten. Normalerweise klingen die Rötungen innerhalb von 24 Stunden wieder ab.

Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, falls die Rötungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abklingen sollten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Energiestufe verwenden, bei der Sie sich wohl fühlen und die für Ihre Hautfarbe geeignet ist.

Erhöhte Hautempfindlichkeit

Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, sodass eine Trocknung oder Abblätterung der Haut auftreten können.

Pigmentänderungen

Silk'n Jewel zielt auf den Haarschaft ab, insb. auf die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und auf den Haarfollikel selbst. Dennoch besteht das Risiko einer zeitweisen Hyperpigmentierung (vergrößerte Pigmente oder braune Verfärbung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der umgebenden Hautareale. Bei Personen mit dunklerem Hauttyp oder stark gebräunter Haut besteht ein erhöhtes Risiko für Änderungen der Hautpigmentierung. Normalerweise treten Verfärbungen oder Änderungen der Hautpigmentierung nur temporär auf, dauerhafte Hyper- oder Hypopigmentierung kommt selten vor.

Übermäßige Rötung und Schwellung

In seltenen Fällen kann es zu sehr starken Hautrötungen und Schwellungen kommen. Dies kommt eher an empfindlichen Körperstellen vor. Die Rötung und die Schwellungen sollten innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen und mit häufigen Eisanwendungen behandelt werden. Eine schonende Reinigung ist ok, verzichten Sie jedoch auf Sonnenbäder.

Bläschen oder Verbrennungen

Kühlen Sie die betroffene Stelle und verwenden Sie Sonnenmilch. Warten Sie vor einer weiteren Verwendung, bis die Haut komplett verheilt ist, und verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe. **Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, wenn der Normalzustand der Haut nach 3 Tagen noch nicht wiederhergestellt ist.**

8. Langfristige Haarentfernung nach Silk'n

Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch je nach Körperfläche, Haarfarbe und Verwendungsart von Silk'n Jewel. Ein normaler vollständiger Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Währenddessen sind mehrfache Behandlungseinheiten erforderlich, um eine dauerhafte Haarentfernung zu erreichen.

Zu einem normalen Haarentfernungsplan mit Silk'n Jewel während eines vollständigen Haarwuchszyklus gehören:

- Behandlungen 1-4: Planen Sie zwei Wochen Pause zwischen den Behandlungen ein.
- Behandlungen 5-7: Planen Sie vier Wochen Pause zwischen den Behandlungen ein.

- Behandlungen 8+: Führen Sie die Behandlung wie erforderlich durch, bis die gewünschten Resultate erreicht werden.

8.1. Zu erwartende Behandlungsergebnisse

Die individuellen Resultate hängen vom Haartyp und von biologischen Faktoren ab, die evtl. Einfluss auf den Haarwuchs haben. Einige Anwender sprechen evtl. schneller oder langsamer als nach der im Durchschnitt notwendigen Anzahl an Behandlungen auf die Behandlung an.

Hauttyp ¹	Körperhaar ²	Lichtfluss [J/cm ²]	Körperteil	Durchschnittliche Behandlungs- dauer	Effektivität des Haarrück- gangs
1-5	Dunkelblond und Braun	2,5-4	Ober- oder Unterbeine		60%
			Arme	Die Sitzungen 10-12 sollten zeitlich ungefähr 4 Wochen useinanderliegen.	50%
			Bikinizone		60%
			Achselhöhle		55%
1-5	Braun bis schwarz	2,5-4	Ober- oder Unterbeine	Die Sitzungen 8-10 sollten zeitlich ungefähr 4 Wochen ausein- anderliegen.	70%
			Arme		60%
			Bikinizone		70%
			Achselhöhle		65%

¹ Die Hauttypen basieren auf der Einteilung der Hauttypen nach Fitzpatrick. Sehen Sie auf dem Hautfarbendiagramm auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung nach.


² Nicht wirksam auf weißen Körperhaaren.

8.2. Energiestufen

Die Energiestufe bestimmt die Intensität des auf Ihre Haut abgegebenen Lichtimpulses. Mit einer höheren Energiestufe werden auch die Ergebnisse der Haarentfernung besser, es steigt jedoch auch die Gefahr möglicher Nebenwirkungen und Komplikationen.

- Das Gerät bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Energiestufe) bis 5 (höchste Energiestufe), die durch 5 **Anzeigeleuchten für die Energiestufe dargestellt** werden:
 - Wird das Gerät eingeschaltet, so ist automatisch die Energiestufe 1 eingestellt. Nur eine **Energiestufenanzeige** leuchtet auf.
 - Um die Energiestufe zu wechseln, drücken Sie mehrmals hintereinander die **Kontrolltaste**. Dadurch erhöht sich die Energiestufe von 1 auf 5. Sobald Sie Stufe 5 erreicht haben, drücken Sie erneut die **Kontrolltaste**, um die Energiestufe von 5 auf 1 zu reduzieren.
- i** Sehen Sie in Abschnitt 9.1 Vor Ihrer ersten Behandlung nach, um die richtige Energiestufe für Ihren zu behandelnden Bereich zu bestimmen.

8.3. Pulsen und Gleiten



Pulsen ist die beste Technik, um bestimmte Stellen oder kleine Bereiche zu behandeln.

- Drücken Sie die **Behandlungsoberfläche** an Ihre Haut. Bearbeiten Sie eine Reihe nach der anderen (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Beginnen Sie an einem Ende einer Reihe und machen Sie bis zum anderen Ende weiter.

- Die **Behandlungsoberfläche** erzeugt temporäre Druckstellen auf behandelten Stellen. Dadurch können Sie die Stellen sehen, die Sie bereits behandelt haben.
- Nach jedem Impuls den **Applikator** an die nächste Stelle verschieben. Fahren Sie mit dem Pulsen in dem Bereich, den Sie gerade behandeln, fort.
- Vermeiden Sie Lücken oder Überschneidungen bei der Anwendung des Geräts.

Gleiten ist die beste Technik, um größere Körperbereiche zu behandeln.

- Drücken Sie den **Applikator** fest an Ihre Haut und gleiten Sie langsam über Ihre Haut (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Achten Sie darauf, dass der **Applikator** gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt wird.
- Bei niedrigeren Energiestufen benötigt das Gerät nur 1-1,5 Sekunden, um sich zwischen zwei Impulsen wieder aufzuladen. Dies erzeugt ein pausenloses Aufleuchten.
- Führen Sie den Gleitvorgang bei einer Geschwindigkeit durch, die es Ihnen erlaubt, Lücken und Überschneidungen zu vermeiden.



Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.



Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie ein Unbehagen erkennen.

8.4. Der Hautfarben-Sensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung) führen. Ihr Silk'n Jewel verfügt über einen **Hautfarbensensor**, der Ihre Hautfarbe automatisch erkennt. Der Hautfarben-Sensor prüft Ihre Hautfarbe zu Beginn und gelegentlich auch während der Behandlung.



Falls Ihre Hautfarbe zu dunkel für eine sichere Verwendung ist, schaltet das Gerät nicht in den Betriebsmodus und der Hautfarbensensor blinkt.

8.5. Was kann ich von der Behandlung mit Silk'n erwarten?

Für viele Menschen stellt die Verwendung des Silk'n Jewel evtl. die erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät dar. Folgende Punkte sind normal und können während der Behandlung auftreten:

- **Lärm:** Das Kühlgebläse erzeugt ein lautes Geräusch, das dem eines Haartrockners ähnelt. Dies ist normal.
- **Knallgeräusch:** Bei jedem Aufblitzen des HPL™-Lichts.
- **Wärmegefühl und Kribbeln:** Während jedes Lichtimpulses.
- **Leichte Rötung:** Es ist nicht ungewöhnlich, eine sehr leichte rosaähnliche Hautfärbung während oder direkt nach der Behandlung zu sehen. Dies ist für gewöhnlich in der direkten Umgebung der Haare auffällig.



Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut sehr rot wird.



Kontaktieren Sie bei jeglichen Komplikationen sofort Ihren Arzt.

9. Legen Sie los

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Silk'n Jewel zu verwenden:

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Stecken Sie den **Anschlussstecker** des **Netzadapters** in den Gerätesockel und stecken dann den **Netzadapter** in eine Steckdose. Alle **Anzeigen der Energiestufe** leuchten auf und gehen dann wieder aus.

9.1. Vor Ihrer ersten Behandlung



Nehmen Sie vor der Behandlung jeglichen Schmuck ab.

Sie müssen entscheiden, welche Energiestufe für Ihre Haut und die Stelle, die Sie behandeln möchten, die richtige ist. Das Gerät bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Energiestufe) bis 5 (höchste Energiestufe). Sie können zum Beispiel einen Bereich mit Energiestufe

1 und einen anderen mit Stufe 4 behandeln. Informationen zu den Energiestufen finden Sie im Abschnitt 8.2. Energiestufen.

Testen Sie jeden Behandlungsbereich getrennt voneinander, um die richtige Energiestufe zu bestimmen (sehen Sie auf dem Hautfarbendiagramm auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung nach).

1. Drücken Sie die **Kontrolltaste**, um das Gerät einzuschalten. Die **Anzeige der Energiestufe** 1 leuchtet auf.
2. Stellen Sie die **Behandlungsoberfläche** auf Ihrer Haut ab, um den Impuls zu übertragen. Wenn Sie keine abnormalen Beschwerden feststellen, dann drücken Sie erneut die **Kontrolltaste**. Hierdurch wird die Energiestufe erhöht. Geben Sie an einer anderen Stelle einen Impuls mit der Energiestufe 2 ab.
3. Fahren Sie mit dem Testen bei erhöhten Energiestufen fort. Verwenden Sie die auf dem Hautfarbendiagramm angegebenen Energiestufen. Sobald Sie die höchste, angenehme Energiestufe für den zu behandelnden Bereich herausgefunden haben, können Sie mit der Anwendung beginnen.



Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.

Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

Nun können Sie Ihr Silk'n Jewel verwenden

Bevor Sie einen bestimmten Bereich behandeln, sollte die Haut rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Pulvern, Antiperspirantien oder Deodorants sein. **Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette herausgezupft werden.**

1. Decken Sie Muttermale, Warzen oder andere Flecken auf der Haut ab, die nicht behandelt werden sollten.
2. Betätigen Sie die **Kontrolltaste**. Das Gerät schaltet sich ein, die **Energieanzeige** für die Energiestufe 1 leuchtet auf und ein Gebläseton ertönt.

3. Ungefähr 1 Sekunde nach dem Drücken der **Kontrolltaste** leuchtet die **Bereitschaftsanzeige**. Das Gerät ist dann auf der niedrigsten Energiestufe betriebsbereit.
4. **Stellen Sie die Energiestufe ein.** Drücken Sie mehrmals hintereinander die **Kontrolltaste**, um die Energiestufe so lange zu erhöhen, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben. Die **Anzeigeleuchten für die Energiestufe** zeigen die Einstellung der Energiestufe an (sehen Sie in Abschnitt 8.2. Energiestufen nach).
5. Treffen Sie die Wahl, ob Sie den zu behandelnden Bereich durch **Gleiten** oder durch **Pulsen** behandeln möchten (sehen Sie in Abschnitt 8.3. Pulsen und Gleiten nach).
6. Wenden Sie die **Behandlungsoberfläche** auf der Haut an. Stellen Sie sicher, dass die Haut eben und gleichmäßig gedehnt ist. Wenn sich die **Behandlungsoberfläche** in vollständigem Kontakt mit der Haut befindet, beginnt die **Bereitschaftsanzeige** langsam zu blinken.
7. Das Gerät bestimmt zunächst automatisch Ihre Hautfarbe und bestrahlt Ihre Haut mit einem Lichtimpuls. Sie werden eine sanfte Wärme und ein leichtes Kribbeln fühlen. Zudem hören Sie evtl. ein Knallgeräusch.
8. Entfernen Sie das Gerät von Ihrer Haut, wenn Sie Impulse aussenden. Das Gerät lädt sich für den nächsten Impuls sofort selbst wieder auf. Nach ein paar Sekunden (je nach eingestellter Energiestufe) schaltet sich die **Bereitschaftsanzeige** wieder ein und beginnt langsam zu blinken, wenn sie an die Haut gedrückt wird.
9. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie Impulse aussenden. Machen Sie einfach weiter, wenn Sie gleiten. Fahren Sie mit dem Pulsen oder Gleiten fort, bis Sie den gesamten Bereich behandelt haben.



Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut Bläschen bildet oder brennt.

10. Nach der Behandlung

Nach Beendigung Ihrer Behandlungseinheit:

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Kontrolltaste lange gedrückt halten. Merken Sie sich die letzte Energiestufe, die Sie verwendet haben, da diese beim Wiedereinschalten des Geräts nicht wiederhergestellt wird.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus.

11. Wartung

Es ist wichtig, Ihr Silk'n Jewel nach jeder Behandlung zu reinigen.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
- Zur Reinigung des Geräts, einschließlich des Applikators, mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie niemals Azeton oder andere abrasive Flüssigkeiten, diese könnten Ihr Gerät beschädigen.
- Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren.

 Tauchen Sie Ihr Silk'n Jewel oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser.

12. Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Hierdurch können elektrische Bauteile oder gepulste Lichtquellen freigelegt werden, die eine Gefahr darstellen, und Sie schwer verletzen können. Dadurch erlischt Ihre Garantie.

Problem	Überprüfungen
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter sachgemäß mit dem Gerät verbunden ist und dass dieses an eine Stromquelle an der Wand angeschlossen ist.

Problem	Überprüfungen
Es gibt keinen Lichtimpuls, wenn das Gerät meine Haut berührt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist und die Bereitschaftsanzeige leuchtet. Achten Sie darauf, dass der Applikator gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt wird und Sie das Gerät über die Haut bewegen. Möglicherweise ist auch Ihre Hautfarbe zu dunkel.
Der Hautfarbensensor und die Bereitschaftsanzeige blinken.	Die Hautfarbe ist zu dunkel.
Eines oder mehrere Lichter blinken.	Das Gerät hat schlecht funktioniert.
Das Gerät funktioniert nicht mehr und ist im Standby-Modus.	Betätigen Sie die Kontrolltaste erneut, um das Gerät zu starten.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Kundenservice.

13. Kundenservice

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantie

Sehen Sie auf Ihrer Silk'n- Garantiekarte nach.

15. Entsorgung

Wenn der Lebenszyklus Ihres Geräts abgelaufen ist, dann entsorgen Sie Ihr Gerät bitte gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften für Elektrogeräte.



Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach Materialart. Entsorgen Sie Kartonagen und Karton als Altpapier und Folie am entsprechenden Sammelpunkt für recycelbare Materialien.



Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gerät professionell recycelt wird und einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen* wird vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

* Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

16. Technische Daten

DE

Modellnr.	H3210 / H3211
Größe der Körperstelle	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Energiestufen	Max 4J/cm ²
Wellenlänge	475-1200nm
Betrieb und Sicherheit	Der Hautfarbensensor gewährleistet eine Verwendung auf hierfür geeigneten Hauttypen
Systemgewicht	200 g
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: -40°C to +70°C Relative Feuchtigkeit: 10% - 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10°C bis 35°C Relative Feuchtigkeit: 30% - 75% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C	30 Minuten
Betriebsmodus	Dauerbetrieb
Netzadaptermodelle und Rating	KSA24A1200150Hy PSM18X-120L6HS Sehen Sie bei "y" unter dem jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region nach

Eingang Ausgang	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,5A 12 VDC, 1,5A
Erwartete Nutzungsdauer des Geräts	5 Jahre

17. Zeichenerklärung

	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse II. Der Netzadapter ist durch eine doppelte Isolierung vor Stromschlag geschützt.
IP30	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 mm (wie beispielsweise Finger) geschützt, um einen Stromschlag zu verhindern.
	Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.
	Entspricht den technischen Vorschriften der Eurasischen Zollunion.

Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu oder www.silkn.com, info@silkn.com.

Table of contents

1. Contraindications & warnings	24
2. Safety with Silk'n Jewel	27
3. Do not use Silk'n Jewel if:	27
4. Consult your physician before use if you have:	27
5. Get to know your Silk'n Jewel	28
6. Safety tips	29
7. Possible side effects.....	29
8. Long-term hair removal the Silk'n way	31
9. Get started.....	34
10. After treatment	36
11. Maintenance.....	37
12. Troubleshooting	37
13. Customer service.....	38
14. Warranty	38
15. Disposal	38
16. Specifications	39
17. Signs & symbols	40

1. Contraindications & warnings

Silk'n Jewel is not designed for everyone.

Hair removal by lasers or intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage when used on the face and neck. For more information visit www.silkn.eu, www.silkn.com, or your local Silk'n domain.

- This device must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Do not expose treated areas to the sun, and do not use energy levels 2-5 on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Refer to section 6.1 Exposure to the sun.
- Possible hazardous optical radiation is emitted from this device. Do not look at the operating lamp. Eye injury may result.

- ⦿ Use below the cheekbones and not around the eyes. Do not use on areas with injected fills or toxins.
- ⦿ Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, moles, or warts), nipples, genitals, around the anus, or lips.
- ⦿ Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- ⦿ Do not treat on abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
- ⦿ Do not treat an area that has a history of herpes outbreaks.
- ⦿ Do not use if you are pregnant or nursing.
- ⦿ Do not treat on areas where you may want hair to grow. The results are permanent.
- ⦿ Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.
- ⦿ Stop use immediately if your skin is very red, or if your skin blisters or burns.
- ⦿ Use a lower energy level if you experience any discomfort.

- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone to clean the skin before use.
- Keep your device away from water or liquids! Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not place or store the device where it can fall, be pushed or placed anywhere near water. There is a risk of electrocution. Unplug immediately if the device comes into contact with any fluids and contact Customer Service.
- Remove all jewelry before use.
- Never leave the device unattended when plugged into an outlet. Keep the AC/DC adapter accessible at all times, so it can be removed from the socket easily in case of emergency.
- Do not attempt to open or repair your Silk'n device. You may expose yourself to dangerous electrical components or pulsed light energy and cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

2. Safety with Silk'n Jewel

With Silk'n Jewel safety comes first

Home Pulsed Light™ (HPL) technology in Silk'n Jewel provides superior safety with lower energy levels. HPL achieves long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy reduces the risk of harm or complications, and contributes to your overall safety.

3. Do not use Silk'n Jewel if:

- The device has a damaged cord or plug. Keep the power cord away from heated surfaces.
- You see or smell smoke when it is in use.
- The **skin colour sensor, treatment surface, or device casing** is cracked or coming apart.
- The device is not working or appears to be damaged in any other way.
- The plug, attachments or accessories for this device are not recommended by Home Skinovations Ltd.

In such cases, contact Silk'n Customer Service.

4. Consult your physician before use if you have:

- A history of keloidal scar formation.
- Epilepsy.
- A disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- A history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- Received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.

- Any other condition which, in your physician's opinion, would make it unsafe for you to be treated.

5. Get to know your Silk'n Jewel

Silk'n Jewel is a light-based device for permanent hair reduction designed for home use. It is a powerful electrical device and should be used with special attention to safety. Be sure to read **all** warnings, contraindications and safety precautions before use, and follow them strictly. We recommend you re-familiarize yourself with the instructions before each treatment.

5.1 Package contents

Your Silk'n Jewel package includes:

- Hair removal device
- Adapter with cable
- User manual
- Warranty card

5.2 Device description

Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature of your Silk'n Jewel.

1. Adapter socket
2. Energy level indicator lights (1-5)
3. Control button
4. Ready light
5. Skin colour sensor light
6. Treatment surface
7. Skin colour sensor

5.3 Intended use

Silk'n Jewel is intended to remove unwanted hair and effect long-term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime. You may use Silk'n Jewel to remove unwanted body hair. Ideal body areas include the underarms, bikini line, arms, legs, face, back, shoulders and chest.

Do not use for any purpose other than as described in this manual.

6. Safety tips

This section has information to help you use your device safely.

6.1 Exposure to the sun

- The lowest energy level (1) is designed for safe use even after sun exposure.
- If you use energy levels 2-5, avoid further exposure to the sun for **4 weeks before and 2 weeks after** your treatment. This is because higher quantities of melanin expose the skin to greater risk when using any method of light-based hair removal. This applies to all skin types, even those that don't seem to tan quickly.
- We don't advise it, but if you have to go out in the sun after a treatment, be sure to apply sunscreen SPF30 or higher to the treated area. Do this for 2 weeks after a treatment.

6.2 Exposure of pulse light to the eyes

- Although you can use the device to treat facial hair, take extra care to avoid contact with the eyes, and use only below the cheekbones.
-  The device will only emit repeated pulses when it is in firm contact with your skin, and you keep moving it across your skin.

6.3 Wounds or infections

- Wait for the affected area to heal before further use.

7. Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore, it is important

that you understand and accept the risks and complications that may occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Minor skin discomfort

Home pulsed light hair removal is generally well-tolerated. However, some users feel mild discomfort during use. This is best described as a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation may last during or after treatment.

This means that you should use Silk'n Jewel at a lower energy level, and if that doesn't help, you should stop using the device.

Skin redness

Your skin may become red immediately after using the device or within 24 hours. Redness generally clears up within 24 hours.

See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.

Make sure you use the energy level that is comfortable for you and suitable for your skin colour.

Increased sensitivity of the skin

The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.

Pigment changes

Silk'n Jewel targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is a risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. Risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones or heavily tanned skin. Usually discolouration or changes to skin pigment are temporary, and permanent hyperpigmentation or hypo-pigmentation are rare.

Excessive redness and swelling

In rare cases, treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but avoid exposure to the sun.

Blisters or burns

Cool the affected area and apply anti-burn cream. Wait until the area has healed completely before another treatment, and use a lower energy level. **If the skin does not return to normal within 3 days, consult your physician.**

8. Long-term hair removal the Silk'n way

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair colour, and how Silk'n Jewel is used. A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time, multiple treatment sessions are required to achieve permanent hair removal.

A typical Silk'n Jewel hair removal plan during a full hair growth cycle includes:

- Treatments 1-4: Plan two weeks apart.
- Treatments 5-7: Plan four weeks apart.
- Treatments 8+: Treat as needed, until desired results are achieved.

8.1 Expected treatment outcomes

Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

Skin Type ¹	Body Hair ²	Light Fluence [J/cm ²]	Part of the Body	Average Treatment Time	Effectiveness of Hair Removal
1-5	Dark blonde to brown	2.5-4	Lower or upper legs		60%
			Arms	Session 10-12, approx. 4 weeks apart.	50%
			Bikini line		60%
			Underarms		55%

Skin Type ¹	Body Hair ²	Light Fluence [J/cm ²]	Part of the Body	Average Treatment Time	Effectiveness of Hair Removal
1-5	Brown to black	2.5-4	Lower or upper legs	Sessions 8-10 approx. 4 weeks apart.	70%
			Arms		60%
			Bikini line		70%
			Underarms		65%

¹ Skin types are based on the Fitzpatrick scale of skin colours. Refer to the skin colour chart in the diagram at the front of the manual.


² Not effective on white body hair.

8.2 Energy levels

The energy level determines the intensity of the light pulse delivered to your skin. As the energy level increases, so do hair removal results, as well as the risk of possible side effects and complications.

- The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 5 **energy level indicator lights**.
 - When the device is turned on, the energy level is set to level 1 automatically. Only one **energy level indicator light** will be on.
 - To change the energy level, press the **control button** repeatedly to increase the energy level from 1 to 5. Once at level 5, press the **control button** again to reduce the energy level from 5 back to 1.
-  To determine the right energy level for your treatment area, refer to section 9.1 Before your first treatment.

8.3 Pulsing and gliding



Pulsing is the best technique for treating specific spots or small areas.

- Press the **treatment surface** against your skin. Work in rows (either across or down as shown in the image). Start at one end of each row and progress to the other end.
- The **treatment surface** creates temporary pressure marks on the treated area so you can see areas you have treated.
- After each pulse, move the **treatment surface** to the next spot. Keep doing this pulsing action for the area you are treating.
- Avoid gaps or overlaps as you use the device.

Gliding is the best technique for treating larger parts of the body.

- Press the **treatment surface** firmly against your skin and slowly glide over your skin (either across or down as shown in the image). Make sure that the **treatment surface** is always touching your skin.
- At lower energy levels, the device takes only 1-1.5 seconds to recharge between pulses. This generates a nonstop sequence of flashes.
- Glide at a speed so that you avoid gaps or overlaps.

⚠ Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.

⚠ Stop use immediately if you have any discomfort.

8.4 The skin colour sensor

Light-based hair removal on darker skin tones may result in adverse effects such as burns, blisters, and skin colour changes (hyper- or hypo-pigmentation). Your Silk'n Jewel has a **skin colour sensor** that detects the colour of your skin automatically. The skin colour sensor checks your skin colour at the start of, and occasionally during, each treatment.

-  If your skin tone is too dark for safe use, the device will not operate, and the skin colour sensor light will blink.

8.5 What to expect when treating with Silk'n

For many people, using Silk'n Jewel may be their first experience with a light-based device. During a treatment session it is normal to experience or feel:

- **Noise:** The cooling fan makes noise similar to a hair dryer. This is normal.
- **A popping sound:** With each flash of HPL™ light.
- **A sensation of warmth and tingling:** During each light pulse.
- **Some redness:** It is not uncommon to see some very mild, pink-like skin colouration during or just after a treatment. This is usually most noticeable around the hairs themselves.

 Stop use immediately if you see your skin is very red.

 Contact your physician immediately, if you experience any complication.

9. Get started

To use your Silk'n Jewel, follow these steps:

1. Remove the device and other components from box.
2. Plug the **adapter plug** into the device socket and plug the **adapter** into an electrical outlet. All **energy level indicator lights** will turn on, and then go off.

9.1 Before your first treatment



Remove all jewellery before use.

You must decide which energy level is right for your skin, and the area you want to treat. The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). For example, you might treat one area at energy level 1, and another at level 4. For information on energy levels, refer to section 8.2 Energy levels.

To choose the right energy level, test each treatment area separately (refer to the skin colour chart at the front of this manual).

1. Press the **control button** to turn on the device. The level 1 **energy level indicator light** will go on.
2. Place the **treatment surface** on your skin to deliver one pulse. If you do not experience abnormal discomfort press the **control button** again. This will increase the energy level. Deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
3. Continue testing at increased energy levels. Use the energy levels indicated on the skin colour chart. When you find the highest energy level that is comfortable for that treatment area, you can start your treatment.



Use a lower energy level if you experience any discomfort.

Repeat this test for each part of the body you wish to treat.

You are now ready to use your Silk'n Jewel

Before treating an area, the skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. **Do not wax, pluck or tweeze the hair out.**

1. Be sure to cover up moles, warts or other marks on the skin that should not be treated.
2. Press the **control button**. The device will turn on, the level 1 **energy indicator light** will be on, and a fan sound will start.
3. Approximately 1 second after pressing the **control button**, the **ready light** will turn on. The device is then ready to use at the lowest energy level.

4. **Set the energy level.** Press the **control button** repeatedly to increase the energy level until you have the level you want. The **energy level indicator lights** indicate the energy level setting (refer to section 8.2 Energy levels).
5. Decide if you wish to treat the area by **Gliding** or **Pulsing** (refer to section 8.3 Pulsing and gliding).
6. Apply the **treatment surface** to the skin. Make sure that the skin is spread evenly and smoothly. When the **treatment surface** is in full contact with the skin, the **ready light** will start blinking slowly.
7. The device will first determine the colour of your skin automatically and it will flash a pulse of light onto your skin. You will feel a mild sensation of warmth and tingling, and you may hear a popping sound.
8. If you are pulsing, remove the device from your skin. The device will immediately recharge for the next pulse. After a few seconds (depending on the energy level) the **ready light** will turn on again, and start blinking slowly when pressed against the skin.
9. If you are pulsing, repeat the process. If you are gliding, simply continue. Continue to pulse or glide until you have treated the area fully.



Stop use immediately, if your skin blisters or burns.

10. After treatment

When you have finished your treatment session:

1. Turn the device off by giving the control button an extended press. Remember the last energy level setting you used, because it will not be restored when you turn the device on again.
2. Remove the adapter from the electrical outlet.

11. Maintenance

It is important to clean your Silk'n Jewel device after each treatment.

- Unplug the device.
 - To clean the device including the treatment surface, wipe with a clean, dry cloth. Never use acetone or other abrasive fluids, because they will damage your device.
 - After cleaning, we recommend you store the device in its original box.
-  Never immerse your Silk'n Jewel or any of its parts in water.

12. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your Silk'n device. You may expose yourself to dangerous electrical components or pulsed light energy and cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

Problem	Checks
My device does not start.	Make sure the adapter is properly connected to the device and that it is plugged into an electrical outlet on the wall.
There is no light pulse when the device touches my skin.	Check that the device is connected and the ready light is on. Make sure that the treatment surface is evenly and firmly pressed to the skin and that you are moving the device across your skin. It is also possible that your skin colour is too dark.
The skin colour sensor light and the ready light blink.	The skin colour is too dark.
One or more lights blink.	The device has malfunctioned.

Problem	Checks
The device has stopped working and is in standby mode.	Press the control button again to start the device.

For problems or queries, please contact Silk'n Customer Service.

13. Customer service

See our website for more information: www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu. Contact Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customer-careuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Warranty

Refer to your Silk'n warranty card.

15. Disposal

If your device reaches its End of Life stage, be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.



Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.



Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

16. Specifications

Model no.	H3210 / H3211
Spot size	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]
Technology	Home Pulsed Light
Maximum energy level	Max 4J/cm ²
Wavelength	475-1200nm
Operation & safety	Skin colour sensor ensures use on appropriate skin types
System weight	200 gm
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -40°C to +70°C Relative humidity : 10% to 90% Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10°C to 35°C Relative humidity: 30% to 75% Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes

Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes
Mode of operation	Continuous
Adapter models and rating	KSA24A1200150Hy PSM18x-120L6HS For y, refer to the country / region
Input Output	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5A 12 VDC, 1.5A
Expected service life of the equipment	5 years

17. Signs & symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
IP30	The device is protected against the ingress of objects larger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.
	Do not use in wet environments.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.
	Conforms to technical regulations required by the Eurasian Customs Union.

Legal Notice

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL
www.silkn.eu or www.silkn.com, info@silkn.com.

Table des matières

1. Contre-indications & avertissements	43
2. La sécurité avec Silk'n Jewel	46
3. N'utilisez pas Silk'n Jewel dans les cas suivants :	46
4. Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez :	47
5. En savoir plus sur votre Silk'n Jewel	47
6. Conseils de sécurité	48
7. Effets secondaires possibles	49
8. Épilation longue durée, la méthode Silk'n.....	51
9. Lancez-vous.....	55
10. Après le traitement	57
11. Maintenance.....	57
12. Dépannage	58
13. Service à la clientèle	59
14. Garantie	59
15. Élimination	59
16. Caractéristiques techniques	60
17. Signes et symboles	61

1. Contre-indications & avertissements

Silk'n Jewel ne convient pas à tout le monde.

L'épilation par des lasers ou des sources de lumière intense pulsée peut entraîner une augmentation de la croissance des poils chez certains individus. Sur la base des données actuellement disponibles, les groupes à risque le plus élevé pour cette réponse sont les femmes de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'héritage sud-asiatique lorsqu'il est utilisé sur le visage et le cou. Pour plus d'informations visitez www.silkn.eu, www.silkn.com ou votre domaine local Silk'n.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas les zones traitées au soleil, et n'appliquez pas les niveaux de puissance de 2 à 5 sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil (y compris après l'utilisation de matériel de bronzage artificiel). Se reporter à la section 6.1. Exposition au soleil.

- Un rayonnement optique potentiellement dangereux est émis par cet appareil. Ne regardez pas la lampe de fonctionnement. Une blessure aux yeux peut en résulter.
- L'appareil est adapté pour une utilisation en dessous des pommettes et non sur le contour des yeux. Ne pas utiliser sur des zones contenant des produits de comblements ou toxines injectés.
- Ne pas appliquer sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux, autour de l'anus et sur les lèvres.
- Ne pas appliquer sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).
- Ne pas appliquer en cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Ne pas appliquer sur une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.
- Ne l'utilisez pas si vous êtes enceinte ou allaitez.

- Ne pas appliquer dans les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité. Les résultats sont permanents.
- Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.
- Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si votre peau est très rouge ou présente des cloques ou des brûlures.
- Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez un inconfort.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, tels que l'alcool (y compris les parfums, les désinfectants ou tout autre produit contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant l'utilisation.
- Évitez que l'appareil entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ! Ne pas utiliser près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne pas placer l'appareil où il peut tomber, être poussé ou placé quelque part près de l'eau. Il y a un risque d'électrocution. Débranchez immédiatement si l'appareil entre en contact avec un liquide quelconque, et contactez le service à la clientèle.
- Enlevez toujours tout bijou avant utilisation.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Veillez à ce que l'adaptateur AC/DC soit accessible à tout moment, afin qu'il puisse être retiré de la prise facilement en cas d'urgence.
- N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil Silk'n. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou à une lumière pulsée intense et nuire gravement à votre santé. Cela annulera également votre garantie.

2. La sécurité avec Silk'n Jewel

Avec Silk'n Jewel, la sécurité est au premier plan

La technologie Home Pulsed Light (HPL) de Silk'n Jewel assure une sécurité supérieure avec des niveaux d'énergie plus bas. HPL permet d'obtenir des résultats à long terme sur l'élimination des poils avec une fraction du niveau d'énergie utilisé dans d'autres équipements de photoépilation. La faible énergie réduit le risque de blessure ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

3. N'utilisez pas Silk'n Jewel dans les cas suivants :

- L'appareil a son cordon ou sa fiche endommagés. Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.
- Vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.
- L' **analyseur de couleur de peau, la surface de traitement,** ou le **boîtier de l'appareil** est fendue ou se désagrége.
- L'appareil ne fonctionne pas ou il semble abîmé.

- Avec des fiches, connecteurs ou accessoires qui ne sont pas recommandés par Home Skinovations Ltd.

Dans ces cas, contactez le service à la clientèle Silk'n.

4. Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez :

- Des antécédents de formation de chéloïdes.
- Épilepsie.
- Une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Des antécédents de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.
- Une radiothérapie ou chimiothérapie reçue au cours des 3 derniers mois.
- Utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois.
- Toute autre affection qui de l'avis de votre médecin rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

5. En savoir plus sur votre Silk'n Jewel

Silk'n Jewel est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile. C'est un appareil puissant qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Assurez-vous de lire **tous** les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité avant utilisation, et suivez-les strictement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque soin.

5.1. Contenu du paquet

Votre emballage Silk'n Jewel comprend :

- Épilateur
- Adaptateur avec câble
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

5.2. Description de l'appareil

Veillez vous reporter au diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque composant de votre Silk'n Jewel.

1. Prise de l'adaptateur
2. Diodes indicatrices de puissance (1-5)
3. Bouton de commande
4. Diode indicatrice prêt à l'emploi
5. Lumière du capteur de couleur de peau
6. Surface de traitement
7. Capteur de couleur de peau

5.3. Usage prévu

Silk'n Jewel est prévu pour éliminer les poils indésirables et avec un effet à long terme, ou pour une réduction permanente des poils. La réduction permanente est définie comme une réduction stable et à long terme du nombre de poils repoussant après traitement. Silk'n Jewel peut être utilisé pour éliminer les poils indésirables du corps. Les régions de traitement couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage, le dos, les épaules et le torse.

Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

6. Conseils de sécurité

Cette section contient des informations pour vous aider à utiliser votre appareil en toute sécurité.

6.1. Exposition au soleil

- Le niveau d'énergie le plus bas (1) est conçu spécialement pour une utilisation en toute sécurité après vous être exposé au soleil.

- Si vous utilisez des niveaux d'énergie 2-5, évitez toute exposition au soleil **4 semaines avant** et **2 semaines après** votre traitement. C'est parce que de plus grandes quantités de mélanine exposent la peau à un plus grand risque lors de l'utilisation d'une méthode de photoépilation. Cette règle s'applique à tous les types de peau, même celles qui ne semblent pas bronzer rapidement.
- Nous ne le recommandons pas, mais si vous devez vous exposer au soleil à la suite d'une séance, assurez-vous de bien appliquer un écran solaire ayant un FPS de 30 ou plus sur la zone traitée. Ceci est valable pendant les deux semaines qui suivent une séance.

6.2. Exposition de lumière pulsée aux yeux

- Bien qu'il soit possible d'appliquer l'appareil pour le traitement des poils faciaux, nous vous recommandons d'éviter tout contact avec les yeux, et de ne l'utiliser que sur les zones situées en-dessous des pommettes.
-  L'appareil n'émet de pulsations répétées que lorsqu'il est fermement en contact avec votre peau et que vous continuez à le faire glisser sur votre peau.

6.3. Blessures ou infections

- Attendez la guérison de la zone affectée avant toute nouvelle utilisation.

7. Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications éventuels lorsque vous utilisez un système d'épilation à la lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Léger inconfort de la peau

L'épilation à la lumière pulsée est généralement bien tolérée. Toutefois, certains utilisateurs sentent un léger inconfort pendant l'utilisation. Ceci est décrit comme une sensation de brûlure légère sur les zones de peau traitées. La sensation de picotement peut durer pendant ou après le traitement.

Ceci implique que vous devez utiliser le Silk'n Jewel à un niveau de puissance plus bas, et que si cela n'aide pas, vous devrez cesser l'utilisation de l'appareil.

Rougeur cutanée

Votre peau peut devenir rouge immédiatement après avoir utilisé l'appareil ou dans les 24 heures. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures.

Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.

Assurez-vous d'utiliser le niveau d'énergie qui est confortable pour vous et adapté à votre couleur de peau.

Hypersensibilité de la peau

Dans la zone traitée, la peau est plus sensible et elle pourrait s'assécher ou peler.

Changements de la pigmentation

Silk'n Jewel vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe et le bulbe du poil lui-même. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de pigment ou une décoloration marron) ou d'hypo-pigmentation (blanchiment) sur la peau environnante. Les risques de changements de pigmentation de la peau sont plus élevés pour les personnes ayant des teints plus foncés ou une peau très bronzée. Généralement, la décoloration ou les changements de pigmentation sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.

Rougeur excessive de la peau et enflure

Dans de rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et enflée. Ceci est plus fréquent sur les zones sensibles du corps. La rougeur et l'enflure devraient disparaître en 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage doux est OK, mais il faut éviter l'exposition au soleil.

Boursoufflures ou brûlures

Refroidissez la zone touchée et appliquez une crème anti-brûlure. Attendez jusqu'à ce que la zone ait complètement guéri avant un autre traitement, et utilisez un niveau d'énergie plus faible. **Si la peau ne revient pas à la normale dans les 3 jours, consultez votre médecin.**

8. Épilation longue durée, la méthode Silk'n

L'efficacité de l'épilation varie d'une personne à l'autre en fonction de la zone traitée, de la couleur du poil et de la manière dont Silk'n Jewel est utilisé. Un cycle pileire complet peut prendre de 18 à 24 mois. Pendant ce temps, plusieurs séances de traitement sont nécessaires pour obtenir une épilation permanente.

Une planification habituelle de séances d'épilation avec Silk'n Jewel pendant un cycle pileire complet inclut :

- Traitement 1-4 : Planifier en espaçant de deux semaines.
- Traitement 5-7 : Planifier en espaçant de quatre semaines.
- Traitement 8+ : Appliquer selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré.

8.1. Résultats attendus du traitement

Le résultat varie d'une personne à l'autre et dépend du type de poil ainsi que de facteurs biologiques pouvant affecter les cycles de croissance du poil. Certains utilisateurs obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances.

Type de peau ¹	Pilosité ²	Fluence de la lumière [J/cm ²]	Partie du corps	Durée moyenne du traitement	Efficacité de l'épilation
1-5	Blond foncé à brun	2,5-4	Mollets ou cuisses		60%
			Bras	10-12 séances environ.	50%
			Maillot	Séparées de 4 semaines.	60%
			Aisselles		55%

Type de peau ¹	Pilosité ²	Fluence de la lumière [J/cm²]	Partie du corps	Durée moyenne du traitement	Efficacité de l'épilation
1-5	Brun à noir	2,5-4	Mollets ou cuisses	8-10 séances environ. Séparées de 4 semaines.	70%
			Bras		60%
			Maillot		70%
			Aisselles		65%

¹ Les types de peau sont basées sur l'échelle Fitzpatrick des couleurs de peau. Veuillez vous reporter au nuancier dans le diagramme qui se situe à l'avant du mode d'emploi.


² Inefficace sur les poils blancs.

8.2. Niveaux d'énergie

Le niveau d'énergie détermine l'intensité de l'impulsion de lumière délivrée à votre peau. Plus le niveau d'énergie est élevé, plus les résultats de l'épilation sont meilleurs, mais également plus les risques de complications ou d'effets indésirables sont élevés.

- L'appareil dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 5 diodes **indicatrices du niveau d'énergie**.
- Lorsque l'appareil est allumé, le niveau d'énergie est réglé au niveau 1 automatiquement. Seul un **voyant lumineux du niveau d'énergie** sera allumé.
- Pour changer le niveau d'énergie, appuyez sur le **bouton de commande** de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie de 1 à 5. Une fois au niveau 5, appuyez à nouveau sur le **bouton de commande** pour réduire le niveau d'énergie de 5 à 1.
-  Pour déterminer le niveau d'énergie approprié à votre zone de traitement, reportez-vous à la section 9.1 Avant votre premier traitement.

8.3. Pulsation et glissement



La pulsation est la meilleure technique pour traiter les plus grandes parties du corps.

Appuyez la **surface de traitement** contre votre peau. Travaillez en lignes (soit en travers soit vers le bas comme représenté sur l'image). Commencez à une extrémité de chaque ligne et progressez vers l'autre extrémité.

- La **surface de traitement** crée des marques de pression temporaires sur la zone traitée de sorte que vous puissiez voir les zones que vous avez traitées.
- Après chaque impulsion, déplacez la **surface de traitement** vers l'endroit suivant. Continuez à faire cette action d'impulsion pour la zone que vous traitez.
- Veuillez éviter les écarts ou les chevauchements lors de l'utilisation de l'appareil.

Le glissement est la meilleure technique pour travailler à des niveaux d'énergie plus faibles.

- Appuyez fermement la **surface de traitement** contre votre peau et glissez lentement sur votre peau (soit en travers soit vers le bas, comme indiqué sur l'image). Assurez-vous que la **surface de traitement** est toujours en contact avec votre peau.
- A des niveaux d'énergie bas, l'appareil n'a besoin que de 1 à 1,5 secondes pour se recharger entre les impulsions. Cela délivre une série continue d'impulsions.
- Faites glisser à une certaine vitesse de manière à éviter les creux ou chevauchements.



Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.



Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.

8.4. Le capteur de couleur de peau

L'épilation à la lumière ne convient pas aux peaux naturellement foncées et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlures, de cloques et de changements de la couleur de la peau (hyper ou hypopigmentation). Votre Silk'n Jewel dispose d'un **capteur de couleur de peau** qui détecte la couleur de votre peau automatiquement. Le capteur de couleur de peau vérifie votre couleur de peau au début de, et parfois pendant, chaque traitement.



Si votre teint est trop foncé pour une utilisation sans danger, l'appareil ne fonctionnera pas et le capteur de couleur de peau clignotera.

8.5. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n

Pour beaucoup de personnes, utiliser Silk'n Jewel pourrait être une première expérience avec un appareil d'épilation à la lumière. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit :** Le ventilateur de refroidissement fait un bruit similaire à un sèche-cheveux. C'est normal.
- **Un son d'éclatement :** Avec chaque flash de lumière HPL™.
- **Une sensation de chaleur et des picotements :** Au cours de chaque impulsion lumineuse.
- **Quelques rougeurs :** Il n'est pas rare de voir une coloration rose très douce sur la peau pendant ou juste après un traitement. Cela est généralement plus visible autour des poils eux-mêmes.



Cessez immédiatement l'utilisation si votre peau devient très rouge.



Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez de l'inconfort.

9. Lancez-vous

Pour utiliser votre Silk'n Jewel, procédez comme suit :

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Branchez la **fiche de l'adaptateur** dans la prise de l'appareil et branchez **l'adaptateur** dans une prise électrique. Tous les **voyants de niveau d'énergie** se mettront en marche, puis s'éteindront.

9.1. Avant votre premier traitement



Enlevez toujours tout bijou avant utilisation.

Vous devez décider quel niveau d'énergie est bon pour votre peau et la zone que vous voulez traiter. L'appareil dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Vous pouvez par exemple utiliser le niveau d'énergie 1 dans une zone, et le niveau 4 dans une autre. Pour toute information concernant les niveaux de puissance, veuillez vous reporter à la section 8.2. Niveaux d'énergie.

Pour choisir le bon niveau d'énergie, tester chaque zone de traitement séparément (reporter à tableau des couleurs de la peau sur le devant de ce mode d'emploi).

1. Appuyez sur le **bouton de commande** pour mettre l'appareil en marche. Le **voyant lumineux du niveau d'énergie** de niveau 1 sera allumé.
2. Placez la **surface de traitement** sur votre peau pour fournir une impulsion. Si vous n'avez pas ressenti de sensation d'inconfort, appuyez à nouveau sur le **bouton de commande**. Ceci va augmenter le niveau d'énergie. Délivrez une impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
3. Continuer les tests en augmentant le niveau d'énergie. Utilisez les niveaux d'énergie indiqués sur le graphique de la couleur de peau. Lorsque vous avez trouvé le niveau d'énergie le plus haut qui est le plus confortable pour la zone de traitement, vous pouvez commencer votre traitement.



Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez un inconfort.

Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Silk'n Jewel

Avant de traiter une zone, la peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidus de poudre, d'antisudorifiques ou de désodorisants. **Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils.**

1. Assurez-vous de couvrir les grains de beauté, les verrues ou d'autres marques sur la peau qui ne devraient pas être traitées.
2. Appuyez sur le **bouton de commande**. L'appareil va se mettre en marche, le **voyant lumineux du niveau d'énergie** 1 va s'allumer et un bruit de ventilation va se faire entendre.
3. Environ 1 seconde après avoir appuyé sur le **bouton de commande**, la **diode indicatrice prêt à l'emploi** s'allume. L'appareil est alors prêt à l'emploi au niveau d'énergie le plus bas.
4. **Réglez le niveau d'énergie.** Appuyez sur le **bouton de commande** de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le niveau que vous souhaitez. Le **voyant lumineux de niveau d'énergie** indique le réglage du niveau d'énergie (se reporter à la section 8.2. Niveaux d'énergie).
5. Décidez si vous souhaitez traiter la zone en **Faisant glisser** ou en **Donnant une impulsion** (se reporter à section 8.3. Pulsation et glissement).
6. Appliquez la **surface de traitement** sur la peau. Assurez-vous que la peau est étirée de manière uniforme et douce. Dès que la **surface de traitement** est complètement au contact de la peau, la **diode indicatrice de prêt à l'emploi** commence à clignoter lentement.
7. L'appareil déterminera d'abord automatiquement la couleur de votre peau et il enverra une impulsion de lumière sur votre peau. Vous sentirez une légère sensation de chaleur et de picotement, et vous pouvez entendre un bruit d'éclatement.

8. Si vous faites une impulsion, enlevez l'appareil de votre peau. L'appareil se recharge immédiatement pour la prochaine impulsion. Après quelques secondes (en fonction du niveau d'énergie réglé), **la diode indicatrice de prêt** à l'emploi s'allume à nouveau et commence à clignoter lentement lorsque l'appareil est à nouveau au contact de la peau.
9. Si vous faites une impulsion, répétez le processus. Si vous procédez par glissement, continuez sans interruption. Continuez à faire une impulsion ou à faire glisser jusqu'à traiter entièrement la zone.

 Arrêtez immédiatement l'utilisation, si votre peau présente de boursoufflures ou des cloques.

10. Après le traitement

Quand vous avez fini votre séance de traitement :

1. Éteignez l'appareil en donnant au bouton de commande une pression prolongée. Veillez à mémoriser le dernier niveau d'énergie utilisé, car celui-ci ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez l'appareil.
2. Débranchez l'adaptateur de la prise électrique.

11. Maintenance

Il est important de nettoyer votre appareil Silk'n Jewel après chaque traitement.

- Débranchez l'appareil.
- Nettoyez l'appareil, dont la surface de traitement, avec un chiffon sec et propre. N'utilisez jamais d'acétone ou autres liquides abrasifs, ils endommageraient l'appareil.
- Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine.

 N'immergez jamais votre appareil Silk'n Jewel ou l'un de ses composants dans l'eau.

12. Dépannage

N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil Silk'n. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou à une lumière pulsée intense et nuire gravement à votre santé. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
Mon appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que l'adaptateur est bien connecté à l'appareil et qu'il est branché dans une prise électrique murale.
Il n'y a pas d'impulsion de lumière quand l'appareil touche ma peau.	Vérifiez que l'appareil est connecté et que le voyant prêt à l'emploi est allumé. Assurez-vous que la surface de traitement est pressée uniformément et fermement à la peau et que vous faites glisser l'appareil sur l'ensemble de votre peau. Il se peut aussi que la couleur de votre peau soit trop foncée.
Le voyant du capteur de couleur de peau et le voyant prêt à l'emploi clignotent.	La couleur de la peau est trop foncée.
Une ou plusieurs lumières clignotent.	L'appareil a mal fonctionné.
L'appareil a cessé de fonctionner et est en veille.	Appuyez de nouveau sur le bouton de commande pour démarrer l'appareil.

Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle Silk'n.

13. Service à la clientèle

Consultez notre site Web pour plus d'informations : www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes:

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantie

Veuillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

15. Élimination

Si votre appareil atteint sa fin de vie, assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.



Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.



Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

16. Caractéristiques techniques

N° modèle	H3210 / H3211
Dimension du spot	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Niveau d'énergie maximum	Max 4J/cm ²
Longueur d'onde	475-1200 nm
Fonctionnement et sécurité	Le détecteur de couleur de peau garantit une utilisation sur les types de peau appropriés
Poids du système	200 gm
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : -40 °C to +70 °C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température : 10 à 35°C Humidité relative : 30% à 75% Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Temps de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20° degrés C	30 minutes

Temps de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 ° degrés C	30 minutes
Mode de fonctionnement	Continu
Modèles et classe d'adaptateurs	KSA24A1200150Hy PSM18x-120L6HS Pour y- se référer au pays / à la région
Entrée Sortie	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,5 A max. 12V DC, 1,5 A
Durée de vie prévue de l'équipement	5 ans

17. Signes et symboles

	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
IP30	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets de plus de 2,5 mm de diamètre, des doigts par exemple, pour protéger contre les chocs électriques.
	Ne pas utiliser dans des environnements humides.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.
	Conforme aux règlements techniques exigés par l'union douanière eurasiennne.

Mentions légales

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL
www.silkn.eu ou www.silkn.com, info@silkn.com.

Obsah

1. Kontraindikace a varování	64
2. Bezpečnost se Silk'n Jewel	67
3. Silk'n Jewel nepoužívejte pokud:	67
4. O vhodnosti použití přístroje se poradte s lékařem v následujících případech:	68
5. Seznamte se svým Silk'n Jewel	68
6. Bezpečnostní tipy	69
7. Možné vedlejší účinky	70
8. Dlouhodobé odstranění ochlupení metodou Silk'n	71
9. Začínáme	75
10. Po ošetření	77
11. Údržba	77
12. Řešení potíží	78
13. Zákaznický servis	78
14. Záruka	79
15. Likvidace	79
16. Specifikace	80
17. Značky a symboly	81

Silk'n Jewel není vhodný pro každého.

Epilace pomocí laserů nebo intenzivního pulzního světla může u některých jedinců způsobit zvýšený růst ochlupení. Dle aktuálně dostupných údajů existuje nejvyšší riziko výskytu této reakce u žen ze Středomoří, Středního východu a jižní Asie při použití na obličeji a krku. Další informace naleznete na stránce www.silkn.eu, www.silkn.com nebo místní doméně Silk'n.

- ☉ Toto zařízení nesmí používat následující osoby: děti, dospělí s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo ti, kteří nemají s použitím zařízení zkušenosti ani potřebné znalosti. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo jisté, že si s výrobkem nebudou hrát.
- ☉ Nevystavuje ošetřovaná místa slunci a nepoužívejte stupeň výkonu 2-5 na opálenou kůži nebo po nedávném opalování (včetně umělých opalovacích přístrojů). Další postup naleznete v části 6.1. Vystavení se slunečním paprskům.
- ☉ Z tohoto zařízení se může vyskytnout nebezpečné optické záření. Nedívejte se na provozní kontrolku. Mohlo by dojít k poškození očí.

- Používejte na místa pod lícními kostmi. Nepoužívejte v okolí očí. Nepoužívejte na oblasti po injekční aplikaci výplně nebo toxinů.
- Neošetřujte tetování ani permanentní make-up, pihy nebo tmavá místa (např. velké skvrny, mateřská znaménka, jizvy), bradavky, genitálie, kolem konečníku nebo rty.
- Neošetřujte aktivní ekzém, psoriázu, léze, otevřené rány nebo infekce, pokožku v abnormálním stavu způsobeným systémovými nebo metabolickými chorobami (např. diabetes).
- Trpíte abnormálními stavy kůže způsobenými cukrovkou, systémovými a dalšími metabolickými onemocněními.
- Neošetřujte plochy, na nichž se v minulosti objevila ohniska herpesu.
- Nepoužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte.
- Nepoužívejte na oblasti, na nichž chcete růst chloupků zachovat. Výsledky jsou trvalé.
- Stejnou oblast pokožky neošetřujte více než jednou v jednom sezení.

- Pokud je kůže silně zarudlá, jsou na ní puchýře nebo pálí, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Pokud vám je ošetření nepříjemné, přepněte na nižší stupeň výkonu.
- Pro čištění kůže před použitím nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfémů, čisticích prostředků a dalších přípravků obsahujících alkohol) nebo aceton.
- Udržujte výrobek vsuch tak, aby se nedostal do kontaktu s kapalinami! Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu. Neumísťujte ani neuchovávejte zařízení na místech, kde může dojít k jeho spadnutí, shození nebo položení do blízkosti vody. Existuje zde riziko úrazu elektrickým proudem. Jestliže se výrobek dostane do styku s jakoukoli kapalinou, ihned jej odpojte z elektrické sítě a obraťte se na zákaznický servis.
- Před ošetřením si sundejte všechny šperky a bižuterii.
- Nikdy nenechávejte výrobek zapojený do elektrické sítě bez dozoru. Uchovávejte napájecí adaptér tak, aby byl vždy dostupný, aby mohl být v případech nouze snadno vytažen ze zástrčky.

- Výrobek se nepokoušejte otevírat ani opravovat. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi výrobku nebo pulzním světlem, a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví. Rovněž by to vedlo k neplatnosti záruky.

2. Bezpečnost se Silk'n Jewel

Bezpečnost je u Silk'n Jewel na prvním místě

Home Pulsed Light™ (HPL) technologie, užívaná v Silk'n Jewel poskytuje optimální bezpečnost při nízkých energetických stupních. Dosahuje dlouhodobých výsledků odstraňování ochlupení při zlomku stupně energie, vynakládané jinými, na světle založenými přístroji k odstraňování ochlupení. Tato nízká energie snižuje riziko poškození a komplikací a přispívá k Vaší všeobecné bezpečnosti.

3. Silk'n Jewel nepoužívejte pokud:

- zařízení má poškozený kabel nebo zástrčku. Napájecí kabel uchovejte mimo dosah zahřátých povrchů.
- během používání uvidíte nebo ucítíte kouř.
- **senzor barvy pokožky, účinná plocha** nebo **vnější obal výrobku** jsou rozbité nebo se rozpadají.
- výrobek nefunguje nebo se zdá poškozený.
- zástrčka, doplňky nebo příslušenství tohoto výrobku nejsou doporučeny společností Home Skinovations Ltd.

V těchto případech kontaktujte zákaznický servis Silk'n.

4. O vhodnosti použití přístroje se poradte s lékařem v následujících případech:

- v minulosti se vám utvořily keloidní jizvy.
- trpíte epilepsií.
- máte-li onemocnění související s přecitlivělostí na světlo, např. porfyrii, lupus, atd.
- máte-li v anamnéze výskyt rakoviny kůže nebo oblastí s možnými kožními nádory.
- během uplynulých 3 měsíců jste podstoupili radioterapii nebo chemoterapii.
- během posledních 6 měsíců jste užívali léky na kůži vázané na lékařský předpis.
- v případě jiných zdravotních potíží, které by mohly být dle názoru vašeho lékaře představovat pro vás v souvislosti s použitím přístroje nebezpečí.

5. Seznamte se svým Silk'n Jewel

Silk'n Jewel je zařízení pro trvalé odstranění chloupků pomocí světelných paprsků. Je to výkonné elektronické zařízení a při jeho používání musí být brán zvláštní zřetel na bezpečnost. Před použitím je nutné prostudovat **všechna** varování, kontraindikace a bezpečnostní opatření a následně je dodržovat. Doporučujeme znovu si pročíst pokyny před každým ošetřením.

5.1. Obsah balení

Vaše balení Silk'n Jewel obsahuje:

- Zařízení na odstranění chloupků
- Návod k použití
- Adaptér s kabelem
- Záruční list

5.2. Popis výrobku

Na obrázku na přední straně této příručky je vyobrazeno umístění jednotlivých funkcí přístroje Silk'n Jewel.

1. Zásuvka na adaptér
2. Kontrolky stupňů výkonu (1-5)
3. Centrální tlačítko
4. Kontrolka připravenosti zařízení
5. Světelný senzor barvy pokožky
6. Účinná plocha
7. Senzor barvy pokožky

5.3. Použití

Silk'n Jewel je určen k odstranění nežádoucího ochlupení a k dlouhodobému nebo trvalému snížení ochlupení. Trvalé snížení výskytu ochlupení je definováno jako dlouhodobé stabilní snížení počtu chlupů znovu rostoucích po ošetření přístrojem. Pro odstranění nežádoucího ochlupení na těle můžete využít Silk'n Jewel. Mezi části těla ideálně se hodící k ošetření patří obličej, podpaží, oblast třísel, paží a rukou, záda, ramena a hrudník.

Výrobek nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než je popsán v tomto návodu.

6. Bezpečnostní tipy

Tato část obsahuje informace, které vám pomohou zařízení používat bezpečně.

6.1. Vystavení se slunečním paprskům

- ☉ Nejnižší stupeň výkonu (1) je určen pro obzvláště bezpečné použití i po vystavení slunci.
- ☉ Po ošetření stupněm výkonu 2 až 5 se vyvarujte slunění po dobu **4 týdnů před a 2 týdny po** ošetření. Důvodem je skutečnost, že velké množství melaninu pokožku vystavuje vyššímu riziku při použití jakéhokoli způsobu odstranění chloupků pomocí světelných paprsků. To platí pro všechny typy pleti, včetně těch, které se na první pohled neopálují rychle.

- Pobyt na slunci po ošetření nedoporučujeme, pokud je však nutný, použijte na ošetřené místo krém s ochranným faktorem SPF30 nebo vyšším. Dodržujte toto pravidlo po dobu 2 týdnů po ošetření.

6.2. Vystavení očí pulznímu světlu

- Přestože lze výrobek použít k odstranění chloupků v obličeji, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu s očima a používejte výrobek pouze v místech pod lícními kostmi.
- i Výrobek umožní vyzařování opakovaných pulzů, pouze pokud je v kontaktu s vaší kůží a pokud jím pohybujete po kůži.

6.3. Rány nebo infekce

- Před ošetřením počkejte, dokud se tato místa neuzdraví.

7. Možné vedlejší účinky

Pokud budete postupovat přesně podle pokynů a dbát všech upozornění a kontraindikací, neobjeví se pravděpodobně žádné komplikace či nežádoucí účinky. Avšak každá kosmetická procedura, včetně těch, které jsou určeny k domácímu použití, nese určitý stupeň rizika. Proto je důležité, abyste porozuměli a přijali rizika a komplikace, které se mohou vyskytnout u domácích spotřebičů využívajících k odstranění ochlupení pulzní světlo.

Menší nepříjemné pocity na pokožce

Domácí depilace pomocí pulzního světla depilace je obecně dobře snášena. Nicméně pro některé uživatele může být použití trochu nepříjemné. Pocit lze nejlépe popsat jako mírné bodavý pocit na ošetřované kůži. Bolestivý pocit může trvat během a po ošetření.

To znamená, že byste měli Silk'n Jewel používat při nižším stupni výkonu a pokud to nepomůže, měli byste jej přestat používat.

Zarudnutí pokožky

Kůže může zarudnout ihned po použití přístroje nebo do 24 hodin. Zarudnutí se obvykle vytratí do 24 hodin.

Navštivte svého lékaře, jestliže zarudnutí nezmizí do 2 až 3 dnů.

Používejte stupeň výkonu, který je pro vás příjemný a vhodný pro tón vaší pleti.

Zvýšená citlivost kůže

Pokožka v zasažené oblasti je citlivější, proto může dojít k vysušení nebo olupování pokožky.

Pigmentové změny

Silk'n Jewel se zaměřuje na vlasový stvol, zejména pigmentové buňky vlasového folikulu a vlasový folikul samotný. Nicméně existuje riziko přechodné hyperpigmentace (zvýšená pigmentace nebo hnědé zbarvení) nebo hypopigmentace (bělení) okolní kůže. Riziko změn v pigmentaci kůže je vyšší u lidí s tmavším tónem pleti nebo silně opálenou pokožkou. Obvykle jsou barevné skvrny a změny kožního pigmentu dočasné, přičemž trvalá hyperpigmentace nebo hypopigmentace je vzácná.

Nadměrné zarudnutí a otok

Ve vzácných případech může u ošetřované kůže dojít k většímu zarudnutí a otoku. Častěji se tak děje u citlivých míst na těle. Zarudnutí a otok by měly odeznít během 2 až 7 dnů, ošetřit je lze častým přikládáním ledu. jemné čištění pokožky je v pořádku, ale vyhněte se pobytu na slunci.

Puchýře a popáleniny

Postižené oblasti zchladte a aplikujte krém na popáleniny. Před dalším ošetřením vyčkejte, než se místo zcela zhojí a použijte nižší stupeň výkonu. **Pokud se stav pokožky nezlepší během 3 dnů, poraďte se s lékařem.**

CS

8. Dlouhodobé odstranění ochlupení metodou Silk'n

Efektivita odstranění chloupků se liší individuálně podle tělesné oblasti, barvy chloupků a způsobu použití Silk'n Jewel. Cyklus růstu chlupu může trvat 18-24 měsíců. Během této doby je k dosažení trvalého odstranění chloupků zapotřebí několika ošetření.

Běžný plán odstranění chloupků pomocí Silk'n Jewel v průběhu cyklu růstu ochlupení:

- Ošetření 1-4: Naplánujte jednotlivá ošetření po dvou týdnech za sebou.
- Ošetření 5-7: Naplánujte jednotlivá ošetření po čtyřech týdnech za sebou.
- Ošetření 8+: Ošetření dle potřeby, dokud není dosaženo požadovaných výsledků.

8.1. Očekávané výsledky ošetření

Odpověď závisí na typu ochlupení, jakož i biologických faktorech, které mohou mít vliv na růst ochlupení. Někteří uživatelé mohou reagovat rychleji nebo pomaleji ve srovnání s průměrným počtem ošetření.

Typ pleti ¹	Tělesné ochlupení ²	Light Fluence (svítivost) [J/cm²]	Část těla	Průměrná doba ošetření	Efektivita odstranění chloupků
1-5	Tmavě blond až hnědé	2,5-4	Spodní a horní končetiny	Ošetření 10-12, cca v rozmezí čtyř týdnů.	60%
			Paže		50%
			Ohanbí		60%
			Podpaží		55%
1-5	Hnědá až černá	2,5-4	Spodní a horní končetiny	Ošetření 8-10, cca v rozmezí čtyř týdnů.	70%
			Paže		60%
			Ohanbí		70%
			Podpaží		65%

¹ Typy pleti jsou stanoveny dle Fitzpatrickovy stupnice barvy pleti. Viz tabulka barvy pleti na přední straně tohoto manuálu.


² Neúčinkuje na bílé tělesné ochlupení.

8.2. Úrovně energie

Stupeň výkonu určuje intenzitu světelných impulzů na vaši pokožku. Čím vyšší stupeň výkonu, tím účinnější je odstranění chloupků a tím větší je riziko možných vedlejších účinků a komplikací.

- Zařízení nabízí 5 stupňů výkonu od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší), představovaných 5 **kontrolkami výkonu**.
 - Po zapnutí zařízení se stupeň výkonu nastaví automaticky na úroveň 1. Zůstane svítit pouze jedna **kontrolka výkonu**.
 - Chcete-li změnit stupeň výkonu, stiskněte opakovaně **centrální tlačítko** a zvyšujte postupně stupeň výkonu z 1 až na 5. Jakmile dosáhnete stupně 5, stisknutím **centrálního tlačítka** můžete opět snížit stupeň výkonu z 5 až na 1.
- i** K určení správné úrovně energie pro ošetření oblasti naleznete pokyny v kapitole 9.1 Před prvním ošetřením.

8.3. Pulzování a klouzavý pohyb



Poklepávání je nejvhodnější technikou ošetření konkrétních bodů nebo malých ploch.

- Přitiskněte **účinnou plochu** na svou kůži. Postupujte v pásech (buď vodorovně nebo svisle, jak je vidět na obrázku). Začněte na jednom konci pásu a postupujte k jeho konci.
- **Účinná plocha** zanechává na ošetřované kůži dočasné známky tlaku, takže lehce rozeznáte oblasti, které už byly ošetřeny.
- Po každém pulzu přiložte **účinnou plochu** na další místo. Pokračujte s pulzováním po celé ploše, kterou ošetřujete.
- Při použití výrobku dávejte pozor, aby při aplikaci nevznikaly mezery a aby se jednotlivé tahy nepřekrývaly.

Klouzavé pohyby jsou nejvhodnější technikou ošetření větších ploch na těle.

- Přitiskněte **účinnou plochu** pevně na kůži a pomalu klouzavým pohybem ošetřujte pokožku (buď vodorovně, nebo svisle, jak je vidět na obrázku). Dbejte na to, aby byla **účinná plocha** stejnoměrně a pevně přitisknuta na kůži.
- Na nízkém stupni výkonu trvá pouze 1 až 1,5 vteřinu, aby se zařízení mezi impulzy dobilo. Dochází tedy k nepřerušované produkci záblesků.
- Ošetřujte klouzavým pohybem tak, aby nedošlo k mezerám v aplikaci, a zároveň dejte pozor, aby se jednotlivé tahy nepřekrývaly.

 Stejnou oblast pokožky neošetřujte více než jednou.

 V případě jakýchkoli obtíží přestaňte výrobek ihned používat.

8.4. Senzor barvy pokožky

Odstranění chloupků na pokožce tmavšího tónu může mít za následek nežádoucí účinky, např. popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky (hyper- nebo hypopigmentace). Vaše zařízení Silk'n Jewel má **senzor barvy pokožky**, který detekuje automaticky tón vaší pleti. Senzor barvy kůže ověřuje barvu vaší kůže na začátku ošetření a příležitostně během něj.

-  Pokud je barva vaší pleti příliš tmavá na to, aby ji bylo možné přístrojem bezpečně ošetřit, nebude přístroj fungovat a senzor barvy pokožky bude blikat.

8.5. Co můžete očekávat při ošetření Silk'n

Pro mnoho lidí může být použití Silk'n Jewel prvním setkáním přístrojem na bázi světelné energie. Při ošetření výrobkem můžete běžně zaznamenat nebo cítit:

- **Hluk:** Chladicí větrák vytváří hluk podobný fénu. To je normální.
- **Zvuk praskání:** Při každém záblesku světla HPL™.
- **Pocit tepla a brnění:** Během každého světelného pulzu.

- **Zarudnutí:** Na mírném zrudnutí pokožky během nebo po ošetření není nic zvláštního. Většinou je nejvýraznější v okolí chloupků samotných.



Pokud zjistíte, že je vaše kůže silně zarudlá, okamžitě přestaňte výrobek používat.



Pokud se u vás projeví jakékoli komplikace, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

9. Začínáme

Při použití Silk'n Jewel postupujte dále uvedeným způsobem:

1. Vyjměte zařízení a ostatní komponenty z krabice.
2. Zasuňte **přípojnou zástrčku síťového adaptéra** do zdířky výrobku a zapojte **adaptér** do elektrické zásuvky. Všechny **kontrolky stupně výkonu** se rozsvítí a následně zhasnou.

9.1. Před prvním ošetřením



Před ošetřením si sundejte všechny šperky a bižuterii.

Musíte si zvolit stupeň výkonu vhodný pro svou pokožku a oblast ošetření. Zařízení nabízí 5 stupňů výkonu od 1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší). Můžete například ošetřit jedno místo stupněm výkonu 1 a jiné místo stupněm 4. Informace o stupních výkonu naleznete v části 8.2. Úrovně energie.

Správný stupeň ošetření zvolte individuálně pro každou ošetřovanou oblast (dle tabulky barvy pleti na přední straně tohoto manuálu).

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte **centrální tlačítko**. Zůstane svítit pouze **kontrolka výkonu** stupně výkonu 1.
2. Umístěte **účinnou plochu** na pokožku a vyzkoušejte jeden pulz. Pokud necítíte nic nepříjemného, znovu stiskněte **centrální tlačítko**. Tím se zvýší stupeň výkonu. Vytvořte další impuls na jiném místě při výkonu na stupni 2.

3. Testujte dále na vyšších stupních výkonu. Použijte stupně výkonu uvedené na tabulce odstínů pleti. Jakmile zjistíte nejvyšší stupeň výkonu, který je pro ošetřované místo příjemný, můžete začít s ošetřením.



Pokud vám je ošetření nepříjemné, přepněte na nižší stupeň výkonu.

Tento test opakujte na každé části těla, kterou máte v úmyslu ošetřit.

Ted' jste připraveni k použití svého přístroje Silk'n Jewel

Před ošetřením musí být oblast ošetření oholená, čistá, suchá a bez jakýchkoli antiperspirantů, zásypů nebo deodorantů. **Na chloupky nepoužívejte vosk ani kleště, nevytrhávejte je.**

1. Zakryjte mateřská znaménka, bradavice a další místa na kůži, která by neměla být ošetřena.
2. Stiskněte **centrální tlačítko**. Zařízení se zapne na stupni výkonu 1; **kontrolka stupně výkonu** bude svítit a spustí se zvuk větráku.
3. Přibližně 1 sekundu po stisku **centrálního tlačítka** se rozsvítí **kontrolka připravenosti zařízení**. Zařízení je připraveno k použití na nejnižším stupni výkonu.
4. **Nastavte stupeň výkonu**. Stiskněte opakovaně **centrální tlačítko** a nastavte stupeň výkonu na požadovanou úroveň. **Kontrolky stupně výkonu** ukazují nastavený stupeň výkonu (více viz kapitola 8.2. Urovně energie).
5. Rozhodněte se, zda chcete ošetřit oblast **Klouzavým pohybem (Glide)** nebo **Pulzováním** (Další postup naleznete v části 8.3. Pulzování a klouzavý pohyb).
6. Přiložte **účinnou plochu** na pokožku. Ujistěte se, že je pokožka hladká a natažená. Jakmile je **účinná plocha** v kontaktu s pokožkou, začne pomalu blikat kontrolka **připravenosti zařízení**.
7. Zařízení určí automaticky barvu vaší pleti a vyšle na vaši pokožku světelný pulz. Dostaví se jemný pocit tepla a brnění a můžete slyšet praskavý zvuk.

8. Pokud používáte metodu pulzování, oddalte zařízení od pokožky. Zařízení se okamžitě dobije na další impuls. Za pár vteřin (v závislosti na nastavení stupně výkonu) se **kontrolka připravenosti** znovu rozsvítí a po přitlačení na pokožku začne pomalu blikat.
 9. Pokud používáte metodu pulzování, postup opakujte. Pokud používáte metodu klouzavých pohybů, pokračujte dále. Pokračujte s ošetřením pulzováním nebo klouzavým pohybem, dokud nebude ošetřena celá oblast.
-  Objeví-li se na kůži puchýře nebo spáleniny, okamžitě přestaňte zařízení používat.

10. Po ošetření

Po ukončení ošetření:

1. Vypněte zařízení dlouhým stiskem centrálního tlačítka. Nezapomeňte, který stupeň výkonu jste použili, protože po novém spuštění zařízení nebude znovu vyvolán.
2. Adaptér odpojte ze zásuvky s elektrickým proudem.

11. Údržba

Po každém ošetření je důležité zařízení Silk'n Jewel vyčistit.

- Odpojte zařízení.
 - Při čištění otřete výrobek, včetně účinné plochy, čistou suchou utěrkou. Nikdy nepoužívejte aceton ani jiné abrazivní tekuté prostředky, protože výrobek poškodí.
 - Po vyčištění doporučujeme uložit přístroj do původní krabice.
-  Silk'n Jewel ani žádnou z jeho částí nikdy neponořujte do vody.

12. Řešení potíží

Výrobek se nepokoušejte otevírat ani opravovat. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi výrobku nebo pulzním světlem, a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví. Rovněž by to vedlo k neplatnosti záruky.

Problém	Kontrola
Můj výrobek se nedá zapnout.	Ujistěte se, že je adaptér řádně připojen k zařízení a že je zapojen do zásuvky s elektrickým proudem.
Při kontaktu s kůží neprodukuje zařízení žádné světelné pulzy.	Zkontrolujte, zda je výrobek připojen do elektrické sítě a zda svítí světelná kontrolka . Dbejte na to, aby byla účinná plocha stejnoměrně a pevně přitisknuta na kůži, a pohybujte výrobkem po kůži. Je také možné, že je odstín vaší pokožky příliš tmavý.
Kontrolka senzoru barvy pokožky a kontrolka připravenosti zařízení blikají.	Odstín pokožky je příliš tmavý.
Bliká jedna či více kontrollek.	Zařízení má poruchu.
Výrobek přestal fungovat a je v pohotovostním režimu.	Zapněte výrobek opakovaným stisknutím centrálního tlačítka .

S veškerými potížemi nebo dotazy se obračejte na zákaznický servis Silk'n.

13. Zákaznický servis

Více informací viz naše webové stránky na adrese: www.silkn.eu. Tento návod je též k dispozici ke stažení ve formátu PDF na našich webových stránkách. Nečekané závady, příhody nebo ostatní problémy s výrobkem ohlaste zákaznickému servisu Silk'n.

Naše kontaktní údaje naleznete níže:

Země	Servisní číslo	Email
Belgie	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francie	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Německo	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itálie		servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemsko	0900-2502217	klantenserviceni@silkn.eu
Španělsko	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Velká Británie	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Ostatní země	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Záruka

Více informací naleznete v záručním listu Silk'n.

15. Likvidace

Pokud se vaše zařízení přiblíží ke konci životnosti, zlikvidujte jej v souladu se zákony vaší země.



Zlikvidujte obal rozdělený na jednotlivé druhy materiálů. Lepenku a karton zlikvidujte jako odpadní papír a fólii vložte do recyklačního kontejneru.



Neodhazujte do domovního odpadu! Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby byl tento elektrický přístroj (včetně veškerého příslušenství a součástí) zlikvidován na určeném recyklačním sběrném místě pro elektrické přístroje. Tím se zajistí, že přístroj bude recyklován odborně a zabráni se tak uvolnění škodlivých látek* do životního prostředí. Před likvidací zkontrolujte, že přístroj není nabitý.

* Výrobky, na jejichž označení je uvedeno Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

16. Specifikace

Model č.	H3210 / H3211
Velikost místa	0,9cm x 3 cm [2,7cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Maximální stupeň výkonu	Max. 4J/cm ²
Vlnová délka	475-1200 nm
Obsluha a bezpečnost	Senzor barvy kůže zajišťuje použití u různých typů kůže
Hmotnost systému	200 gm
Přeprava a skladování v době mezi použitími a skladovací podmínky	Teplota: -40 °C až +70 °C Relativní vlhkost: 10 % až 90 % Atmosférický tlak: 500 až 1060 hPa
Provozní podmínky	Teplota: 10 °C až 35 °C Relativní vlhkost: 30 % až 75 % Atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa
Doba do dosažení minimální provozní teploty od minimální skladovací teploty mezi použitími při teplotě okolního prostředí 20 °C	30 minut
Doba do dosažení maximální provozní teploty od maximální skladovací teploty mezi použitími při teplotě okolního prostředí 20 °C	30 minut
Provozní režim	Nepřetržitý
Modely adaptéru a třída	KSA24A1200150Hy PSM18X-120L6HS Y - viz země/region

Napájení Výstupní napětí	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,5 A 12 Vdc, 1,5 A
Předpokládaná životnost výrobku	5 let

17. Značky a symboly

	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnice EU.
	Třída II. Adaptér je chráněn proti úrazu elektrickým proudem pomocí dvojité izolace.
IP30	Výrobek je kvůli ochraně před úrazem elektrickým proudem chráněn proti vniknutí objektů o průměru větším než 2,5 mm, jako jsou prsty.
	Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
	Neodhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte v souladu s místními zákony a pomozte chránit životní prostředí. V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
	Je v souladu s technickými předpisy požadovanými Evropskou celní unií.

Právní sdělení

Home Skinovations Ltd si vyhrazuje právo provádět změny u svých výrobků nebo v jejich technické specifikaci v rámci zlepšení jejich výkonu, spolehlivosti nebo výrobitelnosti. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd jsou v době vydání dokumentu považovány za přesné a pravdivé. Home Skinovations Ltd však nenese žádnou odpovědnost za jejich využití. V rámci patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd neznámá jakékoli jejich využití získání licence.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být z jakéhokoli důvodu reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písemného svolení Home Skinovations Ltd. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu nezakládá žádný nárok na tyto patenty, ochranné známky, autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v případné písemné smlouvě s Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Silk'n a logo Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkn.eu nebo www.silkn.com, info@silkn.com.

Tartalomjegyzék

1. Ellenjavallatok és figyelmeztetések.....	84
2. A Silk'n Jewel készülékkel kapcsolatos biztonsági információk	87
3. Ne használja a Silk'n Jewel készüléket, ha:	87
4. Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:	88
5. Ismerje meg a Silk'n Jewel szőrtelenítő eszközt	88
6. Biztonsági tanács	89
7. Lehetséges mellékhatások.....	90
8. Hosszú távú szőrtelenítés Silk'n módra	91
9. Kezdjük el	95
10. A kezelés után	97
11. Karbantartás	97
12. Hibaelhárítás	98
13. Ügyfélszolgálat	99
14. Jótállás	99
15. Ártalmatlanítás	99
16. Műszaki adatok.....	100
17. Jelek és szimbólumok.....	101

1. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

A Silk'n Jewel készüléket nem mindenki használhatja.

A lézeres vagy intenzív villanófényes fény forrással történő szőreltávolítás bizonyos személyek esetében növelheti a szőrnövekedést. A jelenleg elérhető adatok alapján ilyen tekintetben a legmagasabb kockázati csoportba a földközi-tengeri, a közel-keleti és a dél-ázsiai nők tartoznak, ha a készüléket az arcukon és a nyakukon használják. További információkért látogasson el a www.silkn.com, a www.silkn.eu vagy a helyi Silk'n-forgalmazójának honlapjára.

- Gyerekek, mozgáskorlátozottak, kolátozott szenzoriális képességekkel és értelmi fogyatékkal élők, valamint a készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő felhasználók számára a készülék használata tilos. Ne engedje a gyerekeknek, hogy a készülékkel játsszanak.
- Ne tegye ki a kezelt területeket napsugárzásnak. Leburnult vagy nemrégiben a napnak kitett bőrön (ideértve a szolárium használatát) ne használja a készüléket 2–5. energiaszinteken. Lásd a következő részt: 6.1. Napfénynek való kitettség.

- Lehetséges veszélyes optikai sugárzást bocsájt ki a készülék. Ne nézze meg a működtető lámpát. Szemsérülést okozhat.
- Használja az arccsont alatt. A szemek körül ne használja. Ne használja injekcióval feltöltött vagy toxinokkal kezelt felületeken.
- Ne kezelje a tetovált vagy sminktetovált, sötétbarna vagy fekete színű foltos bőrfelületeket (például nagy szeplőket, májfoltokat vagy szemölcsöket), a mellbimbókat, a nemi szervek környékét, az anus körül és az ajkakát.
- Ne végezzen kezelést ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken, fertőzött bőrön (ajakherpesz), valamint szervi vagy emésztőrendszeri betegségekkel (például diabétesszel) járó bőrállapot esetén.
- Cukorbetegség okozta kóros bőrelváltozása, szisztémás vagy más anyagcserebetegsége van.
- Ne kezeljen korábban herpesszel fertőzött bőrfelületeket.
- Ne használja a készüléket terhesség vagy szoptatás esetén.

- Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol nem szeretné eltávolítani a szőrt. A szőrtelenítés eredménye tartós.
- Kezelésenként egy bőrfelületet mindig csak egyszer kezeljen!
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha bőre nagyon piros, vagy ha hólyagosodást vagy égést tapasztal.
- Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb energiaszintet.
- Soha ne használjon gyúlékony folyadékokat, például alkoholt (többek között parfümöket, fertőtlenítőket vagy egyéb alkoholtartalmú termékeket) vagy acetont a bőr használat előtti megtisztítására.
- A készüléket tartsa távol víztől vagy folyadékoktól! Ne használja a készüléket kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet, lelökődhet vagy víz közelébe kerülhet. Fennáll az áramütés veszélye. Azonnal húzza ki a készüléket, ha az bármilyen folyadékkal érintkezik, és forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Használat előtt vegye le az összes ékszert.

- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva a konnektorba. Tartsa a hálózati adaptert mindenkor hozzáférhető helyen, így vészhelyzet esetén könnyen el lehet távolítani az aljzatból.
- Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek vagy pulzáló fényenergiának teheti ki magát, és súlyos sérüléseket szenvedhet. Érvényteleníti a jótállást is.

2. A Silk'n Jewel készülékkel kapcsolatos biztonsági információk

A Silk'n Jewel készülék esetében a biztonság a legfontosabb

Az otthoni használatra tervezett villanófényes technológiát (Home Pulsed Light™, HPL) technológiát használó Silk'n Jewel™ alacsonyabb energiaszinten nagyobb biztonságot tesz lehetővé. A HPL-technológia a többi villanófény-alapú szőrtelenítési készülék energiaszintjének töredékét használja a hosszú távú eredmények eléréséhez. Az alacsony energia csökkenti a sérülések vagy szövődmények kockázatát, valamint hozzájárul a felhasználó általános biztonságához.

3. Ne használja a Silk'n Jewel készüléket, ha:

- a készülék tápkábele vagy csatlakozódugója sérült. A tápkábelt tartsa távol a hőforrásoktól.
- használat közben füstöt érzékel.
- a **bőrszín-érzékelő**, a **kezelőfelület**, vagy a **készülék burkolata** megrepedt vagy kezd szétjönni.
- a készülék nem működik vagy azon bármilyen sérülés jelei láthatók.

- olyan más csatlakozódugókkal, kiegészítőkkal és tartozékokkal, ha azok használatát a Home Skinovations Ltd ezzel a készülékkel nem ajánlja.

A fenti esetek bármelyikében lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával.

4. Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:

- korábban keloidos hegképződése volt;
- epilepsziás;
- fényérzékenységgel kapcsolatos betegségben szenved (pl. porfíria, polimorfikus fényerupció, csalánkiütés, lupus stb.);
- korábban bőr rákban szenvedett, vagy ha a bőrén potenciálisan rosszindulatú elváltozások vannak;
- az elmúlt három hónapban sugár- vagy kemoterápiás kezelésben részesült;
- az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén;
- bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa véleménye szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

5. Ismerje meg a Silk'n Jewel szőrtelenítő eszközt

A Silk'n Jewel otthoni használatra tervezett, fényalapú tartós szőrtelenítő eszköz. A Silk'n Jewel rendkívül hatékony elektromos eszköz, ezért használata során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. Használat előtt feltétlenül olvassa el az **összes** figyelmeztetést, ellenjavallatot és biztonsági óvintézkedést, és szigorúan tartsa be őket. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

5.1. A csomag tartalma

A Silk'n Jewel csomag tartalma:

- Szőrtelenítő készülék
- Adapter kábellel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

5.2. Az eszköz leírása

Tekintse meg a használati útmutató elején található ábrát, hogy megtekinthesse, hol találhatóak a Silk'n Jewel egyes funkciói.

1. Adapter csatlakozó
2. Energiaszint-jelző (1-5)
3. Kezelőgomb
4. Készenléti fény
5. Bőrszín-érzékelő lámpája
6. Kezelőfelület
7. Bőrszínérzékelő

5.3. Rendeltetésszerű használat

A Silk'n Jewel eszközt a nem kívánt szőrszálak eltávolítására, valamint tartós vagy végleges szőrtelenítésre tervezték. A végleges szőrtelenítés azt jelenti, hogy egy kezeléssorozat után hosszú távú, stabil csökkenés tapasztalható a visszanövő szőrszálak számában. A Silk'n Jewel segítségével eltávolíthatja a nem kívánt testszőrzetet. A szőrtelenítő könnyedén használható a következő felületeken: hónalj, bikinivonal, karok, lábak, arc, hát és mellkas.

Ne használja más célra, mint ami ebben a használati utasításban szerepel.

6. Biztonsági tanács

Az alábbi információk segítenek a készülék biztonságos használatában.

6.1. Napfénynek való kitettség

- A készülék legalacsonyabb energiaszintje (1) még a napfénynek való kitettség után is biztonságosan használható.

- A 2–5 energiaszintek használata esetén kerülje a napfényt **4 héttel a kezelés előtt és 2 héttel utána**. Ezt azért javasoljuk, mert a nagyobb mennyiségű melanin jelenléte nagyobb kockázatnak teszi ki a bőrt bármilyen fényalapú szőrtelenítéskor. Ez minden bőrtípusra vonatkozik, ideértve a nehezen barnulókat is.
- Nem javasoljuk, de ha a kezelés után napra kell mennie, SPF30 vagy magasabb faktorszámú naptejjel kenje be a kezelt felületet. Ezt ismételje meg a kezelést követő 2 héten keresztül.

6.2. A szemek villanófény elleni védelme

- Bár a készülék alkalmas az arcszőrzet eltávolítására, fordítson különleges figyelmet a szemek védelmére, és csak az arccsont alatt használja.
-  A készülék csak akkor bocsát ki villogó fényt, ha erősen érintkezik a bőrrel, és azt a folyamatosan mozgatja a bőrön.

6.3. Sebek és fertőzések

- A kezelés előtt várja meg, amíg az érintett terület regenerálódik.

7. Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Ugyanakkor minden kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Fontos tehát, hogy megértse és elfogadja az otthoni használatra tervezett, villanófényes szőrtelenítő rendszerek kockázatait és szövődményeit.

Enyhe bőrdiszkomfort

Az otthoni használatra tervezett villanófényes szőrtelenítés általában problémamentes. Az eljárás azonban bizonyos felhasználók esetén enyhe kellemetlenséggel járhat. Ez általában a kezelt bőrfelületeken tapasztalt enyhe szúró érzéssel írható le. A szúró érzés a kezelés alatt vagy után léphet fel. Ez azt jelenti, hogy a Silk'n Jewel készüléket alacsonyabb energiaszinten kell használnia, és ha ez nem segít, ne használja tovább a készüléket.

Bőrpír

A készülék használata után azonnal vagy 24 órán belül a bőre bepirosodhat. A bőrpír általában 24 órán belül eltűnik.

Keresse fel orvosát, amennyiben a bőrpír nem tűnik el 2-3 napon belül.

Győződjön meg arról, hogy az önnek kényelmes és a bőrszínének megfelelő energiaszintet használja.

Érzékenyebbé váló bőr

A bőr a kezelt területen sokkal érzékenyebb, így előfordulhat bőrszárazság vagy hámlás.

Pigmentációs elváltozások

A Silk'n Jewel a szőrtüszőket célozza meg, azon belül is a szőrtüsző pigmentált sejtjeit, valamint magát a szőrtüszőt. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy ideiglenes hiperpigmentáció (fokozott pigmentáció vagy barna elszíneződés) vagy hipopigmentáció (kifehéredés) jelentkezik a környező bőrfelületen. A bőrpigmentációt érintő elváltozások nagyobb arányban fordulhatnak elő sötétebb bőrtónussal vagy jelentősen leburnult bőrrel rendelkező emberek esetén. Az elszíneződés és a bőrpigmentációt érintő elváltozások általában ideiglenesek, a tartós hiper- vagy hipopigmentáció ritka.

Fokozott bőrpír és duzzanat

Ritka esetekben erőteljes bőrpír és duzzanat léphet fel a kezelt bőrfelületen. Ez a test érzékeny területein gyakoribb. A bőrpír és a duzzanat 2–7 napon belül eltűnik, addig pedig gyakran tegyen rá jeges pakolást. A gyengéd tisztítás engedélyezett, de kerülje a napfényt.

Hólyagok és égések

Hűtse le az érintett területet, és használjon égés elleni krémet. A következő kezelést csak a terület teljes gyógyulása után végezze el, és használjon alacsonyabb energiaszintet. **Amennyiben a bőre állapota nem normalizálódik 3 napon belül, keresse fel orvosát.**

HU

8. Hosszú távú szőrtelenítés Silk'n módra

A szőrtelenítés hatékonysága egyénenként eltér, és függ az adott testrésztől, a szőr színétől és a Silk'n Jewel alkalmazásának módjától. Egy teljes szőrnövekedési ciklus általában 18–24 hónapig tart. Ezalatt az idő alatt több kezelésre van szükség a tartós eredmények elérése érdekében.

A Silk'n Jewel általános szőrtelenítési ütemterve egy teljes szőrnövekedési ciklus során a következő:

- 1–4. kezelés: a kezelések között két hét teljen el.
- 5-7. kezelés: a kezelések között négy hét teljen el.
- A 8. kezelés után: végezze a kezelést szükség szerint a kívánt eredmények eléréséig.

8.1. Várható kezelési eredmények

Az egyéni eredmények a szőrtípustól és a szőrnövekedést befolyásoló biológiai tényezőktől függnak. Bizonyos felhasználók gyorsabban vagy lassabban reagálnak a kezelések átlagos számához képest.

Bőrtípus ¹	Testszőrzet ²	Fénynek való kitétségi [J/cm ²]	Testrész	Átlagos kezelési idő	Szőrtelenítési hatékonysága
1-5	Sötétbarna	2,5-4	Lábszár vagy comb		60%
			Karok	10-12 kezelés, egyenként kb. 4 hét távolságra egymástól	50%
			Bikínivonal		60%
			Hónalj		55%
1-5	Barna–fekete	2,5-4	Lábszár vagy comb	8-10 kezelés, kb. négyhetente	70%
			Karok		60%
			Bikínivonal		70%
			Hónalj		65%

¹ A bőrtípusok a Fitzpatrick-skálának felelnek meg. Tanulmányozza a bőrszín táblázatát a kézikönyv elején lévő ábrán.


² Fehér testszőrzeten nem hatékony.

8.2. Energiaszint

Az energiaszint meghatározza, hogy a készülék milyen intenzitású villantást bocsát a bőrfelületre. Az energiaszint növekedésével a szőreltávolítási eredmények is javulnak, ezzel együtt azonban megnő az esetleges mellékhatások és szövődmények kockázata is.

- A készüléknek 5 energiaszintje van, 1-től (leggyengébb) 5-ig (legerősebb), amelyet 5 **energiaszint-jelző** mutat.
 - A készülék bekapcsolásával az energiaszint automatikusan az 1. szinten van. Csak egyetlen **energiaszint-jelző** gyullad ki.
 - Az energiaszint módosításához nyomja meg ismételten a **kezelőgombot** az energiaszint 1-ről 5-re való emeléséhez. Az 5. energiaszinten ismét nyomja meg a **kezelőgombot** az energiaszint 5-ről 1-re való csökkentéséhez.
- i** A kezelési felületnek megfelelő energiaszint meghatározásához olvassa el Az első kezelés előtt című, 9.1-es számú fejezetet.

8.3. Villantásos és csúsztatásos kezelés



A **pulzálás** legjobb technika a konkrét helyek vagy kis területek kezelésére.

- A **kezelőfelületet** nyomja a bőréhez. A kezelést soronként végezze (vízszintesen vagy függőlegesen, ahogy a képen látható.) Kezdje el a kezelést a sor egyik végén, és haladjon előre a másik végéig.
- A **kezelőfelület** ideiglenes benyomódásokat hagy a kezelt felületen, így láthatóvá téve a kezelt felületeket.
- Minden villanás után mozgassa a **kezelőfelületet** a következő helyre. Folytassa a műveletet a kezelendő felületen.

- Kerülje a kihagyásokat vagy az átfedéseket a készülék használatakor.

A **csúsztatás** a legjobb technika a nagyobb testfelületek kezelésére.

- Nyomja erősen a **kezelőfelületet** a bőréhez, és lassan csúsztassa el a bőrén (vízszintesen vagy függőlegesen, ahogy a képen látható). Ügyeljen arra, hogy a **kezelőfelületet** mindig egyenletesen és szorosan nyomja a bőrére.
- Alacsonyabb energiaszintek alkalmazása esetén a készüléknek mindössze egy-másfél másodperc újratöltési időre van szüksége. Ez folyamatos villantássorozatot hoz létre.
- Olyan sebességgel csúsztassa a készüléket, hogy elkerülje a kihagyásokat és az átfedéseket.



Kezelésként egy bőrfelületet mindig csak egyszer kezeljen.



Hagyja abba azonnal a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal.

HU

8.4. Bőrszínérzékelő

A sötétebb bőrön végzett fényalapú szőrtelenítés során nem kívánt hatások, például égés, hólyagok és bőrszínváltozás (hiper- vagy hipopigmentáció) léphetnek fel. A Silk'n Jewel **bőrszínérzékelője** automatikusan felismeri bőre színét. A bőrszín-érzékelő ellenőrzi a bőrszínt az egyes kezelések kezdetén és néha a kezelés közben.



Ha a bőrtónusa túl sötét a biztonságos használathoz, a készülék nem működik, a bőrszínérzékelő lámpája pedig villogni kezd.

8.5. Mire számíthat a Silk'nTM készülékkel történő kezelést követően?

Sok felhasználó számára a Silk'n Jewel készüléken keresztül találkozik először a fényalapú készülékekkel. A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:

- **Zaj:** A hűtőventilátor működése a hajszáritóéhoz hasonló zajjal jár. Ez normálisnak számít.

- **Pukkanó hang:** A HPL™ fény felvillanásakor.
 - **Meleg vagy csiklandozó érzés:** Minden egyes villanófény esetén.
 - **Enyhe bőrpír:** Nem szokatlan, hogy a kezelés alatt vagy közvetlenül utána nagyon enyhe, rózsaszínű bőrszínváltozás lép fel. Ez általában a szőrok közvetlen környékén jelentkezik.
-  Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha látja, hogy bőre nagyon elvörösödött.
-  Forduljon azonnal orvoshoz, ha bármilyen komplikációt tapasztal.

9. Kezdjük el

A Silk'n Jewel használatához végezze el a következőket:

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
2. Csatlakoztassa a hálózati **adapter csatlakozódugóját** a készülék aljzatába és csatlakoztassa az **adaptert** egy elektromos csatlakozóaljzatba. Az összes **energiaszint-jelző** kigyullad, majd kikapcsol.

9.1. Az első kezelés előtt

 Használat előtt vegye le az összes ékszert.

Döntse el, melyik energiaszint felel meg a bőrének, és melyik felületet kívánja kezelni. A készülék 5 energiaszinttel rendelkezik 1 (legalacsonyabb) és 5 (legmagasabb) között. Például egy területet az 1-es, míg egy másikat a 4-es energiaszinttel kezelhet. Az energiaszintekkel kapcsolatos információkért lásd a következő részt: 8.2. Energiaszint.

A megfelelő energiaszint kiválasztásához próbálja ki külön az egyes kezelési felületeken a készüléket (lásd a használati útmutató elején található bőrszíntáblázatot).

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **kezelőgombot**. Kigyullad az 1. **energiaszint-jelző**.

2. Helyezze a **kezelőfelületet** a bőréhez egyetlen villantás elvégzéséhez. Amennyiben nem érez normálistól eltérő kellemetlen érzést, nyomja meg ismét a **kezelógombot**. Ezzel növeli az energiaszintet. A 2. energiaszinten végezzen egy villantást egy másik bőrfelületen.
3. Folytassa a bőrpróbát a többi energiaszinttel. Használja a bőrszintáblázatban megadott energiaszinteket. A kezelés elkezdhető, amikor megtalálta a kezelendő területnek megfelelő legmagasabb energiaszintet.



Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb energiaszintet.

Ismételje meg a bőrpróbát minden kezelendő testrészen.

Ezzel készen áll a Silk'n Jewel készülék használatára

A kezelendő bőrfelület legyen borotvált, tiszta, száraz és mentes minden portól, izzadásgátlótól és dezodortól. **Ne gyantázza, húzza vagy tépje ki a szőrt.**

1. Feltétlenül fedje le az anyajegyeket, a szemölcsöket vagy a bőrön található egyéb jegyeket, amelyeket nem szabad kezelni.
2. Nyomja meg a **kezelógombot**. A készülék bekapcsol, kigyullad az 1. szint **energiaszint-jelzője**, és a ventilátor hangja hallható lesz.
3. A **kezelógomb** megnyomása után körülbelül 1 másodperccel kigyullad a **készenléti fény**. A készülék ezt követően kész a legalacsonyabb energiaszinten történő használatra.
4. **Állítsa be az energiaszintet.** Nyomja meg ismételtén a **kezelógombot** a kívánt energiaszint eléréséhez. Az **energiaszint-jelző** kigyullad az energiaszint beállításának megjelenítéséhez (lásd a(z) 8.2. Energiaszint fejezetet).
5. Döntse el, hogy **csúsztatásos** vagy **villantásos** kezelést szeretne-e használni a felületen (lásd a(z) 8.3. Villantásos és csúsztatásos kezelés fejezetet).

6. Helyezze a **kezelőfelületet** a bőrrre. Ügyeljen arra, hogy a bőr sima legyen, és egyenletesen ki legyen feszítve. Amikor a **kezelőfelület** teljesen érintkezik a bőrrrel, a **készenléti fény** lassú ütemben villogni kezd.
7. A készülék először automatikusan meghatározza a bőrszínt, és elindít egy villantást. Ez enyhe meleg és csiklandozó érzést kelt, amit egy pukkanó hang kísérhet.
8. Villantásos kezelés esetén távolítsa el a készüléket a bőrtől. A készülék azonnal újratölti magát a következő villantáshoz. A megadott energiaszinttől függően pár másodperc elteltével ismét kigyullad a **készenléti fény**, és lassan villogni kezd, amint a készüléket a bőrhöz nyomja.
9. Villantásos kezelés esetén ismételje meg a folyamatot. Csúsztatásos kezelés esetén folytassa a kezelést. Folytassa a villantásos vagy csúsztatásos kezelést a felület teljes kezelésének befejezéséig.



Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőrén hólyagosodást vagy égő érzést tapasztal.

HU

10. A kezelés után

A kezelés befejezésekor:

1. Kapcsolja ki a készüléket a kezelógomb lenyomva tartásával. Jegyezze meg, hogy milyen energiaszintet használt, mivel a beállítások törlődnek a készülék kikapcsolásával.
2. Húzza ki az adaptert az elektromos csatlakozóaljzatból.

11. Karbantartás

Minden kezelés után tisztítsa meg a Silk'n Jewel készüléket.

- Távolítsa el a készüléket az áramforrásból.
- A készülék és a kezelőfelület tisztításához törölje le azt egy tiszta, száraz ruhával. Soha ne használjon acetont vagy egyéb súroló hatású anyagot, mert ezek károsíthatják a készüléket.

- Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja az eredeti dobozában.
- ⚠ Soha ne merítse víz alá a Silk'n Jewel készüléket és annak alkatrészeit.

12. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek vagy pulzáló fényenergiának teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának. Érvényteleníti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez és egy fali elektromos csatlakozóaljzathoz.
Nincs villanófény, amikor a készülék a bőrhöz ér.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e és a készenléti fény ég-e. Gondoskodjon arról, hogy a kezelőfelület egyenletesen és erősen a bőrhöz legyen nyomva, és a készüléket mozgassa a bőrön. Lehetséges, hogy a bőre túl sötét.
A bőrszínérzékelő lámpája és a készenléti fény villog.	A bőrszín túl sötét.
Egy vagy több lámpa villog.	A készülék nem megfelelően működik.
A készülék leállt és készenléti üzemmódban van.	A készülék indításához nyomja meg ismét a kezelőgombot .

Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával.

13. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.silkn.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető és letölthető a weboldalunkról. A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vagy a készülékkel kapcsolatos bármely más probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával.

Elérhetőségeink a következők:

Ország	Szervizszám	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franciaország	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Németország	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Olaszország		servizioclientiit@silkn.eu
Hollandia	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanyolország	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Egyesült Királyság	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Jótállás

Tekintse meg a Silk'n jótállási jegyét.

15. Ártalmatlanítás

Ha a termék az életciklusa végéhez jut, kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait.



A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőben helyezze el. A hullámkarton, kartonpapír és fólia hulladékot szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezze.



Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. Ez biztosítja, hogy az eszköz szakszerűen van ártalmatlanítva,

és megakadályozza a káros anyagok* környezetbe jutását. Gondoskodjon róla, hogy hulladékként való elhelyezés előtt az eszköz lemerített állapotban legyen.

* Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

16. Műszaki adatok

Modellszám	H3210 / H3211
Lefedett terület mérete	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Technológia	Home Pulsed Light
Maximum energiaszint	Max 4J/cm ²
Hullámhossz	4751–200 nm
Használat és biztonság	A bőrszínérzékelő biztosítja a készülék kizárólag a megfelelő bőrtípusokon történő használatát
A rendszer súlya	200 gm
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: -40°C és +70°C között Relatív páratartalom: 10% és 90% között Légnyomás: 500–1060 hPa
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10°C és 35°C között Relatív páratartalom: 30% és 75% között Légnyomás: 700–1060 hPa
A használatok között a minimum tárolási hőmérsékletig eltelt idő minimum üzemi hőmérsékleten, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
A használatok között a maximum tárolási hőmérsékletig eltelt idő maximum üzemi hőmérsékleten, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
Üzem mód	Folyamatos

Adaptermodellek és besorolás	KSA24A1200150Hy PSM18X-120L6HS A(z) y- esetében tekintse meg az országára vagy régiójára vonatkozó jogszabályokat
Bemenet Kimenő teljesítmény	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,5 A 12 VDC, 1,5 A
A készülék várható élettartama	5 év

17. Jelek és szimbólumok

	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU irányelv követelményeit.
	II. osztály. Az adapter kettős szigeteléssel védett a villamos áramütésekkel szemben.
IP30	A készülék védett a 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű tárgyak (pl. ujjak) behatolásával szemben, az elektromos áramütéssel szembeni védelem érdekében.
	Ne használja nedves környezetben.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában. Összhangban a WEEE irányelvel.
	Megfelel az eurázsiai vámunió által előírt műszaki előírásoknak.

Jogi nyilatkozat

A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot.

A Home Skinovations Ltd kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Home Skinovations Ltd szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult.

A Silk'n és a Silk'n logó a Home Skinovations Ltd bejegyzett védjegye, székhelye Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silk'n.eu vagy www.silk'n.com, info@silk'n.com.

Treść

1. Przeciwwskazania i Ostrzeżenia	104
2. Zasady bezpiecznego korzystania Silk'n Jewel	107
3. Nie korzystać z Silk'n Jewel jeżeli:	108
4. Skonsultować się z lekarzem w przypadku:	108
5. Poznaj swój Silk'n Jewel	109
6. Wskazówki bezpieczeństwa.....	110
7. Możliwe skutki uboczne	111
8. Długotrwały efekt usuwania włosów za pomocą Silk'n.....	112
9. Rozpoczęcie użytkowania	116
10. Po zabiegu	118
11. Konserwacja	118
12. Rozwiązywanie problemów	118
13. Obsługa klienta	119
14. Gwarancja	120
15. Usuwanie	120
16. Specyfikacja	120
17. Oznaczenia i symbole	122

1. Przeciwwskazania i Ostrzeżenia

Silk'n Jewel nie jest przeznaczony dla każdego.

Usuwanie włosów laserem bądź intensywnym światłem pulsującym u niektórych osób może przyczynić się do silniejszego porostu włosów. W oparciu o obecnie dostępne dane, najbardziej narażone na taki skutek są kobiety pochodzące z Bliskiego Wschodu i Azji Południowej, w przypadku użycia na twarzy i szyi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.silk'n.eu, www.silk'n.com, lub lokalnej domenie Silk'n.

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci oraz dorosłych o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nie zaznajomione z obsługą urządzenia. Dzieci powinny być pod nadzorem, tak aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Nie wystawiać skóry poddanej zabiegowi na słońce i nie stosować poziomu mocy 2-5 na skórę opaloną lub poddaną niedawno działaniu promieni słonecznych (dotyczy to także wizyt w solarium). Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w części 6.1. Oddziaływanie słońca.

- Możliwe niebezpieczne promieniowanie optyczne jest emitowane z tego urządzenia. Nie patrzeć na lampkę roboczą. Może dojść do zranienia oka.
- Urządzenie stosować wyłącznie na partie poniżej kości policzkowych i omijać okolice oczu. Nie używać w miejscach wstrzyknięć.
- Nie poddawać zabiegom skóry z tatuażami lub makijażem permanentnym, ciemnobrązowymi lub czarnymi znamionami (np. duże piegi, pieprzyki etc.), na sutki, genitalia, wokół odbytu lub usta.
- Nie poddawać zabiegowi skóry z aktywną egzemą, łuszczycą, zmianami skórnyymi, otwartymi ranami lub infekcjami (opryszczka), chorobliwymi stanami skóry spowodowanymi przez choroby ogólnoustrojowe lub metaboliczne (na przykład cukrzyca).
- Chorobliwe stany skórne wywołane cukrzycą lub chorobą ogólnoustrojową bądź innym schorzeniem metabolicznym.
- Nie używać w miejscach, które wcześniej nosiły objawy opryszczki.
- Nie stosować w ciąży lub w czasie karmienia piersią.

- ⦿ Nie stosować w miejscach, w których chcemy, aby włosy odrósły. Skutki są trwałe.
- ⦿ Nie poddawać zabiegowi usuwania włosów tego samego miejsca więcej niż jeden raz w trakcie jednej sesji!
- ⦿ Zabieg należy natychmiast przerwać w razie wystąpienia silnego zaczerwienienia skóry bądź pojawienia się na niej pęcherzy lub oparzeń.
- ⦿ Zmniejszyć poziom energii, jeżeli wystąpią jakiegokolwiek dolegliwości.
- ⦿ Do czyszczenia skóry przed zabiegiem nigdy nie stosować cieczy palnych, takich jak aceton lub alkohol (w tym perfum, środków czyszczących oraz innych substancji zawierających alkohol).
- ⦿ Urządzenie należy trzymać z dala od wody i innych płynów! Nie używać w pobliżu wanny, prysznic, basenów i innych zbiorników wody. Nie umieszczać urządzenia w miejscu z którego może spaść, zostać zepchnięte do wody lub dostać się w pobliże wody. Jest to związane z ryzykiem porażenia prądem. W razie zetknięcia się urządzenia z dowolnego rodzaju płynem, natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z działem obsługi klienta.

- Przed każdym użyciem urządzenia zdjąć wszystkie elementy biżuterii.
- Włączonego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. Przez cały czas użytkowania należy zapewnić łatwy dostęp do zasilacza sieciowego, aby w razie nagłych problemów możliwe było szybkie wyjęcie go z gniazda.
- Urządzenia nie należy demontować; nie należy też dokonywać prób samodzielnego jego naprawienia. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi elementami elektrycznymi lub pulsującym światłem i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji.

2. Zasady bezpiecznego korzystania Silk'n Jewel

W przypadku Silk'n Jewel bezpieczeństwo znajduje się na pierwszym miejscu

Home Pulsed Light™ (HPL) technologia, na której opiera się działanie Silk'n Jewel zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy zmniejszonych poborach mocy. HPL umożliwia długotrwałe usuwanie włosów przy pomocy ułamka energii emitowanej przy depilacji laserowej. Niska energia ogranicza ryzyko uszkodzeń i komplikacji, i przyczynia od ogólnego bezpieczeństwa zabiegu.

3. Nie korzystać z Silk'n Jewel jeżeli:

- Urządzenie ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. Trzymać kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Podczas użycia wystąpi dymienie lub czuć dym.
- **Czujnik koloru skóry, głowica zabiegowa lub zewnętrzna obudowa urządzenia** są pęknięte lub uszkodzone.
- Urządzenie nie działa lub wygląda na uszkodzone w dowolny inny sposób.
- Używana wtyczka, nakładki lub akcesoria do niniejszego urządzenia nie są marki zalecanej przez firmę Home Skinovations Ltd.

W takich wypadkach skontaktować się z działem obsługi klienta marki Silk'n.

4. Skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- Kiedykolwiek występowały bliznowce.
- Epilepsji.
- Chorób związanych z przewrażliwieniem na światło, takich jak porfiria, wielopostaciowe osutki świetlne, pokrzywka świetlną, lupus itp.
- Historii raka skóry lub też zmian skórnych o charakterze nowotworowym.
- Stosowania radio- lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
- Stosowania w ostatnich 6 miesiącach przepisanych przez lekarza leków na skórę.
- Innych dolegliwości, z powodu których zdaniem lekarza, wykonywanie zabiegów byłoby ryzykowne.

5. Poznaj swój Silk'n Jewel

Silk'n Jewel to urządzenie optyczne do trwałej redukcji uwłosienia, przeznaczone do użytku domowego. To urządzenie elektryczne o dużej mocy, dlatego podczas jego stosowania należy szczególnie zważać na kwestie bezpieczeństwa. Przed użyciem należy zapoznać się ze **wszystkimi** ostrzeżeniami, przeciwwskazaniami i zaleceniami bezpieczeństwa i ściśle się do nich stosować. Zalecamy przypomnienie sobie tej instrukcji przed każdym kolejnym użyciem.

5.1. Zawartość opakowania

Opakowanie Silk'n Jewel zawiera:

- Urządzenie depilujące
- instrukcja obsługi
- Zasilacz z kablem
- karta gwarancyjna

5.2. Opis urządzenia

Proszę korzystać z diagramu na okładce instrukcji obsługi, gdzie pokazano umiejscowienie każdej z części Silk'n Jewel.

1. Gniazdo zasilania
2. Wskaźniki poziomu mocy (1-5)
3. Przycisk sterujący
4. Dioda gotowości
5. Dioda czujnika koloru skóry
6. Okienko świetlne
7. Czujnik koloru skóry

5.3. Przeznaczenie

Silk'n Jewel jest przeznaczone do względnie trwałego usuwania zbędnego uwłosienia i trwałej jego redukcji. Trwała redukcja uwłosienia oznacza długotrwałą i stabilną redukcję liczby włosów odrastających po zastosowaniu zabiegu. Można używać Silk'n Jewel do usuwania niechcianego uwłosienia. Najskuteczniejsze efekty uzyskuje się pod pachami, przedramionach, na linii bikini, ramionach, nogach, twarzy, plecach i piersiach.

Nie należy używać go do żadnych innych celów poza zastosowaniami opisanymi w niniejszej instrukcji.

6. Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejszy rozdział podaje informacje dotyczące bezpieczeństwa.

6.1. Oddziaływanie słońca

- Najniższy poziom mocy (1) został zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego użytku nawet po ekspozycji na słońce.
- Przy korzystaniu z poziomów 2-5 należy unikać promieniowania słonecznego **4 tygodnie przed i 2 tygodnie po** zabiegu. To dlatego, iż podwyższona ilość melaniny naraża skórę w przypadku zastosowania dowolnej metody depilacji przy użyciu światła. Odnosi się to do wszystkich typów skóry i karnacji, w tym także tych, które z reguły nie opalają się zbyt szybko.
- Po zabiegu nie zalecamy wychodzenia na słońce. Jeżeli jednak okaże się to konieczne, na skórę w miejscach poddanych zabiegowi należy nałożyć krem z filtrem przeciwsłonecznym o faktorze SPF30 lub wyższym. Skórę należy zabezpieczać w ten sposób przez 2 tygodnie po każdej sesji.

6.2. Narażenie oczu na światło pulsujące

- Urządzenia można używać do usuwania owłosienia twarzy, ale należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć oświecenia oczu i stosować urządzenie wyłącznie na partie poniżej kości policzkowych.
-  Urządzenie emituje powtarzające się błyski światła wyłącznie wtedy, gdy jest mocno przyciskane do skóry i cały czas po niej przesuwane.

6.3. Zranienia i zakażenia

- Odczekać z zabiegiem do czasu gdy chory obszar wyzdrowieje.

7. Możliwe skutki uboczne

Skutki uboczne występują rzadko przy starannym stosowaniu się do instrukcji, ostrzeżeń i przeciwwskazań. Niemniej, każdy zabieg kosmetyczny, nawet przeznaczony do wykonywania w domu niesie ze sobą jakieś ryzyko. Ważne jest, aby rozumieć i świadomie przyjmować ryzyko komplikacji, jakie mogą wystąpić przy użyciu układów światła pulsującego.

Niewielkie podrażnienie skóry

Usuwanie włosów światłem pulsującym w warunkach domowych jest z reguły dobrze tolerowane. Niemniej, zdarza się, że użytkownicy odczuwają niewielki dyskomfort. Jest to zazwyczaj odczucie klucia na obszarach skóry poddanych zabiegowi. Uczucie klucia może utrzymywać się po zabiegu.

Oznacza to, że urządzenia Silk'n Jewel należy użyć na niższym ustawieniu mocy, a jeżeli to nie pomaga, należy zaprzestać jego używania.

Zaczerwienienie skóry

Skóra może być zaczerwieniona po zabiegu do 24 godzin. Zaczerwienienie zazwyczaj ustępuje w ciągu 24 godzin.

Jeżeli zaczerwienienie nie ustąpi w ciągu 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy stosować poziom mocy dopasowany do rodzaju i koloru skóry.

Podwyższenie wrażliwości skóry

Skóra w miejscach poddanych zabiegowi jest bardziej delikatna, w związku z czym możesz zauważyć jej wysuszenie lub złuszczenie.

Zmiany pigmentacji

Silk'n Jewel oddziałuje na kanał włosa, w szczególności barwne komórki mieszka włosowego oraz sam mieszek. Niemniej, występuje ryzyko tymczasowej podwyższonej pigmentacji (powiększone pigmenty lub brązowe przebarwienia) lub obniżenia pigmentacji (rozjaśnienie) w otaczającej skórze. Ryzyko zmiany pigmentacji wzrasta u osób o ciemniejszej karnacji i silnej opalenizmie. Zazwyczaj zmiana ubarwienia skóry jest przemijająca, a trwałe zmiany pigmentacji są rzadkie.

Silne zaczerwienienie i opuchlizna

W rzadkich przypadkach skóra może być silnie zaczerwieniona i opuchnięta. Występuje to częściej na bardziej wrażliwych częściach ciała. Zaczerwienienie i opuchlizna powinny ustąpić w ciągu 2 do 7 dni, i należy stosować częste zimne okłady. Delikatne mycie jest wskazane, ale należy unikać promieniowania słonecznego.

Pęcherze lub i oparzenia

Schłodzić obszar uszkodzony i zastosować krem przeciw oparzeniom. Odczekać na kompletne zagojenie się uszkodzeń przed ponownym zabiegiem, kiedy należy stosować niższy poziom mocy. **Jeżeli skóra nie powróci do stanu normalnego w ciągu 3 dni, skonsultować się z lekarzem.**

8. Długotrwały efekt usuwania włosów za pomocą Silk'n

Wydajność depilacji zależy od konkretnej osoby oraz miejsca na ciele, koloru włosów oraz sposobu użycia Silk'n Jewel. Typowy cykl odrastania włosów trwa 18-24 miesięcy. Aby uzyskać trwałe usunięcie włosów, w tym czasie konieczne są ponawiane sesje zabiegowe.

Typowy plan depilacji przy użyciu Silk'n Jewel w trakcie pełnego cyklu wzrostu włosa:

- Zabiegi 1-4: W odstępach dwutygodniowych.
- Zabiegi 5-7: W odstępach czterotygodniowych.
- Zabiegi 8+: Planować w miarę potrzeb, aż do osiągnięcia pożądanych wyników.

8.1. Oczekiwane rezultaty

Wyniki zależą od rodzaju włosów oraz czynników biologicznych, które mogą wpływać na tryb porostu włosów. Niektórzy użytkownicy reagują szybciej niż inni.

Rodzaj skóry ¹	Owłosienie ciała ²	Natężenie światła [J/cm²]	Część ciała	Średni czas zabiegu	Skuteczność usuwania włosów
1-5	Ciemny blond do brązowego	2,5-4	Górna i dolna część nóg	10-12 sesji w odstępach około czterech tygodni.	60%
			Ramiona		50%
			Bikini		60%
			Pachy		55%
1-5	Brązowy do czarny	2,5-4	Górna i dolna część nóg	8-10 sesji w odstępach około czterech tygodni.	70%
			Ramiona		60%
			Bikini		70%
			Pachy		65%

¹ Typy skóry w oparciu o skalę barwy skóry Fitzpatricka. Zapoznać się z informacjami we wzorcu barw znajdującym się na okładce niniejszej instrukcji.

² Nie działa skutecznie, jeżeli włoski na ciele są koloru białego.


8.2. Poziom mocy

Intensywność impulsu świetlnego dostarczanego skórze przez Silk'n Jewel zależy od poziomu mocy. W miarę wzrostu poziomu mocy, zwiększa się zarówno skuteczność usuwania włosów, jak i ryzyko możliwych efektów niepożądanych i komplikacji.

- Urządzenie umożliwia wybór jednego z 5 poziomów mocy, od 1 (najniższego) do 5 (najwyższego), każdy reprezentowany przez jeden z **5 wskaźników poziomu mocy**.
- Po włączeniu, urządzenie jest automatycznie ustawione na poziom 1. Będzie się świecił tylko jeden **wskaźnik poziomu mocy**.

- Aby zmienić poziom mocy pomiędzy 1 a 5, naciskać **przycisk**. Po osiągnięciu poziomu 5, **kolejne naciśnięcie** przełączy ponownie na 1.
- ❗ Aby określić poziom mocy dla obszaru poddawanego zabiegowi skorzystać z rozdziału 9.1 Przed pierwszym zabiegiem.

8.3. Pulsacje i przesuwanie



Tryb **pulsacyjny** to technika najodpowiedniejsza do zastosowań w konkretnych punktach lub na niewielkich partiach skóry.

- Docisnąć **głowicę zabiegową** do skóry. Poruszać się rzędami (w poprzek, bądź w dół jak na rysunku). Rozpocząć z jednego końca i przejść aż do drugiego.
- **Głowica zabiegowa** pozostawia tymczasowy odcisk, tak że widać jakie obszary zostały już obsłużone.
- Po każdym błysku światła przesunąć **głowicę zabiegową** do następnej partii skóry. Wykonać tę operację pulsującą na całym obszarze zabiegowym.
- Wykonując zabieg, należy unikać pozostawiania luk pomiędzy partiami poddawanymi naświetlaniu oraz kilkakrotnego naświetlania tego samego miejsca.

Tryb **przesuwny** to technika najodpowiedniejsza do zastosowań na większych partiach skóry.

- Docisnąć **głowicę zabiegową** mocno do skóry i powoli przesunąć urządzenie (w poprzek lub wzdłuż, jak pokazano na ilustracji) po skórze. Należy pamiętać, że **głowica zabiegowa** musi być dociskana do skóry mocno i równomiernie.
- Przy niższych poziomach mocy urządzenie potrzebuje tylko 1-1,5 sekundy na ponowne naładowanie się pomiędzy impulsami. Wytwarza w ten sposób nieprzerwaną serię błysków.

- Przesuwać z prędkością pozwalającą na uniknięcie luk i nakładania się.
- ⚠ Nie poddawać zabiegowi usuwania włosów tego samego miejsca więcej niż jeden raz w trakcie jednej sesji!
- ⚠ Przerwać natychmiast, jeżeli na skórze pojawią się niepożądane efekty.

8.4. Czujnik koloru skóry

Depilacja światłem w przypadku skóry ciemniejszego kolorytu może spowodować wystąpienie skutków ubocznych, takich jak poparzenia, pęcherze oraz przebarwienia (hiper- lub hipopigmentacja). Silk'n Jewel posiada **czujnik koloru skóry**, który automatycznie wykrywa kolor skóry. Czujnik koloru skóry sprawdza kolor skóry na początku każdego zabiegu oraz sporadycznie w czasie trwania zabiegu.

- ⓘ Jeżeli skóra jest zbyt ciemna dla bezpiecznego działania, urządzenie nie zadziała i zaświeci się dioda czujnika.

8.5. Czego można spodziewać się po Silk'n™?

Silk'n Jewel może dla wielu być pierwszym zetknięciem się z urządzeniem transmitującym energię świetlną w użytku domowym. Podczas stosowania normalne odczucia to:

- **Hałas:** Wentylator chłodzący wydaje dźwięk podobny do suszarki do włosów. To normalne.
- **Dźwięk odkorkowywania:** Z każdym błyskiem światła HPL™.
- **Wrażenie ciepła i łaskotania:** Z każdym błyskiem światła.
- **Zaczerwienienie:** Niewielkie zaczerwienienie, zaróżowiona skóra po zabiegu nie są niczym nadzwyczajnym. Jest to najbardziej widoczne dokoła samych włosów.
- ⚠ W razie zauważenia silnego zaczerwienienia skóry natychmiast przerwać zabieg.
- ⚠ W razie wystąpienia wszelkich powikłań należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

9. Rozpoczęcie użytkowania

Aby użyć Silk'n Jewel, należy:

1. Wyjąć urządzenie i pozostałe elementy z opakowania.
2. **Wtyczka zasilacza** podłączyć do gniazda urządzenia, a **zasilacz** do gniazda zasilającego. Wszystkie **wskaźniki poziomu mocy** zaświecą się, a następnie zgasną.

9.1. Przed pierwszym zabiegiem

 Przed każdym użyciem urządzenia zdjąć wszystkie elementy biżuterii.

Zdecydować o poziomie mocy stosowanym na wybranym fragmencie skóry. Urządzenie można ustawić na jednym z 5 poziomów mocy od 1 (najniższego) do 5 (najwyższego). Na przykład: w przypadku jednej partii skóry można zastosować poziom mocy 1, a w przypadku innej poziom 4. Informacje na temat poziomów mocy znajdują się w części 8.2. Poziom mocy.

Aby wybrać właściwy poziom mocy, sprawdzić osobno każdy z obszarów zabiegu (por. wzorzec barw na okładce niniejszej Instrukcji).

1. Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć **przycisk**. Zaświeci się **wskaźnik poziomu mocy 1**.
2. Przyłożyć **głowicę zabiegową** do skóry i wygenerować jeden impuls. W wypadku braku nietypowych dolegliwości, wcisnąć **przycisk** ponownie. To zwiększy poziom mocy. Wygenerować pojedynczy impuls na 2 poziomie mocy w innym miejscu ciała.
3. Kontynuować zwiększając poziom mocy. Stosować poziom zgodny ze wskazaniem na wzorcu barw. Po znalezieniu najwyższego poziomu mocy możliwego do stosowania na daną partię skóry bez odczuwania dyskomfortu można rozpocząć zabieg.

 Zmniejszyć poziom energii, jeżeli odczuwany jest dyskomfort.

Powtórzyć ten test dla każdej części ciała, która ma być poddana zabiegowi.

Można już używać Silk'n Jewel

Skóra w miejscach poddawanych zabiegowi musi być ogolona, czysta, sucha i wolna od wszelkich pudrów, antyperspirantów i dezodorantów.

Nie woskować, nie wyrywać ani nie wyskubywać włosów.

1. Należy pamiętać o zakryciu pieprzyków i wszelkich innych zmian skórnych, które nie powinny być poddawane zabiegowi.
2. Przycisnąć **przycisk**. Urządzenie włączy się, zapali się wskaźnik 1 **poziomu mocy** i pojawi dźwięk pracującego wentylatora.
3. Po około sekundzie po naciśnięciu **przycisku**, zaświeci się **dioda gotowości**. Od tej chwili urządzenie jest gotowe do pracy na najniższym poziomie mocy.
4. **Ustawienie poziom mocy**. Aby podnieść poziom mocy przycisnąć **przycisk** wielokrotnie aż do uzyskania pożądanej wielkości. **Diody kontrolne** wskazują poziom mocy (por. rozdział 8.2. Poziom mocy).
5. Zdecydować się na tryb pracy **Przesuwny** lub **Pulsacyjny** (por. rozdział 8.3. Pulsacje i przesuwanie).
6. Docisnąć **głowicę zabiegową** do skóry. Rozciągnąć skórę aby była równa i gładka. Gdy **głowica** dotknie skóry, **dioda gotowości** zacznie powoli migać.
7. Urządzenie automatycznie określi kolor skóry i rozpocznie wysyłanie na nią impulsów światła. Odczuwalne będzie łagodne ciepło i lekkie łaskotanie. Do tego słyszalny będzie trzaskający dźwięk.
8. Przy pracy w trybie pulsacyjnym należy oderwać urządzenie od skóry. Urządzenie natychmiast naładuje się dla kolejnego impulsu. Po kilku sekundach (zależnie od ustawienia poziomu mocy) ponownie zapali się **wskaźnik gotowości**, i po ponownym przystawieniu do skóry, zacznie powoli migać.
9. W trybie pulsacyjnym powtórzyć czynności. W trybie przesuwania - kontynuować. Wykonywać zabieg aż do pokrycia całego planowanego pola.



Przerwać natychmiast jeżeli pojawiają się pęcherze lub oparzenia.

10. Po zabiegu

Po zakończeniu sesji zabiegowej:

1. Wyłączyć urządzenie dociskając przycisk sterujący przez dłuższą chwilę. Zapamiętać ostatnio stosowane ustawienia poziomu mocy, gdyż nie są one przywracane po ponownym włączeniu urządzenia.
2. Odłączyć zasilacz od gniazdka prądu.

11. Konserwacja

Urządzenie Silk'n Jewel powinno być czyszczone po każdym użyciu.

- Odłączyć od zasilania.
- Aby wyczyścić urządzenie (łącznie z głowicą zabiegową), wytrzeć je czystą, suchą szmatką. Nigdy nie stosować acetonu ani innego rodzaju płynów zawierających środki ściernie, ponieważ spowodują one uszkodzenie urządzenia.
- Po czyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.

 Nigdy nie zanurzać Silk'n Jewel ani żadnych jego części w wodzie.

12. Rozwiązywanie problemów

Urządzenia nie należy demontować; nie należy też dokonywać prób samodzielnego jego naprawienia. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi elementami elektrycznymi lub pulsującym światłem i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji.

Problem	Sprawdzić
Urządzenie nie włącza się.	Upewnić się, że zasilacz jest właściwie podłączony do urządzenia i do gniazda w ścianie.

Problem	Sprawdzić
Brak impulsu świetlnego po przyłożeniu do skóry.	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do prądu i czy świeci się wskaźnik gotowości. Głowica zabiegowa powinna być równo i mocno przyciśnięta do skóry, a urządzenie przesuwane po skórze. Możliwe również, że Twoja skóra jest zbyt ciemna.
Czujnik koloru skóry i dioda gotowości świecą.	Skóra jest zbyt ciemna.
Miga jedna lub więcej diod.	Urządzenie ma awarię.
Urządzenie przestało pracować i przeszło do trybu czuwania.	Ponownie nacisnąć przycisk sterujący , aby włączyć urządzenie.

Informacje można uzyskać w obsłudze klienta Silk'n.

13. Obsługa klienta

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.silkn.eu. Instrukcję można również z naszej witryny internetowej pobrać w formacie PDF. Informacje na temat nieoczekiwanego działania urządzenia lub niespodziewanych zdarzeń oraz wszelkich problemów z urządzeniem prosimy przekazywać działowi obsługi klienta marki Silk'n.

Nasze dane teled adresowe:

Kraj	Numer do serwisu	E-mail
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francja	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Niemcy	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Włochy		servizioclientiit@silkn.eu
Holandia	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Hiszpania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Wielka Brytania	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Pozostałe kraje	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Gwarancja

Warunki podane na karcie gwarancyjnej Silk'n.

15. Usuwanie

Po zakończeniu cyklu życia urządzenia należy je usunąć zgodnie z miejscowymi zasadami usuwania urządzeń elektrycznych.



Opakowanie należy usuwać po podzieleniu go na materiały jednego typu. Karton i tekturę oddawać do utylizacji razem z odpadami papierowymi, a folię razem z odpadami plastikowymi.



Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego! Dyrektywa WEEE nakłada na użytkownika obowiązek usunięcia niniejszego urządzenia elektrycznego (łącznie ze wszystkimi częściami i akcesoriami) poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych. Pozwala to zadbać, by urządzenie zostało poddane utylizacji we właściwy sposób przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i pomaga zapobiegać przedostawaniu się szkodliwych substancji* do środowiska naturalnego. Do utylizacji należy oddawać urządzenie w pełni wyładowane.

* Produkty oznaczone symbolem „Cd” = kadm, „Hg” = rtęć, „Pb” = ołów.

16. Specyfikacja

Nr modelu	H3210 / H3211
Wielkość miejsca	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Technologia	Home Pulsed Light
Maksymalny poziom mocy	Maks. 4J/cm ²
Długość fali	475-1200nm
Obsługa i bezpieczeństwo	Czujnik koloru skóry gwarantuje stosowanie na odpowiednich typach skóry

Waga systemu	200 gm
Transport oraz warunki przechowywania nieużywanego urządzenia	Temperatura: -40°C do +70°C Względna wilgotność: 10% do 90% Ciśnienie atmosferyczne: 500 do 1060hPa
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10°C do 35°C Względna wilgotność: 30% do 75% Ciśnienie atmosferyczne: 700 do 1060hPa
Ilość czasu od minimalnej temperatury przechowywania nieużywanego urządzenia do minimalnej temperatury roboczej przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C	30 minut
Ilość czasu od maksymalnej temperatury przechowywania nieużywanego urządzenia do maksymalnej temperatury roboczej przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C	30 minut
Tryb pracy	Ciągły
Zasilacze i klasyfikacja	KSA24A1200150Hy PSM18X-120L6HS "y" odpowiada krajowi/regionowi
Napięcie wejściowe: Napięcie wyjściowe	100-240VAC, 50-60 Hz, 0.5A 12 V DC; 1,5 A
Oczekiwana długość okresu użytkowania urządzenia:	5 lata

17. Oznaczenia i symbole

	Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wymagania dyrektyw UE.
	Zasilacz jest zabezpieczony przez porażeniem za pomocą podwójnej izolacji.
IP30	Dla zabezpieczenia przez porażeniem, urządzenie jest zabezpieczone przed przeniknięciem przedmiotów większych niż 2.5mm średnicy, takich jak palce.
	Nie używać w wilgotnym otoczeniu.
	Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Usuwać zgodnie z prawem krajowym i zasadami ochrony środowiska. Zgodnie z Dyrektywą WEEE.
	Spełnia wymagania przepisów technicznych wymaganych przez Euroazjatycką Unię Celną.

Nota prawna

Home Skinovations Ltd zastrzega prawa do wprowadzania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy wydajności, niezawodności lub wytwarzania. Informacja przekazywana przez Home Skinovations Ltd jest według najlepszej wiedzy dokładna i wiarygodna w chwili publikacji. Nimenij, Home Skinovations Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Za jej sprawą nie są udzielane żadne licencje bądź uprawnienia do praw patentowych Home Skinovations Ltd.

Bez pisemnej zgody Home Skinovations Ltd, żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, elektronicznej bądź mechanicznej dla jakichkolwiek celów. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Home Skinovations Ltd posiada patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść niniejszego dokumentu. Przekazanie niniejszego dokumentu nie nadaje żadnych licencji do tychże patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, o ile nie są one przekazane w sporządzonej na piśmie umowie z Home Skinovations Ltd. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Nazwa Silk'n oraz logo Silk'n to zastrzeżone znaki towarowe firmy Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkn.eu lub www.silkn.com, info@silkn.com.

Obsah

1. Kontraindikácie a výstrahy	125
2. Bezpečnosť počas používania zariadenia Silk'n Jewel	128
3. Zariadenie Silk'n Jewel nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:	129
4. Ak trpíte niektorým z nižšie uvedených stavov, pred začatím používania zariadenia sa poraďte s lekárom:	129
5. Oboznámenie sa so zariadením Silk'n Jewel	130
6. Bezpečnostné tipy	131
7. Možné vedľajšie účinky	132
8. Dlhodobé odstránenie ochlpenia spôsobom Silk'n	133
9. Začínateľ!	137
10. Po ošetrení	139
11. Údržba	139
12. Riešenie problémov	140
13. Zákaznícky servis	140
14. Záruka	141
15. Likvidácia	141
16. Špecifikácie	142
17. Značky a symboly	143

1. Kontraindikácie a výstrahy

Systém Silk'n Jewel nie je určený pre každého. Odstraňovanie ochlpenia alebo zdroje intenzívneho pulzného svetla môžu u niektorých jednotlivcov spôsobovať rozmach ochlpenia. Podľa aktuálne dostupných údajov sú najviac ohrozenými skupinami populácie z hľadiska nežiaducich reakcií (použitie v oblasti tváre a krku) ženy z oblasti Stredozemia, Stredného východu a Južnej Ázie. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.silkn.eu, www.silkn.com alebo na lokálnej doméne Silk'n.

- ⦿ Toto zariadenie nesmú používať: deti, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či psychickými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnou skúsenosťou alebo znalosťou o používaní zariadenia. Na deti treba dohliadať, aby sa so zariadením nehrali.
- ⦿ Ošetrené oblasti nevystavujte pôsobeniu slnka a na opálenú pokožku alebo na pokožku po nedávnom opaľovaní (vrátane opaľovania sa v soláriách) nepoužívajte energetické úrovne 2 – 5. Prečítajte si časť 6.1 Opaľovanie.

- Toto zariadenie môže vydávať nebezpečné optické žiarenie. Nepozerajte sa do fungujúcej lampy. V opačnom prípade hrozí riziko poškodenia zraku.
- Zariadenie používajte pod úrovňou lícnych kostí a nie v okolí očí. Zariadenie nepoužívajte v oblastiach injekčne vyplnených kozmetickými produktmi alebo toxínmi.
- Neošetrujte oblasti s tetovaním alebo trvalým mejkapom, tmavohnedými alebo čiernymi miestami (napríklad veľké pehy, materské znamienka alebo bradavice), bradavky, genitálie, oblasť okolo konečníka ani pery.
- Neošetrujte oblasti s aktívnym ekzémom, psoriázou, léziami, otvorenými ranami alebo infekciami (oparmi), abnormálnym stavom pokožky spôsobeným systémovými alebo metabolickými ochoreniami (napríklad diabetes).
- Neošetrujte pokožku s abnormálnym stavom spôsobeným diabetom, systémovými alebo inými metabolickými ochoreniami.
- Neošetrujte oblasti s anamnézou výskytu herpesu.

- Zariadenie nepoužívajte, ak ste tehotná alebo dojčíte.
- Neošetrujte oblasti, v ktorých chcete, aby ochlpenie rástlo. Výsledky majú trvalý charakter.
- V rámci jednej relácie odstraňovania ochlpenia neošetrujte rovnakú oblasť viac než jeden raz.
- Ak pokožka výrazne sčervená, vytvorí sa na nej pluzgiere alebo začne páliť, zariadenie okamžite prestaňte používať.
- Ak pocítite nepríjemné pocity, použite nižšiu hodnotu energetickej úrovne.
- Načistenie pokožky pred použitím zariadenia nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny, akými sú napríklad alkohol (vrátane parfumov, sanitálnych pros-triedkov alebo iných prostriedkov obsahujúcich alkohol) alebo acetón.
- Zariadenie uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od vody a kvapalín! Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel či iných nádob s vodou. Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohlo spadnúť, byť zhodené ani ho neumiestňujte kdekoľvek blízko vody. Existuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sa zariadenie dostane do

kontaktu s akýmkoľvek kvapalinami, zariadenie okamžite odpojte od elektrického napájania a obráťte sa na oddelenie služieb pre zákazníkov.

- Pred začatím používania si zložte všetku bižutériu.
- Ak je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Napájací adaptér uschovávajte tak, aby bol vždy dostupný, aby mohol byť v prípade núdze jednoducho vytiahnutý zo zástrčky.
- Svoje zariadenie Silk'n sa nepokúšajte otvárať ani opravovať. V opačnom prípade sa môžete vystaviť pôsobeniu nebezpečných elektrických súčastí alebo pulznej svetelnej energie, výsledkom čoho môže byť vážne poškodenie zdravia. Taktiež dôjde k zrušeniu platnosti záruky.

2. Bezpečnosť počas používania zariadenia Silk'n Jewel

Bezpečnosť je prvoradým atribútom zariadenia Silk'n Jewel.

Technológia Home Pulsed Light™ (HPL) v zariadení Silk'n Jewel ponúka špičkovú úroveň bezpečnosti s nízkymi energetickými úrovňami. Vďaka technológii HPL sa dosahujú dlhodobé výsledky odstránenia ochlpenia a v porovnaní s inými zariadeniami podobného charakteru sa používa iba zlomok energetickej úrovne. Nízka hladina energie obmedzuje riziko poškodenia zdravia alebo komplikácií a prispieva k celkovej bezpečnosti.

3. Zariadenie Silk'n Jewel nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:

- Kábel alebo zástrčka prístroja je poškodená. Napájací kábel uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov.
- Počas používania uvidíte alebo zacítite dym.
- **Snímač farby pokožky, aplikačný povrch alebo puzdro (kryt) zariadenia** je prasknuté alebo sa rozpadlo.
- Zariadenie nefunguje alebo sa zdá byť iným spôsobom poškodené.
- Zástrčka, prípojky alebo príslušenstvo nie je odporúčané spoločnosťou Home Skinovations Ltd.

V takýchto prípadoch sa obráťte na oddelenie služieb pre zákazníkov Silk'n.

4. Ak trpíte niektorým z nižšie uvedených stavov, pred začatím používania zariadenia sa poraďte s lekárom:

- Anamnéza tvorby keloidných jaziev.
- Epilepsia.
- Ochorenie súvisiace s citlivosťou na svetlo, ako napríklad porfýria, polymorfná svetelná erupcia, žihľavka spôsobená slnečnými lúčmi, lupus ap.
- Anamnéza rakoviny pokožky alebo oblastí s možným výskytom kožných malignít.
- Podstúpili ste počas posledných 3 mesiacov ožarovaciu liečbu alebo chemoterapiu.
- Počas posledných 6 mesiacov ste užívali lieky viazané na lekárske predpis.
- Máte iný problém, ktorý by pre vás podľa názoru vášho lekára predstavoval v súvislosti s ošetrením nebezpečenstvo.

5. Oboznámenie sa so zariadením Silk'n Jewel

Silk'n Jewel je svetelné zariadenie určené na trvalé odstránenie ochlpenia v domácom prostredí. Ide o výkonné elektrické zariadenie, ktoré je potrebné používať so zvláštnym prihliadnutím na bezpečnosť. Pred začatím používania si prečítajte **všetky** varovania, kontraindikácie a bezpečnostné opatrenia a dôsledne ich dodržiavajte. Odporúčame, aby ste si pred každým ošetrením znova prečítali pokyny na používanie.

5.1 Obsah balenia

Balenie zariadenia Silk'n Jewel obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie na odstraňovanie ochlpenia
- Návod na obsluhu
- Adaptér s káblom
- Záručný list

5.2 Opis zariadenia

Informácie o umiestnení všetkých ovládacích prvkov zariadenia Silk'n Jewel nájdete v nákrese na začiatku tejto príručky.

1. Objímka adaptéra
2. Indikátory energetickej úrovne (1 – 5)
3. Ovládacie tlačidlo
4. Indikátor pripravenosti
5. Indikátor snímača farby pokožky
6. Aplikačný povrch
7. Snímač farby pokožky

5.3 Určené použitie

Zariadenie Silk'n Jewel sa používa na odstránenie nežiaduceho ochlpenia. Výsledkom je dlhodobé alebo trvalé odstránenie ochlpenia. Trvalé odstránenie ochlpenia je definované ako dlhodobé a stabilné zníženie počtu rastúcich chlpcov/vlasov po aplikácii. Zariadenie Silk'n Jewel je možné používať na odstránenie nežiaduceho ochlpenia tela. Ideálne oblasti tela zahŕňajú podpazušia, oblasť okolo lemov bikín, ruky, nohy, tvár, chrbát, ramená a hrudník.

Používajte len na účel opísaný v tomto návode; nepoužívajte na žiadny iný účel.

6. Bezpečnostné tipy

Táto časť obsahuje informácie, ktoré sú užitočné z hľadiska bezpečného používania zariadenia.

6.1 Opaľovanie

- Najnižšia energetická úroveň (1) je určená na bezpečné používanie aj po opaľovaní.
- Ak používate energetické úrovne 2 – 5, neopaľujte sa **4 týždne pred a 2 týždne po** ošetrení. Dôvod je ten, že vysoké hodnoty melanínu vystavujú pokožku vyššiemu riziku v prípade používania akejkoľvek metódy odstraňovania ochlpenia pomocou svetelných zdrojov. Vztahuje sa to na všetky typy pokožky, aj na tie, ktoré sa rýchlo neopália.
- Po aplikácii neodporúčame opaľovanie na slnku. Ak sa musíte pohybovať na slnku po ošetrení, na ošetrovanú oblasť použite opaľovací prípravok s ochranným faktorom SPF30 alebo vyšším. Tento postup dodržiavajte 2 týždne po ošetrení.

6.2 Expozícia očí voči pulznému svetlu

- Aj keď toto zariadenie môžete používať na odstránenie tvárového ochlpenia, dávajte mimoriadny pozor na to, aby nedošlo ku kontaktu zariadenia s očami a zariadenie používajte iba pod úrovňou lícnych kostí.
-  Zariadenie bude emitovať opakované impulzy iba vtedy, keď bude v riadnom kontakte s pokožkou a keď ním budete po pokožke pohybovať.

6.3 Rany alebo infekcie

- Pred začatím používania zariadenia počkajte na zahojenie postihnutej oblasti.

7. Možné vedľajšie účinky

Ak budete dodržiavať pokyny a dbať na všetky výstrahy a kontraindikácie, pravdepodobne sa nevyskytnú žiadne komplikácie či vedľajšie účinky. Je potrebné uviesť, že každá kozmetická procedúra vrátane procedúr vykonávaných doma, v sebe zahŕňa určitý stupeň rizika. Preto je dôležité, aby ste pochopili riziká a komplikácie, ktoré sa v prípade používania systémov s pulzným svetlom na odstraňovanie ochlpenia v domácom prostredí môžu vyskytnúť, a prijali ich.

Kožné problémy menšieho rozsahu

Odstraňovanie ochlpenia v domácom prostredí pomocou pulzného svetla je vo všeobecnosti dobre tolerované. Niektorí používatelia však môžu počas používania tohto zariadenia mierny diskomfort. Ide o pocit jemného pichania v ošetrovaných oblastiach. Pocit pichania môže trvať počas ošetrovania aj po ňom.

To znamená, že by ste mali zariadenie Silk'n Jewel používať s nižšou úrovňou energie, a ak tento krok nepomôže, toto zariadenie by ste nemali používať.

Začervenanie pokožky

Pokožka môže ihneď po ošetrovaní alebo do 24 hodín sčervenáť. Sčervenanie sa vo všeobecnosti stratí do 24 hodín.

Ak sčervenanie neustúpi do 2 až 3 dní, navštívte lekára.

Dbajte na to, aby ste používali energetickú úroveň, ktorá je pre vás príjemná a vyhovuje farbe vašej pokožky.

Zvýšená citlivosť pokožky

Pokožka ošetrovanej oblasti je omnoho citlivejšia, a preto môže dochádzať k jej vysušeniu alebo k tvorbe šupínok.

Pigmentové zmeny

Zariadenie Silk'n Jewel cielene pôsobí na strednú časť vlasu a to najmä na pigmentované bunky vo vlasovom folikule a na samotný vlasový folikul. Existuje však riziko dočasnej nadmernej pigmentácie (zvýšenie podielu pigmentu alebo zhnednutie) alebo nedostatočnej pigmentácie (vybielenie) okolitej pokožky. Riziko zmien pigmentácie pokožky je vyššie u ľudí s tmavšími odtieňmi pokožky alebo s výrazne opálenou pokožkou. Zmena farby alebo zmeny kožného pigmentu sú obvykle dočasné a trvalá nadmerná alebo nedostatočná pigmentácia je zriedkavým javom.

Nadmerné sčervenanie a opuchy

V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k výraznému sčervenaniu a opuchnutiu ošetrovanej pokožky. To sa stáva v citlivejších oblastiach tela. Sčervenanie a opuchy by mali pominúť od 2 do 7 dní a je vhodné ich často chladit ľadom. Šetrné čistenie je v poriadku, vyhnite sa však opaľovaniu.

Pluzgiere alebo popáleniny

Ochladte postihnutú oblasť a naneste na ňu krém proti popáleninám. Pred ďalším ošetrením počkajte, kým sa postihnutá oblasť nezahojí a použite nižšiu energetickú úroveň. **Ak sa neobnoví normálny stav pokožky do 3 dní, obráťte sa na lekára.**

SK

8. Dlhodobé odstránenie ochlpenia spôsobom Silk'n

Účinnosť odstraňovania ochlpenia sa u jednotlivcov odlišuje v závislosti od oblasti tela, farby vlasov/ochlpenia a spôsobu používania zariadenia Silk'n Jewel. Typický kompletný cyklus rastu vlasov je 18 – 24 mesiacov. Počas tohto obdobia sa na dosiahnutie trvalého odstránenia ochlpenia vyžaduje viacero relácií ošetrovania.

Typický plán odstránenia ochlpenia počas kompletného cyklu rastu vlasov je tento:

- Ošetrenia 1 – 4: ošetrenia s odstupom dvoch týždňov.
- Ošetrenia 5 – 7: ošetrenia s odstupom štyroch týždňov.
- Ošetrenie 8 a ďalšie ošetrenia: ošetrenie podľa potreby dovedy, kým sa nedosiahnu požadované výsledky.

8.1 Očakávané výsledky ošetrovania

Odozva jednotlivca závisí od typu vlasov a biologických faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať spôsoby rastu vlasov. Niektorí používatelia môžu reagovať rýchlejšie alebo pomalšie než je priemerný počet ošetrení.

Typ pokožky ¹	Farba vlasov/ochlpenia ²	Svetelná intenzita [J/cm²]	Časť tela	Priemerná doba ošetrenia	Účinnosť odstránenia ochlpenia
1-5	Tmavý blond až hnedé	2,5 – 4	Dolná alebo horná časť nôh	10 – 12 relácií s približným odstupom 4 týždne.	60 %
			Horné končatiny		50 %
			Oblasť v okolí lemu bikín		60 %
			Podpazušie		55 %
1-5	Hnedá až čierna	2,5 – 4	Dolná alebo horná časť nôh	8 – 10 relácií s približným odstupom 4 týždne.	70 %
			Horné končatiny		60 %
			Oblasť v okolí lemu bikín		70 %
			Podpazušie		65 %

¹ Typy pokožky vychádzajú z Fitzpatrickovej stupnice farieb pokožky. Pozrite si tabuľku farieb pokožky v schéme na začiatku príručky.

² Nemá žiadny vplyv na biele vlasy/ochlpenie.

8.2 Energetické úrovně


Energetická úroveň určuje intenzitu svetelného impulzu aplikovaného na pokožku. Spolu s nárastom energetickej úrovne sa dosahujú lepšie výsledky odstraňovania ochlpenia, ale súčasne sa zvyšuje aj riziko možných vedľajších účinkov a komplikácií.

- Toto zariadenie ponúka 5 úrovní energie od úrovne 1 (najnižšia) až po úroveň 5 (najvyššia), ktoré sú vyjadrené **5 indikátormi energetickej úrovne**.
- Zariadenie sa po zapnutí automaticky nastaví na energetickú úroveň 1. Svetiť bude iba jeden **indikátor energetickej úrovne**.

- Ak chcete zmeniť energetickú úroveň, opakovaným stláčaním **ovládacieho tlačidla** zvýšite nastavenie energetickej úrovne z hodnoty 1 na hodnotu 5. Po dosiahnutí úrovne 5 opätovným stláčaním **ovládacieho tlačidla** znížite nastavenie energetickej úrovne z hodnoty 5 na hodnotu 1.
- ❗ Ak chcete určiť správnu energetickú úroveň vzhľadom na oblasť ošetrovania, prečítajte si čas 9.1 Pred začatím prvého ošetrovania.

8.3 Pulzná a klzná aplikácia

SK



Pulzná aplikácia je najvhodnejší postup ošetrovania špecifických bodov alebo menších oblastí.

- Riadne pritlačte **aplikačný povrch** k pokožke. Postupujte v riadkoch (pozdĺž riadka alebo nadol podľa vyobrazenia na obrázku). Začnite na jednom konci každého riadka a postupujte smerom k druhému koncu.
- **Aplikačný povrch** vytvorí na ošetrovanej oblasti dočasné tlakové značky, t. j. dobre uvidíte, ktoré miesta ste už ošetrili.
- Po každej pulznej aplikácii premiestnite **aplikačný povrch** na nové miesto. Týmto spôsobom ošetríte celú zamýšľanú oblasť.
- Počas používania zariadenia dbajte na to, aby nevznikali neošetrené medzery a aby sa jednotlivé ošetrované miesta neprekrývali.

Klzná aplikácia je najvhodnejší spôsob ošetrovania väčších častí tela.

- Riadne pritlačte **aplikačný povrch** na pokožku a zariadenie pomaly klzným pohybom posúvajte po pokožke (pozdĺžnym smerom alebo nadol podľa vyobrazenia na obrázku). Dbajte na to, aby sa **aplikačný povrch** vždy dotýkal pokožky.

- Pri nižších energetických úrovniach zariadenie potrebuje iba približne 1 – 1,5 s na nabitie medzi jednotlivými impulzmi. Takto sa generuje nepretržitá sekvencia aktivačných impulzov.
- Klznú aplikáciu vykonávajte primeranou rýchlosťou, aby nedochádzalo k neošetreným oblastiam a aby sa ošetrované oblasti neprekrývali.
- ⚠ V rámci jednej relácie odstraňovania ochlpenia neošetrujte rovnakú oblasť viac než jeden raz.
- ⚠ Ak pocítite nepríjemné pocity, zariadenie okamžite prestaňte používať.

8.4 Snímač farby pokožky

Odstraňovanie ochlpenia v prípade tmavších odtieňov pokožky môže viesť k nežiaducim udalostiam, akými napríklad sú popáleniny, pľuzgiere a zmeny farebného odtieňa pokožky (nadmerná a nedostatočná pigmentácia). Zariadenie Silk'n Jewel disponuje **snímačom farby pokožky**, ktorý automaticky deteguje farbu pokožky. Snímač farby pokožky kontroluje farbu pokožky na začiatku ošetrovania a niekedy aj počas každého ošetrovania.

- ⓘ Ak je odtieň vašej pokožky príliš tmavý na bezpečné používanie zariadenia, zariadenie nebude fungovať a snímač farby pokožky bude blikať.

8.5 Čo môžete očakávať od ošetrovania zariadením Silk'n

Pre mnohých ľudí môže byť používanie zariadenia Silk'n Jewel prvou skúsenosťou so svetelným zariadením. Počas ošetrovania môžete bežne zaznamenať alebo cítiť:

- **Hluk:** chladiaci ventilátor generuje hluk podobný sušiču vlasov. Ide o normálny stav.
- **Zvuk praskania:** generuje sa s každým zábleskom svetla HPL™.
- **Pocit tepla a mravčenia:** počas každého svetelného impulzu.

- **Sčervenanie:** počas ošetrovania alebo po ňom je bežné, že sa objaví veľmi mierne ružové sfarbenie pokožky. Najviac k tomu dochádza v oblasti okolo vlasov.



Ak je pokožka veľmi červená, okamžite prestaňte používať.



Ak sa vyskytne akákoľvek komplikácia, bezodkladne navštívte lekára.

9. Začíname!

Ak chcete začať používať zariadenie Silk'n Jewel, postupujte takto:

1. Zariadenie a ostatné súčasti vyberte zo škatule.
2. Zapojte **prípojnú zástrčku sieťového adaptéra** do zásuvky na výrobku a zapojte **adaptér** do elektrickej zásuvky. Všetky **indikátory energetickej úrovne** sa rozsvietia a potom vypnú.

9.1 Pred prvým ošetrením



Pred ošetrením snímte všetky šperky.

Je potrebné rozhodnúť sa, ktorá energetická úroveň je vhodnou úrovňou vzhľadom na váš typ pokožky a oblasť, ktorú chcete ošetriť. Zariadenie ponúka 5 úrovní energie počnúc úrovňou 1 (najnižšia) až po úroveň 5 (najvyššia). Napríklad: jednu oblasť môžete ošetriť použitím energetickej úrovne 1 a iný použitím úrovne 4. Informácie o energetických úrovniach nájdete v časti 8.2 Energetické úrovne.

Na výber správnej energetickej úrovne vykonajte samostatné ošetrenie každej ošetrovanej oblasti (pozrite si schému farieb pokožky na začiatku tejto príručky).

1. Zariadenie zapnite stlačením **ovládacieho tlačidla**. Rozsvieti sa **indikátor energetickej úrovne 1**.
2. Umiestnite **aplikačný povrch** zariadenia na pokožku a aplikujte jeden impulz. Ak nepocítite abnormálny diskomfort, znova stlačte **ovládacie tlačidlo**. Takto zvýšite energetickú úroveň. Aplikujte ďalší impulz na iné miesto s nastavením energetickej úrovne 2.

3. Pokračujte v testovaní s vyšším nastavením energetickej úrovne. Použite energetické úrovne indikované v schéme farieb pokožky. Keď sa vám podarí určiť najvyššiu energetickú úroveň, ktorá je prijateľná vzhľadom na ošetrovanú oblasť, môžete začať s ošetrovaním.



Ak pocítate nepríjemné pocity, použite nižšiu hodnotu energetickej úrovne.

Tento test opakujte pre každú časť tela, ktorú chcete ošetriť.

Teraz ste pripravení na používanie zariadenia Silk'n Jewel

Pred začatím ošetrovania pokožky je potrebné pokožku oholiť, vyčistiť, usušiť a odstrániť z nej zvyšky akýchkoľvek púdrov, antiperspirantov a dezodorantov. **Vlasy neodstraňujte vosku, vytrhávaním ani pinzetou.**

1. Dbajte na to, aby ste zakryli materské znamienka, bradavice a iné oblasti na pokožke, ktoré sa nesmú ošetrovať.
2. Stlačte **ovládacie tlačidlo**. Zariadenie sa zapne, **indikátor energetickej úrovne** 1 sa rozsvieti a rozozvučí sa ventilátor.
3. Približne 1 sekundu po stlačení **ovládacieho tlačidla** sa rozsvieti **indikátor pripravenosti**. Zariadenie týmto bude pripravené na použitie s najnižšou hodnotou nastavenia energetickej úrovne.
4. **Nastavte energetickú úroveň.** Opakovaným stláčaním **ovládacieho tlačidla** zvyšujte energetickú úroveň dovtedy, kým nedosiahnete požadované nastavenie. **Indikátory energetickej úrovne** indikujú nastavenie energetickej úrovne (pozrite časť 8.2 Energetické úrovne).
5. Rozhodnite sa, či chcete ošetrovať danú oblasť **klznou** alebo **pulznou aplikáciou** (pozrite časť 8.3 Pulzná a klzná aplikácia).
6. Pritlačte **aplikačný povrch** na pokožku. Dbajte na to, aby bola pokožka rovnomerne a jemne natiahnutá. Keď bude **aplikačný povrch** v riadnom kontakte s pokožkou, **indikátor pripravenosti** začne pomaly blikať.

7. Zariadenie najprv automaticky určí farbu vašej pokožky a potom generuje svetelný impulz do pokožky. Budete pociťovať mierne teplo a mravčenie a môžete počuť zvuk praskania.
 8. Ak použijete pulznú aplikáciu, odtiahnite zariadenie od pokožky. Zariadenie sa okamžite nabije na aplikáciu ďalšieho impulzu. Po uplynutí niekoľkých sekúnd (v závislosti od energetickej úrovne) sa **indikátor pripravenosti** znova rozsvieti a po pritlačení zariadenia na pokožku začne pomaly blikať.
 9. Ak používate pulznú aplikáciu, tento proces opakujte. Ak používate klznú aplikáciu, pokračujte. Pokračujte v pulznej alebo klznej aplikácii dovtedy, kým neošetříte celú oblasť.
-  Ak sa na pokožke vytvoria pluzgiere alebo popáleniny, zariadenie okamžite prestaňte používať.

10. Po ošetrení

Po dokončení relácie ošetrenia:

1. Dlhým stlačením ovládacieho tlačidla vypnite zariadenie. Zapamätajte si posledné použité nastavenie energetickej úrovne – po opakovanom zapnutí zariadenia sa toto nastavenie neobnoví.
2. Odpojte adaptér z elektrickej zásuvky.

11. Údržba

Po každom ošetrení je dôležité zariadenie Silk'n Jewel vyčistiť.

- Zariadenie odpojte z elektrickej siete.
- Ak chcete zariadenie vrátane aplikačného povrchu vyčistiť, utrite ho čistou a suchou utierkou. Nikdy nepoužívajte acetón či iné abrazívne kvapaliny, pretože vaše zariadenie poškodia.
- Po očistení odporúčame zariadenie skladovať v pôvodnej škatuli.

 Zariadenie Silk'n Jewel ani jeho súčasti nikdy neponárajte do vody.

12. Riešenie problémov

Svoje zariadenie Silk'n sa nepokúšajte otvárať ani opravovať. V opačnom prípade sa môžete vystaviť pôsobeniu nebezpečných elektrických súčastí alebo pulznej svetelnej energie, výsledkom čoho môže byť vážne poškodenie zdravia. Taktiež dôjde k zrušeniu platnosti záruky.

Problém	Kontrola
Zariadenie sa nespustí.	Skontrolujte, že adaptér je správne pripojený k zariadeniu a že je zapojený do elektrickej zásuvky.
Po dotyku zariadenia s pokožkou nedochádza ku generovaniu svetelného impulzu.	Skontrolujte pripojenie zariadenia a či sa rozsvietil indikátor pripravenosti . Dbajte na to, aby bol aplikačný povrch rovnomerne a riadne pritlačený na pokožku a aby ste zariadením po pokožke pohybovali. Je množné, že farba vašej pokožky je príliš tmavá.
Indikátor snímača farby pokožky a indikátor pripravenosti budú blikať.	Farba pokožky je príliš tmavá.
Najmenej jeden indikátor bliká.	Porucha zariadenia.
Zariadenie prestalo fungovať a preplo sa do pohotovostného režimu.	Opätovným stlačením ovládacieho tlačidla zariadenie spustíte.

Ak máte problém alebo otázky, kontaktujte zákaznícky servis Silk'n.

13. Zákaznícky servis

Viac informácií nájdete na webovej lokalite: www.silkn.eu. Tento návod si môžete vo formáte PDF taktiež stiahnuť z lokality: www.silkn.eu. Ak chcete oznámiť neočakávané činnosti alebo udalosti či iný problém so zariadením kontaktujte zákaznícky servis. Maše kontaktné údaje sú:

Krajina	Telefónne číslo servisu	E-mail
Belgicko	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francúzsko	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Nemecko	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Taliansko		servizioclientiit@silkn.eu
Holandsko	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španielsko	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Spojené kráľovstvo	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Ostatné krajiny	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Záruka

Pozrite si záručnú kartu k zariadeniu Silk'n.

15. Likvidácia

Ak zariadenie dosiahne koniec prevádzkovej životnosti, zlikvidujte ho v súlade so zákonmi danej krajiny, ktoré sa vzťahujú na likvidáciu elektrických zariadení.



Obalové materiály likvidujte formou separovaného odpadu. Kartón vyhodte do zberu papiera a obalový film odneste do zberu recyklovateľného materiálu.



Nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Smernica WEEE vyžaduje, aby ste likvidovali toto elektrické zariadenie (vrátane všetkého príslušenstva a súčastí) v určenej recyklačnej zbierke elektrických zariadení. Takto sa zaistí odborná recyklácia zariadenia a zabráni sa úniku škodlivých látok* do životného prostredia. Pred likvidáciou overte, či zariadenie nie je nabité.

* Produkty označené značkami Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

16. Špecifikácie

Č. modelu	H3210/H3211
Veľkosť bodu	0,9 cm × 3 cm [2,7 cm ²]
Technológia	Pulzné svetlo na domáce použitie
Maximálna energetická úroveň	Max. 4 J/cm ²
Vlnová dĺžka	475 – 1200nm
Používanie a bezpečnosť	Snímač farby pokožky zabezpečuje použitie zariadenia na príslušných typoch pokožky
Hmotnosť systému	200 g
Preprava a skladovanie medzi použitiami a skladovacie podmienky	Teplota: -40°C až +70°C Relatívna vlhkosť: 10% to 90% Atmosférický tlak: 500 to 1060hPa
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10°C to 35°C Relatívna vlhkosť: 30% to 75% Atmosférický tlak: 700 to 1060hPa
Doba potrebná na prispôsobenie zariadenia od minimálnej teploty skladovania medzi jednotlivými použitiami až po nadobudnutie minimálnej prevádzkovej teploty (pri teplote okolia 20°C)	30 minút
Doba potrebná na prispôsobenie zariadenia od maximálnej teploty skladovania medzi jednotlivými použitiami až po nadobudnutie maximálnej prevádzkovej teploty (pri teplote okolia 20°C)	30 minút
Prevádzkový režim	Kontinuálny
Modely adaptérov a menovité hodnoty	KSA24A1200150Hy PSM18x-120L6HS Pokiaľ ide o typ y, pozrite si krajinu/oblasť

Vstup	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 0,5A
Výstup	12 V DC, 1,5A
Očakávaná prevádzková životnosť zariadenia	5 rokov

17. Značky a symboly

	Výrobky označené týmto symbolom vyhovujú požiadavkám smerníc EÚ.
	Trieda II. Adaptér je chránený pred spôsobením úrazu elektrickým prúdom používateľovi formou dvojitej izolácie.
IP30	S cieľom chrániť používateľov pred úrazom elektrickým prúdom je zariadenie chránené pred vniknutím predmetov, ktorých priemer je väčší než 2,5 mm (napríklad prsty).
	Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
	Nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Likvidujte v súlade s zákonmi vašej krajiny, aby ste pomohli chrániť životné prostredie. V súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
	Vyhovuje technickým nariadeniam požadovaným Euroázijskou colnou úniou.

Právne vyhlásenie

Spoločnosť Home Skinovations Ltd. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny svojich výrobkov alebo technických špecifikácií na zlepšenie výkonu, spoľahlivosti alebo výroby. Informácie poskytnuté spoločnosťou Home Skinovations Ltd. sú v čase vydania dokumentu považované za správne a spoľahlivé. Spoločnosť Home Skinovations Ltd. však nenesie žiadnu zodpovednosť za ich využitie. V rámci patentu alebo patentových práv spoločnosti Home Skinovations Ltd. neznamená akékoľvek ich využitie získanie licencie.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť z akéhokoľvek dôvodu reprodukováná ani prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Home Skinovations Ltd. Údaje podliehajú zmenám bez upovedomenia.

Spoločnosť Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a zatiaľ nevybavené patentové prihlášky, ochranné známky, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva týkajúce sa predmetu tohto dokumentu. Poskytnutie tohto dokumentu vám neposkytuje žiadnu licenciu na tieto patenty, ochranné známky, autorské alebo iné práva duševného vlastníctva s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v akejkoľvek písomnej zmluve so spoločnosťou Home Skinovations Ltd. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Názov Silk'n a logo Silk'n sú registrované ochranné známky spoločnosti Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkn.eu alebo www.silkn.com, info@silkn.com.

İçindekiler Tablosu

1. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar.....	146
2. Silk'n Jewel Kullanırken Güvenlik	149
3. Şu durumlarda Silk'n Jewel cihazınızı kullanmayın:	149
4. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın:.....	150
5. Silk'n Jewel cihazınızı tanıyın	150
6. Güvenlik İpuçları	151
7. Olası yan etkiler	152
8. Silk'n tarzı uzun süreli tüy giderme.....	154
9. Başlarken	158
10. Tedaviden Sonra	160
11. Bakım	160
12. Sorun Giderme	161
13. Müşteri hizmetleri.....	161
14. Garanti	162
15. Bertaraf etme	162
16. Teknik Özellikler	163
17. İşaretler ve semboller	164

1. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar

Silk'n Jewel'in tasarımı herkes için uygun değildir.

TR

Lazerle veya yoğun atımlı ışık kaynaklarıyla tüylerin alınması bazı kişilerde tüylerin daha fazla büyümesine neden olabilir. Mevcut verilere dayanarak, bu tür bir tepki için en yüksek risk grupları yüz ve boyunda uygulama yapan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır. Daha fazla bilgi için visit www.silkn.eu, www.silkn.com adreslerini veya bulunduğunuz bölgeye özel Silk'n alan adını ziyaret edebilirsiniz.

- ⦿ Bu cihaz; çocuklar, fiziksel, duyuşal veya psikolojik beceri ve kapasiteleri sınırlı olan yetişkinler ve cihazın kullanımıyla ilgili yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir.
- ⦿ Tedavi uygulanan bölgeleri güneşle maruz bırakmayın ve 2-5 arası enerji seviyelerini bronzlaşmış cilt üzerinde veya güneşle maruz kaldıktan hemen sonra (yapay bronzlaşma makineleri de dahil) kullanmayın. Lütfen 6.1. Güneşle Maruz Kalma bölümüne bakınız.

- Bu cihazdan olası tehlikeli optik radyasyon yayılır. Çalışma lambasına bakmayın. Göz yaralanması meydana gelebilir.
- Elmacık kemiklerinin altında kullanın ve gözlerin çevresinde kullanmayın. Dolgu maddesi veya toksin enjeksiyonu uygulanmış olan bölgeler üzerinde tedavi uygulamayın.
- Dövme, kalıcı makyaj, koyu kahverengi veya siyah benekler (büyük çiller, ben veya sigil gibi), meme uçları, genital bölge, anüs çevresinde ve dudaklar üzerinde tedavi uygulamayın.
- Aktif egzama, sedef hastalığı, lezyon, açık yaralar veya enfeksiyon (uçuk), sistemik ya da metabolik hastalıkların (örneğin diyabet) neden olduğu anormal cilt durumları üzerinde tedavi uygulamayın.
- Diyabet, sistemik veya diğer metabolik hastalıklardan kaynaklanan anormal cilt bozukluklarında kullanmayın.
- Geçmişte uçuk çıkmış olan bölgelerde tedavi uygulamayın.
- Hamileyseniz ya da emziriyorsanız cihazı kullanmayın.
- Tüylerin büyümesini istediğiniz bölgelerde tedavi uygulamayın. Sonuçlar kalıcıdır.

- Birtüygiderme seansında aynı cilt bölümüne bir defadan fazla tedavi uygulamayın.
- Cildinizde aşırı kızarıklık, su toplaması veya yanık görürseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.
- Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz daha düşük bir enerji seviyesi kullanın.
- Kullanımdan önce cildi temizlemek için kesinlikle alkol (parfümler, antiseptikler veya alkol içeren diğer uygulamalar dahil) veya aseton gibi yanıcı sıvılar kullanmayın.
- Cihazınızı su veya diğer sıvılardan uzak tutun! Cihazı küvet, duş, lavabo ve su ihtiva eden diğer kapların yakınında kullanmayın. Cihazı suya düşebileceği veya suyun içine itilebileceği yerlere ve suyun yakınına koymayın ve böyle yerlerde muhafaza etmeyin. Elektrik çarpması riski söz konusudur. Cihazın herhangi bir sıvıya temas etmesi durumunda cihazı hemen prizden çıkarın ve Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun.
- Kullanımdan önce tüm takıları çıkarın.
- Cihaz bir prize takılıyken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın. AC/DC adap-törünü, acil durumlarda soketten kolayca çıkarılabilecek şekilde, her zaman erişilebilir olarak saklayın.

- Silk'n cihazınızın içini açmaya veya cihazı tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara veya atımlı ışık enerjisine maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

2. Silk'n Jewel Kullanırken Güvenlik

Silk'n Jewel ile güvenlik önce gelir.

Silk'n Jewel cihazında kullanılan Home Pulsed Light™ (HPL) teknolojisi, daha düşük enerji düzeyleriyle üstün güvenlik sağlar. HPL teknolojisi ile diğer ışık bazlı tüy giderme cihazları tarafından kullanılanın çok altında bir enerji düzeyiyle uzun süreli tüy giderme sonuçları elde edilir. Düşük enerji kullanımı yaralanma veya komplikasyonlara neden olma olasılığını azaltır ve güvenliğinize katkıda bulunur.

3. Şu durumlarda Silk'n Jewel cihazınızı kullanmayın:

- Cihazın kablosu ya da fişi hasar görmüşse. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı kullanılırken duman çıktığını görürseniz veya koku hissederseniz.
- **Ten rengi sensörü, tedavi yüzeyi** veya **cihazın gövdesi** çatlak veya parçalarına ayrılıyor ise.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa.
- Silk'n Jewel'i, Home Skinovations Ltd tarafından tavsiye edilmediği sürece başka fişler, bağlantılar veya aksesuarlar ile kullanmayın.

Bu durumlarda Silk'n Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.

4. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın:

- Bir yara izi geçmişiniz varsa.
- Epilepsi hastasıysanız.
- Porfiriya, polimorfik ışık eripsiyonu, solar ürtiker, lupus, vb. fotosensitiviteyle ilişkili bir hastalığınız varsa.
- Cilt kanseri geçmişiniz veya potansiyel cildinizde malignite gelişme olasılığı olan bölgeler varsa.
- Son 3 ay içinde ışın tedavisi veya kemoterapi tedavisi gördüyseniz.
- Son 6 ay içinde cildinize doktor reçete edilmiş bir ilaç uyguladıysanız.
- Doktorunuzun bu tedavinin size uygulanmasını güvenli bulmamasına neden olacak diğer herhangi bir durumunuz varsa.

5. Silk'n Jewel cihazınızı tanıyın

Silk'n Jewel evde kullanım için tasarlanmış ışık bazlı bir kalıcı epilasyon cihazıdır. Güçlü bir elektrikli cihazdır. Bu nedenle güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce uyarılar, kontrendikasyonlar ve güvenlik önlemleriyle ilgili **tüm** talimatlar mutlaka okunmalı ve bu talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. Her kullanımından önce bu talimatları yeniden incelemeniz tavsiye edilir.

5.1. Paket içerikleri

Silk'n Jewel paketinde aşağıda belirtilen parçalar bulunur:

- Epilasyon cihazı
- Kablolu adaptörü
- Kullanım kılavuzu
- Garanti kartı

5.2. Cihazın Tanımı

Silk'n Jewel cihazınızdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

1. Adaptör soket
2. Enerji düzeyi gösterge ışıkları (1-5)
3. Kontrol düğmesi
4. Hazır' gösterge ışığı
5. Ten rengi sensörü ışığı
6. Tedavi yüzeyi
7. Ten rengi sensörü

5.3. Kullanım Amacı

Silk'n Jewel istenmeyen tüylerin giderilmesi için tasarlanmış olup, kullanım amacı tüylerin uzun süreli veya kalıcı olarak giderilmesidir. Tüylerin kalıcı olarak azaltılması, bir uygulama yüzeyinde uygulamadan sonra çıkan tüylerin sayısında uzun vadeli sabit bir azalma olarak tanımlanmaktadır. Silk'n Jewel cihazınızı vücudunuzdaki istenmeyen tüyleri gidermek için kullanabilirsiniz. Cihazın kullanımı için ideal vücut bölümleri koltuk altı, bikini bölgesi, kollar, bacaklar, yüz, sırt, omuzlar ve göğüstür.

Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.

6. Güvenlik İpuçları

Bu bölümde, cihazınızı güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bilgiler yer almaktadır.

6.1. Güneşe Maruz Kalma

- Cihazın en düşük enerji seviyesi (1) güneşe maruz kaldıktan sonra bile güvenli kullanım için tasarlanmıştır.
- 2-5 arasındaki enerji seviyelerini kullanmanız halinde, tedaviden **önce 4 hafta ve tedaviden sonra 2 hafta** boyunca güneşe maruz kalmaktan kaçının. Bunun nedeni, büyük miktarlarda melaninin herhangi bir ışık bazlı tüy giderme yöntemi kullanılırken cildin daha yüksek riske maruz kalmasına neden olmasıdır. Bu kural, çabuk bronzlaşmıyor gibi görünenler de dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için geçerlidir.

- Önermiyoruz, ancak bir tedaviden sonra güneşe çıkmamız gerekirse, tedavi uygulanan bölgeye SPF30 veya daha yüksek koruma derecesine sahip bir güneş kremi sürdüğünüzden emin olun. Buna tedaviden sonra 2 hafta süreyle devam edin.

6.2. Gözlerin ışık atımına maruz kalması

- Cihaz yüzdeki tüylerin giderilmesi için kullanılabilir olmakla birlikte, gözlerle teması önlemek için özellikle dikkat edilmeli ve sadece elmacık kemiklerinin altında kullanılmalıdır.
- ❗ Cihazın art arda atımlar gönderebilmesi için, cildinize sağlam biçimde temas etmesi ve cihazı cildiniz üzerinde hareket ettirmeye devam etmeniz gerekir.

6.3. Yaralar veya enfeksiyonlar

- Cihazı tekrar kullanmadan önce etkilenen bölgenin iyileşmesini bekleyin.

7. Olası yan etkiler

Talimatlara tam olarak uyularak tüm uyarılara ve kontrendikasyonlara dikkat edilmesi halinde yan etki ve komplikasyon nadir görülür. Ancak evde kullanılmak üzere tasarlananlar da dahil olmak üzere, tüm kozmetik uygulamalarda belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Dolayısıyla, evde kullanılmak üzere tasarlanan ışık atımlı tüy giderme sistemlerinin kullanımında ortaya çıkması muhtemel riskleri ve komplikasyonları anlamamız ve kabul etmeniz önem arz etmektedir.

Önemsiz Cilt Rahatsızlığı

İşık atımlı ev tipi tüy giderme işlemi genellikle iyi tolere edilir. Ancak, bazı kullanıcılar kullanım sırasında hafif rahatsızlık hissedebilir. Bunun en iyi tanımı, tedavi uygulanan cilt bölgelerinde hafif bir batma hissidir. Batma hissi uygulama sırasında veya sonrasında devam edebilir.

Bunun anlamı, Silk'n Jewel'ı daha düşük bir enerji seviyesinde kullanmanız gerektiğidir ve bu da faydalı olmazsa cihazı kullanmayı bırakmanız gerekir.

Cilt Kızarıklığı

Cihazı kullandıktan hemen sonra veya 24 saat içinde cildiniz kızarabilir. Kızarıklık genellikle 24 saat içinde geçer.

Kızarıklık 2-3 gün içinde geçmezse doktorunuza görünün.

Kendinizi rahat hissettiğiniz ve ten renginize uygun olan enerji seviyesini kullandığınızdan emin olun.

Yüksek Cilt Hassasiyeti

Tedavi uygulanan bölgedeki cilt daha hassas olur, bu nedenle ciltte kuruluk veya pul pul dökülme ile görülebilir.

Renk Değişiklikleri

Silk'n Jewel kıl gövdesini, özellikle kıl kökündeki renkli hücreleri ve kıl kökünün kendisini hedef alır. Yine de etrafındaki ciltte geçici hiperpigmentasyon (pigment artışı ya da kahverengiye dönme) veya hipopigmentasyon (beyazlaşma) görülme riski bulunmaktadır. Deri pigmentasyonunda değişiklik riski koyu renk cilde veya aşırı bronzlaşmış cilde sahip olan kişiler için daha yüksektir. Renk değişiklikleri veya deri pigmentasyonundaki değişiklikler genellikle geçici olup, kalıcı hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon nadir görülür.

Aşırı Kızarıklık ve Şişkinlik

Nadir durumlarda tedavi uygulanan ciltte fazla kızarıklık ve şişme olabilir. Bu durum vücudun hassas bölgelerinde daha yaygın olarak görülebilir. Kızarıklık ve şişlik 2-7 gün arasında azalmalı ve etkilenen bölge sık sık buz koyularak tedavi edilmelidir. Bölge nazikçe temizlenebilir ancak güneşe maruz kalınmamalıdır.

Su Toplaması veya Yanıklar

Etkilenen bölgeyi soğutun ve yanık kremi sürün. Bir sonraki tedaviyi uygulamadan önce bölgenin tamamen iyileşmesini bekleyin ve daha düşük bir enerji seviyesi kullanın. **Eğer cildiniz 3 gün içinde normal haline dönmezse doktorunuza başvurun.**

8. Silk'n tarzı uzun süreli t y giderme

T y giderme iřleminin verimlilięi kiřiden kiřiye, uygulama yapılan v cut b lgesine, t y rengine ve Silk'n Jewel'in kullanılıř biimine g re deęiřir. Tipik t y b y me d ng s  18-24 ay s rebilir. Kalıcı t y gidermenin saęlanabilmesi iin bu s re iinde birden fazla tedavi seansı gereklidir.

Tam bir t y b y me d ng s  sırasında kullanılan tipik Silk'n Jewel t y giderme planının ierięi ařaęıdaki gibidir:

- 1-4. tedavi seansları: İki hafta arayla planlayın.
- 5-7. tedavi seansları: D rt hafta arayla planlayın.
- 8+ tedavi seansları: İstenen sonular elde edilinceye kadar gerektięinde uygulayın.

8.1. Beklenen Tedavi Sonuları

Bireysel yanıt, t y tipine ve t y uzama řeklini etkileyebilecek biyolojik fakt rlere baęlıdır. Bazı kullanıcılar ortalama tedavi sayısından daha hızlı veya daha yavař yanıt verebilirler.

Cilt Tipi ¹	V�cut T�y� ²	Iřıęa Maruziyet [J/cm ²]	V�cut B�lgesi	Ortalama Tedavi S�resi	T�y Giderme Verimlilięi
1-5	Koyu sarı ile kahverengi arası	2,5-4	Alt veya �st bacaklar		%60
			Kollar	10-12 seans, yaklařık	%50
			Bikini b�lgesi	4 hafta arayla.	%60
			Koltuk altları		%55

Cilt Tipi ¹	Vücut Tüyü ²	Işığa Maruziyet [J/cm ²]	Vücut Bölgesi	Ortalama Tedavi Süresi	Tüy Giderme Verimliliği
1-5	Kahverengiden siyaha	2,5-4	Alt veya üst bacaklar	8-10 seans, yaklaşık	%70
			Kollar		%60
			Bikini bölgesi	4 hafta arayla.	%70
			Koltuk altları		%65

¹ Cilt tipleri Fitzpatrick ten rengi skalasına göre belirtilmiştir. Kılavuzun ön kısmındaki şemada yer alan cilt rengi tablosuna bakın.

² Beyaz vücut tüyleri üzerinde etkili değildir.


8.2. Enerji seviyeleri

Enerji seviyesi cilde gönderilen ışık atımının yoğunluğunu belirler. Enerji seviyesi yükseldikçe tüy gidermede daha iyi sonuç alınır ancak olası yan etkilerin ve komplikasyonların görülme olasılığı da artar.

- Cihazda 1'den (en düşük) 5'e (en yüksek) kadar 5 **ayrı enerji seviyesi bulunur.**
- Cihaz çalıştırıldığında enerji seviyesi otomatik olarak 1 düzeyine ayarlıdır. Sadece bir adet **enerji düzeyi gösterge ışığı** yanar.
- Enerji seviyesini değiştirmek için **kontrol düğmesine** arka arkaya basarak enerji seviyesini 1'den 5'e arttırın. 5. seviyeye gelindiğinde tekrar **Kontrol düğmesine** basarak enerji seviyesini 5'ten 1'e düşürün.

i Tedavi uyguladığınız bölge için uygun enerji seviyesini belirlemek için 9.1 İlk tedavinizi uygulamadan önce başlıklı bölüme bakın.

8.3. Atış ve Kaydırma



Atış belirli noktalara veya küçük alanlara uygulama yapmak için en iyi yöntemdir.

- Tedavi **yüzeyini cildinize** değdirin. Atışları belli sıralar takip ederek uygulayın (çizimde gösterildiği gibi soldan sağa veya yukarıdan aşağıya). Her bir sıranın bir ucundan başlayıp diğer ucuna doğru ilerleyin.
- **Tedavi yüzeyi** uygulama yapılan bölgede geçici baskı işaretleri oluştur. Böylece, hangi bölgeye tedavi uyguladığınız olduğunuzu görebilirsiniz.
- Her atımdan sonra, **tedavi yüzeyini** sıradaki noktaya götürün. Tarif edilen atış işlemini tedavi uyguladığınız bölgenin tamamını için tekrarlayın.
- Cihazı kullanırken boşluklardan veya çıkışmalardan kaçınin.

Kaydırma vücudun daha büyük bölümlerine uygulama yapmak için en iyi yöntemdir.

- **Tedavi yüzeyini** sıkı bir şekilde cildinize bastırın ve cildini üzerinde (çizimde gösterildiği gibi soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru) yavaşça kaydırın. **Tedavi yüzeyinin** her zaman cildinize değdiğinden emin olun.
- Düşük enerji seviyelerinde cihazın atışlar arasında yeniden şarj olması sadece 1-1,5 saniye sürer. Böylece, kesintisiz sinyal gönderimi sağlanır.
- Kaydırma hızınızı boşluklar ve üst üste binme durumlarının oluşmasını önleyecek şekilde ayarlayın.



Bir tüy giderme seansında aynı cilt bölümüne bir defadan fazla tedavi uygulamayın.



Rahatsızlık hissederseniz hemen kullanımı durdurun.

8.4. Ten rengi sensörü

Koyu renkli cilde ışık bazlı tüy giderme uygulanması yanık, su toplaması ve ten renginde değişiklik (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) gibi yan etkilere neden olabilir. Silk'n Jewel cihazınızda ten renginizi otomatik olarak algılayan bir **ten rengi sensörü** bulunmaktadır. Ten rengi sensörü her tedavinin başında ve bazen tedavi ten renginizi kontrol eder.



Eğer güvenli kullanım için ten renginiz çok koyu ise, cihaz çalışmayacaktır ve ten rengi sensörü ışığı yanıp sönecektir.

8.5. Silk'n ile tedavi sırasında neler beklenmeli?

Silk'n Jewel cihazını kullanan pek çok insan ışık bazlı bir cihazı ilk kez kullanıyor olabilir. Bir tedavi seansı sırasında aşağıdakiler normaldir:

- **Gürültü:** Soğutucu fan, saç kurutucusuna benzer bir ses çıkartır. Bu normaldir.
- **Bir patlama sesi:** Her HPL™ ışık atımıyla birlikte.
- **Isı ve karıncalanma hissi:** Her bir ışık atımı sırasında.
- **Hafif kızarıklık:** Tedavi esnasında veya tedaviden hemen sonra ciltte çok hafif pembemsi bir kızarıklık görülmesi olağandır. Bu durum genellikle en fazla kılların etrafında görülür.



Eğer cildiniz çok kızardığını görürseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.



Herhangi bir komplikasyon yaşarsanız hemen doktorunuzla iletişime geçin.

9. Başlarken

Silk'n Jewel cihazınızı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Cihazı ve diğer parçaları kutudan çıkartın.
2. **Adaptör fişini** cihazın soketine takın ve **adaptörü** elektrik prizine takın. Tüm **enerji düzeyi gösterge** ışıkları yanacak ve ardından sönecektir.

9.1. İlk tedavinizi uygulamadan önce

 Kullanımdan önce tüm takıları çıkarın.

Cildiniz ve tedavi uygulamak istediğiniz bölge için uygun olan enerji seviyesini belirlemelisiniz. Cihazda 1'den (en düşük) 5'e (en yüksek) kadar 5 ayrı enerji seviyesi bulunur. Örneğin, bir bölgeye enerji seviyesi 1'de ve diğerine seviye 4'te uygulama yapabilirsiniz. Enerji seviyeleri hakkında bilgi için, 8.2. Enerji seviyeleri bölümüne bakınız.

Doğru enerji seviyesini seçmek için her bir tedavi bölgesini ayrı ayrı test edin (bu kullanma kılavuzunun başında verilen ten rengi tablosuna başvurun).

1. Cihazı çalıştırmak için **Kontrol düğmesine** basın. 1. seviye **enerji düzeyi gösterge ışığı** yanar.
2. **Tedavi yüzeyini** cildinize değdirerek bir atış yapın. Anormal bir rahatsızlık hissetmediyseniz **Kontrol düğmesine** yeniden basın. Enerji seviyesi yükselecektir. Farklı bir noktaya 2. enerji seviyesinde bir atış yapın.
3. Enerji seviyesini arttırarak teste devam edin. Ten rengi tablosunda belirtilen enerji seviyelerini kullanın. İlgili tedavi bölgesi için konforlu en yüksek enerji seviyesini bulduğunuzda, tedaviye başlayabilirsiniz.

 Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz daha düşük bir enerji seviyesi kullanın.

Bu testi tedavi uygulamak istediğiniz her vücut bölgesi için tekrarlayın.

Artık Silk'n Jewel cihazınızı kullanmaya hazırsınız

Tedaviye başlamadan önce tedavi uygulanacak bölgedeki cilt tıraş edilmiş, temiz ve kuru olmalı ve üzerinde herhangi bir pudra, ter önleyici veya deodorant bulunmadığından emin olunmalıdır. **Tüyleri ağdayla almayın, yolmayın veya cımbızla almayın.**

1. Cildinizde tedavi edilmemesi gereken leke, siğil veya diğer izlerin üzerini örttüğünüzden emin olun.
2. **Kontrol düğmesine** basın. Cihaz açılacak, 1. seviye **enerji gösterge ışığı** yanacak ve fan çalışma sesi duyulmaya başlayacaktır.
3. **Kontrol düğmesine** basıldıktan yaklaşık 1 saniye sonra **"hazır" ışığı** yanacaktır. Artık cihaz, en düşük enerji seviyesinde kullanmanız için hazırdır.
4. **Enerji seviyesini ayarlayın.** İstediğiniz enerji seviyesine gelinceye kadar **Kontrol düğmesine** arka arkaya basarak enerji seviyesini arttırın. **Enerji düzeyi gösterge ışıkları** enerji seviyesi ayarını gösterir (bkz. bölüm 8.2. Enerji seviyeleri).
5. Bölgeye uygulayacağınız tedavi için **Kaydırma** ve **Atış** tekniklerinden hangisini kullanacağınıza karar verin (Lütfen 8.3. Atış ve Kaydırma bölümüne bakın).
6. **Tedavi yüzeyini** cilt üzerine yerleştirin. Cildin eşit ve düzgün bir şekilde gerdirilmiş olduğundan emin olun. **Tedavi yüzeyi** ciltle tam temas sağladığında **"hazır" ışığı** yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır.
7. Cihaz öncelikle teninizin rengini otomatik olarak belirleyecek ve cildinize bir ışık atımı gönderecektir. Hafif bir ısı ve karıncalanma hissi duymanız beklenir. Hafif bir patlama sesi de duyabilirsiniz.
8. Eğer atış tekniğini kullanarak tedavi uyguluyorsanız cihazı cildinizden kaldırın. Cihaz hemen bir sonraki atım için yeniden şarj edilir. Birkaç saniye sonra (enerji seviyesine bağlı olarak) **"hazır" ışığı** yeniden yanacak ve cilde temas ettiğinde yine yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır.

9. Eğer atış tekniğini kullanarak tedavi uyguluyorsanız işlemi tekrarlayın. Eğer kaydırma tekniğini kullanarak tedavi uyguluyorsanız bu şekilde devam edin. Bölgenin tamamı tedavi edilene kadar atış veya kaydırma tekniğini uygulamaya devam edin.



Eğer cildinizde su toplaması veya yanıklar oluşursa derhal cihazı kullanmayı bırakın.

10. Tedaviden Sonra

Tedavi seansını tamamladığınızda:

1. Kontrol düğmesine uzun süreyle basarak cihazı kapatın. Kullanılan son enerji seviyesi ayarını hatırlamaya çalışın, çünkü cihaz tekrar açıldığında bu ayar geri yüklenmeyecektir.
2. Adaptörü elektrik prizinden çekin.

11. Bakım

Her tedaviden sonra Silk'n Jewel cihazınızı temizlemeniz önemlidir.

- Cihazın fişini prizden çekin.
 - Tedavi yüzeyi dahil cihazı temizlemek için, temiz, kuru bir bezle silin. Cihazınıza zarar vereceğinden asla aseton veya diğer aşındırıcı sıvılar kullanmayın.
 - Cihazınızı temizledikten sonra orijinal kutusunda saklamanız önerilir.
-  Silk'n Jewel cihazınızı veya herhangi bir parçasını asla suya batırmayın.

12. Sorun Giderme

Silk'n cihazınızın içini açmaya veya cihazı tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara veya atımlı ışık enerjisine maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

Sorun	Kontroller
Cihazım çalışmıyor.	Adaptörün cihaza düzgün bir şekilde bağlı olduğundan ve duvardaki elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
Cihaz cildime temas ettiğinde ışık atımı gönderilmiyor.	Cihazın bağlı ve hazır ışığının yanık olduğunu kontrol edin. Tedavi yüzeyinin cilde düz ve sağlam biçimde bastırıldığından ve cihazı cildiniz üzerinde hareket ettirdiğinizden emin olun. Cilt renginizin çok koyu olması da muhtemeldir.
Ten rengi sensörü ışığı ve hazır ışığı yanıp sönüyor.	Ten rengi çok koyu.
Bir veya birden fazla ışık yanıp sönüyor.	Cihaz arızalı.
Cihaz çalışmayı durdurdu ve bekleme moduna girdi.	Cihazı başlatmak için kontrol düğmesine tekrar basın.

Sorun ve sorularınız için lütfen Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

13. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın. Bu kılavuzu web siteden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
İtalya		servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicennl@silkn.eu
İspanya	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanti

Silk'n garanti belgenize bakınız.

15. Bertaraf etme

Cihazınızın kullanım ömrünün sonuna gelindiğinde, elektrikli aletlerin bertarafı konusunda ülkenizde geçerli olan kanunlara uygun hareket ettiğinizden emin olun.



Ambalajı tek tip malzemeler olarak ayrılmış şekilde bertaraf edin. Karton ve kutuyu atık kağıt olarak ve filmi geri dönüştürülebilir malzeme toplama hizmeti aracılığıyla bertaraf edin.



Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde cihazın profesyonel şekilde geri dönüştürülmesi sağlanır ve zararlı maddelerin* çevreye salınması önlenir. Bertaraf öncesinde cihazın şarjsız durumda olduğundan emin olun.

* Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun şeklinde etiketli ürünler.

16. Teknik Özellikler

Model no.	H3210 / H3211
Işın Boyutu	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Teknoloji	Home Pulsed Light
Maksimum enerji seviyesi	Maks 4J/cm ²
Dalga boyu	475-1200nm
Çalıştırma ve Güvenlik	Ten Rengi Sensörü, cihazın sadece uygun cilt tiplerinde kullanılmasını sağlar
Sistem ağırlığı	200 gr
Kullanımlar arasında taşıma ve saklama ve saklama koşulları	Sıcaklık: -40°C ila +70°C Bağıl Nem: %10 ila %90 Atmosferik basınç: 500 - 1060hPa
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10°C - 35°C Bağıl Nem: %30 ila %75 Atmosferik basınç: 700 - 1060hPa
Kullanımlar arasındaki minimum saklama sıcaklığından 20°C derece ortam sıcaklığıyla minimum çalışma sıcaklığına kadar gereken süre	30 dakika
Kullanımlar arasındaki maksimum saklama sıcaklığından 20°C derece ortam sıcaklığıyla maksimum çalışma sıcaklığına kadar süre	30 dakika
Çalışma modu	Sürekli
Adaptör Modelleri ve Elektriksel Özellikleri	KSA24A1200150Hy PSM18X-120L6HS y- için ülke / bölge bilgisine bakınız
Giriş Çıkış	100-240VAC, 50-60 Hz, 0,5A 12 Vdc, 1,5A
Ekipmanın beklenen hizmet ömrü	5 yıl

17. İşaretler ve semboller

TR

	Bu sembolü taşıyan ürünler CE Direktiflerinin koşullarını yerine getirir.
	Sınıf II. Adaptör, çift yalıtımla elektrik şokuna karşı korunmaktadır.
IP30	Cihaz, çapı 2,5 mm'den büyük olan cisimlerin (örneğin elektrik çarpmasına karşı koruma için parmakların) girmesini önlemek için gerekli korumaya sahiptir.
	Islak ortamlarda kullanmayın.
	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ülkenizde geçerli kanunlara uygun biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak çevrenin korunmasına katkıda bulunun. WEEE Direktifine uygun olarak.
	Avrasya Gümrük Birliği'nin gerektirdiği teknik düzenlemelere uygundur.