



## DE Wärmepflaster bei Nackenschmerzen

Tiefenwirksame und entspannende Wärmetherapie zur vorübergehenden Linderung von Nackenschmerzen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen.

Inhaltsstoffe: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

### Anwendung

- » Das Produkt wird durch Kontakt mit Luft aktiviert, öffnen Sie den luftdichten Beutel daher erst kurz vor der Anwendung mit den Händen (nicht mit Messer oder Schere).
- » Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Produktes und kleben Sie das Produkt mit der Klebeseite fest und faltenfrei auf die schmerzende Körperstelle.
- » Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die volle Temperatur erreicht ist.
- » Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine Anwendungsdauer von höchstens 12 Stunden pro Tag.
- » Das Produkt kann nur einmalig verwendet werden und wird nach Gebrauch im Hausmüll entsorgt.
- » Temperaturentwicklung und -dauer variieren je nach Einsatzumgebung. Der Heizeffekt kann beeinträchtigt werden, wenn zu wenig Sauerstoff verfügbar ist.

### Kontraindikationen

Wärmebehandlungen sollten nicht von Personen verwendet werden, die ein eingeschränktes Temperaturempfinden haben, z.B. Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut. Nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.

### Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen

- » Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.
- » Außerhalb der Reichweite von Kindern, Säuglingen und Tieren aufbewahren.
- » Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder durch falsche Anwendung juckende Haut, rote Haut oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- » Nicht während des Schlafens anwenden.
- » Überprüfen Sie die Haut regelmäßig (etwa jede Stunde) während der Anwendung.
- » Fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt, wenn Sie Diabetes, eine schlechte Durchblutung, Herzerkrankungen, Kreislaufbeschwerden, rheumatische Erkrankungen, Nervenschäden, Hauterkrankungen oder rheumatoide Arthritis haben oder schwanger sind.
- » Das Pulver im Inneren des Pflasters enthält Eisen und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken schädlich sein. Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts den Mund mit Wasser ausspülen und die Giftnotzentrale oder einen Arzt kontaktieren.
- » Wenn der Inhalt des Wärmepflasters mit Haut oder Augen in Berührung kommt, den Bereich sofort mit Wasser spülen.
- » Erwärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, es erneut zu erwärmen, da die Pflaster Feuer fangen können.

### Bei Anwendung dieses Produktes

Wenn Sie sich unwohl fühlen, die Temperatur als unangenehm empfinden, Reizungen, Ausschlag oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt sofort. Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung und/oder tragen Sie das Pflaster über der Kleidung. Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Produkt. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas Luft an

das Wärmepflaster gelangen kann. Vor einer MRT-Untersuchung Produkt entfernen.

### Verwenden Sie das Pflaster nicht,

- » wenn das Pflaster undicht ist und/oder die Verpackung beschädigt oder gerissen ist.
- » für mehr als zwölf Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum.
- » in Verbindung mit Schmerzsalben, Schmerztabletten, medizinischen Lotionen, Cremes oder anderen Salben.
- » auf geröteter, kranker, geschädigter oder verletzter Haut.
- » an Stellen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden vor der geplanten Anwendung aufgetreten sind und an entzündeten Körperstellen.
- » an Stellen des Körpers, an denen Sie Wärme nicht wahrnehmen können oder stark schwitzen.
- » bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.
- » zeitgleich mit anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- » bei Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- » bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

### Beenden Sie die Anwendung und fragen Sie einen Arzt

- » wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder länger als sieben Tage anhalten.
- » wenn Sie Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen an der Hautstelle bemerken, an der Sie das Pflaster getragen haben.

### Transport und Lagerung

Das Produkt kann bei Raumtemperatur (-10°C bis +40°C) unter trockener und belüfteter Umgebung gelagert und transportiert werden.

## EN Heat Patch for Neck Pain

Deep-acting and relaxing heat therapy for the temporary relief of neck pain as well as muscle and joint pain.

Ingredients: Iron, Water, Diatomaceous Earth, Activated Carbon, Sodium Chloride

### Usage

- » The product is activated by contact with air, so open the airtight pouch just before use using your hands (do not use a knife or scissors).
- » Remove the protective film from the back of the product and apply it firmly and smoothly to the painful area with the adhesive side.
- » It may take up to 30 minutes to reach the full temperature.
- » For maximum effectiveness, we recommend a maximum application time of 12 hours per day.
- » The product is for single use only and should be disposed of in household waste after use.
- » Temperature development and duration vary depending on the environment. The heating effect may be reduced if there is insufficient oxygen available.

### Contraindications

Heat patches should not be used by individuals with reduced sensitivity to temperature, such as those with circulatory disorders, diabetes, nerve damage, paralysis, or sensitive skin. Do not use on children under 12 years of age.

### Warnings/Precautions

- » This product can cause burns.
- » Keep out of reach of children, infants, and pets.
- » This product may cause itching, redness, or mild skin burns in people with sensitive skin or if used incorrectly.
- » Do not use while sleeping.
- » Check your skin regularly (approximately every hour) during use.
- » Consult a doctor before use if you have diabetes, poor circulation, heart conditions, circulatory disorders, rheumatic

diseases, nerve damage, skin disorders, rheumatoid arthritis, or if you are pregnant.

- » The powder inside the patch contains iron and may be harmful if it comes into contact with skin or is swallowed. In case of accidental ingestion, rinse your mouth with water and contact a poison control center or doctor.
- » If the contents of the heat patch come into contact with skin or eyes, rinse the area immediately with water.
- » Never heat the product in a microwave or attempt to reheat it, as the patch may catch fire.

### When using this product

If you feel unwell, find the temperature uncomfortable, or notice irritation, rash, or burns, remove the product immediately. If the patch feels too hot, stop use and/or apply it over clothing. Do not apply additional pressure to the product or wear tight clothing over it. Ensure that air can always circulate around the patch. Remove the product before undergoing an MRI scan.

### Do not use the patch if

- » the patch is leaking and/or the packaging is damaged or torn.
- » for more than 12 hours in a 24-hour period.
- » in combination with pain-relieving ointments, tablets, medicinal lotions, creams, or other salves.
- » on red, diseased, damaged, or injured skin.
- » on bruises or swellings that have occurred within the last 48 hours or on inflamed areas.
- » on parts of the body where you cannot perceive heat or are excessively sweating.
- » if you have arterial circulatory disorders or Raynaud's syndrome.
- » simultaneously with other heat-producing products.
- » by individuals who cannot remove the product themselves.
- » by individuals who are unable to follow the instructions for use.

### Stop use and consult a doctor if

- » your symptoms worsen or persist for more than seven days.
- » you experience pain, burning, swelling, rash, or any other changes on the skin where the patch was applied.

### Transport and Storage

The product can be stored and transported at room temperature (-10°C to +40°C) in a dry and ventilated environment.

## PL Plaster rozgrzewający na ból szyi

Głęboko działająca i relaksująca terapia ciepła, przynosząca tymczasową ulgę w bólu szyi, mięśni i stawów.

Skład: Żelazo, Woda, Ziemia okrzemkowa, Węgiel aktywny, Chlorek sodu

### Sposób użycia

- » Produkt aktywuje się w kontakcie z powietrzem — otwórz hermetyczne opakowanie tuż przed użyciem, wyłącznie rękami (nie używaj noża ani ożyzynek).
- » Zdejmij folię ochronną z tylnej części plastra i przyklej go mocno i równomiernie na bolące miejsce, stroną klejącą do skóry.
- » Osiągnięcie maksymalnej temperatury może zająć do 30 minut.
- » Dla uzyskania najlepszego efektu zaleca się maksymalny czas stosowania do 12 godzin dziennie.
- » Produkt jest jednorazowego użytku — po użyciu wyrzuć go do odpadów komunalnych.
- » Temperatura i czas działania mogą się różnić w zależności od otoczenia. Efekt grzania może się zmniejszyć przy braku wystarczającej ilości tlenu.

### Przeciwwskazania

Nie stosować u osób z obniżoną wrażliwością na ciepło, np. z zaburzeniami krążenia, cukrzycą, uszkodzeniami nerwów, paraliżem lub wrażliwą skórą. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

### Ostrzeżenia / Środki ostrożności

- » Produkt może powodować oparzenia.

- » Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, niemowląt i zwierząt domowych.
- » Może powodować swędzenie, zaczerwienienie lub lekkie oparzenia u osób z wrażliwą skórą lub w przypadku niewłaściwego użycia.
- » Nie stosować podczas snu.
- » Regularnie kontroluj stan skóry w miejscu aplikacji (około co godzinę).
- » Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli masz cukrzycę, problemy z krążeniem, choroby serca, choroby reumatyczne, uszkodzenia nerwów, problemy skórne, reumatoidalne zapalenie stawów lub jesteś w ciąży.
- » Proszek wewnątrz plastra zawiera żelazo i może być szkodliwy w przypadku kontaktu ze skórą lub połknięcia. W przypadku połknięcia — przełóż usta wodą i skontaktuj się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc.
- » W przypadku kontaktu zawartości z oczami lub skórą — natychmiast przepłucz wodą.
- » Nigdy nie podgrzewaj plastra w kuchence mikrofalowej ani nie próbuj go ponownie używać — grozi to pożarem.

### Podczas stosowania produktu

W przypadku złego samopoczucia, nadmiernego ciepła, podrażnienia, wysypki lub oparzenia — natychmiast usuń plaster. Jeśli jest zbyt gorący, przerwij stosowanie i/lub przyklej przez ubranie. Nie wywieraj dodatkowego nacisku na plaster ani nie zakładaj obcisłej odzieży na jego powierzchnię. Zapewnij cyrkulację powietrza wokół plastra. Usuń plaster przed badaniem rezonansem magnetycznym (MRI).

### Nie stosuj plastra, jeśli:

- » plaster przecieka i/lub opakowanie jest uszkodzone lub rozdarte,
- » stosujesz go dłużej niż 12 godzin w ciągu 24 godzin,
- » używasz równocześnie maści, tabletek, leczniczych kremów, lotionów lub innych preparatów przeciwbólowych,
- » masz skórę zaczerwioną, chorą, uszkodzoną lub z ranami,
- » masz siniaki lub obrzęki powstałe w ciągu ostatnich 48 godzin lub stany zapalne,
- » stosujesz go na części ciała, gdzie nie czujesz ciepła, lub jeśli intensywnie się pocisz,
- » cierpisz na zaburzenia krążenia tętniczego lub zespół Raynauda,
- » używasz innych produktów grzewczych,
- » nie jesteś w stanie samodzielnie zdjąć produktu,
- » nie jesteś w stanie przestrzegać instrukcji użytkowania.

### Przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- » objawy nasilają się lub utrzymują się dłużej niż siedem dni,
- » wystąpi ból, uczucie pieczenia, obrzęk, wysypka lub inne zmiany skórne w miejscu aplikacji.

### Transport i przechowywanie

Produkt należy przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej (od -10 °C do +40 °C) w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

## HU Melegítő tapaszok nyakfájásra

Mély és pihentető hőterápia a nyakfájás, valamint az izom- és ízületi fájdalmak átmeneti enyhítésére.

Összetevők: Vas, Víz, Kovaföld, Aktiv szén, Nátrium-klorid

### Használati utasítás

- » A termék levegővel érintkezve aktiválódik – ezért csak közvetlenül a használat előtt bontsa ki a légmentes csomagolás kézzel (ne használjon kést vagy ollót).
- » Vároltsa el a védőfóliát a tapasz hátoldaláról, majd ragassza fel szorosan és simán a fájó területre, a ragadós oldallal a bőrre.
- » A teljes hőhatás eléréséhez akár 30 perc is szükséges lehet.
- » A maximális hatás érdekében legfeljebb napi 12 óra használatot ajánlunk.
- » A termék egyszeri használatos, használat után a háztartási

- » hulladékba dobató.
- » A hőmérséklet és a hatásidő környezettől függően változhat. Ha nincs elegendő oxigén, a hőhatás csökkenhet.

#### Ellenjavallatok

Ne használja a tapaszt, ha csökkent hőérzékeléssel rendelkezik (pl. keringési zavar, cukorbetegség, idegkárosodás, bénulás, érzékeny bőr esetén). 12 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

#### Figyelmeztetések / Övintézkedések

- » Ez a termék égési sérüléseket okozhat.
- » Gyermekektől, csecsemőktől és háziállatoktól távol tartandó.
- » Érzékeny bőrtípeknél vagy helytelen használat esetén viszketést, bőrpírt vagy enyhe égési sérüléseket okozhat.
- » Ne használja alvás közben.
- » Használat közben rendszeresen ellenőrizze bőrtét (kb. óránként).
- » Használat előtt konzultáljon orvosával, ha cukorbeteg, rossz a vérkeringése, szívbeteg, reumás betegsége van, idegkárosodása, bőrbetegsége van, reumás ízületi gyulladásban szenved, vagy terhes.
- » A tapaszt belsejében található por vasat tartalmaz, amely bőrrrel érintkezve vagy lenyelve káros lehet. Véletlen lenyelés esetén öblítse ki a száját vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz vagy mérgezési központhoz.
- » Ha a tapaszt tartalma a bőrrrel vagy szemmel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel.
- » Soha ne melegítse mikrohullámú sütőben, és ne próbálja újra felmelegíteni – tűzveszélyes!

#### Használat közben

Ha rosszul érzi magát, kellemetlen melegséget tapasztal, vagy bőrirritáció, kiütés, égés jelentkezik – azonnal távolítsa el a tapaszt. Ha túl melegnek érzi, hagyja abba a használatát, és/vagy ruhán keresztül alkalmazza. Ne gyakoroljon nyomást a tapasztra, és ne viseljen szoros ruházatot felette. Ügyeljen arra, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte. MRI-vizsgálat előtt távolítsa el a tapaszt.

#### Ne használja a tapaszt, ha

- » szivárog vagy a csomagolás sérült / megrepedt,
- » 24 óra belül 12 óránál tovább használja,
- » fájdalomcsillapító kenőcsökkel, tablettákkal, gyógyhatású krémekkel, balzsamokkal egyidejűleg használja,
- » vörös, beteg, sérült vagy sebes bőrfelületen alkalmazná,
- » friss (48 óra belül) véralfutásokra, duzzanatokra vagy gyulladt területekre tenné,
- » olyan testrészen alkalmazná, ahol nincs megfelelő hőérzet vagy túlzott izzadás van jelen,
- » artériás keringési zavara van vagy Raynaud-szindrómában szenved,
- » más hőtermelő termékkel együtt használná,
- » olyan személy használja, aki nem tudja önállóan eltávolítani a tapaszt,
- » nem tudja betartani a használati utasítást.

#### Hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz, ha

- » a tünetek súlyosbodnak vagy 7 napnál tovább fennállnak,
- » fájdalmat, égő érzést, duzzanatot, kiütést vagy bármilyen bőrreakciót tapasztal a használat helyén.

#### Szállítás és tárolás

A termék szobahőmérsékleten (–10 °C-tól +40 °C-ig) száraz, jól szellőző helyen tárolható és szállítható.

## CS Tepelné náplasti na bolest krku

Hluboce pronikající a relaxační tepelná terapie pro dočasnou úlevu od bolesti krku, svalů a kloubů.

Složení: Železo, voda, křemelina, aktivní uhlí, chlorid sodný

#### Návod k použití

- » Produkt se aktivuje při kontaktu se vzduchem – otevřete hermeticky uzavřený obal těsně před použitím rukama

(nepoužívejte nůž nebo nůžky).

- » Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany náplasti a pevně ji přilepte na bolestivé místo lepící stranou k pokožce.
- » Dosažení plné teploty může trvat až 30 minut.
- » Pro nejlepší účinek doporučujeme maximální dobu použití 12 hodin denně.
- » Produkt je určen pouze pro jednorázové použití a po použití by měl být zlikvidován v domácím odpadu.
- » Vývoj a trvání tepla se může lišit v závislosti na okolním prostředí.
- » Tepelný účinek může být snížen, pokud není k dispozici dostatek kyslíku.

#### Kontraindikace

Nepoužívejte, pokud máte sníženou citlivost na teplo, například při poruchách krevního oběhu, cukrovce, poškození nervů, ochrnutí nebo citlivé pokožce. Nepoužívejte u dětí mladších 12 let.

#### Upozornění / Bezpečnostní opatření

- » Tento produkt může způsobit popáleniny.
- » Uchovávejte mimo dosah dětí, kojcenců a domácích zvířat.
- » Může způsobit svědění, zarudnutí nebo mírné popáleniny u osob s citlivou pokožkou nebo při nesprávném použití.
- » Nepoužívejte během spánku.
- » Pravidelně kontrolujte pokožku během používání (přibližně každou hodinu).
- » Poradte se s lékařem před použitím, pokud máte cukrovku, špatný krevní oběh, srdeční problémy, revmatická onemocnění, poškození nervů, kožní onemocnění, revmatoidní artritidu nebo jste těhotná.
- » Prášek uvnitř náplasti obsahuje železo a může být škodlivý při kontaktu s pokožkou nebo při požití.
- » V případě náhodného požití – vypláchněte ústa vodou a kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře.
- » Při kontaktu s pokožkou nebo očima – okamžitě opláchněte vodou.
- » Nikdy nezahřívejte náplast v mikrovlnné troubě a nepokoušejte se ji znovu použít – může dojít k požáru.

#### Během používání produktu

Pokud se necítíte dobře, cítíte nepříjemné teplo nebo zaznamenáte podráždění, vyrážku nebo popáleniny – okamžitě náplast odstraňte.

Pokud je příliš horká, přestaňte ji používat a/nebo ji přiložte přes oblečení. Nevývíjtejte tlak na produkt a nenoste těsné oblečení přes něj.

Zajistěte, aby kolem náplasti mohl proudit vzduch. Odstraňte produkt před magnetickou rezonancí (MRI).

#### Nepoužívejte náplast, pokud:

- » Prosakuje a/nebo je obal poškozený nebo roztržený.
- » Používáte ji déle než 12 hodin během 24 hodin.
- » Používáte ji současně s analgetickými mastmi, tabletami, léčivými krémy, mléky nebo balzámy.
- » Aplikujete ji na zarudlou, nemocnou, poškozenou nebo poraněnou pokožku.
- » Aplikujete ji na modřiny nebo otoky vzniklé během posledních 48 hodin nebo na zanícené oblasti.
- » Aplikujete ji na části těla, kde necítíte teplo, nebo pokud se silně potíte.
- » Máte arteriální poruchy krevního oběhu nebo Raynaudův syndrom.
- » Používáte ji současně s jinými tepelnými produkty.
- » Jste osoba, která nemůže sama odstranit produkt.
- » Nejste schopni dodržovat pokyny k použití.
- » **Přestaňte používat a kontaktujte lékaře, pokud:**
- » Příznaky se zhorší nebo trvají déle než sedm dní.
- » Pociťujete bolest, pocit pálení, otok, vyrážku nebo jiné kožní změny v oblasti, kde byla náplast použita.

#### Přeprava a skladování

Produkt lze skladovat a přepravovat při pokojové teplotě (–10 °C až +40 °C) v suchém a dobře větraném prostředí.

## SK Tepelné náplasti na bolest krku

Hlbokotepelná relaxačná tepelná terapia pre dočasnú úľavu od bolesti krku, ako aj svalov a kĺbov.

Zloženie: Železo, voda, křemelina, aktivné uhlie, chlorid sodný

#### Návod na použitie

- » Produkt sa aktivuje pri kontakte so vzduchom – otvorte hermeticky uzavreté balenie tesne pred použitím rukami (nepoužívajte nôž alebo nožnice).
- » Odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany náplasti a pevne ju prilepte na bolestivé miesto lepiacou stranou k pokožke.
- » Dosiagnutie plnej teploty môže trvať až 30 minút.
- » Pre najlepší účinok odporúčame maximálnu dobu použitia 12 hodín denne.
- » Produkt je určený len na jednorázové použitie a po použití by mal byť zlikvidovaný v domovom odpade.
- » Vývoj a trvanie tepla sa môže líšiť v závislosti od prostredia.
- » Tepelný účinok môže byť znížený, ak nie je k dispozícii dostatok kyslíka.

#### Kontraindikácie

Nepoužívajte, ak máte zníženú citlivosť na teplo, napríklad pri poruchách krvného obehu, cukrovke, poškodení nervov, ochrnutí alebo citlivej pokožke. Nepoužívajte u detí mladších ako 12 rokov.

#### Upozornenia / Bezpečnostné opatrenia

- » Tento produkt môže spôsobiť popáleniny.
- » Uchovávajúte mimo dosahu detí, dojčiat a domácich zvierat.
- » Môže spôsobiť svrbenie, začervenanie alebo mierne popáleniny u osôb s citlivou pokožkou alebo pri nesprávnom použití.
- » Nepoužívajte počas spánku.
- » Pravidelne kontrolujte pokožku počas používania (približne každú hodinu).
- » Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak máte cukrovku, zlý krvný obeh, srdcové problémy, reumatické ochorenia, poškodenie nervov, kožné ochorenia, reumatoidnú artritídu alebo ste tehotná.
- » Prášok vo vnútri náplasti obsahuje železo a môže byť škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri požití.
- » Ak dôjde k náhodnému požitiu obsahu, vypláchnite si ústa vodou a kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára.
- » Výrobok nikdy nezohrievajte v mikrovlnnej rúre ani sa ho nepokúšajte zohriať, pretože náplasti sa môžu vznietiť.

#### Pri používaní tohto produktu

Ak sa necítite dobre, je vám nepříjemná teplota, pociťujete podráždenie, vyrážku alebo popáleniny, ihneď odstráňte prípravok.

Ak je produkt príliš horúci, prestaňte ho používať a/alebo si nasadte náplast na oblečenie. Nevývíjajte ďalší tlak na výrobok a nenoste na ňom priliehavé oblečenie. Uistite sa, že k tepelnému náplasti sa vždy môže dostať nejaký vzduch. Pred vyšetrením magnetickou rezonanciou odstráňte produkt.

#### Náplast nepoužívajte

- » ak náplast presakuje a/alebo je obal poškodený alebo roztrhnutý.
- » viac ako dvanásť hodín v priebehu 24 hodín.
- » v spojení s masťami proti bolesti, tabletkami proti bolesti, liečivými mlékami, krémami alebo inými masťami.
- » na začervenanú, chorú, poškodenú alebo poranenú pokožku.
- » na miesta s modrinami alebo opuchmi, ktoré sa vyskytli do 48 hodín pred plánovanou aplikáciou a na zapálené oblasti tela.
- » v oblastiach tela, kde nemôžete vnímať teplo alebo kde sa silno potíte.
- » v prípadoch porúch arteriálnej cirkulácie a Raynaudovho syndrómu.

- » súčasne s inými výrobkami generujúcimi teplo.
- » pre ľudí, ktorí nemôžu sami odstrániť výrobok.
- » pre osoby, ktoré nie sú schopné dodržiavať návod na použitie.
- » **Prestaňte používať a opýtajte sa lekára**
- » ak sa vaše príznaky zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako sedem dní.
- » ak spozorujete nepříjemné pocity, pálenie, opuch, vyrážku alebo iné zmeny na koži, kde ste mali náplast.

#### Doprava a skladovanie

Výrobok je možné skladovať a prepravovať pri izbovej teplote (–10°C až +40°C) v suchom a vetranom prostredí.

#### Version 1.3: May 2025



 Koolcare Technology Co., Ltd  
No. 6-10, A5, Shandong  
International Tech Park, South Waihuang  
Road, Linyi, 276017 Shandong, P.R.China

Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18, Zhenbei  
Road, Xinyi city, 221400 Jiangsu, P.R.China



Prolinx GmbH  
Brehmstr. 56  
DE-40239 Düsseldorf



Prolinx GmbH  
Badenerstr. 580  
CH-8018 Zürich



Thermopad GmbH  
Rudolf-Diesel-Str. 11  
72250 Freudenstadt  
GERMANY  
www.thermopad.de  
info@thermopad.de