



ReVit Essential

H4201

- 
- A black and white photograph of a woman with her hair pulled back, holding a white Silk'n ReVit Essential device to her cheek. The device is a handheld, ergonomic tool with a white body and a silver-colored tip. A thin white cord is attached to the bottom. The woman is looking directly at the camera with a neutral expression.
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
 - EN INSTRUCTIONS FOR USE
 - SK INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE
 - FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
 - CS NÁVOD K POUŽITÍ
 - PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
 - HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 - TR KULLANIM KILAVUZU

Silk'n™

ReVit Essential



Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu oder www.silkn.com, info@silkn.com.

Inhaltsverzeichnis

DE

1.	Lernen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential kennen	3
2.	Gegenanzeigen und Warnungen	4
3.	Verwenden Sie Silk'n ReVit Essential nicht, wenn:	7
4.	Lernen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential kennen	8
5.	Mögliche Nebenwirkungen	8
6.	Vor Ihrer ersten Behandlung	9
7.	Legen Sie los!	11
8.	Wartung und Lagerung	12
9.	Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien	13
10.	Fehlerbehebung	13
11.	Kundenservice	14
12.	Garantie	15
13.	Entsorgung	15
14.	Technische Daten	15
15.	Zeichenerklärung	16

1. Lernen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential kennen

Silk'n ReVit Essential ist ein Elektrogerät. Bei seinem Gebrauch sollte besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts unbedingt alle Warnungen, Gegenanzeigen und Sicherheitsvorkehrungen lesen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung einschließlich Informationen zur Folgebehandlungen lesen und verstehen und sich streng danach richten. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

1.1. Packungsinhalt

Ihre Silk'n ReVit Essential-Packung enthält Folgendes.

- ReVit Essential-Gerät
- Packung mit Filtern
- 2 Behandlungsaufsätze (Fein und Grob)
- Ersatzgummikappen
- Netzadapter mit Kabel
- Aufbewahrungsbeutel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

1.2. Gerätebeschreibung

ReVit Essential ist ein Elektrogerät mit zweifachem Wirkungsmechanismus, das speziell für den häuslichen Gebrauch entwickelt wurde. Es bietet zwei Funktionen für die Hautbehandlung: Mikrodermabrasion und Vakuumstimulation.

Mikrodermabrasion

- Schonende, nicht scheuernde Exfoliation für eine glattere, frischere Haut.
- Verbessert die Farbe, Beschaffenheit und Elastizität der Haut.
- Reduziert Altersflecken.
- Reduziert feine Linien rund um die Augen.

Vakuumstimulation

- Stimulation für eine glattere, jünger aussehende Haut.
- Unreinheiten werden an die Oberfläche befördert.

- Abgestorbene Hautzellen werden entfernt und aufgesammelt.

Das Gerät beinhaltet folgende Komponenten: *Behandlungsaufsatz* (#1), *Gummikappe* (#2), *Filter*, (#3), *Ein-/Aus-Schalter* (#4), *Gerätesockel* (#5) und *Adapter mit Kabel*. (#6). Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite dieser Anleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile Ihres Geräts zu sehen.

DE

1.3. Anwendungszweck

Silk'n ReVit Essential ist ein rezeptfreies Gerät, das zur Exfoliation der obersten Hautschicht für eine frischere Hautbeschaffenheit eingesetzt wird. Es ist bestimmt zur Behandlung von:

- Alternde Haut im Gesicht, am Nacken und an den Händen
- Feine Gesichtslinien
- Hautverfärbungen
- Dunkle Flecken und kleine Narben
- Fahle und sonnengeschädigte Haut

Das Gerät ist zur selbständigen Anwendung zu Hause bestimmt. Jede andere Verwendung als die in dieser Anleitung beschriebene ist nicht zulässig.

2. Gegenanzeigen und Warnungen

Lesen Sie diesen Abschnitt unbedingt sorgfältig durch und beachten Sie die Warnungen und Gegenanzeigen.

- ❗ Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät nicht verwenden: Kinder, Personen unter 16 Jahren, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie Silk'n ReVit Essential nicht, bei:

- ! Rosazea.
- ! Unzureichend kontrollierte Hormonstörungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen.
- ! Krankhafte Hautzustände durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen.
- ! Durchführung einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten drei Monaten, oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.
- ! Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- ! Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes bzw. Hautarztes unsicher machen würde.

Keine Behandlung der Hautflächen bei:

- ! Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen), Leberflecken oder Warzen, krankhafte Hautzustände durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes).
- ! Vorgeschichte von Herpesausbrüchen.
- ! Verletzte Haut.
- ☀️ Kürzliches Sonnenbad ohne Schutz (1 Tag warten), auf sonnengebräunter Haut 3 Tage warten.

Zusätzliche Warnungen

DE

-  Brustwarzen oder Genitalien dürfen nicht behandelt werden.
-  Empfohlene Häufigkeit der Anwendung: maximal zweimal pro Woche.
-  Verwenden Sie eine niedrigere Saugstufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.
-  Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut bei der Anwendung sehr rot wird.
-  Nehmen Sie allen Schmuck vor der Behandlung ab.
-  Schützen Sie Ihre Haut mit LSF 30 und höher, wenn Sie nach der Behandlung Ihre Haut der Sonne aussetzen.
-  Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände und die Haut trocken sind, bevor Sie das Gerät bedienen oder den Netzadapter anfassen.
-  Halten Sie Ihr Gerät fern von Wasser oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Stellen bzw. bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es ins Wasser fallen, gestoßen werden oder in Wassernähe oder in die Nähe anderer Flüssigkeiten gelangen kann. An diesen Stellen besteht Stromschlagrisiko. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht.
-  Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Der Netzadapter muss jederzeit zugänglich sein, so dass er im Notfall schnell und einfach aus der Steckdose gezogen werden kann. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose.

- ❗ Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel des Netzadapters..
- ❗ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert.
- ❗ Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

3. Verwenden Sie Silk'n ReVit Essential nicht, wenn:

- Nehmen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter in Betrieb. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Anschlüssen oder Zubehöerteilen, die nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen wurden.
- Das Anschlusskabel oder der Netzadapter beschädigt ist. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Es im Gebrauch zu Rauchentwicklung kommt oder falls Sie Rauch riechen.
- Das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt zu sein scheint.
- Das Außengehäuse rissig ist oder auseinanderfällt.
- Das Gerät ins Wasser gefallen ist.

Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Silk'n-Kundenservice auf.

4. Lernen Sie Ihr Silk'n ReVit Essential kennen

Folgende Punkte sind normal und können während der Behandlung auftreten:

- **Das Gerät macht ein brummendes Geräusch:** Die Saugpumpe ist im Betrieb.
- **Die Haut ist leicht gerötet:** Dies sollte innerhalb weniger Stunden oder innerhalb eines Tages nachlassen.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut sehr rot ist.
- ! Kontaktieren Sie bei jeglichen Komplikationen Ihren Arzt.

5. Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, stellt ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

Negative Auswirkung	Risiko
Rötung der Haut Es kann sein, dass die Durchblutung der Blutgefäße angeregt wird. Deshalb könnte für einige Tage eine Rötung entstehen. Außerdem könnten einige Kapillaren auch rote Flecken zeigen, die im Laufe der Zeit nachlassen. In solchen Fällen diesen Bereich sofort mit kaltem Wasser kühlen.	Gering
Prellungen Sie könnten leichte Blutergüsse feststellen, welche nach 2-3 Tagen verschwinden sollten.	Gering

Kontaktieren Sie bei anhaltenden Beschwerden Ihren Arzt.

6. Vor Ihrer ersten Behandlung


Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Silk'n ReVit Essential zu verwenden:

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters in den Gerätesockel und stecken dann den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose..
3. Sehen Sie sich die Empfehlungen zum Gebrauch des ReVit Essential auf verschiedenen Behandlungsbereichen erneut an (siehe nächste Seite).

6.1. Behandlungsbereiche

Wir empfehlen Ihnen, mit einer niedrigen Saugstufe zu beginnen und nach einigen Malen auf die hohe Stufe umzusteigen. Falls irgendwelche Beschwerden auftreten, behandeln Sie die Behandlungsbereiche mit einer niedrigen Saugstufe. Verwenden Sie das Gerät nur so wie in der folgenden Tabelle erklärt und auf den unteren beiden Bildern dargestellt ist.

Behandlungsbereich	Empfehlungen
Stirn, Wangen und Kinn	Streichen Sie mit dem Gerät von der Mitte nach außen und in Richtung des Haaransatzes über Ihre Haut.
Augen und Nase	Verwenden Sie für den Bereich um Ihre Augenbrauen herum kurze Aufwärtsbewegungen. Lassen Sie die Augenlider aus. Für den Bereich der Nase verwenden Sie gerade Abwärtsbewegungen und folgen Sie der Kurve der Nase und der Kontur der Wangenknochen.
Hals	Verwenden Sie sanfte Abwärtsbewegungen und bearbeiten Sie den gesamten Halsbereich.



Am Anfang streichen Sie 2 bis 4 Mal über den gewünschten Bereich. Wenn Ihre Haut an die Behandlung gewöhnt ist, können Sie auf 4 bis 6 Streichbewegungen erhöhen.


6.2. ReVit Essential's feine und grobe Aufsätze

Das Gerät verfügt über zwei *Behandlungsaufsätze*. Wir empfehlen Ihnen, mit dem feinen Aufsatz zu beginnen.

- Verwenden Sie den feinen *Aufsatz* für das Feinpeeling.
- Verwenden Sie den groben *Aufsatz* für das allgemeine Peeling.

Austausch der Aufsätze:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht am Strom angeschlossen ist.
2. Ziehen Sie den Aufsatz (#1) vom Gerät ab und stecken den anderen Aufsatz bis zum Anschlag auf das Gerät. Er muss hörbar und spürbar einrasten. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass *der Aufsatz* fest sitzt.



7. Legen Sie los!

Sie sind auf dem Weg zu einer frischeren, weicheren Haut! Die Behandlung mit Silk'n ReVital Essential ist einfach. Folgen Sie bei jedem Bereich, den Sie behandeln wollen, einfach diesen Schritten. Eine komplette Behandlung dauert ungefähr 5 Minuten.

7.1. Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen

- Bevor Sie einen Bereich das erste Mal behandeln, führen Sie eine Stichprobe auf einem kleinen Hautbereich durch. Wenn sich keine negative Auswirkung zeigt, fahren Sie fort und behandeln Sie diesen Bereich weiter.
- Verwenden Sie bei den ersten 2-3 Behandlungen die niedrige Saugstufe.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nicht öfter als zweimal pro Woche zu verwenden.
- ❗ Bei jeglichen Beschwerden sofort stoppen.

7.2. Behandlungsschritte

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber, trocken und frei von Puder, Creme oder Gel ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die *Gummikappe* (#2), der *Filter* (#3), und der *Aufsatz* (#1) festsitzen. Stellen Sie bei Ihren ersten Behandlungen sicher, dass Sie den feinen *Aufsatz* verwenden.
3. Drücken Sie die *den Ein-/Aus-Schalter* (#4), um das Gerät einzuschalten.
4. Setzen Sie das Gerät mit dem Aufsatz auf die Haut, so dass Sie die Saugkraft spüren.
5. Streichen Sie mit dem Aufsatz über die Haut, wie in Abschnitt "6.1. Behandlungsbereiche" empfohlen.
6. Um von der niedrigen auf die hohe Saugstufe umzustellen, drücken Sie erneut den *Ein-/Aus-Schalter*.
7. Um das Gerät nach der Behandlung auszuschalten, drücken Sie die *den Ein-/Aus-Schalter* einmal oder zweimal kurz, abhängig von der Saugstufe in der Sie sich befinden.

8. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose und legen das Gerät wieder in seine Originalverpackung. Bitte sehen Sie sich Abschnitt "8. Wartung und Lagerung" an.

7.3. Nach der Behandlung

- Direktes Sonnenlicht unmittelbar nach der Behandlung vermeiden, und Lichtschutzfaktor SPF 30 oder höher auftragen.
- Wir empfehlen Ihnen eine beruhigende Gesichtsmaske, Tages- oder Nachtcreme auftragen.

8. Wartung und Lagerung

Es ist wichtig, Ihr Silk'n ReVital Essential nach jeder Behandlung zu reinigen und ordnungsgemäß zu lagern.


-  Ziehen Sie zuerst den Netzadapter aus der Steckdose. Ziehen Sie dann den Anschlussstecker aus dem Gerätesockel heraus.
-  Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.
-  Um den *Aufsatz* zu reinigen, entfernen Sie diesen zuerst vom Gerät, dann mit Seife und Wasser waschen und sorgfältig trocknen.
-  Um den *Filter* zu reinigen, ziehen Sie diesen einfach vom Gerät ab, den Schmutz mit einer weichen Bürste wegbürsten und wieder auf das Gerät setzen.
-  Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren.
-  Mit Ausnahme des *Aufsatzes*, tauchen Sie Ihr Silk'n ReVital Essential niemals in Wasser.

8.1. Ersetzen des Filters

Der *Filter* muss aufgrund der Anhäufung von abgeworfener Haut gereinigt oder ersetzt werden. Wir empfehlen Ihnen, dies alle paar Behandlungen durchzuführen.

So ersetzen Sie den Filter:

1. Entfernen Sie den *Aufsatz* vom Gerät. Sie sehen dann die *Gummikappe* und den kleinen schwarzen *Filter*.
2. Entfernen Sie die *Gummikappe* (#2), und entfernen Sie den *Filter* (#3).
3. Um den *Filter* zu reinigen, bürsten Sie den Schmutz ab und setzen Sie ihn zurück auf das Gerät. Um einen *Filter* zu wechseln, entfernen Sie den aktuellen *Filter* und setzen Sie einen neuen ein.
4. Stülpen Sie die Gummikappe über den Filter auf das Gerät, so dass er an allen Seiten bündig anliegt. Stecken Sie dann wieder den Aufsatz auf das Gerät. Er muss hörbar und spürbar einrasten.



8.2. Austausch des Aufsatzes

Wir empfehlen Ihnen, den *Aufsatz* alle sechs Monate auszutauschen, oder sogar früher, wenn der Aufsatz beschädigt ist.

9. Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Sie können weitere *Filter* und *Aufsätze* auf unserer Webseite bestellen: www.silkn.eu. Zum Austausch der *Gummikappen* oder des *Netzadapters*, kontaktieren Sie bitte das Service-Center.

10. Fehlerbehebung

Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

Problem	Überprüfungen
Mein Silk'n ReVit Essential lässt sich nicht einschalten.	Vergewissern Sie sich, dass der Anschlussstecker des Netzadapters korrekt im Gerätesockel steckt und der Netzadapter in eine Steckdose eingesteckt ist.
Ich fühle keine Saugkraft, wenn das Gerät meine Haut berührt.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und überprüfen Sie, dass der <i>Filter</i> , die <i>Gummikappe</i> und der <i>Aufsatz</i> korrekt auf dem Gerät sitzen.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert.

11. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: www.silkn.eu.

Kontaktieren Sie den Kundenservice von Silk'n um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
USA und Kanada	1-877-367-4556 (zollfrei)	contact@silkn.com
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantie

Die Garantiehinweise finden Sie auf dem beiliegenden Garantie-Beileger.

13. Entsorgung



Tragen Sie zum Umweltschutz bei. Entsorgen Sie den Artikel nicht mit dem Hausmüll und stellen Sie sicher, dass die Bestimmungen Ihres Landes für die Entsorgung von Elektrogeräten eingehalten werden.

14. Technische Daten

Modellnr.	H4201
Technologie	Luftvakuum Füllaufsatz
Eingangsleistung	12 V DC, 0,2A
Systemgewicht	110 g
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: -40°C to +70°C Relative Feuchtigkeit: 10% - 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10°C bis 35°C Relative Feuchtigkeit: 30% - 75% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa
Adaptermodelle und Rating	SAW12-120-0500XX XX auf Stecker beziehen Eingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,3A Ausgang: 12V, 0,5A
Erwartete Nutzungsdauer des Geräts	3 Jahre

Einhaltung

2014/35/EU
2014/30/EU
Direktive 2011/65/EG RoHS
REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

15. Zeichenerklärung

	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse III. Das Gerät wird von einer Kleinspannungsstromquelle versorgt.
	Ausschließlich für den Gebrauch in Gebäuden geeignet.
	Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.

Legal Notice

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

SILK'N and the SILK'N logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL, www.silkn.eu or www.silkn.com, info@silkn.com.

Table of Contents

1.	Get to know your Silk'n ReVit Essential.....	19
2.	Contraindications & warnings	20
3.	Do not use Silk'n ReVit Essential if:	22
4.	What to expect with Silk'n ReVit Essential.....	23
5.	Possible side effects.....	23
6.	Before your first treatment	24
7.	Get started!.....	25
8.	Maintenance and storage.....	26
9.	Spare parts and consumables.....	27
10.	Troubleshooting	28
11.	Customer service.....	28
12.	Warranty	29
13.	Disposal	29
14.	Specifications	29
15.	Signs and symbols	30

1. Get to know your Silk'n ReVit Essential

Silk'n ReVit Essential is an electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Before using the device for the first time, be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions. It is important that you read and understand the instructions on how to use the device including after-use procedures, and follow them strictly. We recommend you refamiliarise yourself with the instructions before treatment.

1.1 Package contents

Your Silk'n ReVit Essential package includes these items.

- ReVit Essential device
- Pack of filters
- 2 Treatment tips (Fine and Coarse)
- Spare rubber caps
- AC/DC adapter with cable
- Storage bag
- User manual
- Warranty card

1.2 Device description

ReVit Essential is a dual-action therapy device designed for home use. It combines microdermabrasion exfoliation and vacuum stimulation of the skin.

Microdermabrasion exfoliation

- Gentle, non-abrasive exfoliation to allow for smoother, fresher skin.
- Helps improve skin tone, texture and elasticity.
- Helps reduce the appearance of age spots.
- Helps reduce the appearance of fine lines around the eyes.

Vacuum stimulation

- Helps stimulate for smoother, more youthful looking skin.
- Brings some impurities to the surface.
- Collects the dead skin cells for disposal.

The device has a *treatment tip* (#1), *rubber cap* (#2), *filter*, (#3), *control button* (#4), *device socket* (#5), and an *adapter with cable*, (#6). Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature on the device.

1.3 Intended use

EN

Silk'n ReVit Essential is an over the counter device intended for the exfoliation of the skin's upper layer, for a fresher appearance. It is intended for the treatment of:

- Ageing skin of the face, neck and hands
- Fine facial lines
- Skin discolouration
- Dark spots and shallow scars
- Dull and sun-damaged skin

The device is intended for self-treatment at home. Do not use for any purpose other than as described in this manual.

2. Contraindications & warnings

Be sure to read this section carefully and take note of the warnings and contraindications.

- ! This device must not be used by: children, people under the age of 16, those with limited physical, sensory or psychological capacities, or people lacking experience or knowledge in how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Do not use Silk'n ReVit Essential if you have:

- ! Rosacea.
- ! Poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.

- ❗ Abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
- ❗ Received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- ❗ Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- ❗ Any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.

Do not treat areas that have:

- ❗ Active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), moles or warts, abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- ❗ A history of herpes outbreaks.
- ❗ Traumatized or injured skin.
- ☀️ Had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.

Additional warnings

- ❗ Do not use on nipples or genitals.
- ❗ Recommended use is no more than twice a week.
- ❗ Use the low suction mode if you experience any discomfort.
- ❗ Stop use immediately if your skin is very red.
- ❗ Remove all jewellery before treatments.

-  Protect your skin with SPF 30 or higher if you expose your skin to the sun after a treatment.
-  Always ensure that your hands and skin are dry before operating the device or touching the adapter plug.
-  Keep your device away from water or liquids! Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not place or store the device where it can fall, be pushed or placed anywhere near water or any other liquid. There is a risk of electrocution. Unplug immediately and do not reuse.
-  Never leave the device unattended when plugged into an outlet. Keep the AC/DC adapter accessible at all times, so it can be removed from the socket easily in case of emergency. Unplug the device immediately after use.
-  Do not carry the device by the AC/DC adapter cable.
-  If the device malfunctions, unplug immediately.
-  Do not attempt to modify, open or repair your Silk'n ReVit Essential device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself.

3. Do not use Silk'n ReVit Essential if:

- The adapter, attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.
- The device has a damaged cable or plug. Keep the power cable away from heated surfaces.
- You see or smell smoke when it is in use.
- The device is not working properly, or it appears to be damaged.
- The device casing is cracked or coming apart.

- The device has fallen into water.

In such cases, contact Silk'n Customer Service.

4. What to expect with Silk'n ReVit Essential

During a treatment session it is normal to experience or feel:

- **A humming sound from the device:** This is the suction pump working.
- **Some slight redness of the skin:** This should subside within a few hours, or up to one day.
- ❗ Stop use immediately if your skin is very red.
- ❗ Contact your physician, if you experience any complications.

5. Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. All cosmetic procedures, including those designed for home use, involve some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

Adverse reaction	Risk
Skin redness You may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in some redness for a few days. Additionally, some capillaries may present red spots that will also subside with time. In such cases, immediately cool the area with cold water.	Minor
Bruising You may experience slight bruising which should disappear after 2-3 days.	Minor

Consult your physician if you experience any persistent symptoms.

6. Before your first treatment


To use your Silk'n ReVit Essential, follow these steps:

1. Remove the device and other components from the box.
2. Plug the *adapter cable* into the device socket and plug the *adapter* into an electrical outlet.
3. Review the recommendations on how to use ReVit Essential on different treatment areas.

6.1 Treatment areas

We recommend that you start with the low suction mode and move to the high mode after a few uses. If you have any discomfort, work the treatment area in low suction mode.

Treatment area	Recommendations
Forehead, cheeks and chin	Move the device over your skin from the centre outwards and towards the hairline.
Eyes and nose	Use short upward strokes for the area around your eyebrows. Avoid the eyelids. For the nose area, use straight downward strokes following the curve of the nose and the contour of the cheekbones.
Neck	Use smooth, downward strokes and work the whole of the neck area.



To start with, you may work each area 2-4 times. When your skin is used to the treatment, you may increase to 4-6 passes.


6.2 ReVit Essential's Fine and Coarse tips

The device has two treatment *tips*. We recommend that you start with the Fine tip.

- Use the Fine *tip* for general treatment or delicate finishing.
- Use the Coarse *tip* for heavy duty exfoliation.

To change tips:

1. Make sure the device is not connected to an electrical outlet.
2. Remove the current *tip* (#1) from the device and replace with the other *tip*. Make sure the *tip* is firmly in place before use.



7. Get started!

You're on your way to a fresher, smoother skin! Treating with Silk'n ReVit Essential is easy. Just follow these steps for each area you wish to treat. A total treatment should take around 5 minutes.

7.1 Recommended precautions

- Before you treat an area for the first time, do a spot test on a small area of skin. If you have no adverse reaction, go ahead and treat that area.
- Use the low suction mode for your first 2-3 treatments.
- We recommend you do not use the device more than twice a week.
- ! Stop immediately if you feel any discomfort.

7.2 Treatment steps

1. Make sure your skin is clean, dry and free from powder, cream or gel.
2. Make sure that the *rubber cap* (#2), *filter* (#3), and *tip* (#1) are firmly in place. For your first few treatments, be sure to use the *Fine tip*.
3. Press the *control button* (#4) to turn on the device. Your ReVit Essential is ready for use in low suction mode.
4. Apply the *tip* firmly to your skin so that you feel the suction.
5. Work each area as recommended in section "6.1 Treatment areas".
6. To move from low to high suction mode, press the *control button* again.
7. To switch off the device after treatment, short press the *control button* once or twice, depending on which suction mode you are in.
8. Unplug the device and store ReVit Essential in its original box. Please refer to section "8. Maintenance and storage".

7.3 After treatment

- Avoid direct sunlight immediately after treatment, and apply sun factor SPF 30 or higher.
- You may wish to apply a facial mask, or apply a day or night cream.

8. Maintenance and storage

It is important to clean your Silk'n ReVit Essential device and store it properly after each treatment.



First, unplug the device.



To clean the device, wipe with a clean, dry cloth. Use a cleaning fluid with no more than 70% alcohol, or another non abrasive cleaning fluid. Never use acetone or other abrasive fluids, because they will damage your device.



To clean the *tip*, first remove it from the device, wash with soap and water, then dry thoroughly.



To clean the *filter*, first remove it from the device, brush away any debris using a soft brush, and place it back on the device.



After cleaning, we recommend you store the device in its original box.




With the exception of the *tips*, never immerse your Silk'n ReVIt Essential in water.

8.1 Replacing the filter

The *filter* needs cleaning or replacing due to the build-up of discarded skin. We recommend that you do this every few treatments.

To replace the filter:

1. Remove the *tip* from the device . You will then see the *rubber cap* and the small black *filter*.
2. Remove the *rubber cap* (#2), and then remove the *filter* (#3).
3. To clean the *filter*, brush off any debris, then place it back on the device. To change a *filter*, remove the current *filter* and insert a new one.
4. Place the *rubber cap* back into position, then put the *tip* back on the device, making sure that it is firmly connected.



8.2 Replacing the tip

We recommend that you replace the *tip* every six months, or earlier if the abrasive end of the tip is damaged.

9. Spare parts and consumables

You can order more *filters* and *tips* from our website: www.silkn.eu. For replacement *rubber caps* or *AC/DC adapters*, please contact Silk'n Customer Service.

10. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your Silk'n ReVit Essential. You may expose yourself to dangerous electrical components and cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
My Silk'n ReVit Essential does not start.	Make sure the <i>adapter</i> is properly connected to the device, that it is plugged into an electrical outlet and that you have pressed the <i>control button</i> .
I don't feel any suction when the device touches my skin.	Make sure the device is on, and check that the <i>filter</i> , <i>rubber cap</i> and <i>tip</i> are placed on the device correctly.



Only authorized personnel are permitted to perform repairs. For problems or queries, please contact Silk'n Customer Service.



If the device fails, unplug immediately.

11. Customer service

See our website for more information: www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service Number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu

Country	Service Number	Email
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
US and Canada	1-877-367-4556 (toll free)	contact@silkn.com
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Warranty

Refer to your Silk'n warranty card.

13. Disposal



Help protect the environment. Do not dispose with household waste and be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.

14. Specifications

Model no.	H4201
Technology	Air vacuum filling tip
Input power	12 V DC, 0.2A
System weight	110 gm
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -40°C to +70°C Relative humidity : 10% to 90% Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10°C to 35°C Relative humidity: 30% to 75% Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa

Adapter models and rating	SAW12-120-0500XX XX Refer to plug type Input: 100-240VAC, 50-60 Hz, 0.3A Output: 12V, 0.5A
Expected service life of the equipment	3 years
Compliance	2014/35/EU 2014/30/EU Directive 2011/65/EC RoHS REACH regulation EC No. 1907/2006

15. Signs and symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU Directives.
	Class III. The appliance is supplied from an extra-low voltage power source.
	For indoor use only.
	Do not use in wet environments.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.

Právne vyhlásenie

Spoločnosť Home Skinovations Ltd. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny svojich výrobkov alebo technických špecifikácií na zlepšenie výkonu, spoľahlivosti alebo výroby. Informácie poskytnuté spoločnosťou Home Skinovations Ltd. sú v čase vydania dokumentu považované za správne a spoľahlivé. Spoločnosť Home Skinovations Ltd. však nenesie žiadnu zodpovednosť za ich využitie. V rámci patentu alebo patentových práv spoločnosti Home Skinovations Ltd. neznamená akékoľvek ich využitie získanie licencie.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť z akéhokoľvek dôvodu reprodukováaná ani prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Home Skinovations Ltd. Údaje podliehajú zmenám bez upovedomenia.

Spoločnosť Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a zatiaľ nevybavené patentové prihlášky, ochranné známky, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva týkajúce sa predmetu tohto dokumentu. Poskytnutie tohto dokumentu vám neposkytuje žiadnu licenciu na tieto patenty, ochranné známky, autorské alebo iné práva duševného vlastníctva s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v akejkoľvek písomnej zmluve so spoločnosťou Home Skinovations Ltd. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Názov SILK'N a logo SILK'N sú registrované ochranné známky spoločnosti Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL, www.silkn.eu alebo www.silkn.com, info@silkn.com.

1.	Zoznámte sa svojím zariadením Silk'n ReVit Essential	33
2.	Kontraindikácie a výstrahy	34
3.	Zariadenie Silk'n ReVit nepoužívajte, ak:	37
4.	Čo môžete očakávať od zariadenia Silk'n ReVit Essential	37
5.	Možné vedľajšie účinky	38
6.	Pred prvým ošetrením.....	38
7.	Začíname!	40
8.	Údržba a skladovanie	42
9.	Náhradné diely a spotrebný materiál	43
10.	Riešenie problémov	43
11.	Zákaznícky servis.....	44
12.	Záruka.....	44
13.	Likvidácia.....	44
14.	Špecifikácie	45
15.	Značky a symboly	46

1. Zoznámte sa svojím zariadením Silk'n ReVít Essential

Silk'n ReVít Essential je elektrické zariadenie. Preto je s ním potrebné manipulovať so zvláštnym dôrazom na bezpečnosť. Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte všetky výstrahy, kontraindikácie a bezpečnostné opatrenia. Je dôležité, aby ste si prečítali pokyny o spôsobe používania zariadenia, vrátane postupov po použití, a dôsledne ich dodržiavali. Pred ošetrením vám odporúčame znova sa s pokynmi oboznámiť.

1.1. Obsah balenia

Obsah balenia zariadenia Silk'n ReVít Essential obsahuje tieto položky.

- Zariadenie ReVít Essential
- Napájací adaptér s káblom
- Balíček filtrov
- Úložné vrecko
- 2 ošetrovacie koncovky (jemná a drsnejšia)
- Návod na obsluhu
- Náhradné gumené uzávery
- Záručný list

1.2. Opis zariadenia

ReVít Essential je terapeutické zariadenie s dvojitým účinkom určené na domáce použitie. Kombinuje mikrodermabráziu (exfoliaciu) a vákuovú stimuláciu pokožky.

Mikrodermabrázia (exfoliácia)

- Jemná, neabrazívna exfoliácia na dosiahnutie hladšej a sviežejšej pokožky.
- Zlepšuje pružnosť, textúru a elasticitu pokožky.
- Pomáha redukovať výskyt stareckých škvŕn.
- Pomáha redukovať výskyt jemných vrások okolo očí.

Vákuová stimulácia

- Pomáha stimulovať na dosiahnutie hladšej, mladšie vyzerajúcej pokožky.
- Vynáša niektoré nečistoty na povrch.
- Zhromažďuje odumreté kožné bunky na likvidáciu.

Zariadenie obsahuje *ošetrovaciu koncovku* (č. 1), *gumený uzáver* (č. 2), *filter*, (č. 3), *ovládacie tlačidlo* (č. 4), *zástrčku zariadenia* (č. 5) a *napájací adaptér s káblom* (č. 6). Umiestnenie jednotlivých prvkov na zariadení nájdete na obrázku na prednej strane tohto návodu.

1.3. Určené použitie

Silk'n ReVit Essential je voľno-predajné zariadenie určené na exfoliáciu hornej vrstvy kože na dosiahnutie sviežšieho vzhľadu. Je určené na ošetrovanie:

- stareckých škvŕn na tvári, krku a rukách;
- jemných vrások na tvári;
- zmeny farby kože;
- tmavých škvŕn a plytkých jaziev;
- unavenej a slnkom poškodenej pokožky.

Zariadenie je určené na svojpomocné ošetrovanie v domácnosti. Používajte len na účel opísaný v tomto návode; nepoužívajte na žiadny iný účel.

2. Kontraindikácie a výstrahy

Pozorne si prečítajte túto časť a pozornosť venujte výstrahám a kontraindikáciám.

- !** Toto zariadenie nesmú používať: deti, osoby mladšie než 16 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či psychickými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnou skúsenosťou alebo znalosťou o používaní zariadenia. Na deti treba dohliadať, aby sa so zariadením nehrali.

Zariadenie Silk'n ReVit nepoužívajte, ak:

-  máte rosaceu,
-  máte nedostatočne kontrolované endokrinné ochorenie, napríklad cukrovku či ochorenie štítnej žľazy,
-  trpíte neštandardnými stavmi kože spôsobenými cukrovkou, alebo inými metabolickými chorobami,
-  podstúpili ste počas posledných 3 mesiacov ožarováciu liečbu alebo chemoterapiu, alebo máte na koži miesta s potenciálnym zhubným ochorením,
-  počas posledných 6 mesiacov ste na pokožke používali liečivá viazané na lekárske predpis,
-  máte iný problém, ktorý by pre vás podľa názoru vášho lekára či dermatológa predstavoval v súvislosti s ošetrením nebezpečenstvo.

Neošetrujte miesta:

-  s aktívnym ekzémom, psoriázou, léziami, otvorenými ranami alebo infekciou (opar pri horúčke), materskými znamienkami alebo bradavicami, s pokožkou v abnormálnom stave, ktorý je spôsobený systémovými či metabolickými ochoreniami (napr. cukrovkou);
-  na ktorých sa v minulosti objavili ložiská herpesu;
-  s poranenou pokožkou,
-  ktoré boli nedávno vystavené pôsobeniu slnka bez ochrany (počkajte 1 deň); ak je pokožka opálená alebo spálená slnkom, počkajte 3 dni.

Ďalšie výstrahy

- ❗ Nepoužívajte na bradavky a genitálie.
- ❗ Výrobok odporúčame používať maximálne dvakrát týždenne.
- ❗ Ak pri ošetroaní pociťujete nepohodlie, prepnite na nízky stupeň satia.
- ❗ Ak je pokožka veľmi červená, okamžite prestaňte používať.
- ❗ Pred ošetrovaním snímte všetky šperky.
- ❗ Ak po ošetroaní vystavujete pokožku účinkom slnka, chráňte ju krémom s ochranným faktorom SPF 30 alebo vyšším.
- ⚡ Pred spustením zariadenia alebo pred tým, než sa dotknete zástrčky adaptéra, vždy sa uistite, že máte suché ruky a kožu.
- ⚡ Zariadenie uchováajte v dostatočnej vzdialenosti od vody a kvapalín! Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel či iných nádob s vodou. Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohlo spadnúť, byť zhodené ani ho neumiestňujte kdekoľvek blízko vody či inej kvapaliny. Existuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Zariadenie okamžite odpojte z elektrickej siete a znova nepoužívajte.
- ❗ Ak je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Napájací adaptér uschováajte tak, aby bol vždy dostupný, aby mohol byť v prípade núdze jednoducho vytiahnutý zo zástrčky. Po použití zariadenie okamžite odpojte z elektrickej siete.
- ❗ Zariadenie neprenášajte držiac ho za kábel napájacieho adaptéra.
- ❗ Ak sa vyskytne porucha zariadenia, okamžite ho odpojte z elektrickej siete.



Svoje zariadenie Silk'n ReVit Essential sa nepokúšajte upravovať, otvárať ani opravovať. Mohli by ste sa dotknúť nebezpečných elektrických súčastí a spôsobiť si vážnu ujmu na zdraví.

3. Zariadenie Silk'n ReVit nepoužívajte, ak:

- spoločnosť Home Skinovations Ltd. adaptér, doplnky alebo príslušenstvo neodporúča,
- kábel alebo zástrčka prístroja je poškodená. Napájací kábel uchovajte mimo dosahu horúcich povrchov.
- počas používania uvidíte alebo zacítite dym,
- zariadenie nefunguje správne alebo sa zdá byť poškodené,
- vonkajší obal zariadenia je prasknutý alebo sa rozpadá,
- zariadenie spadlo do vody.

V takých prípadoch kontaktujte zákaznícky servis Silk'n.

4. Čo môžete očakávať od zariadenia Silk'n ReVit Essential

Počas ošetrovania môžete bežne zaznamenať alebo cítiť:

- **Bzučivý zvuk zariadenia:** ide o zvuk spustenej sacej pumpy.
- **Slabé začervenanie pokožky:** zmizne počas niekoľkých hodín, maximálne do jedného dňa.



! Ak je pokožka veľmi červená, okamžite prestaňte používať.



! Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek komplikácie, kontaktujte svojho lekára.

5. Možné vedľajšie účinky

Ak budete dodržiavať pokyny a dbať na všetky výstrahy a kontraindikácie, pravdepodobne sa nevyskytnú žiadne komplikácie či vedľajšie účinky. Všetky kozmetické postupy, vrátane postupov vykonávaných v domácnosti, zahŕňajú určitý stupeň rizika. Preto je dôležité, aby ste pochopili riziká a komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť, a prijali ich.

Nežiaduci účinok	Riziko
Začervenanie pokožky Môže u vás dôjsť k roztriahnutiu povrchových krvných vlásočníc. Môže to spôsobiť určité začervenanie na niekoľko dní. Okrem toho môžu niektoré vlásočnice predstavovať červené bodky, ktoré časom zmiznú. V takýchto prípadoch okamžite ochladte miesto studenou vodou.	Mierne
Podliatiny Môžu sa u vás vyskytnúť slabé podliatiny, ktoré by mali zmiznúť po 2 až 3 dňoch.	Mierne

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek pretrvávajúce príznaky, kontaktujte svojho lekára.

6. Pred prvým ošetrením


Pri použití zariadenia Silk'n ReVIt Essential postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zariadenie a ostatné súčasti vyberte zo škatule.
2. Zapojte *kábel adaptéra* do zásuvky na výrobku a zapojte *adaptér* do elektrickej zásuvky.
3. Pozrite si odporúčania o používaní zariadenia ReVIt Essential pri ošetrovaní rôznych miest.

6.1. Ošetrované miesta

Odporúčame, aby ste začali režimom nízkeho satia a po niekoľkých použitíach prešli na režim vysokého satia. Ak pocítujete nepohodlie, pri ošetroaní príslušného miesta prepnite na režim nízkeho satia.

Ošetrované miesto	Odporúčania
Čelo, líca a brada	Pohybujte zariadením po pokožke od stredu smerom von a k línii vlasov.
Oči a nos	V oblasti okolo obočia používajte krátke pohyby smerom nahor. Vyhybajte sa očným viečkam. V oblasti nosa používajte rovné pohyby smerom nadol, pozdĺž krivky nosa a obrysov lícnych kostí.
Krk	Používajte jemné pohyby smerom nadol a ošetríte celú plochu krku.



Na začiatku môžete každé miesto ošetriť 2 až 4 krát. Keď si vaša pokožka na ošetrovanie zvykne, môžete počet ošetrení zvýšiť na 4 až 6.


6.2. Jemná a drsnejšia koncovka ReVit Essential

Zariadenie má dve ošetrovacie *koncovky*. Odporúčame vám začať s jemnou koncovkou.

- Jemnú *koncovku* používajte na celkové ošetrenie alebo na jemné dodatočné ošetrenie.
- Drsnejšiu *koncovku* používajte na silnú exfoliáciu.

Výmena koncoviek:

1. Skontrolujte, že zariadenie nie je zapojené do elektrickej zásuvky.
2. Zo zariadenia demontujte aktuálnu *koncovku* (č. 1) a nasadte druhú *koncovku*. Pred použitím overte, že *koncovka* je pevne nasadená v správnej polohe.



7. Začíname!

Vaša koža bude sviežejšia a hladšia! Ošetrenie zariadením Silk'n ReVit Essential je jednoduché. Stačí postupovať podľa krokov pre oblasť, ktorú chcete ošetriť. Celkové ošetrenie by malo trvať asi 5 minút.

7.1. Odporúčané bezpečnostné opatrenia

- Pred prvým ošetrením oblasti vykonajte bodový test na malej ploche pokožky. Ak sa neprejaví negatívna reakcia, pokračujte a vykonajte ošetrenie oblasti.
- Na prvé 2 až 3 ošetrenia používajte režim nízkeho satia.
- Odporúčame, aby ste zariadenie nepoužívali viac než dvakrát týždenne.
-  Ak pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte.

7.2. Kroky ošetrovania

1. Pokožka musí byť čistá, suchá a zbavená akéhokoľvek púdru, krému či gélu.
2. Skontrolujte, že je *gumený uzáver* (č. 2), *filter* (č. 3) a *koncovka* (č. 1) pevne v správnej polohe. Na niekoľko prvých ošetrení určite použite jemnú *koncovku*.
3. Zariadenie zapnite stlačením *ovládacieho tlačidla* (č. 4). Vaše zariadenie ReVIt Essential je pripravené na použitie v režime nízkeho satia.
4. Priložte *koncovku* pevne k pokožke, aby ste cítili satie.
5. Ošetríte každú oblasť postupom odporúčaným v časti "6.1. Ošetrované miesta".
6. Ak chcete prejsť z režimu nízkeho satia na režim vysokého satia, znova stlačte *ovládacie tlačidlo*.
7. Ak chcete po dokončení ošetrovania zariadenie vypnúť, raz alebo dvakrát krátko stlačte *ovládacie tlačidlo* v závislosti od používaného režimu satia.
8. Zariadenie ReVIt Essential odpojte z elektrickej siete a uložte do pôvodnej škatule. Pozrite si časť "8. Údržba a skladovanie".

7.3. Po ošetrení

- Ihneď po ošetrení sa nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a aplikujte ochranný faktor SPF 30 alebo vyšší.
- Môžete si nanieť masku na tvár alebo aplikovať denný či nočný krém.

8. Údržba a skladovanie

Po každom ošetroení je dôležité zariadenie Silk'n ReVIt Essential správne vyčistiť a uložiť.


-  Najprv zariadenie odpojte z elektrickej siete.
-  Zariadenie čistíte utretím čistou suchou tkaninou. Používajte čistiaci prípravok s nie viac než 70 % alkoholu alebo iný neabrazívny čistiaci prípravok. Nikdy nepoužívajte acetón či iné abrazívne kvapaliny, pretože vaše zariadenie poškodia.
-  Ak chcete vyčistiť *koncovku*, najprv ju zo zariadenia demontujte, umyte ju saponátom a vodou a následne dôkladne vysušte.
-  Ak chcete vyčistiť *filter*, najprv ho demontujte zo zariadenia, mäkkou kefkou odstráňte všetky nečistoty a vložte ho do zariadenia.
-  Po očistení odporúčame zariadenie skladovať v pôvodnej škatuli.
-  Okrem *koncoviek* nikdy zariadenie Silk'n ReVIt Essential neponárajte do vody.

8.1. Výmena filtra

Filter je potrebné vyčistiť alebo vymeniť kvôli nahromadeniu odstránenej kože. Odporúčame vám to vykonať vždy po niekoľkých ošetroeniach.

Výmena filtra:

1. Zo zariadenia demontujte *koncovku*. Následne uvidíte *gumený uzáver* a malý čierny *filter*.
2. Demontujte *gumený uzáver* (č. 2) a potom demontujte *filter* (č. 3).
3. *Filter* vyčistíte pomocou kefky, ktorou odstráňte všetky nečistoty, a potom ho vložte späť do zariadenia. Ak chcete vymeniť *filter*, demontujte aktuálny *filter* a vložte nový.



4. Nasadíte *gumený uzáver späť* do správnej polohy, potom nasadíte naspäť na zariadenie *koncovku* a overte, že je pevne nasadená.

8.2. Výmena koncovky

Odporúčame vymeniť *koncovku* každých šesť mesiacov alebo skôr, ak došlo k poškodeniu abrazívnej špičky koncovky.

9. Náhradné diely a spotrebný materiál

Filtre a *koncovky* si môžete objednať prostredníctvom našej webovej lokality: www.silk'n.eu. O náhradné *gumené kryty* alebo napájacie *adaptéry* požiadajte zákaznícky servis Silk'n.

10. Riešenie problémov

Svoje zariadenie Silk'n ReVit Essential sa nepokúšajte otvárať ani opravovať. Mohli by ste sa dotknúť nebezpečných elektrických súčastí a mohli by ste si spôsobiť vážnu ujmu na zdraví. Taktiež dôjde k skončeniu platnosti záruky.

Problém	Kontrola
Zariadenie Silk'n ReVit Essential sa nespúšťa.	Skontrolujte, že <i>adaptér</i> je správne pripojený k zariadeniu, že je zapojený do elektrickej zásuvky a že ste stlačili <i>ovládacie tlačidlo</i> .
Keď sa zariadenie dotýka mojej pokožky, necítim žiadne satie.	Skontrolujte, že zariadenie je zapnuté, že <i>filter</i> , <i>gumený uzáver</i> a <i>koncovka</i> sú správne umiestnené na zariadení.



Opravy má povolené vykonávať len oprávnená osoba. Ak máte problém alebo otázky, kontaktujte zákaznícky servis Silk'n.



Ak sa vyskytne porucha zariadenia, okamžite ho odpojte z elektrickej siete.

11. Zákaznícky servis

Viac informácií nájdete na webovej lokalite: www.silkn.eu. Tento návod si môžete vo formáte PDF taktiež stiahnuť z lokality: www.silkn.eu.

Ak chcete oznámiť neočakávané činnosti alebo udalosti či iný problém so zariadením kontaktujte zákaznícky servis Silk'n. Naše kontaktné údaje sú:

Krajina	Telefónne číslo servisu	E-mail
Belgicko	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francúzsko	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Nemecko	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Taliansko		servizioclientiit@silkn.eu
Holandsko	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španielsko	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Spojené kráľovstvo	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
USA a Kanada	1-877-367-4556 (bezplatné)	contact@silkn.com
Ostatné krajiny	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Záruka

Pozrite si záručný list Silk'n.

13. Likvidácia



Pomôžte chrániť životné prostredie. Nelikvidujte ako domový odpad a dodržiavajte zákony vašej krajiny, ktoré upravujú likvidáciu elektrických výrobkov.

14. Špecifikácie

Č. modelu	H4201
Technológia	Vákuová koncovka
Príkon	12 V DC; 0,2 A
Hmotnosť systému	110 g
Preprava a skladovanie medzi použitiami a skladovacie podmienky	Teplota: -40 °C až +70 °C Relatívna vlhkosť: 10 % až 90 % Atmosférický tlak: 500 až 1060 hPa
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 °C až 35 °C Relatívna vlhkosť: 30 % až 75 % Atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa
Modely adaptérov a menovité hodnoty	SAW12-120-0500XX XX Pozrite si typ zástrčky Vstup: 100 až 240 V AC; 50 až 60 Hz; 0,3 A Výstup: 12 V; 0,5 A
Očakávaná prevádzková životnosť zariadenia	3 roky
Dodržiavanie právnych predpisov a stanovených požiadaviek	2014/35/EU 2014/30/EU Smernica 2011/65/ES (RoHS) Nariadenie ES č. 1907/2006 (REACH)

15. Značky a symboly



Výrobky označené týmto symbolom vyhovujú požiadavkám smerníc EÚ.



Trieda III. Spotrebič je napájaný zo zdroja s veľmi nízkym napätím.



Len na použitie v interiéri.



Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.



Nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Likvidujte v súlade s zákonmi vašej krajiny, aby ste pomohli chrániť životné prostredie. V súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Mentions légales

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard de leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, les marques de commerce, les droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu ou www.silkn.com, info@silkn.com.

Table des matières

1.	En savoir plus sur votre Silk'n ReVit Essential	49
2.	Contre-indications & avertissements	50
3.	N'utilisez pas Silk'n ReVit Essential si :	53
4.	À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n ReVit Essential	53
5.	Effets secondaires possibles	54
6.	Avant votre première séance	54
7.	Commencez !	56
8.	Entretien et stockage.....	58
9.	Pièces détachées et consommables	59
10.	Dépannage	59
11.	Service à la clientèle	60
12.	Garantie	60
13.	Élimination	60
14.	Caractéristiques techniques	61
15.	Signes et symboles	62

1. En savoir plus sur votre Silk'n ReVit Essential

Silk'n ReVit Essential est un appareil électrique. Ainsi, il doit être utilisé avec précaution pour des raisons de sécurité. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité. Il est important que vous lisiez et compreniez les instructions sur la façon d'utiliser cet appareil, y compris les procédures post-utilisation, et que vous les respectiez scrupuleusement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant les soins.

1.1. Contenu de l'emballage

L'emballage de votre Silk'n ReVit Essential comprend les articles suivants :

- Appareil ReVit Essential
- Lot de filtres
- 2 Pointes de traitement (Délicate et Rugueuse)
- Embouts de rechange en caoutchouc
- Adaptateur AC/DC et câble
- Pochette de rangement
- Manuel de l'utilisateur
- Carte de garantie

1.2. Description de l'appareil

ReVit Essential est un appareil de dermabrasion à domicile à double action. Il combine microdermabrasion par gommage et aspiration stimulante de la peau.

Gommage par microdermabrasion

- Un gommage doux et non-abrasif pour une peau plus lisse et plus fraîche.
- Son action contribue à améliorer le teint, la structure et l'élasticité de la peau.
- Aide à réduire les taches de vieillesse.
- Aide à réduire l'apparition de ridules autour des yeux.

Aspiration stimulante

- Son action stimulante procure une peau plus lisse et rajeunie.
- Amène certaines impuretés à la surface.
- Capture les cellules de peau mortes pour élimination.

L'appareil est composé d'une *pointe de traitement* (#1), d'un *embout en caoutchouc* (#2), d'un *filtre* (#3), d'un *bouton de commande* (#4), d'une *base* (#5), et d'un *adaptateur avec câble*. (#6). Veuillez vous référer au diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque composant de l'appareil.

FR

1.3. Usage prévu

Silk'n ReVit Essential est un appareil en vente libre conçu pour le gommage des couches supérieures de l'épiderme, pour une peau visiblement plus fraîche. L'appareil est prévu pour le traitement de :

- Taches de vieillesse sur le visage, le cou, et les mains
- Fines ridules apparaissant sur le visage
- La décoloration de la peau
- Taches brunes et cicatrices superficielles
- Peaux ternes ou endommagées par le soleil

L'appareil est prévu pour une utilisation à domicile. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.

2. Contre-indications & avertissements

Assurez-vous de lire attentivement cette section et prenez note des avertissements et des contre-indications.

! L'appareil ne doit pas être utilisé par : les enfants, les personnes de moins de 16 ans, les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas Silk'n ReVit Essential si vous avez :

- ! Une peau atteinte de rosacée.
- ! Présentez des troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes.
- ! En cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- ! Une radiothérapie ou chimiothérapie reçue au cours des 3 derniers mois, ou des zones de la peau susceptibles d'évolution maligne.
- ! Utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois.
- ! Toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

Ne traitez pas les zones qui ont :

- ! De l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), des grains de beauté ou des verrues, un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).
- ! Des antécédents de poussées d'herpès.
- ! Subi des traumatismes ou des lésions cutanées.
- ☀ Été exposées au soleil sans protection (attendre 24h); pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours.

Avertissements supplémentaires

-  Ne pas utiliser sur le bout des seins ou les organes génitaux.
-  Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil plus de deux fois par semaine.
-  Optez pour le mode d'aspiration faible si vous ressentez un inconfort quelconque.
-  Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau est très rouge.
-  Enlevez tout bijou avant de procéder aux séances.
-  Protégez votre peau avec un écran solaire ayant un FPS de 30 ou plus si vous vous exposez au soleil après le traitement.
-  Toujours veiller à ce que vos mains et peau soient sèches avant d'utiliser l'appareil ou de toucher l'adaptateur.
-  Évitez que l'appareil entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ! Ne pas utiliser près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne placez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber, être poussé ou placé près de l'eau ou de tout autre liquide. Il y a un risque d'électrocution. Débranchez immédiatement et ne le réutilisez pas.
-  Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Veillez à ce que l'adaptateur AC/DC soit accessible à tout moment, afin qu'il puisse être retiré de la prise facilement en cas d'urgence. Débranchez l'appareil immédiatement après chaque utilisation.
-  Ne portez pas l'appareil par le câble de l'adaptateur AC/DC.
-  En cas de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le immédiatement.



N'essayez pas de modifier, d'ouvrir ni de réparer votre appareil Silk'n ReVit Essential. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement.

3. N'utilisez pas Silk'n ReVit Essential si :

- L'adaptateur, les pièces détachées ou les accessoires ne sont pas recommandés par Home Skinovations Ltd.
- Le câble ou la prise de l'appareil sont endommagés. Maintenez le câble à distance de toute source de chaleur.
- Vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.
- L'appareil ne fonctionne pas correctement ou il semble abîmé.
- La coque de l'appareil est fendue ou se détache en morceaux.
- L'appareil est tombé dans l'eau.

Dans ces cas, contactez le service à la clientèle Silk'n.

4. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n ReVit Essential

Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Un bourdonnement provenant de l'appareil :** C'est la pompe aspirante qui fonctionne.
- **L'apparition de quelques rougeurs :** Cela devrait se résorber en quelques heures ou en un jour.



Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau est très rouge.



Si vous constatez des complications, veuillez contacter votre médecin.

5. Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Tous les traitements esthétiques, y compris ceux conçus pour une utilisation à domicile, comportent un certain degré de risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

Effets indésirables	Risque
Rougeur cutanée Vous pourriez présenter une dilatation des petits capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs pendant quelques jours. En outre, certains capillaires peuvent présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Dans de tels cas, refroidissez immédiatement la zone avec de l'eau froide.	Faible
Ecchymoses Il est possible que des petites ecchymoses apparaissent, qui se résorberont au bout de 2 ou 3 jours.	Faible

Veuillez consulter votre médecin si vous présentez des symptômes persistants.

6. Avant votre première séance


Pour utiliser votre Silk'n ReVit Essential, procédez comme suit :

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Branchez le *câble de l'adaptateur* dans la prise de l'appareil et branchez l'*adaptateur* dans une prise électrique.
3. Veuillez étudier attentivement les recommandations d'utilisation du ReVit Essential sur les différentes zones de traitement.

6.1. Zones d'application

Nous vous recommandons de commencer par le mode d'aspiration faible et de ne passer au mode élevé qu'après quelques utilisations. Si vous ressentez un inconfort quelconque, veuillez travailler la zone de traitement en mode d'aspiration faible.

Zone de traitement	Recommandations
Front, joues et menton	Déplacez l'appareil sur la zone à traiter du centre vers l'extérieur puis vers la naissance des cheveux.
Yeux et nez	Appliquez des petits coups brefs vers le haut pour la zone qui entoure les sourcils. Évitez les paupières. Pour le nez, appliquez des mouvements droits vers le bas en suivant la courbe du nez et le contour des pommettes.
Cou	Pratiquez des mouvements fluides vers le bas et travaillez toute la zone du cou.



Pour commencer, vous pouvez traiter chaque zone entre 2 et 4 fois. Lorsque votre peau est habituée au traitement, vous pouvez augmenter à entre 4 et 6 passages.


6.2. Les pointes Délicate et Rugueuse du ReVit Essential

L'appareil est doté de deux *pointes de traitement*. Nous vous recommandons de commencer par la pointe Délicate.

- Utilisez la *pointe Délicate* pour un traitement général ou pour une finition délicate.
- Utilisez la *pointe Rugueuse* pour un gommage intensif.

Pour changer les pointes :

1. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas branché dans une prise d'alimentation.
2. Retirez la *pointe* (#1) en cours d'utilisation et remplacez là par la deuxième *pointe*. Assurez-vous que la *pointe* soit bien fixée avant utilisation.



7. Commencez !

Vous êtes sur la bonne voie pour avoir une peau visiblement plus lisse et fraîche ! Le traitement avec Silk'n ReVit Essential est facile. Suivez simplement ces étapes pour chaque zone que vous souhaitez traiter. Une séance complète devrait prendre environ 5 minutes.

7.1. Précautions recommandées

- Avant de traiter une zone pour la première fois, essayez d'abord sur une petite zone de peau. Si votre peau n'affiche pas de réaction négative, vous pouvez commencer le traitement de cette zone.
- Nous vous recommandons d'utiliser le mode d'aspiration faible pour les 2-3 premiers traitements.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil plus de deux fois par semaine.
- ❗ Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.

7.2. Étapes du traitement

1. Veillez à ce que votre peau soit parfaitement propre, sèche et sans traces de poudre, crème, ou gel.
2. Assurez-vous que l'*embout en caoutchouc* (#2), le *filtre* (#3), et la *pointe* (#1) soient bien fixés. Lors des premiers traitements, veillez à bien utiliser la *pointe Délicate*.
3. Appuyez sur le *bouton de commande* (#4) pour mettre l'appareil en marche. Votre ReVIt Essential est prêt à l'emploi en mode d'aspiration faible.
4. Appuyez la *pointe* fermement sur votre peau afin de ressentir l'aspiration.
5. Traitez chaque zone comme indiqué en section "6.1. Zones d'application".
6. Pour passer du mode d'aspiration faible au mode d'aspiration élevé, appuyez une fois de plus sur le *bouton de commande*.
7. Pour éteindre l'appareil à la fin de la séance de traitement, appuyez brièvement sur le *bouton de commande* une fois, ou deux, selon le mode d'aspiration en cours.
8. Débranchez l'appareil et stockez-le dans sa boîte d'origine. Veuillez vous référer à la section "8. Entretien et stockage".

7.3. Après la séance

- Évitez toute exposition directe au soleil immédiatement après le traitement, et appliquez un écran solaire ayant un FPS d'au moins 30 ou plus.
- Vous voudrez peut-être appliquer un masque de visage, ou une crème de jour ou de nuit.

8. Entretien et stockage

Il est important de nettoyer votre appareil Silk'n ReVit Essential et de le ranger convenablement après chaque traitement.


-  Tout d'abord, débrancher l'appareil.
-  Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec un chiffon propre, et sec. Utilisez un liquide de nettoyage ne comportant pas plus de 70% d'alcool, ou bien un autre liquide de nettoyage non abrasif. N'utilisez jamais d'acétone ou autres liquides abrasifs, ils endommageraient l'appareil.
-  Pour nettoyer la *pointe*, retirez-la d'abord de l'appareil, lavez-la avec de l'eau et du savon, puis séchez soigneusement.
-  Pour nettoyer le *filtre*, retirez-le d'abord de l'appareil, utilisez une brosse douce pour le nettoyer de tout débris, puis replacez-le dans l'appareil.
-  Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine.
-  À l'exception des *pointes*, ne jamais plonger votre Silk'n ReVit Essential dans l'eau.

8.1. Remplacer le filtre

Le *filtre* doit être nettoyé ou remplacé en raison d'une accumulation de cellules de peau mortes. Nous vous recommandons de faire ceci tous les quelques traitements.

Pour remplacer le filtre :

1. Retirez la *pointe* de l'appareil. Vous verrez alors l'*embout en caoutchouc* et le petit *filtre noir*.
2. Retirez l'*embout en caoutchouc* (#2), puis retirez le *filtre* (#3).
3. Pour nettoyer le *filtre*, enlevez tout débris avec une brosse, puis replacez-le dans l'appareil. Pour changer un *filtre*, retirer le *filtre* déjà en place et en insérer un nouveau.



4. Remettre l'*embout en caoutchouc* en place, puis repositionner la *pointe* sur l'appareil, en s'assurant qu'elle soit fermement raccordée.

8.2. Remplacer la pointe

Nous vous recommandons de changer la *pointe* tous les six mois, ou avant si le bout abrasif de la pointe est endommagée.

9. Pièces détachées et consommables

Vous pouvez commander plus de *filtres* et de *pointes* sur notre site internet : www.silk'n.eu. Pour remplacer les embouts en caoutchouc ou l'adaptateur AC/DC, merci de contacter le service à la clientèle Silk'n.

10. Dépannage

N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil Silk'n ReVit Essential. Vous pourriez vous exposer à des composants électriques dangereux et vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
Mon Silk'n ReVit Essential ne démarre pas.	Assurez-vous que l' <i>adaptateur</i> est bien connecté à l'appareil, qu'il est branché dans une prise électrique et que vous avez pressé le <i>bouton de commande</i> .
Je ne ressens pas d'aspiration lorsque l'appareil est en contact avec ma peau.	Assurez-vous que l'appareil est bien allumé, et vérifiez que le <i>filtre</i> , l' <i>embout en caoutchouc</i> et la <i>pointe</i> sont bien positionnés sur l'appareil.



Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle Silk'n.



En cas de défaillance de l'appareil, débranchez-le immédiatement.

11. Service à la clientèle

Consultez notre site Web pour plus d'informations : www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site : www.silkn.eu.

Veuillez contactez le service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendu, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
État-Unis et Canada	1-877-367-4556 (gratuit)	contact@silkn.com
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garantie

Veuillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

13. Élimination



Aidez à protéger l'environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères et assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.

14. Caractéristiques techniques

N° modèle	H4201
Technologie	Embout de remplissage à dépression
Puissance d'entrée	12 V, 0,2A
Poids du système	110 g
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température: -40 °C à +70 °C Humidité relative: 10% à 90% Pression atmosphérique: 500 à 1060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température: 10 à 35°C Humidité relative: 30% à 75% Pression atmosphérique: 700 à 1060 hPa
Modèles et classe d'adaptateurs	SAW12-120-0500XX XX Se référer au type de fiche Entrée : 100-240V CA, 50-60 Hz, 0,3A Sortie : 12 V, 0,5A
Durée de vie prévue de l'équipement	3 ans
Conformité	2014/35/UE 2014/30/UE Directive 2011/65/UE RoHS Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

15. Signes et symboles

	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe III. L'appareil est alimenté par une source à très basse tension.
	À utiliser exclusivement en intérieur.
	Ne pas utiliser dans des environnements humides.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.

Právní sdělení

Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny u svých výrobků nebo v jejich technické specifikaci v rámci zlepšení jejich výkonu, spolehlivosti nebo vyrobitelnosti. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době vydání dokumentu považovány za přesné a pravdivé. Home Skinovations Ltd. však nenese žádnou odpovědnost za jejich využití. V rámci patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd. neznamená jakékoli jejich využití získání licence.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být z jakéhokoli důvodu reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písemného svolení Home Skinovations Ltd. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu nezakládá žádný nárok na tyto patenty, ochranné známky, autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v případné písemné smlouvě s Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SILK'N a logo SILK'N jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd, Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkn.eu nebo www.silkn.com, info@silkn.com.

Obsah

1.	Seznamte se se svým Silk'n ReVit Essential	65
2.	Kontraindikace a varování	66
3.	Silk'n ReVit Essential nepoužívejte pokud.....	69
4.	Co můžete očekávat při ošetření Silk'n ReVit Essential	69
5.	Možné vedlejší účinky	70
6.	Před prvním ošetřením.....	70
7.	Začínáme!	72
8.	Údržba a skladování	74
9.	Náhradní díly a spotřební materiál	75
10.	Řešení potíží	75
11.	Zákaznický servis	76
12.	Záruka	76
13.	Likvidace.....	76
14.	Specifikace.....	77
15.	Značky a symboly	78

1. Seznamte se se svým Silk'n ReVit Essential

Silk'n ReVit Essential je elektrické zařízení a při jeho používání musí být brán zvláštní zřetel na bezpečnost. Před prvním použitím výrobku je nutné prostudovat všechna varování, kontraindikace a bezpečnostní opatření. Je důležité, abyste si přečetli pokyny, jak výrobek používat, včetně postupů po použití, těmto pokynům porozuměli a přísně je dodržovali. Doporučujeme znovu si pročíst pokyny před každým ošetřením.

1.1. Obsah balení

Vaše balení výrobku Silk'n ReVit Essential obsahuje dále uvedené součásti.

- Zařízení ReVit Essential
- Napájecí adaptér s kabelem
- Balíček filtrů
- Úložný sáček
- 2 ošetrovací koncovky (jemná a drsnější)
- Návod k použití
- Náhradní gumové uzávěry
- Záruční list

1.2. Popis výrobku

ReVit Essential je zařízení pro ošetření kůže s dvojitým účinkem určené pro domácí použití. Kombinuje mikrodermabrazí (exfoliaci) a vakuovou stimulaci pokožky.

Mikrodermabrazie (exfoliace)

- Jemná, neabrazivní exfoliace, jejímž výsledkem je hladší, svěžejší pleť.
- Zlepšuje zbarvení, texturu a elasticitu pokožky.
- Snižuje výskyt stařeckých skvrn.
- Omezuje výskyt jemných rýh okolo očí.

Vakuová stimulace

- Stimulace napomáhá při vyhlazení pokožky, která vypadá mladší.
- Vynáší některé nečistoty na povrch pleti.
- Shromažďuje odumřelé kožní buňky k likvidaci.

Tento výrobek má *ošetřovací koncovku* (č. 1), *gumový uzávěr* (č. 2), *filtr*, (č. 3), *ovládací tlačítko* (č. 4), *zástrčku výrobku* (č. 5) a *napájecí adaptér s kabelem*. (č. 6). Umístění jednotlivých prvků na výrobku naleznete na obrázku na přední straně tohoto návodu k použití.

1.3. Použití

Silk'n ReVit Essential je volně prodejný výrobek určený pro exfoliaci horní vrstvy pokožky, která tak vypadá svěžeji. Je určen pro ošetření:

- stárnoucí pleti na obličeji, krku a rukou,
- jemných vrásek a rýh na obličeji,
- změny barvy kůže (dyschromie),
- tmavých skvrn a mělkých jizev,
- unavené a sluncem poškozené pleti.

Tento výrobek je určen k domácímu použití. Výrobek nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než je popsán v tomto návodu.

2. Kontraindikace a varování

Důkladně si přečtěte si tuto část a zvláštní pozornost věnujte varováním a kontraindikacím.

- ! Tento výrobek nesmí používat následující osoby: děti, osoby mladší než 16 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osoby, které nemají s jeho použitím zkušenosti ani potřebné znalosti. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo jisté, že si s výrobkem nebudou hrát.

Silk'n ReVit Essential nepoužívejte, pokud:

- ! máte růžovku (rosaceu),
- ! máte nedostatečně kontrolované endokrinní onemocnění, jako je cukrovka a onemocnění štítné žlázy,

- ! trpíte abnormálními stavy kůže způsobenými cukrovkou, systémovými a dalšími metabolickými onemocněními,
- ! podstoupili jste během posledních 3 měsíců ozařovací léčbu nebo chemoterapii nebo máte na kůži místa s potenciálním zhoubným onemocněním,
- ! během posledních 6 měsíců jste užívali léky na kůži vázané na lékařský předpis,
- ! v případě jiných zdravotních potíží, které by pro vás mohly dle názoru vašeho lékaře nebo dermatologa představovat v souvislosti s použitím výrobku nebezpečí.

Neošetřujte místa:

- ! s aktivním ekzémem, psoriázou, lézemi, otevřenými ranami nebo infekcí (puchýřky herpes febrilis), s jaterními skvrnami nebo bradavicemi, s pokožkou v abnormálním stavu, který je způsoben systémovými nebo metabolickými onemocněními (např. cukrovkou),
- ! na nichž se v minulosti objevila ohniska herpesu,
- ! s poraněnou pokožkou,
-  která byla nedávno vystavena působení slunce bez ochrany (počkejte 1 den); pokud je kůže opálená, počkejte 3 dny.

Další varování

- ! Nepoužívejte na bradavky ani genitálie.
- ! Výrobek se doporučuje používat maximálně dvakrát týdně.
- ! Pokud vám je ošetření nepříjemné, přepněte na nízký stupeň výkonu.

-  Pokud je kůže silně zarudlá, okamžitě přestaňte výrobek používat.
-  Před ošetřením si sejměte všechny šperky.
-  Pokud po ošetření vystavujete kůži slunci, chraňte ji krémem s ochranným faktorem SPF 30 nebo vyšším.
-  Před spuštěním výrobku nebo před tím, než se dotknete zástrčky adaptéru, se vždy ujistěte, že máte suché ruce a kůži.
-  Udržujte výrobek v suchu tak, aby se nedostal do kontaktu s kapalinami! Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu. Nepokládejte ani neuchovávejte výrobek na místech, kde by mohl spadnout, být shozen nebo by se mohl dostat do kontaktu s vodou či jinými kapalinami. Existuje zde riziko úrazu elektrickým proudem. Ihned výrobek odpojte z elektrické sítě a už jej znovu nepoužívejte.
-  Nikdy nenechávejte výrobek zapojený do elektrické sítě bez dozoru. Uchovávejte napájecí adaptér tak, aby byl vždy dostupný, aby mohl být v případech nouze snadno vytažen ze zástrčky. Po použití ihned výrobek odpojte z elektrické sítě.
-  Nenoste výrobek za kabel napájecího adaptéru.
-  Pokud výrobek nefunguje, ihned jej odpojte z elektrické sítě.
-  Výrobek Silk'n ReVIt Essential neupravujte, neotevírejte ani jej neopravujte. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi výrobku a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví.

3. Silk'n ReVit Essential nepoužívejte pokud

- adaptér, doplňky nebo příslušenství nejsou doporučeny společností Home Skinovations Ltd.,
- má výrobek poškozený kabel nebo zástrčku; napájecí kabel uchovejte mimo dosah zahřátých povrchů,
- během používání uvidíte nebo ucítíte kouř;
- výrobek nefunguje správně nebo se zdá poškozený,
- vnější plášť je rozbitý nebo se rozpadá,
- výrobek spadl do vody.

V těchto případech kontaktujte zákaznický servis Silk'n.

4. Co můžete očekávat při ošetření Silk'n ReVit Essential

Při ošetření výrobkem můžete běžně zaznamenat nebo cítit:

- **bzučivý zvuk výrobku:** jedná se o zvuk spuštěné sací pumpy,
 - **mírnou zarudlost kůže:** odezní během několika hodin, nejvýše do jednoho dne.
- ❗ Pokud je kůže silně zarudlá, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- ❗ Pokud se u vás projeví jakékoli komplikace, vyhledejte lékařskou pomoc.

5. Možné vedlejší účinky

Pokud budete postupovat přesně podle pokynů a dbát všech upozornění a kontraindikací, neobjeví se pravděpodobně žádné komplikace či nežádoucí účinky. Všechny kosmetické postupy, včetně těch, které jsou určeny k domácímu použití, s sebou nesou určitý stupeň rizika. Proto je důležité, abyste porozuměli rizikům a komplikacím, které se mohou vyskytnout, a přijali je.

Nežádoucí účinek	Riziko
Zarudnutí pokožky Může u vás dojít k roztažení povrchových krevních kapilár, jež může na několik dní způsobit zarudnutí. Některé kapiláry mohou způsobit vznik rudých skvrn, které však rovněž časem vymizí. V takových případech ihned příslušné místo ochladte studenou vodou.	Mírné
Zhmoždění Může u vás dojít k mírnému zhmoždění, které by mělo odeznít během 2-3 dnů.	Menší nepohodlí

Pokud u vás přetrvávají jakékoli příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

6. Před prvním ošetřením


Při použití Silk'n ReVit Essential postupujte dále uvedeným způsobem.

1. Vyjměte výrobek a ostatní komponenty z krabice.
2. Zasuňte *kabel adaptéru* do zdířky výrobku a zapojte *adaptér* do elektrické zásuvky.
3. Přečtěte si doporučení, jak používat ReVit Essential při ošetření různých míst.

6.1. Ošetřovaná místa

Doporučujeme vám začínat ošetření při nízkém stupni výkonu a k vysokému stupni výkonu přejít až po několika použitích. Pokud pociťujete jakékoli obtíže, přepněte při ošetření příslušného místa na nízký stupeň výkonu.

Ošetřované místo	Doporučení
Čelo, tváře a brada	Posouvajte výrobek po kůži od středu směrem ven a k linii vlasů.
Oči a nos	V oblasti okolo očí používejte krátké pohyby směrem nahoru. Vyhybejte se očním víčkům. V oblasti nosu používejte rovné pohyby směrem dolů podél křivky nosu a kontur lícních kostí.
Krk	Používejte jemné pohyby směrem dolů a ošetřete celou plochu krku.



Ze začátku můžete ošetřit každé místo 2-4krát. Když je vaše pokožka na ošetření zvyklá, můžete ošetření zvýšit na 4 až 6.


6.2. Jemná a drsnější koncovka ReVit Essential

Výrobek má dvě ošetrovací *koncovky*. Doporučujeme začínat ošetření s jemnou koncovkou.

- Používejte jemnou *koncovku* pro celkové ošetření nebo jemné doošetření.
- Používejte drsnější *koncovku* pro silnou exfoliaci.

Výměna koncovek:

1. Zkontrolujte, zda je výrobek zapojen do elektrické zásuvky.
2. Sejměte z výrobku *koncovku* (č. 1), která je na něm momentálně nasazena, a vyměňte ji za druhou *koncovku*. Před použitím zkontrolujte, zda je *koncovka* pevně nasazena.



7. Začínáme!

Vaše kůže bude hladší a jemnější! Ošetření výrobkem Silk'n ReVit Essential je snadné. Dodržujte tyto kroky při ošetření každého požadovaného místa. Celé ošetření by mělo trvat asi 5 minut.

7.1. Doporučená bezpečnostní opatření

- Před prvním ošetřením určité plochy proveďte bodový test na malém místě pokožky. Pokud se u vás neprojeví nežádoucí účinky, pokračujte a proveďte ošetření místa.
- Při prvních 2-3 ošetřeních používejte nízký stupeň výkonu.
- Doporučujeme, abyste výrobek nepoužívali více než dvakrát týdně.



V případě jakýchkoli obtíží přestaňte výrobek ihned používat.

7.2. Kroky ošetření

1. Pokožka musí být čistá, suchá a prostá jakýchkoliv mastí, krému nebo gelu.
2. Zkontrolujte, zda jsou *gumový uzávěr* (č. 2), *filtr* (č. 3) a *koncovka* (č. 1) pevně nasazeny. Při několika prvních ošetřeních používejte jemnou *koncovku*.
3. Zapněte výrobek stisknutím *ovládacího tlačítka* (č. 4). ReVIt Essential je připraven k použití při nízkém stupni výkonu.
4. Přiložte *koncovku* pevně ke kůži, abyste cítili sání.
5. Ošetřete každou oblast postupem doporučeným v části "6.1. Ošetřovaná místa".
6. Pokud chcete přejít z nízkého na vysoký stupeň výkonu, stiskněte znovu *ovládací tlačítko*.
7. Výrobek po ošetření vypněte jedním nebo dvěma krátkými stisknutími *ovládacího tlačítka* v závislosti na stupni výkonu, který používáte.
8. Odpojte ReVIt Essential z elektrické sítě a uložte jej do originální krabice. Další postup naleznete v části "8. Údržba a skladování".

7.3. Po ošetření

- Po ošetření se nevystavujte přímému slunečnímu záření a používejte krém s ochranným faktorem SPF 30 nebo vyšším.
- Můžete si nanést pleťovou masku nebo denní či noční krém.

8. Údržba a skladování

Po každém ošetření je důležité Silk'n ReVIt Essential vyčistit a správně jej uchovávat.


-  Nejdříve výrobek odpojte z elektrické sítě.
-  Při čištění výrobek otřete čistou suchou utěrkou. Používejte tekutý čisticí prostředek, který obsahuje maximálně 70 % alkoholu nebo jiný neabrazivní tekutý čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte aceton ani jiné abrazivní tekuté prostředky, protože výrobek poškodí.
-  Při čištění *koncovky* nejdříve koncovku sejměte z výrobku, poté ji umyjte mýdlem a vodou a důkladně ji osušte.
-  Při čištění *filtru* nejdříve filtr vyjměte z výrobku, měkkým kartáčkem z něj odstraňte veškeré nečistoty a poté jej vložte zpět do výrobku.
-  Po vyčištění doporučujeme uložit přístroj do původní krabice.
-  Kromě *koncovek* nikdy nevkládejte Silk'n ReVIt Essential ani žádnou jeho část do vody.

8.1. Výměna filtru

Filtr je nutné vyčistit nebo vyměnit díky usazování odstraněné kůže. Doporučujeme filtr vyčistit vždy po několika ošetřeních.

Výměna filtru:

1. Sejměte z výrobku *koncovku*. Poté uvidíte *gumový uzávěr* a malý černý *filtr*.
2. Sejměte *gumový uzávěr* (č. 2) a poté odstraňte *filtr* (č. 3).
3. Odstraňte z *filtru* kartáčkem veškeré nečistoty a vložte jej zpět do výrobku. Pokud chcete *filtr* vyměnit, vyjměte z výrobku stávající *filtr* a vložte do něj nový.
4. Vložte *gumový uzávěr* zpět na místo, poté nasadte *koncovku* zpět na výrobek a zkontrolujte, zda je pevně připojena.



8.2. Výměna koncovky

Doporučujeme vyměňovat *koncovku* jednou za šest měsíců nebo dříve, pokud je abrazivní špička koncovky poškozená.

9. Náhradní díly a spotřební materiál

Další *filtry* a *koncovky* si můžete objednat na našich webových stránkách: www.silk'n.eu. Máte-li zájem o náhradní *gumové uzávěry* nebo *napájecí adaptéry*, obraťte se laskavě na zákaznický servis Silk'n.

10. Řešení potíží

Silk'n ReVit Essential neotevírejte ani neopravujte. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi výrobku a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví. Rovněž by to vedlo k neplatnosti záruky.

Problém	Kontrola
Můj Silk'n ReVit Essential se nespouští.	Ujistěte se, že je <i>adaptér</i> řádně připojen k výrobku, je zapojen do elektrické zásuvky a že jste stiskli <i>ovládací tlačítko</i> .
Při kontaktu výrobku s kůží necítím žádné sání.	Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý a zkontrolujte, zda jsou na výrobku správně nasazeny <i>filtr</i> , <i>gumový uzávěr</i> a <i>koncovka</i> .



Opravy mohou provádět pouze pověřené pracovníci. S veškerými potížemi nebo dotazy se obraťte na zákaznický servis Silk'n.



Pokud výrobek nefunguje, ihned jej odpojte z elektrické sítě.

11. Zákaznický servis

Více informací naleznete na našich webových stránkách na adrese: www.silk'n.eu. Tato příručka je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF na: www.silk'n.eu.

Nečekané závady, příhody nebo ostatní problémy s výrobkem ohlaste zákaznickému servisu Silk'n. Naše kontaktní údaje naleznete níže:

Země	Telefonní číslo	E-mail
Belgie	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Francie	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Německo	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itálie		servizioclientiit@silk'n.eu
Nizozemsko	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Španělsko	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
Velká Británie	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
USA a Kanada	1-877-367-4556 (bezplatné)	contact@silk'n.com
Ostatní země	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

12. Záruka

Více informací naleznete v záručním listu Silk'n.

13. Likvidace



Pomáhejte chránit životní prostředí. Nelikvidujte výrobek s domovním odpadem a zlikvidujte jej v souladu s místními zákony pro likvidaci elektroodpadu.

14. Specifikace

Model č.	H4201
Technologie	Vakuová koncovka
Napájení	12 V DC, 0,2A
Hmotnost systému	110 g
Přeprava a skladování v době mezi použitím a skladovací podmínky	Teplota: -40 °C až +70 °C Relativní vlhkost: 10 % až 90 % Atmosférický tlak: 500 až 1060 hPa
Provozní podmínky	Teplota: 10 °C až 35 °C Relativní vlhkost: 30 % až 75 % Atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa
Modely adaptéru a třída	SAW12-120-0500XX XX viz typ zástrčky Napájení: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,3A Výstupní napětí: 12V, 0,5A
Předpokládaná životnost výrobku	3 roky
Dodržování právních předpisů a stanovených požadavků	2014/35/EU 2014/30/EU Směrnice 2011/65/ES (RoHS) Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)

15. Značky a symboly

	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnice EU.
	Třída III. Spotřebič je napájen ze zdroje s velmi nízkým (malým) napětím.
	Pouze pro použití uvnitř.
	Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
	Neodhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte v souladu s místními zákony a pomozte chránit životní prostředí. V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Nota prawna

Home Skinovations Ltd. zastrzega prawa do wprowadzania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy wydajności, niezawodności lub wytwarzania. Informacja przekazywana przez Home Skinovations Ltd. jest według najlepszej wiedzy dokładna i wiarygodna w chwili publikacji. Niemniej Home Skinovations Ltd. nie przyjmuje odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Za jej sprawą nie są udzielane żadne licencje bądź uprawnienia do praw patentowych Home Skinovations Ltd.

Bez pisemnej zgody Home Skinovations Ltd., żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, elektronicznej bądź mechanicznej dla jakichkolwiek celów. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Home Skinovations Ltd. posiada patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść niniejszego dokumentu. Przekazanie niniejszego dokumentu nie nadaje żadnych licencji do tychże patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, o ile nie są one przekazane w sporządzonej na piśmie umowie z Home Skinovations Ltd. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

SILK'N i logo SILK'N są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkkn.eu lub www.silkkn.com, info@silkkn.com.

Treść:

1. Poznaj swój Silk'n ReVit Essential.....	81
2. Przeciwwskazania i ostrzeżenia	83
3. Nie korzystać z Silk'n ReVit Essential jeżeli:.....	86
4. Czego można spodziewać się podczas zabiegu z użyciem urządzenia Silk'n ReVit Essential?	86
5. Możliwe skutki uboczne	87
6. Przed pierwszym zabiegiem	88
7. Rozpoczęcie użytkowania!	90
8. Konserwacja i przechowywanie	91
9. Części zamienne i materiały eksploatacyjne	92
10. Rozwiązywanie problemów	93
11. Obsługa klienta	94
12. Gwarancja	94
13. Usuwanie	94
14. Specyfikacja	95
15. Oznaczenia i symbole	96

1. Poznaj swój Silk'n ReVit Essential

Silk'n ReVit Essential to urządzenie elektryczne. Z tego względu podczas jego użytkowania należy zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, przeciwwskazaniami i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zrozumienie wszystkich wskazówek na temat sposobu użytkowania urządzenia (w tym procedury, do której należy stosować się po jego użyciu) i ścisłe ich przestrzeganie jest bardzo ważne. Zalecamy przypomnienie sobie tych instrukcji przed rozpoczynaniem zabiegu.

I.1. Zawartość opakowania

Na zestaw Silk'n ReVit Essential składają się następujące elementy:

- urządzenie ReVit Essential
- komplet filtrów
- 2 końcówki zabiegowe (drobna i gruba)
- zapasowe gumowe nakładki
- zasilacz AC/DC z kablem
- woreczek do przechowywania
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

I.2. Opis urządzenia

ReVit Essential to aparat zabiegowy o podwójnym działaniu, przeznaczony do użytku domowego. Łączy on funkcje złuszczenia naskórka w drodze mikrodermabrazji ze stymulacją próżniową skóry.

Mikrodermabrazja

- Łagodna, nieinwazyjna metoda mechanicznego złuszczenia naskórka nadająca skórze większą gładkość i świeżość.
- Pomaga poprawić koloryt, gładkość i jędrność skóry.
- Pomaga zmniejszyć widoczność plam starczych.
- Pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek wokół oczu.

Stymulacja próżniowa

- Stymulacja skóry pomaga sprawić, że skóra jest gładziej i wygląda młodziej.
- Część zanieczyszczeń jest wydobywana z porów na powierzchnię skóry.
- Martwe komórki naskórka są zbierane do usunięcia.

Urządzenie składa się z *końcówki zabiegowej* (nr 1), *gumowej nakładki* (nr 2), *filtra* (nr 3), *przycisku sterującego* (nr 4), *gniazda urządzenia* (nr 5) oraz *zasilacza z kablem* (nr 6). Umieszczenie każdego z elementów urządzenia pokazano na diagramie znajdującym się na okładce niniejszej instrukcji obsługi.

I.3. Przeznaczenie

Silk'n ReVIt Essential to dostępne bez recepty urządzenie przeznaczone do złuszczenia wierzchniej warstwy skóry i nadające jej świeży wygląd. Służy ono do stosowania na:

- starzejącą się skórę twarzy, szyi i rąk
- drobne zmarszczki na twarzy
- przebarwienia skóry
- ciemne plamy i płytkie blizny
- poszarzałą i uszkodzoną promieniowaniem słonecznym skórę.

Urządzenie przeznaczone jest do samodzielnych zabiegów wykonywanych w warunkach domowych. Nie należy używać go do żadnych innych celów poza zastosowaniami opisanymi w niniejszej instrukcji.

2. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Informacje podane w poniższej części należy obowiązkowo przeczytać, szczególną uwagę zwracając na ostrzeżenia i przeciwwskazania.

- ! Urządzenia nie wolno użytkować dzieciom, osobom poniżej 16. roku życia, osobom o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osobom nieposiadającym doświadczenia i wiedzy na temat sposobu użytkowania aparatu. Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci.

Urządzenia Silk'n ReVit Essential nie należy stosować w razie:

- ! Występowania trądziku różowatego.
- ! Występowania niewłaściwie kontrolowanych zaburzeń układu dokrewnego, np. cukrzycy czy chorób tarczycy.
- ! Występowania odbiegających od normy stanów skórnych wywołanych cukrzycą lub chorobą ogólnoustrojową bądź innym schorzeniem metabolicznym.
- ! Otrzymywania w ciągu ostatnich 3 miesięcy radio- lub chemioterapii lub występowania zmian skórnych o charakterze potencjalnie nowotworowym.
- ! Stosowania w ostatnich 6 miesiącach przepisanych przez lekarza leków na skórę.
- ! Innych dolegliwości, w przypadku których wykonywanie zabiegów byłoby w opinii lekarza lub dermatologa ryzykowne.

Zabiegowi nie należy poddawać miejsc:

-  dotkniętych atopowym zapaleniem skóry („czynną” egzemą), łuszczycą, zmianami skórnymi, otwartymi ranami lub infekcjami (opryszczką, odbiegającymi od normy stanami skórnymi wywołanymi przez choroby ogólnoustrojowe lub metaboliczne (na przykład cukrzycę);
-  w których wcześniej występowała opryszczka;
-  w których skóra jest uszkodzona lub pokaleczona;
-  które zostały niedawno narażone na działanie promieniowania słonecznego bez zastosowania odpowiedniej ochrony (odczekać 1 dzień); w przypadku skóry opalonej lub z oparzeniami słonecznymi odczekać 3 dni.

Ostrzeżenia dodatkowe

-  Nie stosować na skórę sutków i narządów płciowych.
-  Zalecana częstotliwość stosowania to nie więcej niż dwa razy w tygodniu.
-  W razie odczuwania dyskomfortu użyć trybu o niskiej sile ssania.
-  W razie wystąpienia mocnego zaczerwienienia skóry natychmiast przerwać zabieg.
-  Przed każdym zabiegiem zdjąć wszystkie elementy biżuterii.
-  Jeżeli po zabiegu skóra będzie narażana na działanie promieni słonecznych, należy zastosować krem ochronny z filtrem SPF 30 lub wyższym.
-  Przed wykonywaniem czynności obsługowych lub dotykaniem wtyczki zasilacza urządzenia należy zawsze dokładnie wysuszyć ręce i skórę.



Urządzenie należy trzymać z dala od wody i innych płynów! Nie używać w pobliżu wanny, prysznica, basenów i innych zbiorników wody. Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zostać zepchnięte do wody lub innego płynu bądź położone w pobliże wody lub innego płynu. Jest to związane z ryzykiem porażenia. Natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i nie używać urządzenia ponownie.



Podłączonego do gniazda zasilającego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. Przez cały czas użytkowania urządzenia należy zapewnić łatwy dostęp do zasilacza AC/DC, aby w razie nagłych problemów możliwe było szybkie wyjęcie go z gniazda. Urządzenie należy odłączać od zasilania zawsze bezpośrednio po użyciu.



Urządzenia nie należy przenosić, trzymając je za kabel zasilacza AC/DC.



W razie nieprawidłowego działania urządzenia należy je natychmiast odłączyć od zasilania.



Nie należy podejmować samodzielnych prób modyfikowania, otwierania ani naprawy urządzenia Silk'n ReVit Essential. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi komponentami elektrycznymi i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała.

3. Nie korzystać z Silk'n ReVit Essential jeżeli:

- Używany zasilacz, akcesoria lub nakładki nie są marki zalecanej przez firmę Home Skinovations Ltd.
- Kabel lub wtyczka urządzenia są uszkodzone. Kabel zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- W czasie użycia wystąpi dymienie lub czuć dym.
- Urządzenie nie działa prawidłowo lub jeżeli wygląda na uszkodzone.
- Zewnętrzna obudowa jest pęknięta lub uszkodzona.
- Urządzenie wpadło do wody.

W takich wypadkach skontaktować się z działem obsługi klienta marki Silk'n.

4. Czego można spodziewać się podczas zabiegu z użyciem urządzenia Silk'n ReVit Essential?

Podczas stosowania normalne odczucia to:

- **Brzęczący dźwięk wydobywający się z urządzenia:** jest to odgłos pracującej pompy ssącej.
- **Niewielkie zaczerwienienia skóry:** Powinny one ustąpić w ciągu kilku godzin lub maksymalnie jednego dnia.
- ! W razie wystąpienia mocnego zaczerwienienia skóry natychmiast przerwać zabieg.
- ! W razie wystąpienia wszelkich powikłań należy skontaktować się z lekarzem.

5. Możliwe skutki uboczne

Skutki uboczne występują rzadko przy starannym stosowaniu się do instrukcji, ostrzeżeń i przeciwwskazań. Wszystkie zabiegi kosmetyczne, nawet te przystosowane do wykonywania w domu, wiążą się z pewnym ryzykiem. Z tego względu ważne jest rozumienie i akceptowanie zagrożeń i powikłań, do jakich może dojść.

Działania niepożądane	Ryzyko
Zaczerwienienie skóry Podczas zabiegu może dojść do rozszerzenia powierzchniowych naczynek krwionośnych. Może to powodować utrzymujące się przez kilka dni zaczerwienienie. Ponadto, w okolicy niektórych naczynek mogą pojawić się czerwone plamki, które także po jakimś czasie znikną. W takim wypadku dotknięte miejsca należy natychmiast schłodzić zimną wodą.	Niewielkie
Zasinienia Po zabiegu na skórze mogą pojawić się niewielkie zasinienia, które powinny zniknąć po 2-3 dniach.	Niewielkie

W razie wystąpienia wszelkich uporczywie utrzymujących się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

6. Przed pierwszym zabiegiem


Aby użyć Silk'n ReVit Essential, należy:

1. Wyjąć urządzenie i pozostałe elementy z opakowania.
2. *Kabel zasilacza* podłączyć do gniazda urządzenia, a *zasilacz* do gniazda zasilającego.
3. Zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi sposobu stosowania urządzenia ReVit Essential na różne partie skóry.

6.1. Miejsca poddawane zabiegom

Stosowanie urządzenia zalecamy rozpoczynać od trybu o niskiej sile ssania, a do trybu o wysokiej sile ssania przechodzić dopiero po kilku zabiegach. W razie odczuwania dyskomfortu w tej partii skóry użyć trybu o niskiej sile ssania.

Miejsce poddawane zabiegowi	Zalecenia
Czoło, policzki i broda	Przesuwać urządzenie po skórze w kierunku od środka na zewnątrz i w stronę linii włosów.
Oczy i nos	W okolicach okalających brwi używać krótkich ruchów skierowanych ku górze. Omijać powieki. W okolicy nosa stosować proste, skierowane do dołu ruchy podążające za naturalną krzywizną nosa i konturem kości policzkowych.
Szyja	Pracować na całej powierzchni szyi, używając płynnych, skierowanych w dół ruchów.





Na początku dobrze jest czynność powtarzać 2-4 razy na każdą partię ciała. Kiedy skóra przyzwyczai się do zabiegów, liczbę powtórzeń można zwiększyć do 4-6.


Końcówki urządzenia ReVit Essential – drobna i gruba

Urządzenie wyposażone jest w dwie *końcówki* zabiegowe. Stosowanie urządzenia zalecamy rozpocząć od końcówki drobnej.

- *Końcówka drobna* służy do zabiegów ogólnych lub delikatnych zabiegów wykańczających.
- *Końcówka gruba* przeznaczona jest natomiast do gruntownego złuszczenia naskórka.

Aby zmienić końcówkę:

1. Upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do gniazda zasilającego.
2. Zdjąć założoną na urządzenie *końcówkę* (nr 1) i zastąpić ją drugą *końcówką*. Przed użyciem sprawdzić, czy *końcówka* jest mocno i stabilnie osadzona na swoim miejscu.



PL

7. Rozpoczęcie użytkowania!

Gładsza i świeższa skóra jest w zasięgu ręki! Przeprowadzanie zabiegów za pomocą urządzenia Silk'n ReVIt Essential jest bardzo łatwe. W każdej z poddawanej zabiegowi partii ciała wystarczy wykonać poniższe kroki. Całkowity czas zabiegu powinien wynosić około 5 minut.

7.1. Zalecane środki ostrożności

- Przed wykonaniem zabiegu na danej części ciała po raz pierwszy należy wykonać test na niewielkim obszarze skóry. Jeżeli po teście nie wystąpi żadne działanie niepożądane, zabieg w tej części ciała można przeprowadzić.
- Podczas pierwszych 2-3 zabiegów należy użyć trybu o niskiej sile ssania.
- Nie zalecamy stosowania urządzenia częściej niż dwa razy w tygodniu.
- ❗ W razie odczuwania dyskomfortu natychmiast przerwać zabieg.

7.2. Procedura postępowania

1. Do zabiegu skóra powinna być czysta, sucha i niepokryta pudrem, kremem ani żelem.
2. Sprawdzić, czy *gumowa nakładka* (nr 2), *filtr* (nr 3) oraz *końcówka* (nr 1) są dobrze zamocowane na urządzeniu. Podczas kilku pierwszych zabiegów należy używać *końcówki drobnej*.
3. Uruchomić urządzenie, wciskając *przycisk sterujący* (nr 4). Urządzenie ReVIt Essential jest teraz gotowe do pracy w trybie o niskiej sile ssania.
4. Przyłożyć *końcówkę* mocno do skóry – tak, aby poczuć ssanie.
5. W każdej z poszczególnych części ciała zabieg należy wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi w części "Miejsca poddawane zabiegom".
6. Aby przejść do trybu o wysokiej sile ssania, należy ponownie wcisnąć *przycisk sterujący*.

7. Aby po zakończeniu zabiegu wyłączyć urządzenie, na krótko wcisnąć *przycisk sterujący* – raz lub dwa razy, w zależności o tego, który tryb ssania był właśnie używany.
8. Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda zasilającego. Urządzenie ReVit Essential należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w części "Konserwacja i przechowywanie".

7.3. Po zabiegu

- Bezpośrednio po zabiegu należy unikać przebywania w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych i stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym o faktorze SPF 30 lub wyższym.
- Można zastosować specjalną maseczkę na twarz lub nałożyć krem na dzień lub na noc.

8. Konserwacja i przechowywanie

Urządzenie Silk'n ReVit Essential należy czyścić po każdym użyciu i przechowywać w odpowiedni sposób.

-  Najpierw wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda zasilającego.
-  Aby wyczyścić urządzenie, wytrzeć je czystą, suchą szmatką. Użyć płynu czyszczącego zawierającego nie więcej niż 70% alkoholu lub innego niezawierającego środków ściernych płynu do czyszczenia. Nigdy nie stosować acetonu ani innego rodzaju płynów zawierających środki ścierne, ponieważ spowodują one uszkodzenie urządzenia.
-  Aby wyczyścić *końcówkę*, należy najpierw zdjąć ją z urządzenia, a następnie umyć przy użyciu mydła i dobrze wysuszyć.
-  Aby wyczyścić *filtr*, należy najpierw zdjąć go z urządzenia, a potem za pomocą miękkiej szczoteczki usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Następnie ponownie założyć go na urządzenie.



Po czyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.




Za wyjątkiem *końcówek*, urządzenia Silk'n ReVIt Essential w żadnym wypadku nie wolno zanurzać w wodzie.

8.1. Wymiana filtra

Ze względu na gromadzące się na *filtrze* martwe komórki naskórka wymaga on czyszczenia lub wymiany. Zalecamy dokonywanie tego co kilka zabiegów.

Aby wymienić filtr:

1. Z urządzenia zdjąć *końcówkę*. Po usunięciu końcówki widoczna będzie *gumowa nakładka* i niewielki, czarny *filtr*.
2. Zdjąć *gumową nakładkę* (nr 2), a następnie *filtr* (nr 3).
3. Aby wyczyścić *filtr*, za pomocą miękkiej szczoteczki usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Następnie ponownie założyć go na urządzenie. Aby wymienić *filtr*, zdjąć z urządzenia *filtr* używany obecnie i założyć nowy.
4. Umieścić *gumową nakładkę* z powrotem na właściwym miejscu, a następnie zamocować *końcówkę*, dbając o stabilne połączenie jej z urządzeniem.



PL

8.2. Wymiana końcówki

Zalecamy wymianę *końcówki* na nową co sześć miesięcy – lub częściej, jeżeli dojdzie do uszkodzenia jej strony ścierniej.

9. Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Dodatkowe *filtry* i *końcówki* można zamówić na naszej stronie internetowej: www.silk'n.eu. Bliższych informacji w sprawie zapasowych *gumowych nakładek* oraz *zasilaczy AC/DC* udziela dział obsługi klienta marki Silk'n.

10. Rozwiązywanie problemów

Nie demontować ani nie naprawiać urządzenia Silk'n ReVit Essential samodzielnie. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi komponentami elektrycznymi i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji.

Problem	Sprawdzić
Mój Silk'n ReVit Essential nie włącza się.	Sprawdzić, czy <i>zasilacz</i> został właściwie podłączony do urządzenia i do gniazda zasilającego oraz czy wciśnięty został <i>przycisk sterujący</i> .
Kiedy przykładam urządzenie do skóry, w ogóle nie czuję ssania.	Sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i czy <i>filtr, gumowa nakładka i końcówka</i> są prawidłowo zamocowane.



Napraw dokonywać może wyłącznie upoważniony personel. Informacje można uzyskać w dziale obsługi klienta Silk'n.



W razie awarii urządzenia należy je natychmiast odłączyć od zasilania.

11. Obsługa klienta

Informacje są podane na naszych stronach: www.silk'n.eu. Niniejsza instrukcja dostępna jest również do pobrania w formacie PDF na stronie: www.silk'n.eu.

Informacje na temat nieoczekiwanego działania urządzenia lub niespodziewanych zdarzeń oraz wszelkich problemów z urządzeniem prosimy przekazywać działowi obsługi klienta marki Silk'n. Nasze dane teleadresowe:

Kraj	Numer do serwisu	E-mail
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Francja	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Niemcy	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Włochy		servizioclientiit@silk'n.eu
Holandia	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Hiszpania	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
Wielka Brytania	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
USA i Kanada	1-877-367-4556 (linia bezpłatna)	contact@silk'n.com
Pozostałe kraje	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

12. Gwarancja

Warunki podane na karcie gwarancyjnej Silk'n.

13. Usuwanie



Prosimy o pomoc w ochronie środowiska naturalnego. Urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi i pamiętać o przestrzeganiu miejscowych przepisów dotyczących usuwania urządzeń elektrycznych.

14. Specyfikacja

Nr modelu	H4201
Technologia	Końcówka próżniowa
Zasilanie wejściowe	12 V; 0,2A
Waga systemu	110 g
Transport oraz warunki przechowywania nieużywanego urządzenia	Temperatura: -40°C do +70°C Względna wilgotność: 10% do 90% Ciśnienie atmosferyczne: 500 do 1060 hPa
Środowisko pracy	Temperatura: od 10°C do 35°C Względna wilgotność: 30% do 75% Ciśnienie atmosferyczne: 700 do 1060 hPa
Zasilacze i klasyfikacja	SAW12-120-0500XX XX. Zob. typ wtyczki Napięcie wejściowe: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,3A Napięcie wyjściowe: 12 V; 0,5A
Oczekiwana długość okresu użytkowania urządzenia:	3 lata
Zgodność	2014/35/EU 2014/30/EU Dyrektywa RoHS 2011/65/WE Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006

15. Oznaczenia i symbole

	Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wymagania dyrektyw UE.
	Klasa III. Urządzenie zasilane jest z niskonapięciowego źródła zasilania.
	Stosowanie tylko w pomieszczeniach.
	Nie używać w wilgotnym otoczeniu.
	Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Usuwać zgodnie z prawem krajowym i zasadami ochrony środowiska. Zgodnie z Dyrektywą WEEE.

Jogi nyilatkozat

A Home Skinovations Ltd. fenntartja a jogot a termékeinek vagy előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd. által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd. ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd. nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot.

A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Home Skinovations Ltd. szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home Skinovations Ltd. írásos engedély formájában hozzájárult.

SILK'N és a SILK'N logó bejegyzett védjegyei a Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu vagy www.silkn.com, info@silkn.com cégnek.

Tartalomjegyzék

1.	Ismerje meg a Silk'n ReVit Essential készüléket	99
2.	Ellenjavallatok és figyelmeztetések.....	100
3.	Ne használja a Silk'n ReVit Essential készüléket, ha:	103
4.	Mire számíthat a Silk'n ReVit Essential-lal	103
5.	Lehetséges mellékhatások.....	104
6.	Az első kezelés előtt.....	104
7.	Kezdjük el!	106
8.	Karbantartás és tárolás	108
9.	Alkatrészek és fogyóeszközök.....	109
10.	Hibaelhárítás	109
11.	Ügyfélszolgálat	110
12.	Jótállás.....	110
13.	Ártalmatlanítás	111
14.	Műszaki adatok.....	111
15.	Jelek és szimbólumok.....	112

1. Ismerje meg a Silk'n ReVit Essential készüléket

A Silk'n ReVit Essential egy elektromos eszköz. A használat során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. A készülék első használata előtt olvassa el az összes figyelmeztetést, az ellenjavallatokat és a biztonsági előírásokat. Fontos, hogy elolvassa és megértse az utasításokat, hogyan kell használni a készüléket, beleértve a használat utáni eljárásokat, és szigorúan tartsa be azokat. Javasoljuk, hogy kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

1.1. A csomag tartalma

Az Ön Silk'n ReVit Essential csomagja ezeket a tételeket tartalmazza.

- ReVit Essential készülék
- Szűrőcsomag
- 2 Kezelőfej (Finom és Durva)
- Tartalék gumikupakok
- AC/DC adapter kábel
- Tároló tasak
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

1.2. Az eszköz leírása

A ReVit Essential egy kettős működésű terápiás készülék, amelyet otthoni használatra terveztek. A bőr mikrodermabráziós hámlasztását és vákuum stimulálását egyesíti.

Mikrodermabráziós hámlasztás

- Gyengéd, nem dörzshatású hámlasztás a simább, frissebb bőrért.
- Javítja a bőr tónusát, tapintását és rugalmasságát.
- Segít eltüntetni az öregségi foltokat.
- Segít a szem körüli finom ráncok eltüntetésében.

Vákuum stimuláció

- Serkentőleg hat a simább, fiatalosabb bőrért.
- Felszínre hozza a szennyeződések.
- Összegyűjti az elhalt bőrsejteket, hogy megszabaduljon tőlük.

A készülék a következő részekből áll: *kezelőfej* (#1), *gumikupak* (#2), *szűrő*, (#3), *kezelőgomb* (#4), *készülék csatlakozó* (#5), és egy *adapterkábel* (#6). Tekintse meg a használati útmutató elején lévő ábrát, hogy hol találhatóak az eszköz egyes részei.

1.3. Rendeltetésszerű használat

A Silk'n ReVIt Essential egy olyan eszköz, amely a bőr felső rétegének hámlasztására használható a frissebb megjelenés érdekében. A következők kezelésére használható:

- Az arc, a nyak és a kezek bőrének öregedése
- Finom arcvonalak
- Bőrelszíneződés
- Sötét foltok és felszíni hegek
- Fakó és a nap által károsodott bőr

A készüléket otthoni használatra tervezték. Ne használja más célra, mint ami ebben a használati utasításban szerepel.

HU

2. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

Mindenképpen olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet, és vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és az ellenjavallatokat.

- ❗ Gyerekek, 16 év alatti, mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élők, valamint a készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő felhasználók számára a készülék használata tilos. Ne engedje a gyerekeknek, hogy a készülékkel játszanak.

Ne használja a Silk'n ReVit Essential készüléket, ha:

- ! Rosaceában szenved.
- ! Rosszul kontrollált endokrin rendellenességben szenved, mint cukorbetegség és a pajzsmirigy megbetegedései.
- ! Cukorbetegség okozta kóros bőrelváltozása, szisztémás vagy más anyagcsere-betegsége van.
- ! Sugárkezelést vagy kemoterápiás kezelést kapott az elmúlt 3 hónapban, vagy ha bőrén potenciális rosszindulatú bőrelváltozások vannak.
- ! Az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén.
- ! Bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa vagy bőrgyógyásza véleménye szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

Ne végezzen kezelést:

- ! Aktív ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken vagy fertőzött bőrön (ajakherpesz), anyajegyeken vagy szemölcsökön, szisztémás és anyagcsere betegség (például cukorbetegség) okozta kóros bőrelváltozásokon.
- ! Korábban herpesszel fertőzött bőrfelületeken.
- ! Traumatizált vagy sérült bőrön.
-  Nemrég védelem nélkül napnak kitett bőrön (várjon 1 napot); lebarnult vagy napégette bőr esetében várjon 3 napot.

További figyelmeztetések

- ❗ Ne használja a mellbimbókon vagy a nemi szerveken.
- ❗ Ne használja heti 2 alkalomnál többször.
- ❗ Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használja az alacsony szívó fokozatot.
- ❗ Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőre nagyon kipirosodott.
- ❗ Távolítson el minden ékszert a kezelések előtt.
- ❗ Védje bőrért 30-as vagy magasabb faktorú készítménnyel, ha a kezelés után napnak teszi ki a bőrét.
- ⊘ Mindig ellenőrizze, hogy a keze és a bőre száraz, mielőtt használja a készüléket, vagy megérinti az adapter csatlakozóját.
- ⊘ A készüléket tartsa távol víztől vagy folyadékoktól! Ne használja a készüléket kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan vízbe eshet, lelökődhet vagy víz vagy bármilyen más folyadék közelébe kerülhet. Fennáll az áramütés veszélye. Azonnal húzza ki és ne használja újra.
- ❗ Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva a konnektorba. Tartsa az AC/DC adaptert mindenkor hozzáférhető helyen, így vészhelyzet esetén könnyen el lehet távolítani az aljzatból. Azonnal húzza ki a készüléket használat után.
- ❗ Ne szállítsa a készüléket az AC/DC adapter kábelnél fogva.
- ❗ Ha a készülék meghibásodik, húzza ki azonnal.

- ! Ne próbálja meg átalakítani, felnyitni vagy megjavítani a Silk'n ReVit Essential készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának.

3. Ne használja a Silk'n ReVit Essential készüléket, ha:

- a Home Skinovations Ltd. nem ajánlja az adapter, a kiegészítők és a tartozékok használatát.
- a készülék kábele vagy csatlakozódugója sérült. A tápkábelt tartsa távol a hőforrásoktól.
- használat közben füstöt érzékel.
- a készülék nem működik rendesen, vagy ha sérültnek tűnik.
- a külső burok megrepedt vagy szétesőben van.
- a készülék vízbe esett.

A fenti esetek bármelyikében lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával.

4. Mire számíthat a Silk'n ReVit Essential-lal

A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:

- **Búgó hang a készülékből:** A szívópumpa működik.
- **Enyhe bőrpír jelentkezik:** Ez néhány órán belül, vagy egy nap alatt elmúlik.

- ! Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőre nagyon kipirosodott..

- ! Forduljon orvoshoz, ha bármilyen komplikációt tapasztal.

5. Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Minden kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, bizonyos fokú kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja a kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.

Nem kívánt hatások	Kockázat
Bőrpír A felszíni hajszálerek kitágulását tapasztalhatja. Ez néhány napig bőrpír fennállását eredményezheti. Emellett néhány hajszálérnél piros foltok jelenhetnek meg, amelyek idővel elmúlnak. Ilyen esetekben, azonnal hűtse le a területet hideg vízzel.	Enyhe
Zúzódás Enyhe zúzódást tapasztalhat, amely 2-3 nap után eltűnik.	Enyhe

Forduljon orvoshoz, ha bármilyen tartós tünetet tapasztal.

6. Az első kezelés előtt


A Silk'n ReVIt Essential használatához végezze el a következőket:

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
2. Csatlakoztassa az *adapter kábelt* a készülék aljzatába és csatlakoztassa az *adaptert* egy elektromos csatlakozóaljzatba.
3. Tekintse át a javaslatokat, hogyan kell használni a ReVIt Essentialt a különböző kezelési területeken.

6.1. Kezelési területek

Azt javasoljuk, hogy alacsony szívó fokozattal kezdje, és néhány használat után térjen át a nagy szívó fokozatra. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, a kezelt területen használja az alacsony szívó fokozatot.

Kezelt terület	Javaslatok
Homlok, arc és áll	Mozgassa a készüléket a bőrén középről kifelé és a hajvonál felé.
Szemek és orr	Használjon rövid felfelé irányuló mozdulatokat a szemöldök környékén. Kerülje el a szemhéjat. Az orrnál egyenes, lefelé irányuló mozdulatokkal kövesse az orr görbületét és az arccont kontúrját.
Nyak	Az egész nyaki területen használjon egyenes, lefelé irányuló mozdulatokat.



Kezdetben minden területen 2-4-szer végezze el a kezelést. Ha bőre hozzászokott a kezeléshez, akkor 4-6 alkalommal áthaladhat.


6.2. ReVit Essential Finom és Durva fej

A készülék két kezelő *fejjel* rendelkezik. Azt javasoljuk, először a Finom fejet használja.

- Használja a finom *fejet* általános kezeléshez vagy a finom befejezéshez.
- Használja a Durva *fejet* a nagy igénybevételű hámlasztáshoz.

Fejcsere:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
2. Távolítsa el a jelenlegi *fejet* (#1) a készülékből és cserélje ki a másik *fejjel*. Győződjön meg róla használat előtt, hogy a *fej* szorosan illeszkedik a helyére.



7. Kezdjük el!

Jó úton halad az üdőbb, simább bőrért! A kezelés a Silk'n ReVit Essential-lal egyszerű. Csak kövesse ezeket a lépéseket minden kezelni kívánt területen. A teljes kezelés kb. 5 percig tart.

HU

7.1. Ajánlott óvintézkedések

- Mielőtt először kezelne egy területet, végezzen próbát egy kis bőrfelületen. Ha nincs mellékhatás, akkor elkezdheti kezelni azt a területet.
- Használja az alacsony szívó fokozatot az első 2-3 kezelés során.
- Nem javasoljuk, hogy heti 2 alkalomnál többször használja a készüléket.
- ! Hagyja azonnal abba a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal.

7.2. Kezelési lépések

1. Győződjön meg arról, hogy bőre tiszta, száraz és por-, krém- vagy gélmentes.
2. Győződjön meg róla, hogy a *gumikupak* (#2), a *szűrő* (#3), és a *fej* (#1) szorosan illeszkedik a helyére. Az első néhány kezelés során a *Finom fejet* használja.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a *kezelőgombot* (#4). Az Ön ReVIt Essential készüléke használatra kész alacsony szívó fokozatban.
4. Használja a *fejet* határozottan a bőrén úgy, hogy úgy érezze a szívást.
5. A "6.1. Kezelési területek" fejezetben javasoltak szerint kezeljen át minden területet.
6. Nyomja meg a *kezelőgombot* még egyszer, ha az alacsony szívásról a nagy szívó fokozatra akar kapcsolni.
7. A kezelés után a készülék kikapcsolásához nyomja meg röviden a *kezelőgombot* egyszer vagy kétszer, attól függően, hogy melyik szívó fokozatot használja.
8. Húzza ki a készüléket, és helyezze vissza a ReVIt Essential-t az eredeti dobozába. Lásd a "8. Karbantartás és tárolás" fejezetet.

7.3. A kezelés után

- Kerülje a közvetlen napsugárzást közvetlenül a kezelés után, és használjon 30 SPF vagy magasabb faktorú készítményt.
- Érdemes lehet arcpakolást, illetve nappali vagy éjszakai krémet alkalmazni.

8. Karbantartás és tárolás

Minden kezelés után tisztítsa meg és tárolja megfelelően a Silk'n ReVIt Essential készüléket.

-  Először húzza ki a készüléket az áramforrásból.
-  A készülék tisztításához törölje le azt egy tiszta, száraz ruhával. 70%-nál kevesebb alkoholt tartalmazó tisztítófolyadékot, vagy más, nem súroló hatású tisztítófolyadékot használjon. Soha ne használjon acetont vagy egyéb súroló hatású anyagot, mert ezek károsíthatják a készüléket.
-  A *fej* megtisztításához először távolítsa el azt a készülékből, mossa meg szappannal és vízzel, majd alaposan szárítsa meg.
-  A *szűrő* megtisztításához először távolítsa el azt a készülékből, távolítsa el egy puha kefével a törmeléket, és helyezze vissza a készülékbe.
-  Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja az eredeti dobozában.
-  A *fejek* kivételével soha ne merítse a Silk'n ReVIt Essentialt vízbe.


HU

8.1. A szűrő cseréje

A *szűrőt* meg kell tisztítani, vagy cserélni kell a felhalmozódott bőrtörmelék miatt. Azt javasoljuk, hogy ezt végezze néhány kezelés után.

A szűrő kicseréléséhez:

1. Távolítsa el a *fejet* a készülékből. Akkor meglátja a *gumikupakot* és a kis fekete *szűrőt*.
2. Távolítsa el a *gumikupakot* (#2), és aztán távolítsa el a *szűrőt* (#3).
3. A *szűrő* megtisztításához távolítsa el egy kefével a törmeléket, majd helyezze vissza a készülékbe. A *szűrő* cseréjéhez távolítsa el a jelenlegi *szűrőt* és helyezze be az újat.



4. Helyezze vissza a *gumikupakot* a helyére, majd tegye vissza a *fejet* a készülékre, meggyőződve róla, hogy az szorosan illeszkedik.

8.2. A fej cseréje

Javasoljuk, hogy hat havonta cserélje a *fejet* vagy korábban, ha a fej hámlasztó vége megsérült.

9. Alkatrészek és fogyóeszközök

További *szűrőket* és *fejeket* rendelhet honlapunkról: www.silk'n.eu. Lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával a *gumisapkák* vagy az *AC/DC adapter* cseréjéhez.

10. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a Silk'n ReVit Essential készüléket. Ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát és súlyos sérüléseket okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A Silk'n ReVit Essential készülékem nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy az <i>adapter</i> megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez, hogy be van-e dugva egy elektromos csatlakozóaljzatba, és hogy megnyomta-e a <i>kezelőgombot</i> .
Nem érzek szívást, amikor a készülékkel megérintem a bőröm.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, ellenőrizze a <i>szűrőt</i> , a <i>gumisapkát</i> és a <i>fejet</i> , hogy helyesen vannak-e behelyezve a készülékbe.



Csak jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat a készülékén. Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával.



Ha a készülék meghibásodik, húzza ki azonnal.

11. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.silkn.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető, és letölthető a következő helyről: www.silkn.eu.

A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával, vagy ha bármilyen más probléma van a készülékkel. Elérhetőségeink a következők:

Ország	Szervizszám	E-mail
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franciaország	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Németország	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Olaszország		servizioclientiit@silkn.eu
Hollandia	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanyolország	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Egyesült Királyság	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Egyesült Államok és Kanada	1-877-367-4556 (ingyenes)	contact@silkn.com
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Jótállás

Tekintse meg a Silk'n jótállási jegyét.

13. Ártalmatlanítás



Segítsen megvédeni a környezetet. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal, és kövesse az országában érvényes, az elektronikai eszközök ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályokat.

14. Műszaki adatok

Modellszám	H4201
Technológia	Légvákuumos fej
Bemeneti teljesítmény	12 V DC, 0,2A
A rendszer súlya	110 g
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: -40°C és +70°C között Relatív páratartalom: 10% és 90% között Légnyomás: 500–1060 hPa
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10°C és 35°C között Relatív páratartalom: 30% és 75% között Légnyomás: 700–1060 hPa
Adaptermodellek és besorolás	SAW12-120-0500XX XX A csatlakozó típusára utal Bemenet: 100–240 VAC; 50–60 Hz; 0,3A Kimenő teljesítmény: 12V, 0,5A
A készülék várható élettartama	3 év
Megfelelés	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU RoHS irányelv REACH rendelet EK No. 1907/2006

15. Jelek és szimbólumok

	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU irányelv követelményeit.
	III. érintésvédelmi osztály. A készüléket egy törpefeszültségű áramforrás látja el.
	Csak belső használatra.
	Ne használja nedves környezetben.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában. Összhangban a WEEE irányelvvel.

Yasal Uyarı

Home Skinovations Ltd. performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd. tarafından verilen bilgilerin yayınlanma sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Home Skinovations Ltd. bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovation Ltd'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir.

Bu belgenin hiçbir bölümü, Home Skinovations Ltd.'in açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Home Skinovations Ltd.'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Home Skinovations Ltd. ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SILK'N ve SILK'N logosu tescilli ticari markalarıdır Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, İSRAİL
www.silkn.eu veya www.silkn.com, info@silkn.com.

İçindekiler Tablosu

1. Silk'n ReVit Essential cihazınızı tanıyın	115
2. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar.....	116
3. Şu durumlarda Silk'n ReVit Essential cihazınızı kullanmayın:	119
4. Silk'n ReVit Essential cihazından beklenmesi gerekenler	119
5. Olası yan etkiler	120
6. İlk tedavinizi uygulamadan önce31	120
7. Başlarken!.....	122
8. Bakım ve saklama	123
9. Yedek parçalar ve sarf malzemeleri.....	124
10. Sorun Giderme	125
11. Müşteri hizmetleri.....	126
12. Garanti	126
13. Bertaraf Etme	126
14. Teknik Özellikler	127
15. İşaretler ve semboller	128

1. Silk'n ReVit Essential cihazınızı tanıyın

Silk'n ReVit Essential elektrikli bir cihazdır. Bu nedenle, güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. Cihazı ilk kez kullanmadan önce, tüm uyarıları, kontrendikasyonları ve güvenlik önlemlerini okuduğunuzdan emin olun. Kullanım sonrası işlemler dahil olmak üzere cihazın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili talimatları okuyup anlamanız ve harfiyen uygulamanız önemlidir. Tedaviden önce bu talimatları yeniden incelemeniz tavsiye edilir.

1.1. Paket içerikleri

Silk'n ReVit Essential paketinde şu parçalar yer alır.

- ReVit Essential cihazı
- Filtre paketi
- 2 Tedavi ucu (İnce ve Kaba)
- Yedek kauçuk kapaklar
- Kablolulu AC/DC adaptörü
- Saklama çantası
- Kullanım kılavuzu
- Garanti kartı

1.2. Cihazın Tanımı

ReVit Essential evde kullanım için tasarlanmış, çift etkili bir terapi cihazıdır. Cildin vakumla uyarımını ve mikrodermabrazyon eksfoliasyonu bir araya getirir.

Mikrodermabrazyon eksfoliasyon

- Cildin daha pürüzsüz ve daha taze hale gelmesi için nazikçe, aşındırmadan soyulması anlamına gelir.
- Ten renginin, dokusunun ve elastikliğinin artırılmasına yardımcı olur.
- Yaşlılık lekelerinin görünümünün azaltılmasına yardımcı olur.
- Gözlerin çevresinde ince çizgilerin görünümünün azaltılmasına yardımcı olur.

Vakumla uyarım

- Daha pürüzsüz, daha genç görünen bir cilt için uyarıma yardımcı olur.
- Kirlerin bir kısmını yüzeye getirir.
- Ölü cilt hücrelerini imha edilmek üzere toplar.

Cihaz bir tedavi ucuna (#1), kauçuk başlığa (#2), filtreye, (#3), kontrol düğmesine (#4), cihaz soketine (#5) ve kablolu adaptöre sahiptir (#6). Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

1.3. Kullanım Amacı

Silk'n ReVit Essential, daha tazelenmiş bir görünüm için cildin üst tabakasının soyulması için tasarlanan reçetesiz satılan bir cihazdır. Şunların tedavi edilmesi için tasarlanmıştır:

- Yüz, boyun ve ellerin yaşlanan cildi
- İnce yüz çizgileri
- Cilt renginin solması
- Koyu renkli lekeler ve yüzeysel yara izleri
- Mat ve güneşten zarar görmüş cilt

Cihaz evde kendi kendine tedavi için tasarlanmıştır. Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.

2. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar

Bu bölümü dikkatlice okuduğunuzdan emin olun ve uyarılar ve kontrendikasyonları dikkate alın.

! Bu cihaz; çocuklar, 16 yaşından daha küçük kişiler, fiziksel, duyuşsal veya psikolojik kapasiteleri sınırlı olanlar ve cihazın kullanımıyla ilgili yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir.

Şu durumlarda Silk'n ReVit Essential cihazını kullanmayın:

- !** Roza.
- !** Diyabet ve tiroid rahatsızlıkları gibi yetersiz kontrol edilen endokrin bozuklukları.

- ❗ Diyabet, sistemik veya diğer metabolik hastalıklardan kaynaklanan anormal cilt rahatsızlıkları.
- ❗ Son 3 ay içinde ışın tedavisi veya kemoterapi tedavisi gördüyseniz veya potansiyel cilt malignitelerinin olduğu bölgelere sahipseniz.
- ❗ Son 6 ay içinde cildinize doktor tarafından reçete edilmiş bir ilaç uyguladıysanız.
- ❗ Doktorunuzun veya dermatoloji uzmanınızın görüşüne göre bu tedavinin size uygulanmasını güvensiz hale getirebilecek başka herhangi bir durum.

Şu rahatsızlıkların bulunduğu bölgeleri tedavi etmeyin:

- ❗ Aktif egzama, sedef hastalığı, lezyon, açık yaralar veya enfeksiyon (uçuk), benler veya siğiller, sistemik ya da metabolik hastalıkların (örneğin diyabet) neden olduğu anormal cilt durumları.
- ❗ Geçmişte uçuk çıkmış olması.
- ❗ Travma geçirmiş veya yaralanmış cilt.
- ☀️ Yakın zamanda koruma olmadan güneşe maruz kalma (1 gün bekleyin); bronzlaşmış veya güneş yanığı olan cilt için, 3 gün bekleyin.

Ek uyarılar

- ❗ Meme uçları veya genital bölgelerde kullanmayın.
- ❗ Tavsiye edilen kullanım haftada en fazla iki kezdir.
- ❗ Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz düşük vakum modunu kullanın.
- ❗ Eğer cildiniz kızarırsa cihazı kullanmayı derhal bırakın.

- ❗ Tedavilerden önce tüm takıları çıkarın.
- ❗ Bir tedaviden sonra cildinizi güneşe maruz bırakırsanız cildinizi SPF 30 veya daha yüksek dereceli bir güneş kremiyle koruyun.
- ⊘ Cihazı çalıştırmadan veya adaptör fişine dokunmadan önce mutlaka ellerinizin ve cildinizin kuru olduğundan emin olun.
- ⊘ Cihazınızı su veya diğer sıvılardan uzak tutun! Cihazı küvet, duş, lavabo ve su ihtiva eden diğer kapların yakınında kullanmayın. Cihazı suya veya başka bir sıvının içine düşebileceği, itilebileceği veya yakınına yerleştirilebileceği yerlere koymayın ve böyle yerlerde muhafaza etmeyin. Elektrik çarpması riski söz konusudur. Derhal fişi çekin ve kullanmayın.
- ❗ Cihaz bir prize takılıken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın. AC/DC adaptörünü, acil durumlarda soketten kolayca çıkarılabilecek şekilde, her zaman erişilebilir olarak saklayın. Kullanımdan sonra cihazın fişini hemen çıkarın.
- ❗ Cihazı AC/DC adaptör kablosundan tutarak taşımayın.
- ❗ Cihazın arızalanması durumunda, hemen fişini çekin.
- ❗ Silk'n ReVIt Essential cihazınızın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz.

3. Şu durumlarda Silk'n ReVit Essential cihazınızı kullanmayın:

- Home Skinovations Ltd. tarafından tavsiye edilenlerden başka adaptör, ek veya aksesuarlar kullanılıyorsa.
- Cihazın kablosu ya da fişi hasar görmüşse. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı kullanırken duman çıktığını görürseniz veya koku hissederseniz.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa.
- Cihazın gövdesi çatlaksa veya parçalarına ayrılıyorsa.
- Cihaz suya düşüyse.

Bu durumlarda Silk'n Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.

4. Silk'n ReVit Essential cihazından beklenmesi gerekenler

Bir tedavi seansı sırasında aşağıdakiler normaldir:

- **Cihazdan bir uğultu sesi:** Bu ses vakum pompasının çalıştığını gösterir.
- **Ciltte bir miktar hafif kızarıklık:** Bu durum birkaç saat veya en fazla bir gün içinde geçecektir.
- **!** Eğer cildiniz çok kızarırsa cihazı kullanmayı derhal bırakın.
- **!** Herhangi bir komplikasyon yaşarsanız doktorunuzla iletişime geçin.

5. Olası yan etkiler

Talimatlara tam olarak uyularak tüm uyarılara ve kontrendikasyonlara dikkat edilmesi halinde yan etki ve komplikasyon nadir görülür. Evde kullanılmak üzere tasarlananlar da dahil olmak üzere, tüm kozmetik uygulamalarda belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Bu nedenle, ortaya çıkabilecek komplikasyonları ve riskleri anlamanız ve kabul etmeniz önemlidir.

Yan etki	Risk
Cilt Kızarıklığı Yüzeysel kılcal damarlarınızda genişleme meydana gelebilir. Bu durum birkaç gün bir miktar kızarıklığa neden olabilir. Ek olarak, bazı kılcallar zamanla geçecek kırmızı benekler oluşturabilir. Bu durumlarda, bulunduğunuz alanı hemen soğuk suyla soğutun.	Önemsiz
Morarma 2-3 gün içinde kaybolacak hafif morarmalar yaşayabilirsiniz.	Önemsiz

Kalıcı herhangi bir belirti yaşarsanız doktorunuza başvurun.

6. İlk tedavinizi uygulamadan önce

Silk'n ReVIt Essential cihazınızı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Cihazı ve diğer parçaları kutudan çıkartın.
2. *Adaptör kablosunu* cihazın soketine takın ve *adaptörü* elektrik prizine takın.
3. ReVIt Essential cihazının farklı tedavi alanlarında nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili tavsiyeleri gözden geçirin.

6.1. Tedavi bölgeleri

Düşük vakum moduyla başlamanızı ve birkaç kullanımdan sonra yüksek moda geçmenizi tavsiye ederiz. Herhangi bir rahatsızlık yaşamanız durumunda, tedavi bölgesine düşük vakum modunda uygulama yapın.

Tedavi bölgesi	Tavsiyeler
Alın, yanaklar ve çene	Cihazı cildiniz üzerinde ortadan dışa ve saç çizgisine doğru gezdirin.
Gözler ve burun	Kaşlarınız çevresindeki bölge için yukarı yönde kısa hareketlerle uygulama yapın. Göz kapaklarına yaklaşmayın. Burun bölgesi için, burnun kavisini ve elmacık kemiklerinin dış hattını takip ederek aşağı yönde düz hareketlerle uygulama yapın.
Boyun	Pürüzsüz, aşağı yönde hareketler kullanarak boyun bölgesinin tamamına uygulama yapın.



Başlangıç için, her bir alanda 2-4 defa uygulama yapabilirsiniz. Cildiniz tedaviye alıştığında, bunu 4-6 defaya çıkarabilirsiniz.


6.2. ReVit Essential'in İnce ve Kaba uçları

Cihazın iki tedavi *ucu* vardır. İnce uç ile başlamanızı tavsiye ederiz.

- İnce *ucu* genel tedavi veya hassas işlem için kullanın.
- Kaba *ucu* yoğun eksfoliasyon için kullanın.

Uçları değiştirmek için:

1. Cihazın elektrik prizine bağlı olmadığından emin olun.
2. Takılı *ucu* (#1) cihazdan çıkarın ve yerine diğer *ucu* takın. Kullanımdan önce *ucun* yerine sağlamca yerleştiğinden emin olun.



7. Başlarken!

Daha tazelenmiş, daha pürüzsüz bir cilt için doğru yoldasınız! Silk'n ReVit Essential ile tedavi kolaydır. Tedavi uygulamak istediğiniz her bölge için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir. Tedavinin tamamı yaklaşık 5 dakika sürecektir.

7.1. Tavsiye edilen önlemler

- Bir bölgeye ilk kez tedavi uygulamadan önce, cildin küçük bir bölgesinde bir nokta testi yapın. Hiçbir yan etki görmezseniz, devam edin ve o bölgeye tedavi uygulayın.
- İlk 2-3 tedaviniz için düşük vakum modunu kullanın.
- Cihazı haftada iki defadan daha fazla kullanmamanızı tavsiye ederiz.



Rahatsızlık hissederseniz hemen durun.

7.2. Tedavi adımları

1. Cildinizin temiz ve kuru olduğundan ve üzerinde pudra, krem veya jel olmadığından emin olun.
2. *Kauçuk kapağın* (#2), *filtrenin* (#3) ve *ucun* (#1) yerine sağlamca yerleştirildiğinden emin olun. İlk birkaç tedaviniz için, *İnce ucu* kullandığınızdan emin olun.
3. Cihazı çalıştırmak için *kontrol düğmesine* (#4) basın. ReVit Essential cihazınız düşük vakum modunda kullanıma hazırdır.
4. Vakumu hissedeceğiniz şekilde *ucu* kuvvetlice cildinize uygulayın.
5. "6.1. Tedavi bölgeleri" bölümünde tavsiye edildiği şekilde her bölgeye uygulama yapın.
6. Düşük vakum modundan yükseğe geçmek için, *kontrol düğmesine* tekrar basın.
7. Tedaviden sonra cihazı kapatmak için, hangi vakum modunda olduğunuza bağlı olarak *kontrol düğmesine* bir veya birkaç kez kısa süreyle basın.

8. Cihazın fişini çekin ve ReVit Essential cihazını orijinal kutusunda saklayın. Lütfen "8. Bakım ve saklama" bölümüne başvurun.

7.3. Tedaviden Sonra

- Tedaviden hemen sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının ve SPF 30 veya daha yüksek dereceli güneş kremi sürün.
- Yüz maskesi veya gündüz ya da gece kremi sürmek isteyebilirsiniz.

8. Bakım ve saklama

Her tedaviden sonra Silk'n ReVit Essential cihazınızı temizlemeniz ve düzgün şekilde saklamanız önemlidir.


-  Öncelikle, cihazın fişini çekin.
-  Cihazı temizlemek için, temiz, kuru bir bezle silin. En fazla %70 alkol içeren bir temizlik sıvısı veya başka bir aşındırıcı olmayan temizlik sıvısı kullanın. Cihazınıza zarar vereceğinden asla aseton veya diğer aşındırıcı sıvılar kullanmayın.
-  *Ucu* temizlemek için, önce cihazdan çıkarın, su ve sabunla yıkayın, ardından iyice kurulayın.
-  *Filtreyi* temizlemek için, önce cihazdan çıkarın, yumuşak bir fırça kullanarak varsa kalıntıları giderin ve cihaza geri yerleştirin.
-  Cihazınızı temizledikten sonra orijinal kutusunda saklamanız önerilir.
-  *Uçlar* hariç olmak üzere, Silk'n ReVit Essential cihazınızı kesinlikle suya batırmayın.

8.1. Filtrenin Deęiřtirilmesi

Atılan cilt paralarının birikmesi nedeniyle *filtrenin* temizlenmesi veya deęiřtirilmesi gerekir. Bu iřlemi birkaç tedavide bir yapmanızı tavsiye ederiz.

Filtreyi deęiřtirmek iin:

1. *Ucu* cihazdan ıkarın. Bunun zerinde, *kauuk kapaęı* ve kk siyah *filtreyi* greceksiniz.
2. *Kauuk kapaęı* (#2) ıkarın ve ardından *filtreyi* (#3) ıkarın.
3. *Filtreyi* temizlemek iin, varsa kalıntıları fırayla giderin, ardından cihaza geri yerleřtirin. *Filtreyi* deęiřtirmek iin, mevcut *filtreyi* ıkarın ve yenisini takın.
4. *Kauuk kapaęı* yerine geri yerleřtirin, ardından *ucu* cihaza geri yerleřtirin ve saęlam řekilde baęlandıęından emin olun.



8.2. Ucu deęiřtirme

Ucu altı ayda bir veya ucun ařındırıcı tarafının hasar grmesi durumunda daha nce deęiřtirmenizi tavsiye ederiz.

9. Yedek paralar ve sarf malzemeleri

Web sitemizden daha fazla *filtre* ve *u* sipariř edebilirsiniz: www.silk'n.eu. Yedek *kauuk kapaklar* veya AC/DC *adaptrleri* iin, ltfen Silk'n Mřteri Hizmetleri ile iletiřime gein.

10. Sorun Giderme

Silk'n ReVit Essential cihazınızın içini açmaya veya cihazı tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

Sorun	Kontroller
Silk'n ReVit Essential cihazım çalışmıyor.	<i>Adaptörün</i> cihaza düzgün bir şekilde bağlı olduğundan, bir elektrik prizine takılı olduğundan ve <i>kontrol düğmesine</i> bastığınızdan emin olun.
Cihaz cildime dokunduğunda hiç vakum hissetmiyorum.	Cihazın açık olduğundan emin olun ve <i>filtre, kauçuk kapak</i> ve <i>ucun</i> cihaza doğru yerleştirildiğini kontrol edin.



Tamir işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Sorun ve sorularınız için lütfen Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



Cihazın bozulması durumunda, hemen fişini çekin.

11. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.silkn.eu. Bu kılavuza PDF dosyası olarak şu adresten de ulaşılabilir: www.silkn.eu.

Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silkn Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
İtalya		servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
ABD ve Kanada	1-877-367-4556 (ücretsiz)	contact@silkn.com
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

12. Garanti

Silkn garanti belgenize bakınız.

13. Bertaraf Etme



Çevreyi korumaya yardımcı olun. Evsel atıklarınızla birlikte atmayın ve ülkenizde elektrikli malzemelerin bertarafına ilişkin yasaları uyguladığınızdan emin olun.

14. Teknik Özellikler

Model no.	H4201
Teknoloji	Hava vakum doldurma ucu
Giriş gücü	12 V DC, 0,2A
Sistem ağırlığı	110 gr
Kullanımlar arasında taşıma ve saklama ve saklama koşulları	Sıcaklık: -40°C ila +70°C Bağıl Nem: %10 ila %90 Atmosferik basınç: 500 - 1060hPa
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10°C - 35°C Bağıl Nem: %30 ila %75 Atmosferik basınç: 700 - 1060hPa
Adaptör Modelleri ve Elektriksel Özellikleri	SAW12-120-0500XX XX Fiş tipine başvurun Giriş: 100-240VAC, 50-60 Hz, 0,3A Çıkış: 12V, 0,5A
Ekipmanın beklenen hizmet ömrü	3 yıl
Uyumluluk	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EC sayılı RoHS Direktifi REACH düzenlemesi EC No. 1907/2006

15. İşaretler ve semboller

	Bu sembolü taşıyan ürünler CE Direktiflerinin koşullarını yerine getirir.
	Sınıf III. Cihaz ekstra düşük voltajlı bir güç kaynağından beslenir.
	Sadece iç mekanda kullanılır.
	Islak ortamlarda kullanmayın.
	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ülkenizde geçerli kanunlara uygun biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak çevrenin korunmasına katkıda bulunun. WEEE Direktifine uygun olarak.



PB112073C

InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands
E-mail: info@silkn.com

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek
Deutschland
E-mail: info@inno-essentials.de

www.silkn.eu