

Schulterwärmekissen



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Schulterwärmekissen schmiegt sich angenehm um Ihren Schulter- und Nackenbereich. Das Kissen hat mehrere Kammern, so dass eine gleichmäßige Verteilung der Rapsamen möglich ist.

Die Rapsamen haben gegenüber anderen Naturstoffen, die als Füllstoff für Wärmekissen eingesetzt werden, einen entscheidenden Vorteil: Sie geben die gespeicherte Wärme über einen langen Zeitraum ab und wärmen so Ihren Körper sehr lange.

Wir haben hier einige wichtige Informationen zum Gebrauch dieses Artikels für Sie zusammengestellt. Lesen Sie diese aufmerksam durch, dann wird Ihnen der Artikel lange gute Dienste leisten.

Nicht mikrowellengeeignet! Brandgefahr!

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Schulterwärmekissen ist mit Rapssamen befüllt. Im Backofen bzw. im Kühlschrank nimmt das Schulterwärmekissen Wärme bzw. Kälte auf und speichert diese, um sie dann später an den menschlichen Körper weiterzugeben.

Da es sich um ein Produkt mit Naturbestandteilen handelt, ist es für Allergiker oder für Personen mit Immunschwäche nicht geeignet.

Das **erwärmte** Schulterwärmekissen hilft bei ...

- ... kalten Händen und Füßen,
- ... Bauchschmerzen (z.B. durch Verdauungsprobleme;
nicht bei Entzündungen wie Blinddarmentzündung o.Ä.),
- ... Muskelschmerzen (z.B. „Muskelkater“),
- ... Muskelverspannungen.

Wenden Sie das **erwärmte** Schulterwärmekissen **nicht** an bei ...

- ... Entzündungen,
- ... Kreislaufbeschwerden,
- ... fieberhaften Erkrankungen.

Das im Kühlschrank **gekühlte** Schulterwärmekissen hilft bei ...

- ... Prellungen und Zerrungen,
- ... Entzündungen (an Sehnen, Nerven, Muskeln der Extremitäten; **nicht** bei erkältungsbedingten Entzündungen anwenden),
- ... Nasenbluten (Kissen in den Nacken legen),
- ... kleineren Verbrennungen.

Wenden Sie gekühlte Kissen – außer bei Verbrennungen – nur bis zu ca. 10 Minuten ununterbrochen an.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR eines Brandes

- Das Kissen darf nur im elektrischen Backofen und **keinesfalls in der Mikrowelle oder im Gasofen** erwärmt werden. Lassen Sie das Kissen beim Erwärmen nicht unbeobachtet!
- Ein Austrocknen des Kissens sowie eine Überhitzung oder extreme Unterkühlung (dauerhafte Lagerung im Tiefkühlfach) können das Schulterwärmekissen beschädigen und sogar zum Brand führen. Halten Sie sich deshalb unbedingt an die angegebenen Werte auf diesem Beileger und befeuchten Sie das Kissen vor jedem Erwärmen und bei Bedarf zwischendurch, indem Sie es leicht mit Wasser beträufeln.

WARNUNG vor Verbrennungen und Unterkühlungen

- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen kann. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm oder kalt wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. hitze- und kälteunempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel haben oder bei Kreislaufbeschwerden, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.
- Schon Temperaturen ab 41 °C können zu Verbrennungen führen! Um Hautverbrennungen und Unterkühlungen zu vermeiden, testen Sie die Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem Handrücken.
- Kühlen Sie das Schulterwärmekissen im Kühlschrank, nicht im Gefrierfach. Im Gefrierfach gekühlte Kissen können ggf. schon nach wenigen Minuten Anwendung zu Erfrierungen führen!

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

- Der Artikel darf nicht dauerhaft verwendet werden.
 - Der Artikel darf nicht auf verletzter Haut angewendet werden.
 - Jede längerfristige Durchfeuchtung, wie sie eventuell bei bettlägerigen Personen durch Schweiß auftreten kann, ist zu vermeiden.
 - Anzeichen von Schimmelpilzen können stark muffige, modrige Gerüche oder die Bildung von Stockflecken sein. Beim Auftreten von Allergien und Atemwegserkrankungen mit ungeklärter Ursache sollte auf die Anwendung des Schulterwärmekissens verzichtet werden.
-

Gebrauch

Kissen erwärmen



GEFAHR eines Brandes

Das Kissen darf nur im elektrischen Backofen und **keinesfalls in der Mikrowelle oder im Gasofen** erwärmt werden.

Nehmen Sie das Schulterwärmekissen aus dem Bezug heraus. Verteilen Sie wenige Spritzer Wasser (ggf. mit einer Sprühflasche) auf dem Schulterwärmekissen. Das Kissen darf nur leicht und oberflächlich befeuchtet sein.

Legen Sie das Schulterwärmekissen für ca. 3-5 Minuten in einen 100 °C warmen Backofen. Lassen Sie es in dieser Zeit nicht unbeobachtet.

Die durch die Erwärmung hervorgerufene Feuchtigkeit und der Geruch der Füllung gehören zum positiven Effekt des Schulterwärmekissens.

Kissen kühlen

Nehmen Sie das Schulterwärmekissen aus dem Bezug heraus und legen Sie es in einen luftdichten Beutel.

Legen Sie das verpackte Kissen maximal 2 Stunden in den Kühlschrank.

Nehmen Sie das Kissen anschließend aus dem luftdichten Beutel und stecken Sie es wieder in seinen Bezug.

Danach ist es sofort einsatzbereit.

Gebrauch

Legen Sie das Schulterwärmekissen nie direkt auf die Haut! Stecken Sie es immer zuvor in seinen Bezug. Prüfen Sie die Temperatur vor dem Auflegen mit dem Handrücken.

Legen Sie das Schulterwärmekissen auf die gewünschte Körperstelle. Gekühlte Schulterwärmekissen sollten nie länger als ca. 10 Minuten auf einer Körperstelle verbleiben, da sonst Erfrierungen/Unterkühlungen auftreten können.

Pflege

Der Bezug ist in der Waschmaschine waschbar. Beachten Sie die eingenähten Pflegehinweise.

Das gefüllte Schulterwärmekissen selbst ist nicht waschbar. Lüften Sie es hin und wieder aus. Lagern Sie es trocken.



Das Produkt ist konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Artikelnummer: 333 429

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de